

Cirrus G5

(Sitzschalenuntergestell)



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer		Versandadresse	
		entspricht der Rechnungsadresse	
KD.-Nr.		KD.-Nr.	
Name:		Name:	
Strasse:		Strasse:	
PLZ/Ort:		PLZ/Ort:	
E-Mail:		E-Mail:	
Fon:		Fon:	
Bestellinformation		Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	Max. Zuladung: 135 kg	Art.-Nr.: 35001000
Kommission:		Nutzergewicht:	kg
Tarif Ziffer	90.401.000		
Stand: 09.06.2022, Preise gültig bis auf Widerruf			

Grundpreis **CHF 4'060**

Alle Preise exkl. MWSt. / Unverbindliche Preisempfehlung

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermass). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden. **Hinweis:** Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.
Achtung: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Sitz gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

Max. Gesamthöhe:	1100 mm
Max. Gesamtlänge:	1150 mm
Gewicht:	ab 48 kg
Max. Breite:	SB + 240 mm

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19 und ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option „Befestigungsösen für Transport im Auto“ als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Masstoleranz ab Werk ± 10 mm.

Sitzbreite							CHF
	SW39	SW42	SW45	SW48	SW51	SW54	
mm	390	420	450	480	510	540	

Sitztiefe						
	SD44	SD47	SD50			
mm	440 (390-490)	470 (420-520)	500 (450-550)			

Vordere Sitzhöhe							
	FSH375	FSH40	FSH425	FSH45	FSH475	FSH50	FSH525
mm	375	400	425	450	475	500	525
5" / 16"			-	-	-	-	-
6" / 16"	-	-				-	-
8" / 16"	-	-	-			-	-
5" / 20"			-	-	-	-	-
6" / 20"	-	-					-
8" / 20"	-	-	-				
5" / 22"	-		-	-	-	-	-
6" / 22"	-	-					-
8" / 22"	-	-	-				
5" / 24"	-	-	-	-	-	-	-
6" / 24"	-	-					-
8" / 24"	-	-	-				

Sitz			Tarif Ziffer	CHF
CIR020086	Sitz, Kantelung, Sitzneigung 0° - 33°		80.507.000	Std
	CIR020088	Sperrmechanismus, Sitzkantelung		145
CIR020089	Sitz, fest, +/- 50 mm Sitztiefe		80.507.000	n/c
	CIR020091	Sitzplatte, ohne Beckenaussparung		n/c
	CIR020151	Trapezadapter (L: 300 mm, B (vorne): 280 mm, B (hinten): 140 mm)		459

Zubehör Sitz			Tarif Ziffer	CHF
CIR090202	Abduktionskeil, klein, 70 x 60 x 100 mm		80.634.000	145
CIR090302	Abduktionskeil, gross, 90 x 90 x 100 mm		80.634.000	155
Beckengurt				
CIR090135	Beckengurt mit Schnappverschluss		80.612.000	57
CIR090156	Beckengurtpolsterung, klein		80.612.000	20
CIR090136	Beckengurtpolsterung, gross		80.612.000	25
JAY Gurte				
JAY090071	2-Punkt Beckengurt 40 mm mit Druckknopf - Einfacher Zug 190 mm Polster		80.612.000	98
JAY090072	2-Punkt Beckengurt 40 mm mit Druckknopf - Einfacher Zug 240 mm Polster		80.612.000	98
JAY090077	4-Punkt Beckengurt, Schnalle mit Druckknopf, Polster 140 x 40 mm		80.612.000	148
JAY090078	4-Punkt Beckengurt, Schnalle mit Druckknopf, Polster 165 x 40 mm		80.612.000	148
JAY090102	V-Kontur Beckengurt, Seitenschnalle, Polster, mittel		80.612.000	148
JAY090103	V-Kontur Beckengurt, Seitenschnalle, Polster, gross		80.612.000	148

Rücken		Tarif Ziffer	CHF
Rücken			
CIR030134	Rücken, winkelverstellbar, 0° - 35°, Gasdruckfeder, für JAY und feste Rücken	80.633.000	Std
Schiebegriffe			
CIR030126	Schiebebügel	80.510.000	n/c
CIR030204	Schiebegriffe, höhenverstellbar	80.510.000	n/c
Kopfstütze		Tarif Ziffer	CHF
CIR030064	Kopfstütze, Standard, klein, 139 x 210 x 40	80.550.100	Std
	CIR030137 Halterung, vertikal und horizontal einstellbar		n/c
	CIR030138 Kopfstützenbezug, gepolstert		n/c
CIR030066	Kopfstütze mit Seitenführung, klein, 140 x 230 x 70	80.550.100	88
	CIR030137 Halterung, vertikal und horizontal einstellbar		n/c
	CIR030138 Kopfstützenbezug, gepolstert		n/c
CIR030135	Kopf-/Nackentstütze, Komfort, anpassbar, Trevira	80.550.100	145
	CIR030137 Halterung, vertikal und horizontal einstellbar		n/c
CIR030136	Kopf-/Nackentstütze, Komfort, anpassbar, PU beschichtet	80.550.100	125
	CIR030137 Halterung, vertikal und horizontal einstellbar		n/c
Whitmyer Kopfstützen (Kopfstützenpolster immer mit Halter WHT030414 bestellen)			
WHT030406	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Adjust-A-Plush, gross, (LxH) 460 x 127 mm	80.622.000	418
WHT030412	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Subokzipital, medium, (LxH) 250 x 158 mm	80.622.000	215
WHT030413	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Subokzipital, L (LxH) 330 x 190 mm	80.622.000	215
WHT030414	Whitmyer, Kopfstützenhalterung Cirrus G5, vertikal und horizontal einstellbar		95
Zubehör Rücken		Tarif Ziffer	CHF
CIR030143	Seitenpelotte, höhen- und tiefeinstellbar, abschwenkbar, rechts	80.635.000	148
CIR030142	Seitenpelotte, höhen- und tiefeinstellbar, abschwenkbar, links	80.635.000	148
CIR030144	Seitenpelottenbezug, gepolstert		78
JAY090087	Brustgurt Classic - Dynamisch M	80.611.000	222
JAY090088	Brustgurt Classic - Dynamisch L	80.611.000	222
JAY090104	Brustgurt Kontour - Dynamisch M	80.611.000	222
JAY090105	Brustgurt Kontour - Dynamisch L	80.611.000	222
Elektrische Verstellung Sitzneigung und Rückenwinkel			CHF
CIR020071	Sitzneigungsverstellung, elektrisch		998
CIR030145	Rückenwinkelverstellung, elektrisch	80.551.000	998
CIR020072	Verriegelung für elektrische Verstellung		145

Armlehne			Tarif Ziffer	CHF
CIR040042	Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (400 mm), höhenstellbar, abnehmbar		80.508.000	Std
	CIR040031	Armlagerungsschale für Hemiplegiker, Integralschaumstoff, rechts		218
	CIR040032	Armlagerungsschale, für Hemiplegiker, Integralschaumstoff, links		218
	CIR020095	Sitzbreitenerweiterung, 30 mm		45
CIR040000	Ohne Seitenteil			n/c
Zubehör				
CIR040044	Bezug Armauflage, gepolstert			129
Therapietisch				
CIR090131	Therapietisch, transparent, aufschiebbar, breitenverstellbar, 390 - 540 mm		80.661.000	278
	CIR090125	Teilpolsterung für Therapietisch (1)		74
CIR090139	Halbseitentisch, aufschiebbar, rechts (2)		80.661.000	237
CIR090140	Halbseitentisch, aufschiebbar, links (3)		80.661.000	237
Fussrastenhalter & Fussplatten				
Fussrastenhalter, abschwenkbar (70°/80°/90°)			Tarif Ziffer	CHF
CIR050117	Fussrastenhalter, Aluminium, winkelverstellbar 70°/80°/90°, abschwenkbar, rechts		80.505.000	n/c
CIR050118	Fussrastenhalter, Aluminium, winkelverstellbar 70°/80°/90°, abschwenkbar, links		80.505.000	n/c
Fussrastenhalter hochschwenkbar (0° - 90°)				
CIR050010	Fussrastenhalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts		80.505.000	n/c
CIR050009	Fussrastenhalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links		80.505.000	n/c
Stumpfauflage				
CIR050013	Stumpfauflage, gepolstert, rechts		80.654.000	150
CIR050014	Stumpfauflage, gepolstert, links		80.654.000	150
Gipsbeinstütze				
CIR050094	Gipsbeinstütze, rechts			150
CIR050093	Gipsbeinstütze, links			150
Ohne Halter und Fussraste				
CIR050000	Ohne Fussraste und -halter			n/c
Fussplatten				
CIR050119	Fussplatte, geteilt, Kunststoff, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), schwarz		80.505.000	n/c
CIR050120	Fussplatte, geteilt, Kunststoff, tiefen und winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), schwarz		80.505.000	95
CIR050121	Fussplatte, durchgehend, Aluminium, winkelverstellbar, schwarz (4)		80.505.000	95
Fusskasten (1)				
CIR050122	Fusskasten, gepolstert, PU beschichtet		80.505.000	375
Zubehör				
CIR050144	Klinik Kit für Unterschenkelängeneinstellungen, ohne Werkzeug			n/c
CIR050123	Wadenpolster, durchgehend (4)			159
CIR050124	Kniepolster, PU beschichtet (4)			159
CIR050134	Universalpolster, PU beschichtet (5)			n/c
CIR050133	Fussplatte Verlängerung, Aluminium, schwarz (6)			159

(1) Nicht möglich mit CIR040031/32 Armlagerungsschale für Hemiplegiker, Integralschaumstoff, links/rechts
(2) Nicht möglich mit CIR040031 Armlagerungsschale für Hemiplegiker, Integralschaumstoff, rechts
(3) Nicht möglich mit CIR040032 Armlagerungsschale für Hemiplegiker, Integralschaumstoff, links
(4) Nur möglich mit CIR050009 & CIR050010 Fussrastenhalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links/rechts

(5) Mitgeliefert zu CIR050009 & CIR050010 Fussrastenhalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links/rechts
Passend zu CIR050013/CIR050014 Stumpfauflage & CIR050123 Wadenpolster
(6) Nur möglich mit CIR050119 Fussbrett, geteilt, Kunststoff, winkeleinstellbar, hochklappbar, schwarz & CIR050120 Fussbrett, geteilt, Kunststoff, tiefen und winkeleinstellbar, hochklappbar, schwarz

Schwerpunkt (COG)

COG040	Schwerpunkt -40 mm	COG00	Schwerpunkt 0 mm	COG40	Schwerpunkt 40 mm
--------	--------------------	-------	------------------	-------	-------------------

Zubehör Rahmen

Tarif Ziffer CHF

Ankippbügel

CIR090003	Ankippbügel, Paar	80.506.000	n/c
-----------	-------------------	------------	-----

Sicherheitsrad abschwenkbar

CIR090006	Sicherheitsrad, abschwenkbar, Paar	80.502.000	n/c
CIR090060	Stockhalter, rechts	80.512.000	79
CIR090039	Stockhalter, links	80.512.000	79

Lenkräder

Tarif Ziffer CHF

CIR080301	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Kunststoff, schwarz	80.511.000	n/c
CIR080305	Lenkrad, Luft, Felge: Kunststoff, schwarz (1)	80.511.000	n/c

Antriebsräder

Tarif Ziffer CHF

CIR070073	Antriebsrad, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (2)		n/c
CIR070008	Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (3) (4)	80.503.000	229

Reifen

Tarif Ziffer CHF

CIR070076	Bereifung, 1" Luft, Grobprofil (5)	80.511.000	n/c
CIR070077	Bereifung, 1 3/8", Luft, Grobprofil (6)	80.511.000	n/c
CIR070074	Bereifung, 1", pannensicher, Grobprofil (5) (7)	80.511.000	n/c
CIR070075	Bereifung, 1 3/8", pannensicher, Grobprofil (8)	80.511.000	n/c

Greifreifen

Tarif Ziffer CHF

CIR070202	Greifreifen, Aluminium, eloxiert, silber (6)		n/c
CIR070204	Greifreifen, Edelstahl, silber (6)		n/c
CIR070207	Greifreifen, Supergrip® (6)	80.671.000	290
CIR070208	Greifreifen, Maxgrepp® (6) (9)	80.671.000	350
CIR070251	Greifreifenüberzug, Silikon (6) (10)	80.670.000	82

Speichenschutz (verfügbar für 20", 22" und 24" Antriebsrad)

Tarif Ziffer CHF

CIR070831	Speichenschutz, transparent	80.509.000	198
-----------	-----------------------------	------------	-----

Bremse

Tarif Ziffer CHF

CIR060009	Zugbremse, Bremshebel, lang		n/c
-----------	-----------------------------	--	-----

Einhandbremse

CIR060021	Zugbremse, Einhand, Betätigung, rechts		298
CIR060022	Zugbremse, Einhand, Betätigung, links		298

Zubehör

Tarif Ziffer CHF

CIR090000	Werkzeugsatz		n/c
CIR090030	Rucksack	80.662.000	69
CIR090083	Infusionshalterung mit Multifunktionsklemme		168
CIR090107	Flaschenhalterung, Sauerstoff		95
CIR090148	Universalhalterung für Kopfstützen		22

Farben

CHF

CIR100134	Matt Anthrazit		n/c
-----------	----------------	--	-----

(1) Nur für 6" & 8" Lenkradgabeln

(2) Nur für 20", 22" und 24" Antriebsrad

(3) 16" Antriebsrad nicht gespeicht, sondern Kunststoff

(4) Nur mit CIR070075 Bereifung, 1 3/8", pannensicher, Grobprofil

(5) Nicht mit Trommelbremsrad 16"

(6) Nicht mit 16" Antriebsrad

(7) Nicht mit CIR070008 Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht

(8) Nur mit CIR070008 Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht

(9) Nicht mit 20" Antriebsrad

(10) Nicht mit CIR070207 Greifreifen, Supergrip® und CIR070208 Greifreifen, Maxgrepp®

Cirrus G5		CHF
Grundpreis		4'060
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		90
Preis ohne MwSt.		
MWSt. 7.7 %		
Gesamtpreis inkl. MWSt.		

Datum	Unterschrift
-------	--------------


Tag Monat Jahr



Sunrise Medical AG

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch

Sitzkissen & Sitzplatten



// CIR020091



// CIR020151

Zubehör Sitz



// CIR090135/CIR090136/CIR090156



// JAY090071



// JAY090077



// JAY090102

Rücken



// CIR030126



// CIR030204

Zubehör Rücken



// CIR030143



// JAY090087



// JAY090104

Kopfstützen



// CIR030064



// CIR030066



// CIR030135



// WHT030412



// WHT030406



// WHT030414

Armlehne & Zubehör



// CIR090131



// CIR090140



// CIR040044



// CIR040042



// CIR040031

Fussrasten & Fussplatten



// CIR050117



// CIR050010



// CIR050013



// CIR050094



// CIR050119



// CIR050122



// CIR050124



// CIR050134



// CIR050123

Zubehör Rahmen



// CIR090003



// CIR090006



// CIR090060

Antriebsräder & Lenkräder



// CIR070008



// CIR070073



// CIR080301



// CIR070208



// CIR070207

Bremsen



// CIR060009



// CIR060021

Zubehör



// CIR090148



// CIR090083



// CIR090107