



Stand: 04/21

Delphin

Rechnungsadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____



Versandadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____

Datum: _____

Kommission: _____

Sunrise Medical Auftragsnummer: _____

Bestellung



Bitte senden Sie die Bestellungen an: cs@sunrisemedical.ch

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Maximales Benutzergewicht **kg**

Art.-Nr.: 301 00 000

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Grundpreis CHF 1780

exkl. MWSt. / unverbindliche Preisempfehlung

Grundmasse

Sitzbreite			Sitzhöhe / Überfahrhöhe		
mm	430	480	mm	550 / 460	630 / 540
Sitztiefe	420	○	○	○	○
Gesamtbreite mit/ohne Antriebsrad			Rückenhöhe 420 mm / Gewicht ca. 15 kg inkl. Antriebsrad		
SB + 200 mm / SB + 140 mm					

Standard-Ausführung

● 100124	Rahmenfarbe: Signalweiss	Std	
●	Rahmen Standard, passt über handelsübliche Toiletten bis 460 mm Höhe (ohne Halterung für Toiletteneinrichtungen), entspricht Sitzhöhe 550 mm	(max. 2 Rahmenzubehörteile können gleichzeitig am Rahmen angebracht werden)	Std
●	Fester Sitz	(Farbe Polster: schwarz)	Std
●	Abdeckung für Sitzöffnung		Std
●	Toiletteneinrichtung, einschiebbar, mit Halterung		Std
●	Fester Rücken (Höhe 420 mm)		Std
●	Armlehne, gepolstert, hochschwenkbar		Std
●	Durchgehende, einklappbare Fussraste	Einstellbereich der Fussraste entsprechend der Unterschenkellänge bei: Sitzhöhe 550 mm = 370 - 510 mm / Sitzhöhe 630 mm = 450 - 590 mm	Std
●	Lenkrad 5", nicht rostend	(Paar)	Std
●	Standard-Antriebsrad 24" mit Greifreifen, Steckachse, pannensicher bereift	(Paar)	Std
●	Kniehebelbremse	(Paar)	Std

Optionen

<input type="checkbox"/>	Transitrolle, starr	(Paar)	249	
<input type="checkbox"/>	Ankippbügel		49	
<input type="checkbox"/>	Sicherheitsrad, abschwengbar		148	
<input type="checkbox"/>	Stockhalter	(nur mit Ankippbügel möglich)	59	
<input type="checkbox"/>	Sicherungsbügel		215	
<input type="checkbox"/>	Rangierrolle 5", Vollgummi, lenkbar mit Feststellbremse	(Paar)	248	
<input type="checkbox"/>	ohne Antriebsrad	(Paar)	-248	
<input type="checkbox"/>	Verlängerung für Kniehebelbremse, abklappbar	(Paar)	49	

Breezy Delphin	Grundpreis	CHF	1780
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	50
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	