

## Q300<sup>®</sup> M Mini Kids

mit R-Net



### BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.


Rechnungsadresse oder Kundennummer		Versandadresse	
		entspricht der Rechnungsadresse	
KD.-Nr.:		KD.-Nr.:	
Name:		Name:	
Strasse:		Strasse:	
PLZ/Ort:		PLZ/Ort:	
E-Mail:		E-Mail:	
Fon:		Fon:	
Bestellinformation		Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	<b>Max. Zuladung: 75 kg</b>	
Kommission:		<b>Nutzergewicht:</b>	<b>kg</b>
<b>Art.-Nr.: 2200030M-000 (Mittelradantrieb)</b>			
<b>Tarif Ziffer: 90.411.000</b>			
Stand: 22.04.2022, Preise gültig bis auf Widerruf			

Grundpreis **CHF 8'290**

Alle Preise exkl. MWSt. / Unverbindliche Preisempfehlung

## Kundenmasse

a) Kopfhöhe	mm
b) Schulterhöhe	mm
c) Achselhöhe	mm
d) Ellenbogenhöhe	mm
e) Hüfthöhe	mm
f) Schulterbreite	mm
g) Rumpfbreite	mm
i) Taillenbreite	mm
j) Oberschenkellänge	mm
m) Fusssohlenlänge	mm
n) Unterschenkellänge	mm
o) Effektive Sitzbreite	mm



## Technische Informationen zum Sitzsystem

Ist in Kombination mit DAHL Docking Station getestet		<b>Sitzart</b>	KIDS SEAT
<b>Min. Rollstuhlgewicht</b>	Ohne Batterien 80 kg	<b>Sitzgrößen</b>	Breite 280 - 400 mm, Tiefe 260 - 400 mm
	Mit Batterien ab 110 kg	<b>Sitzhöhen</b>	410 mm - 490 mm

## Technische Informationen – Mittelrad-Antriebsbasis MWD

<b>Max. Nutzergewicht</b>	75 kg	<b>Antriebsräder</b>	12", 13", 14", schwarz
<b>Dimension Basis</b>	520 mm Mindestbreite	<b>Lenkräder</b>	Vorne und hinten 7" Vollgummi, schwarz
<b>Steuerung</b>	R-Net	<b>Ladegerät</b>	10 A Automatik-Ladegerät
<b>Reichweite</b>	Bis zu 36 km (ISO 7176-4)	<b>Batteriegröße</b>	56 Ah Gel-Typ, wartungsfrei
<b>Motor</b>	2-polig, 10 km/h und 4-polig 8 km/h	<b>Farbakzente</b>	7 Farbakzente
<b>Bodenfreiheit</b>	70 mm	<b>Rahmen</b>	Mattschwarz

## Basis

## Q300 M Mini Kids – Elektrorollstuhl

CHF

QZK000074	<b>Q300 M Mini Kids (Mittelradantrieb)</b>	Std
-----------	--	-----

## Motoren

CHF

QZK180013	Motor 2-polig, 10 km/h, 350 Watt, Performance	Std
QZK180010	Motor 4-polig, 8 km/h 500 Watt	180

## Traction Control (GYRO, Spurassistent)

CHF

QZK110009	Spurassistent für Steuerung R-Net (GYRO-Technologie)	Std
-----------	--	-----

Antriebsräder 

CHF

QZK070084	Antriebsrad, 12", pannensicher, Stollenprofil, schwarz	Std
QZK070065	Antriebsrad, 13", Luft, Stollenprofil, schwarz	n/c
QZK070069	Antriebsrad, 13", pannensicher, Stollenprofil, schwarz	n/c
QZK070034	Antriebsrad, 14", Luft, Stollenprofil, schwarz	n/c
QZK070033	Antriebsrad, 14", pannensicher, Stollenprofil, schwarz	n/c

Lenkräder 

CHF

QZK080213	Lenkräder 7", pannensicher, schwarz	Std
-----------	-------------------------------------	-----

## Farbe Verkleidung (bitte auswählen)

CHF

QZK100576	Rot	n/c
QZK100578	Blau	n/c
QZK100579	Weiss	n/c
QZK100577	Schwarz	n/c

## Farbakzente (bitte auswählen)

CHF

QZK140005	Apfelgrün (RAL 110 70 77)	n/c
QZK140004	Schwarz (RAL 9005)	n/c
QZK140006	Orange (RAL 060 60 80)	n/c
QZK140007	Silber (RAL 9006)	n/c
QZK140002	Rot (RAL 040 40 67)	n/c
QZK140003	Blau (RAL 260 40 45)	n/c
QZK140001	Weiss (RAL 9010)	n/c

Farbe Verkleidung (1) 

CHF

QZK140008	Strukturmuster Grau	460
QZK140009	Strukturmuster Rot	460
QZK140010	Strukturmuster Blau	460
QZK140011	Strukturmuster Weiss	460
QZK140018	Strukturmuster Lila	460
QZK140019	Strukturmuster Pink	460
QZK140012	Flammenmuster Grau	460
QZK140013	Flammenmuster Rot	460
QZK140014	Flammenmuster Blau	460
QZK140015	Flammenmuster Weiss	460
QZK140016	Floralmuster Weiss	460
QZK140017	Carbon	460

(1) Die Muster der Verkleidung sind handgefertigt und können von der Abbildung abweichen. Zudem kann eine verlängerte Lieferzeit entstehen.

## Basis

LED Licht 

CHF

QZK110201	LED Licht und Blinker (1)	690
QZK110209	Ohne Licht und Blinker	Std

## Sitzhöhe

CHF

Die Sitzhöhe ist der Abstand zwischen Sitzplatte und Boden bei 0° Sitzneigung und ohne Sitzkissen (vorne gemessen).

SH41	410 mm (2)	n/c
SH43	430 mm (3)	n/c
SH45	450 mm (4)	n/c
SH47	470 mm	n/c
SH49	490 mm	n/c

Batterie & Ladegerät 

CHF

## Batterien

QZK160013	Batterie, 56 Ah, Gel, wartungsfrei	Std
-----------	------------------------------------	-----

## Ladegerät

QZK160104	220 V / 10 A Automatik-Ladegerät	Std
-----------	----------------------------------	-----

## Sitzfunktionen

## Sitz, elektrisch (mit Schwerpunktverlagerung des Sitzes)

CHF

QZK130002	Sitzneigung, mechanisch verstellbar (Werkseinstellung 3°)	Std
QZK130004	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 30° (mit Schwerpunktverlagerung des Sitzes) (1)	1'390
QZK130012	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, -5° - 25° (mit Schwerpunktverlagerung des Sitzes) (1)	1'490
QZK130007	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 50° (mit Schwerpunktverlagerung des Sitzes) (1) (5)	1'980
QZK130009	Kombimodul Lift und Sitzneigung, elektrisch: Sitzlift 300 mm, Sitzneigung 0° - 30° (1)	2'970

## Rückenwinkelverstellung

CHF

QZK030018	Rückenwinkelverstellung, mechanisch: 86° bis 106° in 3 Stufen	Std
QZK030026	Rückenwinkelverstellung, elektrisch: 90° - 120°	1'290

## C-Me Funktion (6)

CHF

QZK110034	C-Me Funktion, aktiviert (7)	n/c
QZK110035	C-Me Funktion, deaktiviert (8)	Std

(1) Benötigt QZK110032 Aktuator- und Lichtsteuerungsmodul, R-Net, ISM-6L  
(2) Nur möglich QZK130002 Manuelle Sitzneigung (3° voreingestellt)  
(3) Nur möglich in Kombination mit QZK130002 Manuelle Sitzneigung (3° voreingestellt) oder QZK130004 Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 30°  
(4) Nicht möglich mit QZK130012 Sitzneigung, elektrisch verstellbar, -5° bis 25°

(5) Nicht in Kombination mit elektrischer Rückenwinkelverstellung bei 400 mm Sitztiefe  
(6) Benötigt QZK130009 Kombimodul Lift und Sitzneigung, elektrisch  
(7) 4,8 km/h Höchstgeschwindigkeit bei hochgefahrenem Sitzlift (Sitzneigung <math>\leq 9^\circ</math>)  
(8) 1,5 km/h Höchstgeschwindigkeit bei hochgefahrenem Sitzlift

## Sitzfunktionen

Rücken 

CHF

**Anpassrücken mit Velcrobändern (vgl. Bereich A)**

QZK030150	Anpassrücken mit Velcrobändern	Std
-----------	--------------------------------	-----

**SEDEO LITE (vgl. Bereich B)**

QZK030151	SEDEO LITE Rücken ( <b>Aufpreis siehe Bereich B</b> )	n/c
-----------	---	-----

**JAY J3 (vgl. Bereich C)**

QZK030054	JAY J3 inkl. Befestigung ( <b>Aufpreis siehe Bereich C</b> )	n/c
-----------	--	-----

QZK030000	Ohne Rücken	n/c
-----------	-------------	-----

**A – Anpassrücken – Rückenbespannung**

CHF

QZK030301	Anpassbare Velcrobänder (werkseitige Einstellung 410 mm Höhe)	Std
-----------	---	-----

**A – Anpassrücken – Rückenhöhe** (Rückenbreite muss der Sitzbreite entsprechen)

CHF

BH38	380 mm	n/c
BH41	410 mm	n/c
BH435	435 mm	n/c
BH46	460 mm	n/c
BH485	485 mm	n/c

**B – SEDEO LITE Rückenkissen**

CHF

QZK030214	SEDEO LITE, Rückenkissen, tiefe Kontur, aktiv, einstellbare Gurte (1) (2)	349
-----------	---	-----

**B – SEDEO LITE Rückenbezug**

CHF

QZK030059	Rückenbezug, Inkontinenzschutz	n/c
QZK030108	Rückenbezug, Komfort	Std

**C – JAY J3 Rücken, flache Kontur (SC)** 

CHF

JAY030034	Mittlerer Rücken (MT), kurz, 300 mm	1'120
JAY030010	Mittlerer Rücken (MT), mittel, 340 mm	1'120
JAY030033	Mittlerer Rücken (MT), hoch, 380 mm	1'120
JAY030012	Hoher Rücken (UT), kurz, 420 mm	1'120
JAY030019	Hoher Rücken (UT), mittel, 460 mm	1'120
JAY030025	Hoher Rücken (UT), hoch, 510 mm	1'120

**C – JAY J3 Rücken, mittlere Kontur (MC)** 

CHF

JAY030035	Mittlerer Rücken (MT), kurz 300 mm	1'220
JAY030011	Mittlerer Rücken (MT), mittel, 340 mm	1'220
JAY030018	Mittlerer Rücken (MT), hoch, 380 mm	1'220
JAY030013	Hoher Rücken (UT), kurz, 420 mm	1'220
JAY030020	Hoher Rücken (UT), mittel, 460 mm	1'220
JAY030026	Hoher Rücken (UT), hoch, 510 mm	1'220

**C – JAY 3 Rücken, tiefe Kontur Mitte (MDC)** 

CHF

JAY030040	Mittlerer Rücken (MT), kurz 300 mm	1'340
JAY030044	Mittlerer Rücken (MT), mittel 340 mm	1'340
JAY030041	Mittlerer Rücken (MT), hoch, 380 mm	1'340
JAY030045	Hoher Rücken (UT), kurz, 420 mm	1'340
JAY030042	Hoher Rücken (UT), mittel, 460 mm	1'340
JAY030046	Hoher Rücken (UT), hoch, 510 mm	1'340

(1) Wird benötigt um Sitztiefe SD 26 (260 mm) / Sitztiefe SD 28 (280 mm) zu erreichen

(2) Nicht verfügbar mit Sitztiefe SD 38 (380 mm) / Sitztiefe SD 40 (400 mm)

## Sitzfunktionen

**C – JAY J3 Seitenpelotten, rechts**

CHF

JAY090020	Seitenpelotten, (LxH) 100 x 100 mm, rechts	138
JAY090021	Seitenpelotten, (LxH) 100 x 127 mm, rechts	138
JAY090022	Seitenpelotten, (LxH) 100 x 152 mm, rechts	138
JAY090023	Seitenpelotten, (LxH) 152 x 100 mm, rechts	138
JAY090024	Seitenpelotten, (LxH) 152 x 127 mm, rechts	138
JAY090025	Seitenpelotten, (LxH) 152 x 152 mm, rechts	138

**C – JAY J3 Seitenpelotten, links**

CHF

JAY090011	Seitenpelotten, (LxH) 100 x 100 mm, links	138
JAY090012	Seitenpelotten, (LxH) 100 x 127 mm, links	138
JAY090013	Seitenpelotten, (LxH) 100 x 152 mm, links	138
JAY090014	Seitenpelotten, (LxH) 152 x 100 mm, links	138
JAY090015	Seitenpelotten, (LxH) 152 x 127 mm, links	138
JAY090016	Seitenpelotten, (LxH) 152 x 152 mm, links	138

**C – JAY J3 Seitenpelotten, Halterung**

CHF

JAY090026	Fixe Halterung für Seitenpelotten, rechts	n/c
JAY090017	Fixe Halterung für Seitenpelotten, links	n/c
JAY090028	Abschwenkbare Halterung für Seitenpelotten, rechts	87
JAY090019	Abschwenkbare Halterung für Seitenpelotten, links	87

## Sitzfunktionen

## Schiebegriffe

CHF

QZK030212	Schiebegriffe gebogen	Std
QZK030213	Schiebegriffe gerade (1)	n/c

Polsterung der Kopfstütze 

CHF

QZK030431	SEDEO Polster klein mit Bezug (L x H) 240 x 150 mm (2)	185
WHT030401	Whitmyer Stoffpolsterung, (L x H) 203 x 127 mm (3)	195
WHT030402	Whitmyer Stoffpolsterung, (L x H) 254 x 127 mm (3)	195
WHT030404	Whitmyer adjust-a-plush Polster (schmal); (L x H = 355 x 76 mm) (3)	328

Befestigungsart für Kopfstütze 

CHF

QZK030433	SEDEO, Kopfstützenhalterung	190
QZK030434	SEDEO, Kopfstützenhalterung, mit Schnellverschluss	190
WHT030408	Whitmyer Kopfstützenhalterung, LINX <sup>2</sup>	210
WHT030409	Whitmyer Kopfstützenhalterung, AXYS	297
WHT030410	Whitmyer Kopfstützenhalterung, AXYS, seitlich	297
WHT030411	Whitmyer Kopfstützenhalterung, COBRA XTRA, abklappbar	593

## Kopfstützenhalterung – Anbau

CHF

QZK030120	Kopfstützenhalterung, Montage Rückenrahmen	n/c
QZK030119	Kopfstützenhalterung, Montage Rücken (4)	n/c

Sitz und Sitzkissen 

CHF

QZK020109	Feste Sitzplatte (Standard)	Std
QZK020120	Sitzkissen, 50 mm	n/c
QZK020110	Ohne Sitzkissen	n/c

## Standard Sitzgrößen

CHF

## Sitzbreite

SW28	280 mm (5)	n/c
SW30	300 mm	n/c
SW32	320 mm	n/c
SW34	340 mm	n/c
SW36	360 mm	n/c
SW38	380 mm	n/c
SW40	400 mm (5)	n/c

## Sitztiefe

SD26	260 mm (4)	n/c
SD28	280 mm (4)	n/c
SD30	300 mm	n/c
SD32	320 mm	n/c
SD34	340 mm	n/c
SD36	360 mm	n/c
SD38	380 mm	n/c
SD40	400 mm	n/c

(1) Nicht verfügbar mit QZK030120 Kopfstützenhalterung, Montage Rückenrahmen, QZK110021 Dualsteuerung für Begleitperson oder QZK110020 Bedienpult, Halterung nur für Steuerung durch Begleitperson

(2) Nur mit QZK030433 SEDEO Kopfstützenhalterung oder QZK030434 SEDEO, Kopfstützenhalterung mit Schnellverschluss

(3) Nur mit Whitmyer Kopfstützenhalterungen: WHT030408 LINX<sup>2</sup>, WHT030409 AXYS, WHT030410 AXYS, seitlich oder WHT030411 COBRA XTRA abklappbar

(4) Nur mit QZK030214 SEDEO LITE Tiefe Kontur, Aktiv

(5) Nicht mit QZK040064, Seitenschutz

## Sitzfunktionen

Armauflage 		CHF
QZK040122	Armauflage, hochklappbar, höhen- und winkeleinstellbar	Std

Armpolsterung		CHF
QZK040023	Armpolster, Integralschaumstoff, 300 x 50 mm, rechts	n/c
QZK040024	Armpolster, Integralschaumstoff, 300 x 50 mm, links	n/c
QZK040062	Armpolster, Integralschaumstoff, 280 x 65 mm, rechts (1)	Std
QZK040063	Armpolster, Integralschaumstoff, 280 x 65 mm, links (2)	Std

Seitenschutz		CHF
QZK040064	Seitenschutz, kurz, keilförmig (3)	n/c
QZK040033	Seitenschutz, Kunststoff (4)	n/c

Zentralfussraste, manuell		CHF
QZK050112	Zentralfussraste (inklusive Wadenpelotten und hochklappbarem Fussbrett)	Std

Fussrastenhalter, abschwenkbar & Fussplatten 		CHF
QZK050002	Fussrastenhalter, 70° (Quickie Life Style)	n/c
QZK050001	Fussrastenhalter, 80° (Quickie Life Style) (5)	n/c
QZK050041	Fussrastenhalter, 90° (Zippie Salsa Style mit Aluminium Fussplatten und Wadenband)	n/c
QZK050016	Fussrastenhalter, manuell, hochschwenkbar (inkl. hochklappbaren Fussplatten)	853

Fussplatten für abschwenkbare Fussrastenhalter		
QZK050050	Fussplatte, geteilt, Aluminium, winkeleinstellbar, seitlich hochklappbar, Fersenband, schwarz (5) (6)	n/c
QZK050167	Fussplatte, hochmontiert – empfohlen für kurze Unterschenkellängen (5) (6)	n/c
	QZK050168	kurze Klemme (90 mm)
	QZK050169	lange Klemme (121 mm)

Positionierung & Zubehör		CHF
QZK090100	Transportösen	Std
QZK090171	Beckengurt, anpassbar	119
QZK090040	Therapietisch, abschwenkbar	418
QZK090110	Rückspiegel, rechts (7)	89
QZK090118	Rückspiegel, links (7)	89

(1) Nicht in Kombination mit QZK110056 Anbau Bedienpult, parallel, abschwenkbar, gekapselt und QZK110052 Bedienpult, Anbauseite, rechts  
 (2) Nicht in Kombination mit QZK110056 Anbau Bedienpult, parallel, abschwenkbar, gekapselt und QZK110053 Bedienpult, Anbauseite, links  
 (3) Reduziert Sitzbreite (SW) um 20 mm

(4) Nicht mit Sitzbreite SW 28 (280 mm)  
 (5) Nicht mit QZK130012 Sitzneigung, elektrisch verstellbar, -5° - 25° (mit Schwerpunktverlagerung des Sitzes)  
 (6) Nur mit QZK050002/1 Fussrastenhalter 70°/80°  
 (7) In Kombination mit QZK090040 Therapietisch, abschwenkbar – nicht auf gleicher Seite anbaubar



**Steuerung / Elektronik**

<b>R-Net Bedienpult</b> 		CHF
QZK110015	LED, elektrische Funktionen	Std
QZK110016	LED, elektrische Funktionen und Licht	n/c
QZK110017	LCD-Anzeige (Standard Farbdisplay mit 2 x 3,5 mm Klinkeneingängen)	n/c
QZK110018	LCD-Anzeige, Spastikerausführung (1)	1'289
QZK110013	High-Definition LCD und Infrarot-Funktion	n/c
QZK110023	High-Definition LCD, Infrarot- und Bluetooth-Funktion	619


<b>Anbau Bedienpult</b>		CHF
QZK110082	Anbau Bedienpult, parallel, nach hinten abschwenkbar	n/c
QZK110056	Anbau Bedienpult, parallel, nach hinten abschwenkbar, gekapselt	n/c

<b>Anbauseite – R-Net</b>		CHF
QZK110052	Bedienpult, Anbauseite, rechts	n/c
QZK110053	Bedienpult, Anbauseite, links	n/c

<b>Display-Sprache</b>							
QZK119000	Deutsch	QZK119002	Französisch	QZK119005	Italienisch	QZK119001	Englisch

<b>Joystickaufsätze</b> (optional) 		CHF
QZK090505	Joystickaufsatz, Golfball, Ø 42 mm	85
QZK090506	Joystickaufsatz, T-Griff, Breite 80 mm	85
QZK090507	Joystickaufsatz, Softball, Ø 70 mm	85
QZK090508	Joystickaufsatz, Ball-Aufsatz, Ø 35 mm	85
QZK090045	Joystickaufsatz, Allround, Ball Ø 48 mm	85
QZK090509	Joystickaufsatz, Kinnschale, Ø 37 mm	85
QZK090512	Joystickaufsatz, Stick, 80 x 15 mm	85
QZK090511	Joystickaufsatz, Pilz, Ø 45 mm	85

<b>R-Net Steuerung</b> 		CHF
QZK110004	Powermodul, R-Net, 120 A, ausbaubar	Std

<b>Handprogrammiergerät &amp; Software – R-Net</b> 		CHF
QZK090066	PC Software, R-Net	575
QZK090064	DTT Handprogrammiergerät für R-Net Steuerung, Anschlusskabel	1'175

<b>Aktuator- und Lichtsteuerungsmodul – R-Net</b>		CHF
QZK110032	Aktuator- und Lichtsteuerungsmodul, R-Net, ISM-6L	n/c

<b>Steuerung für Begleitperson</b> 		CHF
QZK110021	Dual Steuerung für Begleitperson	1'230
QZK110020	R-Net Bedienpult, nur für Begleitperson (anstelle Bedienpult vorne) (2) (3)	n/c

(1) Nicht verfügbar in Kombination mit Joystickaufsatz QZK090505 - QZK090511

(2) R-Net Bedienpult auswählen

(3) Nur Anbau für die rechte Seite

## Sondersteuerungen

### R-Net OMNI2 Display und Schnittstellen für Sondersteuerungen (1)

CHF

QZK110740	R-Net OMNI2 Modul und Display, inkl. Bluetooth und Infrarotsender
-----------	---

1'495

### R-Net OMNI2 Anbau

CHF

QZK110122	OMNI2 Flexi Halterung, rechts
-----------	-------------------------------

n/c

QZK110121	OMNI2 Flexi Halterung, links
-----------	------------------------------

n/c

### Alternative Sicherheitsoptionen

CHF

QZK090147	Funk Stop Schalter (Fernsteuerung zum Anhalten des Rollstuhls) (30 m Aktivierungsbereich, Montage über OBC-Anschluss)
-----------	---

989

(1) Nicht mit QZK110056 Anbau Bedienpult, parallel, abschwenkbar, gekapselt

## Antriebsräder, Lenkräder

◀ ZURÜCK



// QZK070069



// QZK080213

## LED Licht &amp; Ladegerät

◀ ZURÜCK



// QZK110201



// QZK160104

## Rücken

◀ ZURÜCK



// QZK030214

## Kopfstützenpolster &amp; Kopfstützenhalterung

◀ ZURÜCK



// QZK030431



// WHT030401 - WH030402



// WHT030404



// QZK030433



// WHT030408



// WHT030409

## Sitzkissen

◀ ZURÜCK



// QZK020120

## JAY J3 Rücken

◀ ZURÜCK



// JAY030010



// JAY030011



// JAY030041

## Armauflage

◀ ZURÜCK



// QZK040122

## Fussrastenhalter, abschwenkbar &amp; Fussplatten

◀ ZURÜCK



// QZK050001  
 // QZK050050  
 // QZK050167

## R-Net Bedienpult

[← ZURÜCK](#)


// QZK110017



// QZK110013



// QZK110018



// QZK110056

## Joystickaufsätze

[← ZURÜCK](#)


// QZK090505



// QZK090045



// QZK090507



// QZK090508



// QZK090509



// QZK090512



// QZK090511



// QZK090506

## Handprogrammiergerät &amp; Software – R-Net

◀ ZURÜCK



// QZK090064



// QZK090066

## R-Net Steuerung &amp; Steuerung für Begleitperson

◀ ZURÜCK



// QZK110004



// QZK110021

## R-Net OMNI2 Anbau

◀ ZURÜCK



// QZK110740

## Farbe Verkleidung

◀ ZURÜCK

// QZK140008 - QZK140011  
// QZK140018 - QZK140019

// QZK140012 - QZK140015



// QZK140016 - QZK140017

Q300 M Mini Kids		CHF
<b>Grundpreis</b>		<b>8'290</b>
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		<b>90</b>
Preis ohne MwSt.		
MWSt. 7.7 %		
<b>Gesamtpreis inkl. MWSt.</b>		

Datum

Unterschrift

Tag      Monat      Jahr

**Sunrise Medical AG**

Elenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 Fon: 031 958 3838  
 cs@sunrisemedical.ch  
 www.SunriseMedical.ch