



Sunrise Medical AG
 Erlenuweg 17
 CH-3110 Münsingen
 Fon 031 958 3838
 info@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch

Bestellung Kostenvoranschlag

Stand: 03/21	
Händler	Datum
	Kommission
Lieferanschrift	Menge

Grundpreis

CHF 2'799 (exkl. MwSt.) / unverbindliche Preisempfehlung

Tarifposition Sozialversicherung:

50.102.002

Emineo
 Emineo Transitversion








- Multifunktions-Rollstuhl, der von einer sehr aktiven bis zu einer passiven Sitzposition alles abdeckt
- Sitzbreite 39 / 42 / 45 / 48 / 51 cm
- Sitztiefe 40 - 45 cm, stufenlos einstellbar
- Sitzkantelung mit Gasdruckfeder (0° bis 16°)
- Anpassrücken, Höhe 55 cm, stufenlos einstellb. 50 - 60 cm, Rückenwinkel mechanisch einstellb. 0° - 20°
- Abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen
- Höhenverstellbarer Schiebebügel
- Winkelverstellbare Beinstützen mit Längenausgleich und Fussstützenverlängerung
- Winkel- und höhenverstellbare Wadenplatten (bitte die passende Grösse auswählen)
- Winkelverstellbare Fussplatten
- Antriebsräder 12,5" / 16" / 20" / 22" / 24" mit Steckachse, wahlweise pannensicher, luftbereift oder hochdruckbereift
- Vorderräder 4" / 5" / 5,5" / 6" / 8", wahlweise pannensicher oder luftbereift
- inkl. Sitzkissen
- inkl. Kippschutzrad, Ankipphilfe
- Maximale Belastbarkeit: 140 kg!



Die Standardkonfiguration ist im Folgenden mit 'Std' gekennzeichnet. Wünschen Sie andere Optionen, kreuzen Sie bitte die entsprechenden Kästchen an. Wird nichts angekreuzt, liefern wir die Standardkonfiguration. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BEI DEN ANGEgebenEN Y-NUMMERN HANDELT ES SICH NICHT UM VOLLSTÄNDIGE ARTIKELNUMMERN. BITTE VERWENDEN SIE DIE Y-NUMMERN AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DER UNIT-ID "0280".

RAHMEN		Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.
	<input type="checkbox"/>	Y00869	1 Standardrahmen Sitzbreite 39 cm	n/c
	<input type="checkbox"/>	Y00870	1 Standardrahmen Sitzbreite 42 cm	n/c
	<input checked="" type="checkbox"/>	Y00871	1 Standardrahmen Sitzbreite 45 cm	Std
	<input type="checkbox"/>	Y00872	1 Standardrahmen Sitzbreite 48 cm	n/c
	<input type="checkbox"/>	Y00873	1 Standardrahmen Sitzbreite 51 cm	n/c
	<input type="checkbox"/>	Y01057	2 Transitrahmen in Verbindung mit Antriebsrädern 12,5", Sitzbreite 39 cm	278
	<input type="checkbox"/>	Y01058	2 Transitrahmen in Verbindung mit Antriebsrädern 12,5", Sitzbreite 42 cm	278
	<input type="checkbox"/>	Y01059	2 Transitrahmen in Verbindung mit Antriebsrädern 12,5", Sitzbreite 45 cm	278
	<input type="checkbox"/>	Y01060	2 Transitrahmen in Verbindung mit Antriebsrädern 12,5", Sitzbreite 48 cm	278
	<input type="checkbox"/>	Y01061	2 Transitrahmen in Verbindung mit Antriebsrädern 12,5", Sitzbreite 51 cm	278

RÄDER		Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.
			<ul style="list-style-type: none"> ● 1 Vorderräder pannensicher Std Y00879 <input type="checkbox"/> 1 Vorderräder luftbereift (nur für 6" oder 8" Vorderräder) n/c Y00882 <input type="checkbox"/> 1 Vorderräder 4" (nur in Verbindung mit 20" Antriebsrädern) n/c Y00827 <input type="checkbox"/> 1 Vorderräder 5" (nicht in Verbindung mit 24" Antriebsrädern) n/c Y00883 <input type="checkbox"/> 1 Vorderräder 5,5" (nur in Verbindung mit 24" Antriebsrädern) n/c Y00828 <input type="checkbox"/> 1 Vorderräder 6" (nicht in Verbindung mit 20" Antriebsrädern) n/c ● 1 Vorderräder 8" (nur in Verbindung mit 24" Antriebsrädern) Std Y00885 <input type="checkbox"/> Vorderräder 8" (200x50) pannensicher (nur in Verbindung mit 24" Antriebsrädern) n/c 	
			<p>STANDARDRAHMEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Y00824 <input type="checkbox"/> 2 Antriebsräder 20", Paar (anderer Kippschutz erforderlich, siehe Zubehör) n/c Y00825 <input type="checkbox"/> 2 Antriebsräder 22", Paar (anderer Kippschutz erforderlich, siehe Zubehör) n/c ● 2 Antriebsräder 24", Paar Std Y00149 <input type="checkbox"/> 2 Antriebsräder pannensicher mit Steckachse, 37 mm n/c ● 2 Antriebsräder luftbereift mit Steckachse, 37 mm Std Y00880 <input type="checkbox"/> 2 Antriebsräder hochdruckbereift, 25 mm n/c Y00881 <input type="checkbox"/> 2 Antriebsräder pannensicher (Flexel), 25 mm n/c ● 2 Greifreifen Aluminium, Paar Std Y00686 <input type="checkbox"/> 3 Greifreifen mit Antirutsch-Beschichtung 220 Y00021 <input type="checkbox"/> 4 Greifreifenüberzug aus Silikon, Paar 189 Y00830 <input type="checkbox"/> 5 Antriebsräder pannensicher mit Steckachse und Trommelbremse 204 Y00150 <input type="checkbox"/> 5 Antriebsräder luftbereift mit Steckachse und Trommelbremse 204 Y00530 <input type="checkbox"/> 6 Einhandantrieb für Antriebsräder 24" pannensicher, rechts 980 Y00523 <input type="checkbox"/> 6 Einhandantrieb für Antriebsräder 24" pannensicher, links 980 <p>TRANSITRAHMEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Y00135 <input type="checkbox"/> 7 12,5" Antriebsräder, pannensicher, mit Trommelbremse 204 Y00134 <input type="checkbox"/> 7 12,5" Antriebsräder, luftbereift, mit Trommelbremse 204 Y00139 <input type="checkbox"/> 7 16" Antriebsräder, pannensicher, mit Trommelbremse 204 Y00138 <input type="checkbox"/> 7 16" Antriebsräder, luftbereift, mit Trommelbremse 204 	
				

SITZHÖHEN

* ohne Sitzkissen

Antriebsrad	Sitzhöhe hinten *	Vorderrad	Gabel	Sitzhöhe vorne *	Bemerkungen
12.5"	42 cm	5", 6", 8"	146 mm	42 cm	
16"	42 cm	5", 6", 8"	146 mm	42 cm	
20"	38 cm (einstellbar 36-44)	4"	92 mm	38 cm (einstellbar 38 - 42 cm)	
20"	38 cm (einstellbar 36-44)	5"	120 mm	38 cm	
22"	40 cm (einstellbar 38-46)	5"	92 mm	40 cm (einstellbar 40 - 44 cm)	
22"	40 cm (einstellbar 38-46)	6"	120 mm	40 cm (einstellbar 40 - 42 cm)	
24"	42 cm (einstellbar 40-48)	6"	120 mm	42 cm (einstellbar 40 - 42 cm)	
24"	42 cm (einstellbar 40-48)	5.5"	120 mm	42 cm (einstellbar 40 - 42 cm)	
24"	42 cm (einstellbar 40-48)	8"	146 mm	46 cm	
24"	44 cm (einstellbar 40-48)	200x50	146 mm	44 (46) cm	

RÜCKENOPTIONEN




Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.
<ul style="list-style-type: none"> ● 1 Anpassrücken, Höhe 55 cm, stufenlos einstellb. 50 - 60 cm, Rückenwinkel mechanisch einstellb. 0° - 20° Std Y00387 <input type="checkbox"/> Rückenverstellung mit Gasdruckfeder 0° - 31° 154 Y01475 <input type="checkbox"/> Rücken- und Sitzbezug Vinyl, nur bis Sitztiefe 45 cm n/c ● 3 Positionierungskissen, klein, 15 mm, zur Sitzbreiteneinstellung, Paar Std Y00682 <input type="checkbox"/> 3 Positionierungskissen, gross, 30 mm, zur Sitzbreiteneinstellung, Paar n/c ● 4 Höhenverstellbarer Schiebebügel, Höhe 55 cm, stufenlos verstellbar von 50 - 60 cm Std Y00124 <input type="checkbox"/> 5 Höhenverstellbare Schiebegriffe, Paar 132 Y00721 <input type="checkbox"/> Elektrische Rückenverstellung 998 Y00722 <input type="checkbox"/> Elektrische Sitzkantelung 998 Y00723 <input type="checkbox"/> Elektrische Rückenverstellung und elektrische Sitzkantelung 1'991 		














SITZPLATTE













Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.
<ul style="list-style-type: none"> ● 1 Sitzplatte Standard Std Y00710 <input type="checkbox"/> Sitzplatte verlängert (+5 cm) 63 Y00711 <input type="checkbox"/> Sitzplatte verkürzt (-3 cm) 63 Y00887 <input type="checkbox"/> Patientenbedienhebel für Sitzkantelung, an Armlehne montiert, rechts n/c Y00888 <input type="checkbox"/> Patientenbedienhebel für Sitzkantelung, an Armlehne montiert, links n/c 		










BREMSEN

Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.
<ul style="list-style-type: none"> ● 1 Zugbremsen, wegklappbar Std Y00602 <input type="checkbox"/> 2 Druckbremsen n/c 		

ARMLEHNENPOLSTER			Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.
			Y00075	● 1 Armlehne, höhenverstellbar 23 - 33 cm, rechts	Std
			Y00062	● 1 Armlehne, höhenverstellbar 23 - 33 cm, links	Std
			Y00623	□ 1 Armlehne, höhenverstellbar, 23 - 33 cm, schmales Polster, rechts	n/c
			Y00619	□ 1 Armlehne, höhenverstellbar 23 - 33 cm, schmales Polster, links	n/c
			Y01436	□ 2 Armlehnenfixierung, Paar	74
			Y00078	□ 3 Hemiplegie-Armlehne, rechts, höhenverstellbar 17 - 24 cm	218
			Y00065	□ 3 Hemiplegie-Armlehne, links, höhenverstellbar 17 - 24 cm	218

BEINSTÜTZEN			Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.
				AUFNAHME MIT RUNDROHR	
			Y00741	□ 1 Beinstütze, 70°, 80° und 90° winkeleinstellbar, auf 80° eingestellt, rechts	n/c
			Y00740	□ 1 Beinstütze, 70°, 80° und 90° winkeleinstellbar, auf 80° eingestellt, links	n/c
			Y00737	● 2 Winkelverstellbare Beinstütze mit Längenausgleich, rechts	Std
			Y00736	● 2 Winkelverstellbare Beinstütze mit Längenausgleich, links	Std
			Y00640	□ 3 Wadenplatte, SB 36 - 39 cm, rechts	n/c
			Y00636	□ 3 Wadenplatte, SB 36 - 39 cm, links	n/c
			Y00641	□ 3 Wadenplatte, SB 42 - 51 cm, rechts	n/c
			Y00637	□ 3 Wadenplatte, SB 42 - 51 cm, links	n/c
			Y00890	● 4 Fussplatte, winkeleinstellbar, ohne Fersenband, rechts	Std
			Y00889	● 4 Fussplatte, winkeleinstellbar, ohne Fersenband, links	Std
			Y00892	□ 5 Fussplatte, winkeleinstellbar, mit Fersenband, rechts	n/c
			Y00891	□ 5 Fussplatte, winkeleinstellbar, mit Fersenband, links	n/c
			Y00894	□ 6 Fussplatte, winkel- und tiefeinstellbar, ohne Fersenband, rechts	113
			Y00893	□ 6 Fussplatte, winkel- und tiefeinstellbar, ohne Fersenband, links	113
			Y00836	□ 7 Fussplatte, winkel- und tiefeinstellbar, mit Fersenband, rechts	118
			Y00835	□ 7 Fussplatte, winkel- und tiefeinstellbar, mit Fersenband, links	118
				AUFNAHME MIT VIERKANTROHR	
			Y00739	□ 8 Winkelverstellbare Beinstütze mit Längenausgleich, Schnellverstellung (Klinikversion), rechts	118
			Y00738	□ 8 Winkelverstellbare Beinstütze mit Längenausgleich, Schnellverstellung (Klinikversion), links	118
			Y00642	□ 9 Winkel- und höhenverst. Wadenplatte f. Beinstütze mit Schnellverst. (Klinikv.), SB 39 cm, rechts	26
			Y00638	□ 9 Winkel- und höhenverst. Wadenplatte f. Beinstütze mit Schnellverst. (Klinikv.), SB 39 cm, links	26
			Y00643	□ 9 Winkel- und höhenverstellbare Wadenplatte f. Beinstütze mit Schnellverstellung (Klinikversion) Sitzbreite 42 - 51 cm, rechts	26
			Y00639	□ 9 Winkel- und höhenverstellbare Wadenplatte f. Beinstütze mit Schnellverstellung (Klinikversion) Sitzbreite 42 - 51 cm, links	26
			Y00896	□ 10 Fussplatte, winkeleinstellbar, für Beinstütze mit Schnellverstellung (Klinikversion), rechts	26
			Y00895	□ 10 Fussplatte, winkeleinstellbar, für Beinstütze mit Schnellverstellung (Klinikversion), links	26
			Y00658	□ 11 Beinstützen-Verlängerung Standard (für Klinikversion)	31
			Y00659	□ 11 Beinstützen-Verlängerung +6 cm (für Klinikversion)	31
			Y00660	□ 11 Beinstützen-Verlängerung +10 cm (für Klinikversion)	31
				AMPUTATIONS-BEINSTÜTZEN / GIPSBEIN-BEINSTÜTZEN	
			Y00287	□ 12 Amputationsbeinstütze, winkelverstellbar, rechts	186
			Y00286	□ 12 Amputationsbeinstütze, winkelverstellbar, links	186
			Y01052	□ 13 Beinstütze mit Gipsbein-Auflage, rechts	156
			Y01051	□ 13 Beinstütze mit Gipsbein-Auflage, links	156

ZUBEHÖR			Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.
			Y01001	□ 1 Wadenband 39 - 51 cm	22
			Y00866	● 2 Kippschutz, nur in Verbindung mit Antriebsrädern 24", wegdrehbar, rechts	Std
			Y00865	□ 2 Kippschutz, nur in Verbindung mit Antriebsrädern 24", wegdrehbar, links (zusätzlich)	97
			Y00868	□ 3 Kippschutz mit Ankipphilfe, für 20" und 22" Antriebsräder, rechts	97
			Y00867	□ 3 Kippschutz mit Ankipphilfe, für 20" und 22" Antriebsräder, links (zusätzlich)	97
			Y00614	□ 4 Kippschutz kompakt (herausschwingbar durch Druck), rechts	112
			Y00612	□ 4 Kippschutz kompakt (herausschwingbar durch Druck), links	112
			Y01375	□ 5 Kippschutz, nach vorne wegschwenkbar, rechts	63
			Y01374	□ 5 Kippschutz, nach vorne wegschwenkbar, links	63
			Y00651	□ 6 Stockhalter	39
			Y00019	□ 7 Tasche unter dem Sitz	39
			Y00006	□ 8 Rucksack	63
			Y00540	□ 9 Abduktionskeil, klein	145
			Y00541	□ 9 Abduktionskeil, gross	155
			Y01434	□ 10 Brustpelotte, rechts	118
			Y01435	□ 10 Brustpelotte, links	118
			Y00650	□ Bezug Brustpelotte, klein	77
			Y01331	□ 11 Haltegurt mit Metallverschluss	30
			Y01332	□ 12 Polster klein, für Haltegurt	36
			Y01333	□ 13 Polster gross, für Haltegurt	39
			Y01010	□ Beckengurt	76
			Y01011	□ Hosenträgergurt	116
			Y00082	□ 14 Radstandsverlängerung, Paar	123
			Y00427	□ 15 Therapietisch, transparent, Sitzbreite 39 - 51 cm	200

ZUBEHÖR (Fortsetzung)			Art.-Nr.	Bild	CHF exkl.
			Y00032	<input type="checkbox"/> 16 Speichenschutz 20", Paar	155
			Y00033	<input type="checkbox"/> 16 Speichenschutz 22", Paar	155
			Y00034	<input type="checkbox"/> 16 Speichenschutz 24", Paar	155
			Y01389	<input type="checkbox"/> 17 Speichenschutz Logo 20", Paar	382
			Y01390	<input type="checkbox"/> 17 Speichenschutz Logo 22", Paar	382
			Y01391	<input type="checkbox"/> 17 Speichenschutz Logo 24", Paar	382
			Y00665	● 18 Kopfstütze Standard	Std
			Y00666	<input type="checkbox"/> 19 Kopfstütze mit seitlicher Führung	209
			Y00667	<input type="checkbox"/> 20 Kopfstütze mit seitlicher Führung und multifunktionaler Halterung	354
			Y00668	<input type="checkbox"/> 21 Kopfstütze Standard mit multifunktionaler Halterung	281
			Y00648	<input type="checkbox"/> 22 Bezug für Kopfstütze Standard	74
			Y00649	<input type="checkbox"/> 22 Bezug für Kopfstütze mit seitlicher Führung	112
			Y00609	<input type="checkbox"/> 23 Elektrische Luftpumpe	162
			Y00476	<input type="checkbox"/> 24 Sitzkissen Standard, Dicke 5 cm	Std
			Y00550	<input type="checkbox"/> Tiefe Sitzkissen 39 cm	n/c
			Y00551	<input type="checkbox"/> Tiefe Sitzkissen 42 cm	n/c
			Y00552	<input type="checkbox"/> Tiefe Sitzkissen 45 cm	n/c
			Y00841	<input type="checkbox"/> Tiefe Sitzkissen 48 cm (nur in Verbindung mit Y00710, Sitzplatte verlängert + 5 cm)	n/c
			Y00842	<input type="checkbox"/> Tiefe Sitzkissen 51 cm (nur in Verbindung mit Y00710, Sitzplatte verlängert + 5 cm)	n/c

BEMERKUNGEN



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY-Bestellblätter

Emineo	Grundpreis	CHF	2'799
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	90
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	