

Bestellung       Kostenvoranschlag

Stand: 03/22	
Händler	Datum
	Kommission
Lieferanschrift	Menge













**Grundpreis** **CHF 1'190** (exkl. MwSt.) / unverbindliche Preisempfehlung  
**Tarif Ziffer** **20.102.002**

- Leichtgewichts-Rollstuhl
- Sitztiefe verstellbar: 390 / 420 / 450 mm
- Sitzbreiten: 360 / 390 / 420 / 450 / 480 / 510 mm
- Sitzhöhen: 350 - 500 mm hinten / 400 - 530 mm vorn (abhängig von den Radgrößen)
- Schwerpunktverstellung
- Seitenteile mit Armlehnen, abklappbar und abnehmbar
- Armlehnen höhenverstellbar: 220 - 270 mm
- Abschwengbare, winkeleinstellbare Beinstützen 70° / 80° / 90°
- Fussplatten, winkeleinstellbar, mit Fersenbändern
- Zugbremsen
- Antriebsräder 16" / 20" / 22" / 24" mit Steckachse, wahlweise pannensicher oder luftbereift
- Vorderräder 5" / 6" / 8" pannensicher
- exkl. Sitzkissen
- inkl. Kippschutzrad
- Maximale Belastbarkeit: 140 kg

Die Standardkonfiguration ist im Folgenden mit 'Std' gekennzeichnet. Wünschen Sie andere Optionen, kreuzen Sie bitte die entsprechenden Kästchen an. Wird nichts angekreuzt, liefern wir die Standardkonfiguration. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BEI DEN ANGEgebenEN Y-NUMMERN HANDELT ES SICH NICHT UM VOLLSTÄNDIGE ARTIKELNUMMERN. BITTE VERWENDEN SIE DIE Y-NUMMERN AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DER UNIT-ID "0286".

RAHMEN		Art.-Nr.	Bild		CHF exkl.	
		Y00995	<input type="checkbox"/>	1 Standardrahmen Sitzbreite 360 mm	n/c	
		Y00996	<input type="checkbox"/>	1 Standardrahmen Sitzbreite 390 mm	n/c	
		Y00997	<input type="checkbox"/>	1 Standardrahmen Sitzbreite 420 mm	n/c	
		<b>Y00998</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1 Standardrahmen Sitzbreite 450 mm</b>	<b>Std</b>	
		Y00999	<input type="checkbox"/>	1 Standardrahmen Sitzbreite 480 mm	n/c	
		Y01000	<input type="checkbox"/>	1 Standardrahmen Sitzbreite 510 mm	n/c	
RÄDER		Art.-Nr.	Bild		Tarif Ziffer	CHF exkl.
		<b>Y00829</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1 Vorderräder pannensicher</b>	<b>20.511.000</b>	<b>Std</b>
		Y00827	<input type="checkbox"/>	1 Vorderräder 5" (nur in Verbindung mit 20" Antriebsrädern)	20.511.000	n/c
		<b>Y00828</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1 Vorderräder 6" (nicht in Verbindung mit 20" Antriebsrädern)</b>	<b>20.511.000</b>	<b>Std</b>
		Y00847	<input type="checkbox"/>	1 Vorderräder 8" (nur in Verbindung mit 24" Antriebsrädern und Beinstütze 70°)	20.511.000	n/c
		Y01495	<input type="checkbox"/>	2 Gabel 146 mm mit Verlängerung, für 8" Vorderräder, für Sitzhöhe vorne 490 mm (einstellbar 460 - 530 mm)		47




RÄDER (Fortsetzung)			Art.-Nr.	Bild		Tarif Ziffer	CHF exkl.	
			Y00824	<input type="checkbox"/>	3	Antriebsräder 20", Paar (anderer Kippschutz erforderlich, siehe Zubehör)	20.511.000	n/c
			Y00825	<input type="checkbox"/>	3	Antriebsräder 22", Paar (anderer Kippschutz erforderlich, siehe Zubehör)	20.511.000	n/c
			<b>Y00826</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>3</b>	<b>Antriebsräder 24", Paar</b>	<b>20.511.000</b>	<b>Std</b>
			Y00149	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>3</b>	<b>Antriebsräder pannensicher mit Steckachse, 37 mm</b>	<b>20.511.000</b>	<b>Std</b>
			Y00726	<input type="checkbox"/>	3	Antriebsräder luftbereift mit Steckachse, 37 mm (nicht in Verbindung mit 16" Antriebsrädern oder Einhandantrieb)	20.511.000	n/c
			<b>Y00685</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>3</b>	<b>Greifreifen Aluminium, Paar</b>		<b>Std</b>
			Y00686	<input type="checkbox"/>	4	Greifreifen mit Antirutsch-Beschichtung	70.171.000	220
			Y00021	<input type="checkbox"/>	5	Greifreifenüberzug aus Silikon, Paar	70.170.000	189
			Y00830	<input type="checkbox"/>	6	Antriebsräder pannensicher mit Steckachse und Trommelbremse	20.511.000	204
			Y00150	<input type="checkbox"/>	6	Antriebsräder luftbereift mit Steckachse und Trommelbremse	20.511.000	204
			Y00852	<input type="checkbox"/>	7	Antriebsräder 16" pannensicher mit Trommelbremse	20.511.000	204
			Y00530	<input type="checkbox"/>	8	Einhandantrieb für Antriebsräder 24" pannensicher, rechts	90.101.000	1'381
			Y00523	<input type="checkbox"/>	8	Einhandantrieb für Antriebsräder 24" pannensicher, links	90.101.000	1'381
			<b>Y01012</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>9</b>	<b>Radsturz 0°</b>		<b>Std</b>
			Y01013	<input type="checkbox"/>	10	Radsturz 3°		n/c

## SITZHÖHEN

\* ohne Sitzkissen



Antriebsrad	Sitzhöhe hinten *	Vorderrad	Gabel	Sitzhöhe vorne *	Bemerkungen
20"	380 (einstellbar 350 - 450)	5"	92 mm	400 mm	
22"	400 (einstellbar 370 - 470)	6"	120 mm	420 mm (einstellbar 420 - 440)	
<b>24"</b>	<b>420 (einstellbar 400 - 500)</b>	<b>6"</b>	<b>146 mm</b>	<b>445 mm (einstellbar 420 - 465)</b>	
24"	440 (einstellbar 400 - 500)	8"	146+Verl.	490 mm (einstellbar 460 - 530)	Gabel s. Y01495 (Räder)

## RÜCKENOPTIONEN




Art.-Nr.	Bild		Tarif Ziffer	CHF exkl.				
			<b>Y00626</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1</b>	<b>Anpassrücken mit Schiebegriffen, Rückenhöhe 420 - 460 mm</b>	<b>20.507.000 + 20.510.000</b>	<b>Std</b>
			Y00603	<input type="checkbox"/>	2	Anpassrücken mit höhenverstellbaren Schiebegriffen, Rückenhöhe 400 - 440 mm	20.507.000 + 20.510.000	165
			Y01484	<input type="checkbox"/>	3	Anpassrücken winkelverstellbar, mit höhenverstellbaren Schiebegriffen	20.507.000 + 20.510.000	198

Bei Verwendung der festen Armlehnen in Kombination mit einem Rücken mit verstellbaren Schiebegriffen kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn sich die Rückenlehne und die verstellbaren Schiebegriffe in der unteren Position befinden.













## BREMSEN

Art.-Nr.	Bild		CHF exkl.			
		<b>Y00601</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1</b>	<b>Zugbremsen</b>	<b>Std</b>
		Y00602	<input type="checkbox"/>	2	Zugbremsen, wegklappbar	45






















## ARMLEHNENPOLSTER

Art.-Nr.	Bild		Tarif Ziffer	CHF exkl.				
			<b>Y00606</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1</b>	<b>Armlehne abklappbar, abnehm-/höhenverstellbar 220 - 270 mm, Std-Polster 300 mm, rechts</b>	<b>20.508.000</b>	<b>Std</b>
			<b>Y00604</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1</b>	<b>Armlehne abklappbar, abnehm-/höhenverstellbar 220 - 270 mm, Std-Polster 300 mm, links</b>	<b>20.508.000</b>	<b>Std</b>
			Y00607	<input type="checkbox"/>	1	Armlehne abklappbar, abnehm-/höhenverstellbar 220 - 270 mm, Std-Polster 400 mm, rechts	20.508.000	n/c
			Y00605	<input type="checkbox"/>	1	Armlehne abklappbar, abnehm-/höhenverstellbar 220 - 270 mm, Std-Polster 400 mm, links	20.508.000	n/c
			Y00078	<input type="checkbox"/>	3	Hemiplegie-Armlehne, rechts, höhenverstellbar 170 - 240 mm (Armlehnenfixierung erforderlich)	20.508.000	218
			Y00065	<input type="checkbox"/>	3	Hemiplegie-Armlehne, links, höhenverstellbar 170 - 240 mm (Armlehnenfixierung erforderlich)	20.508.000	218
			Y00732	<input type="checkbox"/>	3	Hemiplegie-Armlehne, rechts, höhenverstellbar 220 - 290 mm (Armlehnenfixierung erforderlich)	20.508.000	218
			Y00730	<input type="checkbox"/>	3	Hemiplegie-Armlehne, links, höhenverstellbar 220 - 290 mm (Armlehnenfixierung erforderlich)	20.508.000	218
			Y01043	<input type="checkbox"/>	4	Armlehnenfixierung		61

## BEINSTÜTZEN

Art.-Nr.	Bild		Tarif Ziffer	CHF exkl.				
			<b>Y00741</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1</b>	<b>BEINSTÜTZEN UND FUSSPLATTEN EXIGO 20</b>		
			<b>Y00740</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1</b>	<b>Beinstütze, 70°, 80° und 90° winkeleinstellbar, auf 80° eingestellt, rechts</b>	<b>20.505.000</b>	<b>Std</b>
			<b>Y00737</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1</b>	<b>Beinstütze, 70°, 80° und 90° winkeleinstellbar, auf 80° eingestellt, links</b>	<b>20.505.000</b>	<b>Std</b>
			Y00737	<input type="checkbox"/>	2	Winkelverstellbare Beinstütze mit Längenausgleich, rechts	70.151.000	101
			Y00736	<input type="checkbox"/>	2	Winkelverstellbare Beinstütze mit Längenausgleich, links	70.151.000	101
			Y00640	<input type="checkbox"/>	3	Wadenplatte, SB 360 - 390 mm, rechts		39
			Y00636	<input type="checkbox"/>	3	Wadenplatte, SB 360 - 390 mm, links		39
			Y00641	<input type="checkbox"/>	3	Wadenplatte, SB 420 - 510 mm, rechts		39
			Y00637	<input type="checkbox"/>	3	Wadenplatte, SB 420 - 510 mm, links		39
			Y00898	<input type="checkbox"/>	4	Fussplatte, fest, ohne Fersenband, für Beinstütze winkeleinstellbar 70°, 80° und 90°, rechts	20.505.000	n/c
			Y00897	<input type="checkbox"/>	4	Fussplatte, fest, ohne Fersenband, für Beinstütze winkeleinstellbar 70°, 80° und 90°, links	20.505.000	n/c
			Y00834	<input type="checkbox"/>	5	Fussplatte, fest, mit Fersenband, rechts	20.505.000	n/c
			Y00833	<input type="checkbox"/>	5	Fussplatte, fest, mit Fersenband, links	20.505.000	n/c
			Y00890	<input type="checkbox"/>	6	Fussplatte, winkeleinstellbar, ohne Fersenband, rechts	20.505.000	n/c
			Y00889	<input type="checkbox"/>	6	Fussplatte, winkeleinstellbar, ohne Fersenband, links	20.505.000	n/c
			<b>Y00892</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>7</b>	<b>Fussplatte, winkeleinstellbar, mit Fersenband, rechts</b>	<b>20.505.000</b>	<b>Std</b>
			<b>Y00891</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>7</b>	<b>Fussplatte, winkeleinstellbar, mit Fersenband, links</b>	<b>20.505.000</b>	<b>Std</b>
			Y00894	<input type="checkbox"/>	8	Fussplatte, winkel- und tiefeinstellbar, ohne Fersenband, rechts	20.505.000	113
			Y00893	<input type="checkbox"/>	8	Fussplatte, winkel- und tiefeinstellbar, ohne Fersenband, links	20.505.000	113
			Y00836	<input type="checkbox"/>	9	Fussplatte, winkel- und tiefeinstellbar, mit Fersenband, rechts	20.505.000	118
			Y00835	<input type="checkbox"/>	9	Fussplatte, winkel- und tiefeinstellbar, mit Fersenband, links	20.505.000	118

BEINSTÜTZEN (Fortsetzung)		Art.-Nr.	Bild		Tarif Ziffer	CHF exkl.
AMPUTATIONS-BEINSTÜTZEN / GIPSBEIN-BEINSTÜTZEN						
	Y01273	<input type="checkbox"/>	10	Amputationsbeinstütze, rechts	70.154.000	123
	Y01272	<input type="checkbox"/>	10	Amputationsbeinstütze, links	70.154.000	123
	Y00287	<input type="checkbox"/>	11	Amputationsbeinstütze, winkelverstellbar, rechts	70.154.000	186
	Y00286	<input type="checkbox"/>	11	Amputationsbeinstütze, winkelverstellbar, links	70.154.000	186
	Y01052	<input type="checkbox"/>	12	Beinstütze mit Gipsbein-Auflage, rechts		156
	Y01051	<input type="checkbox"/>	12	Beinstütze mit Gipsbein-Auflage, links		156

ZUBEHÖR		Art.-Nr.	Bild		Tarif Ziffer	CHF exkl.		
			Y00866	<input type="checkbox"/>	1	Kippschutz, nur in Verbindung mit Antriebsrädern 24", wegdrehbar, rechts	20.501.000	n/c
			Y00865	<input type="checkbox"/>	1	Kippschutz, nur in Verbindung mit Antriebsrädern 24", wegdrehbar, links (zusätzlich)	20.501.000	97
			Y00868	<input type="checkbox"/>	2	Kippschutz mit Ankipphilfe, für 20" und 22" Antriebsräder, rechts	20.506.000	97
			Y00867	<input type="checkbox"/>	2	Kippschutz mit Ankipphilfe, für 20" und 22" Antriebsräder, links (zusätzlich)	20.506.000	97
			Y00012	<input type="checkbox"/>	3	Stockhalter, für 2 Stöcke	20.512.000	39
			Y00019	<input type="checkbox"/>	4	Tasche unter dem Sitz	70.362.000	39
			Y01330	<input type="checkbox"/>	6	Haltegurt mit Kunststoffverschluss	70.112.000	24
			Y01331	<input type="checkbox"/>	7	Haltegurt mit Metallverschluss	70.112.000	30
			Y01332	<input type="checkbox"/>	8	Polster klein, für Haltegurt		36
			Y01333	<input type="checkbox"/>	9	Polster gross, für Haltegurt		39
			Y01010	<input type="checkbox"/>		Beckengurt	70.112.000	76
			Y01011	<input type="checkbox"/>		Hosenträgergurt		116
			Y00082	<input type="checkbox"/>	10	Radstandsverlängerung, Paar		123
			Y01397	<input type="checkbox"/>	11	Therapietisch, transparent, Sitzbreite 360 mm	70.161.000	200
			Y00427	<input type="checkbox"/>	12	Therapietisch, transparent, Sitzbreite 390 - 510 mm	70.161.000	200
			Y00032	<input type="checkbox"/>	13	Speichenschutz 20", Paar, transparent	20.509.000	155
			Y00033	<input type="checkbox"/>	13	Speichenschutz 22", Paar, transparent	20.509.000	155
			Y00034	<input type="checkbox"/>	13	Speichenschutz 24", Paar, transparent	20.509.000	155
			Y01389	<input type="checkbox"/>	14	Speichenschutz Logo 20", Paar	20.509.000	382
			Y01390	<input type="checkbox"/>	14	Speichenschutz Logo 22", Paar	20.509.000	382
			Y01391	<input type="checkbox"/>	14	Speichenschutz Logo 24", Paar	20.509.000	382
			Y00127	<input type="checkbox"/>	15	Höhenverstellbarer Schiebebügel	20.510.000	72
						(nur in Verbindung mit Rücken mit höhenverstellbaren Schiebegriffen)		
			Y00126	<input type="checkbox"/>	16	Höhenverstellbarer Schiebebügel, mit Kopfstützenaufnahme (ohne Kopfstütze)	20.510.000	116
						(nur in Verbindung mit Rücken mit höhenverstellbaren Schiebegriffen)		
			Y00665	<input type="checkbox"/>	17	Kopfstütze Standard	70.121.000	134
			Y00666	<input type="checkbox"/>	18	Kopfstütze mit seitlicher Führung	70.121.000	209
			Y00667	<input type="checkbox"/>	19	Kopfstütze mit seitlicher Führung und multifunktionaler Halterung	70.121.000	354
			Y00668	<input type="checkbox"/>	20	Kopfstütze Standard mit multifunktionaler Halterung	70.121.000	281
			Y00648	<input type="checkbox"/>	21	Bezug für Kopfstütze Standard		74
			Y00649	<input type="checkbox"/>	21	Bezug für Kopfstütze mit seitlicher Führung		112
			Y00378	<input type="checkbox"/>	22	Positionierungskissen, klein, Paar	70.135.000	32
			Y00377	<input type="checkbox"/>	22	Positionierungskissen, gross, Paar	70.135.000	32
			Y01392	<input type="checkbox"/>	23	Luftpumpe		n/c
			Y00476	<input type="checkbox"/>	24	Sitzkissen Standard, Dicke 50 mm	70.141.000	125
			Y00550	<input type="checkbox"/>		Sitztiefe 390 mm	70.141.000	n/c
			Y00551	<input type="checkbox"/>		Sitztiefe 420 mm	70.141.000	n/c
			Y00552	<input type="checkbox"/>		Sitztiefe 450 mm	70.141.000	n/c

## BEMERKUNGEN




Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare



JAY Basic

JAY Soft Combi P

J3 Rücken in diversen Grössen und Ausführungen

Exigo 20	Grundpreis	CHF	1'190
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	50
MWSt 7.7%		CHF	
<b>Gesamtpreis</b>		CHF	