



Stand: 01/20

**Rechnungsadresse:**

Firma: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Fon: \_\_\_\_\_

---

Datum: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_



**Versandadresse:**

Firma: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Fon: \_\_\_\_\_

---

Sunrise Medical Auftragsnummer: \_\_\_\_\_

Bestellung

**E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch**

### Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Masstoleranz ± 1cm / Massangaben in cm

- = Standard
- = Mehr-/Minderpreis
- = Kein Mehr- oder Minderpreis

**Maximales Benutzergewicht: 115 kg**

**Benutzergewicht:**  kg

**Grundpreis CHF 940 exkl. MWSt**

unverbindliche Preisempfehlung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

### Grundmasse

- BREEZY Moonlite, Grundpreis **940**
- Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet **Std**

#### Sitzbreite

cm	<input checked="" type="radio"/> 41	<input type="radio"/> 46
Sitztiefe	<input type="radio"/> 41	<input type="radio"/> 46

#### Alle Massangaben ohne Sitzkissen

Sitzhöhe **48 cm**  
 Sitztiefe **41 cm**  
 Rückenhöhe **43 cm**

### Sitz

- Standardbespannung Nylon gepolstert **Std**
- Jay Basic Sitzkissen mit Überzug **139**

### Rücken

- Rückenbespannung Nylon gepolstert **Std**
- Stossgriffe fix, integriert **Std**
- Rücken auf halber Höhe abklappbar **Std**

### Seitenteile / Armauflagen

- Seitenteil fix montiert mit langen Armauflagen **Std**

### Fussstützen

- Wegschwenkbare Fussstützen, Fussbrett geteilt, Kunststoff, mit Fersenband **Std**

### Lenkräder

- 5817  8" x 1 1/4" Vollgummi **Std**

### Antriebsräder

- 22" x 1" Vollgummi, gespeicht *(Aluminium Greifreifen)*
- 12" MAG, Vollgummi

### Bremsen

- 5148  Kniehebelbremse *(nur bei 22" Antriebsrad)* **Std**
- 5154  Feststellbremse für Begleitperson *(nur bei 12" Hinterrad)* **Std**



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare

<b>BREEZY<sup>®</sup> Moonlite</b>	Grundpreis	CHF	940
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	50
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	