

# WheelDrive

## Kombinationsübersicht

WheelDrive, der elektrische Zusatzantrieb der Marke Empulse, passt an fast alle manuellen Rollstühle – und das ohne zusätzliche Anbauteile oder Änderungen am Rollstuhl.

Bitte kontaktieren Sie Sunrise Medical, wenn Ihr Rollstuhlmodell nicht in dieser Liste aufgeführt ist.



Rollstuhlmarke / Modell	Rollstuhlmarke / Modell	Rollstuhlmarke / Modell	Rollstuhlmarke / Modell
<b>Sunrise Medical</b>	<b>Bischoff &amp; Bischoff</b>	<b>K-Series</b>	Start M5 Comfort
Breezy BasiX <sup>2</sup>	Pyro Light	K-Series attract	Ventus
Breezy Cirrus 4	Pyro Start	Ultra-Light	<b>Panthera</b>
Breezy Cirrus G5	Revolution R2	<b>LEVO</b>	Bambino
Breezy Emineo	S-Eco 2	LEVO active-easy LAE	S2
Breezy Exigo 20	S-Eco 300	LEVO compact-easy LCEV	S2 Swing
Breezy RubiX <sup>2</sup>	S-Top	LEVO Summit EL	S3
Sopur Argon	Triton	LEVO Summit M	S3 Swing
Sopur Argon <sup>2</sup>	<b>DIETZ</b>	<b>Meyra</b>	U2
Sopur Argon Ti	AS 01	Avanti / Avanti Pro	U2 Light
Sopur Easy 160 i	<b>Etac</b>	Eurochair 1.750	U3
Sopur Easy 200	Cross 5	Eurochair 1.850	U3 Light
Sopur Easy 300	<b>Invacare</b>	Eurochair <sup>2</sup> 2.750	<b>PRO ACTIV</b>
Sopur Easy <sup>max</sup>	Action 3	Eurochair <sup>2</sup> 2.850	Buddy
Sopur Helium	Action 4	Hurricane	Speedy
Sopur Life	Action 4 NG	Nano	Traveler
Sopur Life R	Action 5	Service 3.600	<b>SORG</b>
Sopur Life RT	Action XT	Smart <sup>f</sup> /Smart <sup>s</sup>	Jump Alpha (ab SB 280 mm)
Sopur Life T	Myon HC	X1	Jump Beta
Sopur Neon <sup>2</sup>	Rea Focus	X-Star	Vector (ab SB 280 mm)
Sopur Xenon <sup>2</sup> / Xenon <sup>2</sup> SA	SpinX	ZX1 / ZX3	Vector BSA
Sopur Xenon / Xenon SA	Top End Terminator	<b>O<sup>4</sup></b>	<b>Vassilli</b>
	XLT	Multihopper	Hi-Lo M
	<b>Ki Mobility</b>	OlympicHopper	Hi-Lo M Alu Line
	Little Wave Click	SwayHopper	<b>Veldink4kids</b>
<b>Berollka</b>	Rogue	<b>Otto Bock</b>	Adapt
Basic	<b>Küschall</b>	Avantgarde CV/CS/4/VR/T	Kiddo Classic
Cobra Sport	Advance	Motus	Kiddo Tilt
Finess	Champion	Motus CV/CS	Kiddo Xperience
Phoenix	Compact	Start4 M2	
Slade SLT/AR	Compact attract	Start M2 Effect	
Sprint AR/SLT			

Bitte beachten Sie: Diese Liste gibt Ihnen einen Anhaltspunkt, an welche Rollstühle der WheelDrive angebaut werden kann. Baujahr, Schwerpunkteinstellung und Radgrösse können die Kompatibilität jedoch beeinflussen. Eine wesentliche Voraussetzung ist, dass die Aufnahme für die Steckachse einen Durchmesser von 12 oder 12,7 mm hat.

Um 100% sicher zu sein, dass der WheelDrive an Ihren Rollstuhl angebaut werden kann ist es notwendig die Montage zu testen. Oder fragen Sie Ihren Fachhändler um Hilfe.

**Achtung: Kombination mit Trommelbremse ist nicht möglich.**