

# BREEZY<sup>®</sup>

Transport einfach gemacht...

*Moonlite*



## **Einfacher Transport...**

Kompaktes Transportmass und leichtes Gewicht.

## **Gepolsterter Komfort...**

Konzipierte Sitzposition mit komfortabler Polsterung.



## Technische Daten



Kompaktes Faltnass







Feststellbremse für Begleitperson (12" Rad)




Abschwenkbare Fussrasten

41 / 46 cm




11.8  
kg

= I\*




13.5  
kg

= II\*



115 kg



5°



= 1

Gesamtbreite:	SB + ca. 18 cm (I*) SB + ca. 21 cm (II*)	Gesamtgewicht:	11.8 kg (I*), 13.5 kg (II*)
Sitzbreite:	41 / 46 cm	Max. Zuladung:	115 kg
Sitztiefe:	41 cm	Rückenwinkel:	5°
Rückenhöhe:	43 cm	Tarifposition Sozialversicherung:	520 000
Sitzhöhe:	48 cm		

\*I = Begleitversion; II = Selbstfahrer

**STEPS**<sup>TM</sup>  
Sunrise Training and Education Programmes  
KNOWLEDGE FOR THE FUTURE



**SUNRISE**  
MEDICAL.

Sunrise Medical AG  
Erlenuweg 17  
CH-3110 Münsingen  
Fon +41 (0)31 958 3838  
Fax +41 (0)31 958 3848  
info@sunrisemedical.ch  
www.sunrisemedical.ch