

KLINISCHE ANFORDERUNGEN

hoch

gering

VERSORGUNGSEMPFEHLUNGEN:

- PCP, Geriatrie, Tumorerkrankungen
- Ideal für beengtes Wohnumfeld
- Parkinson, Schlaganfall, Amputationen
- Schädelhirntrauma, ICP, niedriger Querschnitt
- ALS, MS, SMA, hoher Querschnitt

Q50



SITZSYSTEM ANTRIEB
SLING SEAT R

Q100
DER ULTRAKOMPAKTE



SITZSYSTEM ANTRIEB
SLING SEAT R

Q200
DER SCHMALE



SITZSYSTEM ANTRIEB
SLING SEAT R

ANTRIEBSARTEN:

M: Mittelradantrieb
F: Vorderradantrieb
R: Hinterradantrieb
H: Hybridantrieb

Q300 Mini
DER SCHMALSTE MIT MITTELRADANTRIEB



SITZSYSTEM ANTRIEB
SEDEO LITE* M



Q400
IDEAL FÜR DEN KAUFWIEDEREINSATZ



SITZSYSTEM ANTRIEB
SEDEO LITE* M, F, R



Q500
DER FLEXIBLE



SITZSYSTEM ANTRIEB
SEDEO PRO* M, F, R, H



Q700
DER THERAPEUTISCHE



SITZSYSTEM ANTRIEB
SEDEO ERGO** M, F, R



SEDEO PRO* M, F, R



Q700-UP
DER STEHSTUHL



SITZSYSTEM ANTRIEB
SEDEO ERGO** M, F



*Erhältlich mit und ohne Sitzlift
**Erhältlich mit Sitzlift

DIE VORTEILE DER QUICKIE ELEKTROLLSTÜHLE:

Einfacher Service, hohes Mass an Wirtschaftlichkeit. Die Q Serie Produktfamilie – Made in Germany*

MODELLE	Q50	Q100	Q200	Q300 MINI	Q400	Q500	Q700	Q700-UP
TECHNISCHE DATEN								
Klinische Anforderungen	● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
Erweiterbarkeit / Nachrüstmöglichkeiten		● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
Modularität		● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●

Steuerung	VSI (Curtiss & Wright)	VR2 (60 A)	VR2 (90 A)	R-Net (120 A), ausbauf.; VR2 (90 A)	VR2 (90 A)	R-Net (120 A), ausbaufähig	R-Net (120 A), ausbaufähig	R-Net (120 A), ausbaufähig
Motoren	2 x 200 Watt, bürstenlos	2-Pol	2-Pol	2-Pol und 4-Pol; 2-Pol	2-Pol	4-Pol	4-Pol	4-Pol
Geschwindigkeit	6 km/h	6 km/h	10 km/h	10 km/h und 8 km/h; 6 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Batterien	30 Ah	55 Ah	55 Ah	56 Ah 41 Ah und 56 Ah	50 Ah / 60 Ah / 80 Ah	60 Ah / 80Ah	60 Ah / 80Ah	80 Ah
Max. Nutzergewicht	136 kg	125 kg	136 kg	136 kg	136 kg	160 kg	160 kg	120 kg
Antriebsart	R	R	R	M	M, F, R	M, F, R, H	M, F, R	M, F
Sitzsystem	Sitz-/Rückenbsp. SLING SEAT	Sitz-/Rückenbsp. SLING SEAT	Sitz-/Rückenbsp. SLING SEAT	SEDEO LITE	SEDEO LITE	SEDEO PRO	SEDEO PRO SEDEO ERGO	SEDEO ERGO UP

*Q400M, Q500M, Q700, Q700-UP