










*Erhältlich mit und ohne Sitzlift
**Erhältlich mit Sitzlift

DIE VORTEILE DER QUICKIE ELEKTROLLSTÜHLE:

Einfacher Service, hohes Mass an Wirtschaftlichkeit. Die Q Serie Produktfamilie – Made in Germany*

MODELLE	Q100	Q200	Q300 MINI	Q400	Q500	Q700	Q700-UP
TECHNISCHE DATEN							
Klinische Anforderungen	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Erweiterbarkeit / Nachrüstmöglichkeiten	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Modularität	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

Steuerung	VR2 (60 A)	VR2 (90 A)	R-Net (120 A), ausbauf.; VR2 (90 A)**	VR2 (90 A)	R-Net (120 A), ausbaufähig	R-Net (120 A), ausbaufähig	R-Net (120 A), ausbaufähig
Motoren	2-Pol	2-Pol	2-Pol und 4-Pol; 2-Pol**	2-Pol	4-Pol	4-Pol	4-Pol
Geschwindigkeit	6 km/h	10 km/h	10 km/h und 8 km/h; 6 km/h**	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Batterien	55 Ah	55 Ah	56 Ah 41 Ah und 56 Ah**	50 Ah / 60 Ah / 80 Ah	60 Ah / 80Ah	60 Ah / 80Ah	80 Ah
Max. Nutzergewicht	125 kg	136 kg	136 kg	136 kg	160 kg	160 kg	120 kg
Antriebsart	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Mittelradantrieb	Mittelrad-, Vorderrad-, Hinterradantrieb	Mittelrad-, Vorderrad-, Hinter-, Hybridradantrieb	Mittelrad-, Vorderrad-, Hinterradantrieb	Mittelrad-, Frontantrieb
Sitzsystem	Sitz-/Rückenbespannung SLING SEAT	Sitz-/Rückenbespannung SLING SEAT	SEDEO LITE	SEDEO LITE	SEDEO PRO	SEDEO PRO SEDEO ERGO	SEDEO ERGO UP

*Q400M, Q500M, Q700, Q700-UP **Variante für Selbstzahler

Stand: 28.01.2021