


**EASY
LIFE**



Montagsmorgen, 9:00 Uhr. Aufgaben und Herausforderungen warten, aber Sie sind bereit. Bereit für den Tag.

LEBE DEIN LEBEN

Feierabend. Zeit loszulassen, zu entspannen.
Den Kopf frei bekommen für neue Pläne
und Ideen. Zeit für sich selbst, für Freunde,
für die Familie.

**NEHMEN SIE SICH DIE FREIHEIT,
DIE WELT ZU ENTDECKEN.
VERWIRKLICHEN SIE IHRE TRÄUME.
GENIESSEN SIE DAS LEBEN.**



Der neue Easy Life passt genau in Ihre Welt. Puristisch,
modern, individuell. Ein **Aktiv-Faltrahmenrollstuhl**,
der dafür sorgt, dass Sie sich voll auf Ihr Leben
konzentrieren können.


Individuell einstellbar, jede Menge **Optionen** –
der neue Easy Life eröffnet neue Möglichkeiten.
Perfekt für aktive Menschen, perfekt für **Sie**.

Sie haben die Wahl: Easy Life Rahmen mit integrierten
Fussstützen (FF*) oder mit Fussstützen abnehmbar (SA**).



*FF: Fixer Vorderrahmen **SA: Vorderrahmenteil abschwenk- und abnehmbar

EASY LIFE



Rahmen mit integrierten Fussstützen. Vier Rahmenlängen:
Kurz 36-40 cm, Mittel 42-44 cm, Lang 46-48 cm, XL 50 cm.

Easy Life ist Leben. Easy Life ist die perfekte Verbindung von hervorragender Grundausrüstung und hoher Individualität.



EINSTELLUNGEN UND OPTIONEN FÜR INTEGRIERTE UND ABNEHMBARE FUSSTÜTZEN



Aluminium Seitenteile:
Für mehr Sicherheit.



Desk-Seitenteil:
In fünf Varianten erhältlich.



Die vertikale Achsverstellung:
Radhalteplatte in drei Farben mit sieben Einstellmöglichkeiten für die ideale Sitzhöhe. Orange, silber oder schwarz eloxiert.



Das Lenkrad:
Unterschiedliche Lenkradgabeln und Lenkräder für optimale Fahreigenschaften.



Der winkeleinstellbare Rücken:
Leicht einzustellen in 3° Schritten von -9° bis +9°.



Die Rückenbespannung:
Komfort-Rückenbespannung mit Tasche.

Rahmen mit abnehmbaren und abschwenkbaren Fussstützen für noch mehr Flexibilität. Drei Rahmenlängen: Kurz 36-40 cm, Mittel 42-44 cm, Lang 46-50 cm.

EASY LIFE



Grenzenlose Vielfalt. Der neue Easy Life ist alles, nur nicht langweilig. Machen Sie ihn zu einem Teil Ihrer Welt.



EINSTELLUNGEN UND OPTIONEN FÜR INTEGRIERTE UND ABNEHMBARE FUSSTÜTZEN



Easy Life, Fusstützen integriert:

Gefaltete Ansicht für platzsparenden Transport.



Easy Life, Fusstützen abnehmbar*:

Nach innen und aussen abschwengbar und abnehmbar.



Easy Life, Fusstützen abnehmbar*:

Gefaltete Ansicht für platzsparenden Transport.



Durchgehende Fussaule aus Aluminium:

Winkel-, tiefen-, höhenverstellbar.




Geteilte Fussaule:

Winkelinstellbar. In Aluminium und Kunststoff (wie Abb.) erhältlich.



Höhenverstellbare Fusstützen*:

Mit gepolstertem Knieschutz und winkelverstellbaren Fussaule.



Technische Daten

Sitzbreite	36 - 50 cm	Sitzhöhe hinten	40 - 51 cm
Sitztiefe	36 - 50 cm	Sitzwinkel	0° - 12°
Rückenhöhe	25 - 47.5 cm	Rahmenwinkel	70°/80° (SA)
Rückenwinkel optional	-9° - +9°	Gesamtgewicht	ab 13 kg
Sitzhöhe vorne	43 - 52 cm	Max. Nutzergewicht	125 kg

Tarifposition Sozialversicherung 540 000