

# AUSWAHLHILFE

---

## NITRUM SERIE

---



*Nitrum*



*Nitrum Hybrid*



*Nitrum Pro*



*Nitrum Hybrid Pro*

## NITRUM



«Das Design und das Gewicht des Rollstuhls sind mir wichtig, deshalb habe ich mich für den Nitrum entschieden.»

- Rahmen in Leichtbauweise mit einem Gewicht ab **7,5 kg** und einem max. Nutzergewicht von **125 kg**
- Offene Rahmenform mit verschweisstem Hauptrahmen (Rahmenrohre, Lenkradanbindung, Querrohr) statt Klemmverbindungen für zusätzliche Steifigkeit und geringes Gewicht
- Bietet alle Einstellmöglichkeiten, um den Rollstuhl an die individuellen Bedürfnisse anzupassen
- Einfache Handhabung und platzsparendes Verstauen dank minimalistischem Rahmendesign ohne störende Unterzüge
- Leichtester einstellbarer Starrrahmenrollstuhl aus Aluminium in seiner Klasse

## NITRUM HYBRID



«Mit meinen 130 kg freue ich mich sehr, dass der Nitrum Hybrid von nun an mein neuer Begleiter ist.»

- Supersteife Rahmenvariante ab **8,4 kg** und einem Nutzergewicht bis zu **140 kg**
- Hybridrahmen mit verschweisstem Hauptrahmen (Rahmenrohre, Lenkradanbindung, Querrohr) statt Klemmverbindungen für zusätzliche Steifigkeit und geringes Gewicht
- Alle Einstellmöglichkeiten, um den Rollstuhl an die individuellen Bedürfnisse anzupassen
- Kompakte Rahmengeometrie mit zusätzlichen unteren Rahmenrohren minimiert den Flex und erhöht die Steifigkeit des Rahmens, ideal für die Verwendung mit Zugeräten

## NITRUM PRO



«Der Nitrum Pro hat mich mit seiner Eleganz und Rahmensteifigkeit beeindruckt.»

- Leichteste Nitrum-Rahmenvariante ab **7,2 kg** für Benutzer bis **125 kg**
- Offener Rahmen bei dem zusätzlich zum Hauptrahmen die Achsklemmen und die Rückenbindung fest verschweisst wurden, um das Verhältnis von Gewicht zu Rahmensteifigkeit zu optimieren für ein einzigartig, dynamisches Fahrverhalten und eine präzise Kraftübertragung
- Fest verschweisste Achse und Rückenlehne verringern die Einstellbarkeit zugunsten eines geringeren Gewichtes – für erfahrene Benutzer, die genau wissen, was sie von ihrem Stuhl benötigen
- Sehr leichter Rollstuhl ohne Einbussen bei der Rahmensteifigkeit

## NITRUM HYBRID PRO



«Ich verbringe viel Zeit in der Stadt, fahre Bordsteine hoch und runter. Der Nitrum Hybrid Pro fühlt sich dabei immer superstabil an.»

- Steifste mögliche Rahmenvariante ab **8,1 kg** für Nutzergewichte bis **140 kg**
- Hybridrahmen der zusätzlich fest verschweisst wurde: Für noch mehr Stabilität und ein niedrigeres Gewicht
- Fest verschweisste Achse und Rückenlehne verringern die Einstellbarkeit zugunsten eines geringeren Gewichtes – für erfahrene Benutzer, die genau wissen, was sie von ihrem Stuhl benötigen
- Kompakte Rahmengeometrie mit hochgezogenen Rahmenunterzügen für ein möglichst kleines Packmass

# ÜBERSICHT

**Nutzen Sie unseren 3D Visualiser, um den SOPUR Nitrum Ihrer Träume zu erstellen!**



Fotografieren Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Mobiltelefons und entdecken Sie den Nitrum 3D Visualiser!

	NITRUM	NITRUM HYBRID	NITRUM PRO	NITRUM HYBRID PRO
<b>Max. Nutzergewicht</b>	125 kg	140 kg	125 kg	140 kg
<b>Gesamtgewicht</b>	7,5 kg	8,4 kg	7,2 kg	8,1 kg
<b>Rahmen</b>	Offener Rahmen	Hybrid Rahmen	Offener Rahmen	Hybrid Rahmen
<b>Rücken/Achse</b>	Einstellbar	Einstellbar	Fest verschweisst*	Fest verschweisst*
<b>Material</b>	Wärmebehandeltes 7020 Aluminium	Wärmebehandeltes 7020 Aluminium	Wärmebehandeltes 7020 Aluminium	Wärmebehandeltes 7020 Aluminium
<b>Leichtigkeit</b>	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
<b>Rahmensteifigkeit</b>	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●
<b>Transportierbarkeit</b>	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ●
<b>Einstellbarkeit</b>	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ●	● ● ●
<b>Crash getestet</b>	Ja	Ja	Ja	Ja

\*der Schwerpunkt lässt sich +/-10 mm verstellen



Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Bestellformulare oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst. Technische Änderungen, Anpassungen und Druckfehler vorbehalten.



**Sunrise Medical AG**

Erlenauweg 17  
3110 Münsingen  
Fon: 031 958 3838  
info@sunrisemedical.ch  
www.SunriseMedical.ch