

Stand: 01/20

Rechnungsadresse:
Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:



Versandadresse:
Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:

Datum:
Kommission:

Sunrise Medical Auftragsnummer:

- Bestellung
 Kostenvoranschlag
 

E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch

Maximales Benutzergewicht: 136 Kg

Benutzergewicht: _____ Kg

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Masstoleranz ± 1 cm, Massangaben in cm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

- = Standard n/c = ohne Aufpreis

Grundpreis CHF 4'050

exkl. MwSt. / unverbindliche Preisempfehlung


SITZEINSTELLUNGEN

Sitzbreite		Sitztiefe	
HULSW41	<input type="radio"/> 41 cm	HULSD41	<input type="radio"/> 41 cm
HULSW43	<input type="radio"/> 43 cm	HULSD43	<input type="radio"/> 43 cm
HULSW46	<input type="radio"/> 46 cm	HULSD46	<input type="radio"/> 46 cm
HULSW48	<input type="radio"/> 48 cm	HULSD48	<input type="radio"/> 48 cm
HULSW51	<input type="radio"/> 51 cm	HULSD51	<input type="radio"/> 51 cm

Einstellbares Sitzsystem.
 Sitzrahmen ist in Schritten in
 Breite und Tiefe einstellbar von
 41cm bis 51cm.

CHF exkl.

HUL020204	<input checked="" type="radio"/> Sitzwinkel 3°	(0° und 6° ist einstellbar)		Std
HULSH45	<input type="radio"/> Sitzhöhe vorne 45 cm mit 3° Sitzwinkel	(0° = 41.5 cm / 6° = 48.5 cm)		n/c
HULSH47	<input type="radio"/> Sitzhöhe vorne 47 cm mit 3° Sitzwinkel	(0° = 44 cm / 6° = 51 cm)		n/c

STANDARD SITZ

HUL020000	<input checked="" type="radio"/> Feste Sitzplatte			Std
HUL020201	<input type="radio"/> Standard Sitzkissen 5 cm	(nur mit Rückenbespannung anpassbar)		n/c
HUL030000	<input checked="" type="radio"/> Rückenwinkel manuell einstellbar	(-4° bis 12°)		Std
HUL030001	<input type="radio"/> Rückenbespannung anpassbar, Höhe 48 cm	(+/- 2.5 cm) (nur mit Standard Sitzkissen)		n/c

JAY COMFORT SITZKISSEN

mit Inkontinenzbezug, stretch

JCL020003	<input type="radio"/> Kissen Standard	(8 cm)		n/c
JCL020007	<input type="radio"/> Kissen Optimum	(anatomisch geformt) (9 cm)		n/c
HUL020203	<input type="radio"/> Ohne Sitzkissen			n/c

JAY COMFORT RÜCKEN

mit Velourbezug

JCL030004	<input type="radio"/> Mit harter Schale → ohne anpassbaren Bändern!	(50 cm Rückenhöhe) (standard Form)		n/c
JCL030006	<input type="radio"/> Mit horizontal anpassbaren Bändern	(57 cm Rückenhöhe) (standard Form)		n/c
JCL030012	<input type="radio"/> Mit horizontal anpassbaren Bändern, "Deep Contour"	(57 cm Rückenhöhe) (passive Form)		n/c
JCL030010	<input type="radio"/> Mit horizontal anpassbaren Bändern, "Deep Contour"	(57 cm Rückenhöhe) (active Form)		n/c
HUL030009	<input type="radio"/> Ohne Rücken			n/c

Hula

CHF exkl.

ARMAUFLAGE		
	● Hochklappbar; Höhen-/winkeleinstellbar; Polster 38.5 cm x 6 cm	(inkl. Kleiderschutz) Std
FUSSRASTE		
HUL050000	● Fussraste 90° zentral montiert fix mit Fussbrett hochklappbar	(UL 35 cm) (+/- 1.5 cm einstellbar) Std
STEUERUNG VR2		
HUL110000	● VR2 Steuerung	Std
HUL110002	○ Anbau Bedienpult rechts	(parallel abschwenkbar) n/c
HUL110003	○ Anbau Bedienpult links	(parallel abschwenkbar) n/c
RADGRÖSSEN		
	● 10" Antriebsrad pannensicher	Std
	● 6" Lenkrad vorne und hinten pannensicher	Std
ANTRIEB		
HUL100001	● Antriebsmotor 6 km/h	Std
FARBE		
	● Red	Std
BATTERIEN		
	● 36 Ah wartungsfrei	Std
LADEGERÄT		
HUL030200	● 220 V/ 5 A Ladegerät	Std
ZUBEHÖR		
	● Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet	Std
	● Beckengurt	Std
HUL090005	□ Therapietisch abschwenkbar	480
NOTIZEN		

Sitzbreite:

Innenseite Seitenteil bis Innenseite Seitenteil.

Sitztiefe:

Sitzplatte vorne bis Rückenrohr.

Comfort Sitzkissen vorne bis mitte Comfort Rücken.

Rückenhöhe:

Sitzplatte bis Oberkante Rückenbespannung.

QUICKIE Hula	Grundpreis	CHF	4'050
Summe der Mehrpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	90
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	