



**SUNRISE
MEDICAL.**

STERLING®

S700

Stand: 01/2022

Rechnungsadresse:

Firma: _____
 Strasse: _____
 PLZ/Ort: _____
 E-Mail: _____
 Fon: _____

Datum: _____
 Kommission: _____



Versandadresse:

Firma: _____
 Strasse: _____
 PLZ/Ort: _____
 E-Mail: _____
 Fon: _____

Sunrise Medical Auftragsnummer: _____

Bestellung Kostenvoranschlag

Bitte senden Sie die Bestellung an: cs@sunrisemedical.ch

Garantie
 Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Maximales Benutzergewicht 160 kg
Benutzergewicht kg

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
 ● = Standard

Grundpreis CHF 6030
 exkl. MWSt. / unverbindliche Preisempfehlung

S-SERIES SCOOTER S700 - 10 km/h

Geschwindigkeit ● 10 km/h	Farbe ● Timeless schwarz metallic	Räder ● 13" / 330 mm schwarz, luftbereift
LED Licht ● Hauptlicht, Blinker hinten/vorne, Bremslicht, Warnblinkanlage	Lenksäule ● Über Gasdruckfederung winkelverstellbar, Delta Lenkereinheit	Kontrolleinheit ● Berührungsfreundliche Kontrolleinheit mit LED Batterie-Füllanzeige
Steuerung ● WigWag, Finger Kontrolle beidseitig	Bremse ● Scheibenbremse, Handgriff mit Verriegelung	Federung ● Hinten und vorne, einzeln einstellbar
Batterie ● 75 Ah x 2 wartungsfrei	Ladegerät ● 8 Ah, an der Lenksäule Ladebüchse	Ablage ● Einkaufskorb vorne, Sitztasche
Sitzeinheit - 490 x 490 mm		
● Komfort Sitz mit Sport Bespannung	● Armauflagen breiten-, tiefen- und winkelverstellb.	● Kopfstütze
● Einfach regulierbarer Rückenwinkel	● Komfort Pads rückklappbar	● Sitztiefenverstellung, Sitz drehbar
● Höhenverst. 450 - 500 mm, 3 Positionen	● Sicherheitsgurt	● Zubehörhalterung
Sicherheit		
● Auffahrschutz hinten und vorne	● Seitliche Reflektoren	● Anti-Kipprad
● Rückspiegel rechts und links	● Schlüssel	

ACCESSORIES

Artikel-Nummer und Beschreibung	Anzahl	Optionspreise
<input type="checkbox"/> 22219092 Einkaufstasche (hinten am Sitz montiert)	(1)	99.00
<input type="checkbox"/> 22219094 Stockhalter (hinten am Sitz montiert)	(1)	99.00
<input type="checkbox"/> 22219095 Stockhalter (hinten am Auffahrschutz montiert)	(1)	69.00
<input type="checkbox"/> 22219096 Rollatorhalterung (am Sitz montiert)	(1)	229.00
<input type="checkbox"/> 22219097 Sitz-Wetterüberzug	(1)	37.00
<input type="checkbox"/> 22219098 Allwetter-Lagerschutzhülle für Scooter	(1)	102.00
<input type="checkbox"/> 22219099 Wetter Beinschutz FahrerIn	(1)	102.00
<input type="checkbox"/> 22219100 Wetterschutzanzug für FahrerIn	(1)	134.00
<input type="checkbox"/> 22219103 Externes Ladekit (für externe Ersatzbatterien)	(1)	69.00

(1) von den Händlern zu montieren

Sterling S700	Grundpreis	CHF 6030
Summe der Mehrpreise		
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF 90.00
MWSt 7.7%		
Gesamtpreis		
		www.SunriseMedical.ch © Sunrise Medical 2022