

## WHEELDRIVE GENERATION 2019



Elektrischer Zusatzantrieb mit einzigartigem Konzept: Duales Greifreifen-System mit Zusatzantrieb und kontinuierlichem Elektroantrieb



Bild kann vom effektiven Produkt abweichen.

## BESTELLFORMULAR

### Rechnungsadresse:

Firma:  
Strasse:  
PLZ/Ort:  
Fon:  
E-Mail:

### Versandadresse:

Lieferung an Rechnungsadresse

Firma:  
Strasse:  
PLZ/Ort:  
Fon:  
E-Mail:

### Bestellinformationen:

Bestellung  Kostenvoranschlag  Built-4-Me

Datum:

Kommission:

Stand: 30.10.2020, Preise gültig bis auf Widerruf

E-Mail Kundendienst: [cs@sunrisemedical.ch](mailto:cs@sunrisemedical.ch)

**CHF 10'490 (inkl. Anbauset, startklar)**

exkl. MwSt. / unverbindliche Preisempfehlung

Tarifposition Sozialversicherung: 90.221.000

## TECHNISCHE DATEN

### WheelDrive // ROLLSTUHL ZUSATZANTRIEB

Max. Benutzergewicht	130 kg
Zusatzbreite im Vergleich zu man. Rollstuhl (Set)	43 mm
Gewicht der Batterien (Set)	3.6 kg
Totalgewicht inkl. Batterie (pro Rad)	11.5 kg
Totalgewicht exkl. Batterie (pro Rad)	9.7 kg
Radgrösse	24"
Max. Radsturz	3°

Max. Geschwindigkeit (Assistenz-Greifreifen)	10 km/h
Max. Geschwindigkeit (Fahr-Greifreifen)	6 km/h
Max. Reichweite (Assistenz-Greifreifen)	ca. 20 km
Max. Reichweite (Fahr-Greifreifen)	ca. 12 km
Max. Kantensteigfähigkeit (Rückwärtsfahrt)	50 mm
Ladezeit (volle Ladung)	ca. 2 Std.

Für Personen mit eingeschränkter Kraft, Selbstfahrer, Verwendung im Innen- und Aussenbereich.  
Der Zusatzantrieb "WheelDrive" verbindet aktive Mobilität und therapeutischen Nutzen in optimaler Weise miteinander.

# BESTELLFORMULAR ZUSATZANTRIEB WHEELDRIVE

ZUSATZANTRIEB WHEELDRIVE - EINZEL-RÄDER (inklusive Sicherheitsrad, Batterie & Ladegerät)		Preis CHF
<input checked="" type="checkbox"/> 1019498	WheelDrive mit 24" Marathon Plus Evolution, Luftbereifung mit Pannenschutzgürtel, <b>rechts</b>	5'000
<input checked="" type="checkbox"/> 1019499	WheelDrive mit 24" Marathon Plus Evolution, Luftbereifung mit Pannenschutzgürtel, <b>links</b>	5'000

## Anbau WheelDrive (Bitte wählen Sie ein entsprechendes Anbauset)

<input type="checkbox"/> 9011414	Anbauset, Schnellverschluss-Achse, Durchmesser 12 mm (für Achsadapter 25 - 75 mm)	490
<input type="checkbox"/> 9012380	Anbauset, Schnellverschluss-Achse, Durchmesser 12.7 mm (für Achsadapter 25 - 65 mm)	490
<input type="checkbox"/> 9011416	Anbauset, Schnellverschluss-Achse, Durchmesser 12 mm, kurz (für Achsadapter 37 mm)	490
<input type="checkbox"/> 9011417	Anbauset, Schnellverschluss-Achse, Durchmesser 12.7 mm, kurz (für Achsadapter 37 mm)	490

## Anbau bei Sunrise Medical (in Kombination mit einer Bestellung eines neuen Sunrise Medical Rollstuhls = gratis!)

<input type="checkbox"/> 1017394	Anbau bei Sunrise Medical. Bitte Rollstuhl-Modell und Benutzergewicht angeben:	345
	Rollstuhl: Marke / Modell:	
	Benutzergewicht:	

ZUBEHÖR		Preis CHF
<input type="checkbox"/> 1019491	Speichenschutz 24", Set	278
<input type="checkbox"/> 1018562	Greifreifenüberzug 24", Set (für Assistenz-Greifreifen)	139
<input type="checkbox"/> 1019489	Zusatzbatterien 3.8 Ah, Set	1'700

## BEMERKUNGEN

ZUSATZANTRIEB WHEELDRIVE			
Zusatzantrieb WheelDrive komplett inkl. Anbauset	Grundpreis	CHF	10'490
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	50
MwSt 7.7%		CHF	
<b>Gesamtpreis</b>		<b>CHF</b>	



**Sunrise Medical AG**  
 Erlenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 Fon 031 958 3838  
 cs@s 031 958 3848  
[www.SunriseMedical.ch](http://www.SunriseMedical.ch)