

Ladegeräte PowerCharge und Batterien Banner

POPULAR 12/24V - 8A (einfachere Ausführung nicht programmierbar und mit Kunststoffgehäuse)
techn. Daten Q:\Produkte Unterlagen\Batterien_Ladegeräte\TECHNISCHE DATEN POPULAR 8A & 12A.htm

☞ F16	Batterietyp DB24 (Sonnenschein/Banner)
☞ P300	Batterietyp DB31 (Sonnenschein/Banner)
☞ QUICKIE F35 Ersatzteil	Ladegerät und Batterien ab Werk Batterietyp DB31 (Sonnenschein/Banner)
☞ Scooter Swift Ersatzteil	Ladegerät und Batterien ab Werk Batterietyp DB31 (Sonnenschein/Banner)
☞ Scooter Star und StarPlus	Batterietyp DB40 (Sonnenschein/Banner)
☞ Scooter Elite XS Ersatzteil	Batterien ab Werk Batterietyp DB72 (Trojan/Banner)



CLASSIC 12/24V - 8A (programmier-/anpassbare Ladekurven mit Alu-Gehäuse)
techn. Daten Q:\Produkte Unterlagen\Batterien_Ladegeräte\ TECHNISCHE DATEN CLASSIC 8A & 12A.htm

☞ QUICKIE F55	Batterietyp DB60 (Sonnenschein/Banner)
☞ Scooter Elite	Batterietyp DB72 (Sonnenschein/Banner)
☞ Scooter Diplomat	Batterietyp DB60 (Sonnenschein/Banner)
☞ QUICKIE P200, P220(P222), S646(S626)	Batterietyp DB72 (Trojan/Banner)



Die oberen 2 Ladegeräte (POPULAR und CLASSIC) werden mit Datenspeicher geliefert!

UNIVERSAL 12/24V - 6A

Spannung 110/230 Volt (passt sich automatisch an!) auf Kundenwunsch

