



JAY®

J3 Carbon Back

(Rücken)

Stand: 01.01.2022

Rechnungsadresse oder Kundennr.

KD.-Nr.
Name
Strasse
PLZ/Ort
E-Mail
Fon



Versandadresse

KD.-Nr.
Name
Strasse
PLZ/Ort
E-Mail
Fon

Bestelldatum
Kommission
Bestellt von

Unsere Auftrags-Nr.

- Bestellung Kostenvoranschlag

E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch

Grundpreis: Rücken inkl. Montagesystem CHF 1220

Alle Preise exkl. MWSt.
Unverbindliche Preisempfehlung

Max. Nutzergewicht: 125 kg
Nutzergewicht: kg

GRUNDMASSE

Bestellvorgang:

1. Wählen Sie Ihre Rückenbreite und die passende Rückenhöhe.
2. Wählen Sie das gewünschte Befestigungssystem und fügen Sie den entsprechenden Bestellcode QR (= abnehmbarer Rücken) oder FX (= fester Rücken) der Bestellnummer auf der letzten Seite hinzu.
3. Wählen Sie Zubehör und Ersatzteile.

1. Wählen Sie Ihre Rückenbreite und die passende Rückenhöhe



Flache Kontur (SC)
Konturtiefe 5 cm

Rückenbreite	32	36	41	46
Für Rollstuhlbreiten	32 - 34 cm	34 - 40 cm	40 - 44 cm	46 - 50 cm
* Siehe letzte Seite für mehr Details				

= Nicht lieferbar


Tiefer Rücken (LT)	Rückenhöhe				
	Kurz (S) 17 cm	<input type="checkbox"/> J3BCFSC LT S 32	<input type="checkbox"/> J3BCFSC LT S 36	<input type="checkbox"/> J3BCFSC LT S 41	<input type="checkbox"/> J3BCFSC LT S 46
	Hoch (T) 24 cm	<input type="checkbox"/> J3BCFSC LT T 32	<input type="checkbox"/> J3BCFSC LT T 36	<input type="checkbox"/> J3BCFSC LT T 41	<input type="checkbox"/> J3BCFSC LT T 46

Mittlerer Rücken (MT)	Rückenhöhe				
	Kurz (S) 30 cm	<input type="checkbox"/> J3BCFSC MT S 32	<input type="checkbox"/> J3BCFSC MT S 36	<input type="checkbox"/> J3BCFSC MT S 41	<input type="checkbox"/> J3BCFSC MT S 46
	Hoch (T) 38 cm	<input type="checkbox"/> J3BCFSC MT T 32	<input type="checkbox"/> J3BCFSC MT T 36	<input type="checkbox"/> J3BCFSC MT T 41	<input type="checkbox"/> J3BCFSC MT T 46

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17, 3110 Münsingen
Fon +41 31 958 3838

2. Wählen Sie das gewünschte Befestigungssystem: QR oder FX

Abnehmbarer Rücken
(Bestellcode QR)



Fester Rücken
(Bestellcode FX)



Empfohlen bei Starrrahmenrollstühlen, da 20 % leichter als die abnehmbare Version.

Artikelnummer ergibt sich aus Schritt 1 und Schritt 2

Beispiel: Rückenbreite 32 cm, Rückenhöhe kurz S 17 cm, abnehmbarer Rücken

J3BCFSC LT (S) 32 (QR)

Ihre gewünschte Bestellung:

J3BCFSC _____

3. Wählen Sie Zubehör und Ersatzteile

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE Preis in CHF

Zubehörtasche für J3 Carbon Back

<input type="checkbox"/>	ABJ3BCF32	Breiten 32 - 34
<input type="checkbox"/>	ABJ3BCF36	Breiten 34 - 40
<input type="checkbox"/>	ABJ3BCF41	Breiten 40 - 44
<input type="checkbox"/>	ABJ3BCF46	Breiten 46 - 50
<input type="checkbox"/>	J3BVFww	Abdeckung der Lücke zwischen Sitzkissen und Rücken




61
61
61
61
61

Befestigungssysteme

<input type="checkbox"/>	J3BCFBRKTFX	für festen Rücken	n/c
<input type="checkbox"/>	J3BCFMNTSYSQR	für abnehmenbaren Rücken	n/c
<input type="checkbox"/>	J3BCFSPCRBLCK	* Distanzhalterkit (wird nur benötigt bei der ET-Bestellung bei Sitzbreiten 34, 40 und 44 cm)	Std
<input type="checkbox"/>	120984E	Rückenrohradapter	Std



Rückenrohradapter
19 mm (3/4 Zoll),
22 mm (7/8 Zoll)



Distanzhalterkit
* Bei Neubestellung wird das Distanzhalterkit automatisch mitgeliefert!



Befestigungssystem für abnehmenbaren Rücken



Befestigungssystem für festen Rücken

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17, 3110 Münsingen
Fon +41 31 958 3838

J3 Carbon Back

Leichtgewicht-Rückensystem, das den Nutzer stützt und stabilisiert.

Erhältlich als fester oder abnehmbarer Rücken.

Höhen-, tiefen-, breiten- und winkeleinstellbar für individuelle Anpassung.

2 Jahre Garantie

Befestigungssysteme für Rücken

Abnehmbar (QR)



Empfohlen für Faltrollstühle

Fest (FX)




Empfohlen für Starrahmenrollstühle
(aus Gewichtsgründen)

Messverfahren

Rückenbreiten 32 cm 36 cm 41 cm 46 cm

Tiefer Rücken (LT)




Rückenhöhen

RH 17 cm (S)


RH 24 cm (T)

Mittlerer Rücken (MT)



RH 30 cm (S)

RH 38 cm (T)



Messverfahren: Rückenbreite Patient
(Inneres Mass)

* Zusätzliche Informationen zur Auswahl der Rückenbreite

Rückenbreite	32	36	41	46
Für Rollstuhlbreiten	32 - 34 cm	34 - 40 cm	40 - 44 cm	46 - 50 cm

An einem 34 cm breiten Rollstuhl kann sowohl ein 32er als auch ein 36er Rücken montiert werden. Aber: Der 32er Rücken wird zwischen den Rückenrohren montiert und der 36er wird vor den Rückenrohren montiert. (Gegebenenfalls führt dies zu einem geringen Sitztiefenverlust). Das gleiche gilt auch für 40 cm Rollstühle.

Sunrise Medical AG
Erlenuweg 17, 3110 Münsingen
Fon +41 31 958 3838