



Stand: 01/20

**Rechnungsadresse:**  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Fon: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:**  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Fon: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_  
 Kommission: \_\_\_\_\_  
 Bestellt von: \_\_\_\_\_



Sunrise Medical Auftragsnummer: \_\_\_\_\_

**JAY® Zip - Merkmale**  
 Komplettes Rückensystem für Kinder/Jugendliche bis 75 kg  
 Universale 2-Punkte Fixierung für schnelle Montage/Demontage  
 Leicht einstell- und anpassbar auch bei sich verändernden Bedürfnissen  
 Breite Palette an Positionierungs- und Transferoptionen  
 Rücken und Optionen Crash getestet  
 Wasserabweisender innerer Bezug & antibakterieller äusserer Mikroklima-Bezug

E-Mail Kundendienst: [cs@sunrisemedical.ch](mailto:cs@sunrisemedical.ch)

**Max. Benutzergewicht** 75 kg  
**Benutzergewicht**  kg

**Grundpreis CHF 810 exkl. MWSt**  
 unverbindliche Preisempfehlung

**Garantie**  
 Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

**Anwendungsmöglichkeiten Beispiel:**  
 Für alle Kunden, die eine leichte bis starke laterale und posteriore Stabilität benötigen.  
 Breites Spektrum an Möglichkeiten für klinisch sinnvolle bis erforderliche Positionierung.  
 Einfache Verstellbarkeit in Tiefe, Höhe, Winkel und Rollstuhlsitzbreite. Gewährleistet eine rasche Positionierung und Anpassung an die Bedürfnisse des Rollstuhlnutzers.

### MATRIX GRUNDMASSE UND FORMEN



<b>Konturtiefe</b>	2.5 cm	3.8 cm	5 cm	6.3 cm
<b>Rückenbreite</b>	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
<b>Für Stuhlbreite</b>	20-23 cm	26-29 cm	30-34 cm	35-38 cm
<b>Max. Rumpfbreite des Nutzers</b>	18 cm	23 cm	28 cm	33 cm



Der Jay Zip Rücken wurde auf dynamischer Basis getestet und erfüllt alle Kriterien zur Verwendung in Motorfahrzeugen

		Rückenbreiten			
		20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
Rückenhöhe	S (15 cm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	M (20 cm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	T (25 cm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	X (30 cm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Verwenden Sie die oben stehende Jay Zip Rückenmatrix, um die richtige Rückengröße zu bestimmen und Ersatzbezugs-Größen auszuwählen.

### KOMPLETTES ZIP RÜCKENSYSTEM

JZIPBwwhEU

**Komplettes Rückensystem beinhaltet:**  
 - Leichtgewichtige Fixierungseinheit  
 - Tiefenverstellbarkeit: 70 mm  
 - Rückenwinkleinstellung: -20° bis +20°  
 - Fixierungsabdeckung: Neopren  
 - Innerer Rückenbezug: Wasserabweisend / Äusserer Rückenbezug: Antibakteriell, mikroklimatisch, Schwarz  
 - Zubehör: Lumbalkeil, Werkzeug & verschiedene Rückenrohradapter  
**Zusammensetzung Bestellcode (Beispiel): JZIPB 25 T EU** - JZIPB: Zip Rücken; 25: Rückenbreite (cm); T: Tall (Rückenhöhe); EU: EU Version

RÜCKENBEZUG (Grössentabelle: siehe Matrix auf der ersten Seite)				
CJZIPBBKwwh	<input type="checkbox"/>	Zusätzlicher äusserer mikroklimatischer Bezug <b>Schwarz</b> (Beispiel Codierung: CJZIPB BK 25 T -> CJZIPB: Zip Rücken äusserer Bezug; BK: Schwarz; 25: Breite; T: Höhe = Tall)		nc
CJZIPBBLwwh	<input type="checkbox"/>	Zusätzlicher äusserer mikroklimatischer Bezug <b>Blau</b> (Beispiel Codierung: CJZIPB BL 25 T -> CJZIPB: Zip Rücken äusserer Bezug; BL: Blau; 25: Breite; T: Höhe = Tall)		nc
CJZIPBPKwwh	<input type="checkbox"/>	Zusätzlicher äusserer mikroklimatischer Bezug <b>Pink</b> (Beispiel Codierung: CJZIPB PK 25 T -> CJZIPB: Zip Rücken äusserer Bezug; PK: Pink; 25: Breite; T: Höhe = Tall)		nc
CIJZIPBwwh	<input type="checkbox"/>	Zusätzlicher innerer wasserabweisender Bezug (Beispiel Codierung: CIJZIPB 25 T -> CIJZIPB: Zip Rücken innerer Bezug; 25: Breite; T: Höhe = Tall)		89

SITZABDECKUNG		Breite in cm	20	25	30	35	
JZBVFww	<input type="checkbox"/>	Abdeckung der offenen Lücke zwischen Sitzkissen und Unterseite Rücken	<input type="checkbox"/> JZBVF20	<input type="checkbox"/> JZBVF25	<input type="checkbox"/> JZBVF30	<input type="checkbox"/> JZBVF35	68

KOPFSTÜTZE (nicht erhältlich mit kurzer Höhe (S))		Crash getestet in Kombination mit dem Rückensystem		
JZBHED15	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze mit Std Polsterung 15 cm (inkl. Montageeinheit)		445
JZBHED20	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze mit Std Polsterung 20 cm (inkl. Montageeinheit)		445
JZBHEDCINF	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze mit konturierter Polsterung 15 cm (inkl. Montageeinheit)		464
JZBHEDCS	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze mit konturierter Polsterung 20 cm (inkl. Montageeinheit)		464

SEITENPELOTEN (nicht erhältlich mit kurzer Höhe (S))				
<b>Seitenpelotten fest</b>				
JZFX34CE	<input type="checkbox"/>	Zip Seitenpelotten fest, konturierte Polsterung - 7.5x10.0 cm	Paar	276
JZFX45CE	<input type="checkbox"/>	Zip Seitenpelotten fest, konturierte Polsterung - 10.0x12.5 cm	Paar	276
<b>Seitenpelotten abschwenkbar</b>				
JZSA34CE	<input type="checkbox"/>	Zip Seitenpelotten abschwenkbar, konturierte Polsterung - 7.5x10.0 cm	Paar	449
JZSA45CE	<input type="checkbox"/>	Zip Seitenpelotten abschwenkbar, konturierte Polsterung - 10.0x12.5 cm	Paar	449
JZSA34COAE	<input type="checkbox"/>	Zip Seitenpelotten abschwenkbar, 2.5 cm nach innen einstellbar, konturierte Polsterung - 7.5x10.0 cm	Paar	449
JZSA45COAE	<input type="checkbox"/>	Zip Seitenpelotten abschwenkbar, 2.5 cm nach innen einstellbar, konturierte Polsterung - 10.0x12.5 cm	Paar	449

BRUSTGURT (nicht erhältlich mit kurzer Höhe (S))		XXS	XS	S	M	
<input type="checkbox"/>	2-Punkt Gurt - gepolstert		<input type="checkbox"/> JZ4050E	<input type="checkbox"/> J3HRNPASS	<input type="checkbox"/> J3HRNPASM	148
<input type="checkbox"/>	4-Punkt Gurt - Verschluss in der Mitte	<input type="checkbox"/> JZ9407E	<input type="checkbox"/> JZ9400E	<input type="checkbox"/> J3HRNCOHS	<input type="checkbox"/> J3HRNCOHM	222
		Masse: 4-Punkt Gurt				
	A	25.5 cm	27.5 cm	30.8 cm	35.8 cm	
	B	17.5 cm	20.0 cm	22.5 cm	27.5 cm	
	C	12.5 cm	14.5 cm	16.5 cm	24.5 cm	

POSITIONIERUNGSKOMPONENTEN (Rücken-/Lendenwirbelbereich)		Menge	
J3SPNCRS	<input type="checkbox"/>	Ausgleichskeil gebogen	35
J3SPNFLS	<input type="checkbox"/>	Ausgleichskeil flach	35
J3SPNLLS	<input type="checkbox"/>	Ausgleichskeil seitlich	35
J3SPNSBB	<input type="checkbox"/>	Polster klein mit Microperlen	35
J3SPNLBB	<input type="checkbox"/>	Polster gross mit Microperlen	35
J3SPNPLP	<input type="checkbox"/>	Lordosenstütze	35

<b>Ausgleichskeil gebogen</b>	<b>Ausgleichskeil flach</b>	<b>Ausgleichskeil seitlich</b>	<b>Polster klein</b>	<b>Polster gross</b>	<b>Lordosenstütze</b>
Breite: 25.0 cm	Breite: 25.0 cm	Breite: 6.0 cm	Breite: 15.0 cm	Breite: 25.0 cm	Breite: 13.3 cm
Höhe: 10.0 cm	Höhe: 10.0 cm	Höhe: 10.8 cm	Höhe: 11.3 cm	Höhe: 8.0 cm	Höhe: 9.0 cm
Tiefe: 1.3 cm	Tiefe: 0.8 cm	Tiefe: 1.3 cm	Tiefe: 2.0 cm	Tiefe: 2.0 cm	Tiefe: 2.0 cm

<b>JAY Zip Rücken</b>	<b>Grundpreis</b>	<b>CHF</b>	810
Summe der Mehr-/Minderpreise		<b>CHF</b>	
Verpackung und Frachtkostenanteil		<b>CHF</b>	13
MWSt 7.7%		<b>CHF</b>	
Gesamtpreis		<b>CHF</b>	