



Sunrise Medical AG
 Erlenauweg 17, 3110 Münsingen
 Tel.: +41 (0) 31 958 38 38
 Fax. +41 (0) 31 958 38 48
 info@sunrisemedical.ch

Fachhändler: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Email: _____

Nutzername: _____

Nutzergewicht: _____

Nutzergröße: _____

Email: _____

Auftragsart

- Kostenvoranschlag (Quote)**
- Bestellung (Direct Order)**

Wichtiger Hinweis

Nach der Auftragsbestätigung erhalten Sie eine CAD-Zeichnung Ihres Rollstuhls. Mit Ihrer Unterschrift unter dieser Zeichnung geben Sie die Produktion Ihres individuellen RGK Rollstuhls frei. Nur mit einer unterschriebenen Zeichnung kann Ihr Rollstuhl gebaut werden.

Bitte beachten Sie, dass individuell angefertigte RGK Rollstühle vom Umtausch ausgeschlossen sind.

Kommentare

Lieferadresse (wenn abweichend von Fachhändler):

Adresse: _____

Kontaktperson: _____

Telefonnummer: _____

Email: _____

FOR RGK OFFICE USE ONLY

Distributor: _____

A/C No: _____

Serial No: _____

Manufacture Date Wk/Yr: _____ / 20_____

Chair naming (Dealer/user): _____

Sunrise Medical S-Nr.: _____


	Who	Date
OK to Quote:	_____	_____
OK to Confirm:	_____	_____
Document No:	DOC	

- Standard
- Standardmässig konfigurierbar
- obligatorische Information
- Kostenlose Option
- für Option notwendige Information
- Aufpreispflichtige Option

GSAXZ010 Grand Slam Alu7020
CHF 4'890.00 exkl. MwSt. / unverbindliche Preisempfehlung

Rahmenrohrdurchmesser: 22mm

Max Zuladung 125kg




XW010 CAD Zeichnung für die Freigabe durch den Kunden

GRUNDMASSE

XY010 Sitzbreite (gemessen zwischen den Seitenteilen)


 mm

(Max - 500mm)
(Min - 250mm)




XY020 Sitzlänge


 mm

(Max - 500mm)
(Min - 250mm)

XY030 Zusätzliche Rahmenlänge (mehr Grifffläche für Transfers und seitliche Führung der Oberschenkel)


 mm


XY050 Vordere Rahmenhöhe



 mm

(Max - 630mm)
(Min - 360mm)

XY060 Hintere Rahmenhöhe


 mm

(Max - 630mm)
(Min - 360mm)



XY070 Rahmenlänge (beeinflusst auch den Rahmenwinkel)


 mm

(Messung: von der Vorderseite der Rückenrohre bis zu einer gedachten Linie zwischen den Lenkradgabelachsen)
(Min XY020 + XY030 + 110mm)

XA020 Ergositz (angewinkeltes Sitzrohr für verbesserte Beckenpositionierung)
 100.00 Länge des Masses XA020


 mm


FRONTRAHMEN UND FUSSRASTE


Verjüngung Frontrahmen (nur eine Option wählen)

XY080 Frontrahmen: Breite oben

(gemessen von Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)

mm

(Optional für Frontrahmenbreite (oben) kleiner als Sitzbreite: verbesserte Unterschenkel-positionierung und-führung)




XA200 Unterschenkelstützpunkt (optional)

Breite mm

Breite minimum 210 mm

Länge mm



Fussraste

Fussraste fix

GSAXB080 Fussraste fest, nicht einstellbar

Höhe und Position

Fussrastenhöhe vorne mm

Fussrastenhöhe hinten mm

Abstand Fussraste zu Lenkrafdaufnahme mm

Grösse Fussbrett (nicht für Fussbrett ABS Kunststoff)

Fussbrett Breite (Std 200mm) mm

Fussbrett Länge (Std 250mm) mm

Fussbrett

XB180 Fussbrett Aluminium

XB190 Fussbrett Carbon 250.00

XB100 Fussbrett profiliert, ABS Kunststoff 150.00

Länge (Std 330mm wenn nichts angegeben wird)

mm

GSAXB140 Spacer-Kit 80.00 (Für +25mm Höhenverstellung, zur Selbstmontage)

Fussraste einstellbar

GSAXB130 Fussraste höhen- und winkeleinstellbar, an den 240.00 Rahmen geklemmt, Fussbrett Aluminium

Höhe und Position

Fussrastenhöhe vorne mm

Fussrastenhöhe hinten mm

Abstand Fussraste zu Lenkrafdaufnahme mm
(20mm wenn nichts angegeben wird)

Grösse Fussbrett (nicht für Fussbrett ABS Kunststoff)

Fussbrett Breite (Std 200mm) mm

Fussbrett Länge (Std 250mm) mm

Fussbrett

XB180 Fussbrett Aluminium

XB100 Fussbrett profiliert, ABS Kunststoff 150.00

Länge (Std 330mm wenn nichts angegeben wird)


mm

Abstand Lenkräder

XY330 Abstand Lenkräder (gemessen von Lenkradgabelbolzen zu Lenkradgabelbolzen)

mm


Optimierte Masse (Fussbrettbreite + 50mm)



ACHSE, RAMMSCHUTZBÜGEL & KIPPSCHUTZ


Einstellbarer Schwerpunkt

- GSAXY560 Schwerpunkt einstellbar
(50-180mm)
(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmittle)




Fixer Schwerpunkt (fest verschweisst)

- GSAXY510 Fixer Schwerpunkt, fest verschweisst
(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmittle)




Radsturz

- XY390 Radsturz




Radsturz

- XY390 Radsturz





Kippschutz für einstellbaren Schwerpunkt

- GSAXJ030 Sport-Kippschutz, abnehmbar
 GSAXJ050 Sport-Kippschutz doppelt, abnehmbar
290.00 (mit Verbindungsbügel)




- Optimierte Masse
(Abstand so weit wie möglich - Std wenn nichts angegeben wird)





Kippschutz für fixen Schwerpunkt

- GSAXJ040 Sport-Kippschutz, fest verschweisst
 GSAXJ060 Sport-Kippschutz, doppelt, fest verschweisst
290.00 (mit Verbindungsbügel)



- Optimierte Masse
(Abstand so weit wie möglich - Std wenn nichts angegeben wird)



SEITENTEILE

Seitenteile

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> GSAXE230 Seitenteil, verschweisst, Sport
430.00 | <input type="radio"/> XE050 Seitenteil, verschraubt, Carbon
450.00 |
| <input type="radio"/> XE030 Seitenteil, verschraubt, Aluminium
200.00 | <input type="radio"/> GSAXE250 Rohrbügel ohne Seitenteil, verschweisst, Aluminium
200.00 |

Abmessungen Seitenteile

Individuelle Abmessungen

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Länge Seitenteil | |
| | <input type="text" value=""/> | |
| <input type="checkbox"/> | Höhe Seitenteil | |
| | <input type="text" value=""/> | |

Optimierte Abmessungen

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | Seitenteil 25mm über dem Reifen (<i>Kontur folgt dem Reifen</i>) | |
| <input type="checkbox"/> | Seitenteil, Höhe über Reifen (<i>Kontur folgt dem Reifen</i>) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Seitenteil auf einer Höhe mit dem Reifen (<i>Kontur folgt dem Reifen</i>) | |

RÜCKEN

Rückenhöhe: fix oder einstellbar


- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XY230 Rückenhöhe fix (fest verschweisst) | | <input type="checkbox"/> XY245 Rückenhöhe einstellbar | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> |
| | | | Mindesthöhe (+50mm einstellbar) |
| | | | <input type="text" value=""/> |

Rückenwinkel und Lumbalknick

- | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XY360 Rückenwinkel | | <input type="checkbox"/> XG100 Lumbalknick | | |
| <input type="checkbox"/> -5 | <input type="checkbox"/> -3 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> +3 | <input type="checkbox"/> +5 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Individuelle Angabe | <input type="text" value=""/> | Grad | <input type="text" value=""/> | mm |
| | (Max -10/+10 Grad) | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | Höhe bis zum Knick | <input type="text" value=""/> |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | Tiefe des Knicks (nach hinten) | <input type="text" value=""/> |

Verjüngung oder Aufweitung der Rückenbreite

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> XG110 Verjüngung der Rückenbreite | | <input type="checkbox"/> XG120 Aufweitung der Rückenbreite | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> |
| | Breite oben (Innenseite zu Innenseite) | | Breite oben (Innenseite zu Innenseite) |

LENKRÄDER/ LENKRADGABELN		
Lenkräder und Lenkradgabeln		
<input checked="" type="checkbox"/> XC160 Lenkrad 61mm "court sports" <input checked="" type="checkbox"/> XC200 Lenkradgabel "micro sport"	<input type="checkbox"/> XC180 Hochleistungs-Kugellager für Lenkräder (komplettes Set, montiert) 110.00	
Antriebsräder Radgrösse		
<input type="checkbox"/> XY420 Radgrösse 24"	<input type="checkbox"/> XY430 Radgrösse 25"	<input type="checkbox"/> XY440 Radgrösse 26"
Abstand Antriebsrad/Seitenteil		
<input checked="" type="checkbox"/> XY460 Abstand Rad zu Seitenteil/ Rahmen <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin-left: 10px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">mm</div> </div>		
Antriebsräder, Optionen		
<input type="checkbox"/> XK030 Sun Equalizer 36 (24") / 48 (25", 26") Speichen <input type="checkbox"/> XK080 Spinerger SLX 24 Speichen 790.00	<input type="checkbox"/> XK330 Spinerger XSLX R10 heavy duty (nur mit 18" Radsturz möglich) 1'460.00 <input type="checkbox"/> XK100 Spinerger XSLX 24 Speichen, kreuzverspeicht 830.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Spinerger Farboptionen</p> <input type="checkbox"/> schwarz / silber <input type="checkbox"/> rot / schwarz <input type="checkbox"/> gelb / schwarz <input type="checkbox"/> pink / schwarz </div> <div style="width: 45%;"> <p>Farbe Speichen/ Farbe Nabe</p> <input type="checkbox"/> weiss / schwarz <input type="checkbox"/> blau / schwarz <input type="checkbox"/> grün / schwarz <input type="checkbox"/> orange / schwarz </div> </div>		
<input type="checkbox"/> XK190 Spinerger Nabe schwarz / Speichen schwarz 100.00 <input type="checkbox"/> XK250 Speichenschutz transparent Polycarbonate (Paar) 250.00 <input type="checkbox"/> XK040 Ohne Antriebsrad -100.00 (Bitte Radtyp, Grösse und Reifen den Sie verwenden möchten angeben. Wir benötigen diese Informationen um Ihren Rollstuhl zu bauen)		
<input type="checkbox"/> XK180 Spinerger kundenspezifische Farboptionen (bitte hier angeben) <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Farbe innere Speichen <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-left: 10px;"></div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Farbe äussere Speichen <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-left: 10px;"></div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Für kundenspezifische Räder (einzelne Speichen farbig etc.) bitte ein Bild beifügen</p>		
<input type="checkbox"/> XK180 Spinerger Nabe silber / Speichen farbig 190.00		
Greifreifenanbau		
<input type="checkbox"/> XY470 Anbau eng (Standard wenn nichts ausgewählt wird)	<input type="checkbox"/> XY480 Anbau weit	
Greifreifen		
<input type="checkbox"/> XL010 Greifreifen Aluminium, eloxiert, 6 Befestigungslaschen <input type="checkbox"/> XL020 Greifreifen Paragrip, 6 Befestigungslaschen 280.00 <input type="checkbox"/> XL040 Greifreifen Titan, 6 Befestigungslaschen 280.00 <input type="checkbox"/> XL050 Greifreifen Edelstahl, 6 Befestigungslaschen 150.00	<input type="checkbox"/> XL070 Greifreifen Aluminium, harteloxiert, 12 Befestigungslaschen (nicht mit 24") 120.00 <input type="checkbox"/> XL100 Greifreifen Tetragrip, 6 Befestigungslaschen 330.00 <input type="checkbox"/> XL080 Greifreifenanbau supereng und entfernen des Überstands der Befestigungslaschen (nur für XL040) 230.00 <input type="checkbox"/> XL090 Entfernen des Überstands der Greifreifenlasche (Nur bei Greifreifenanbau eng möglich) 120.00	
Bereifung		
<input type="checkbox"/> XM070 Kenda Kaliente sport, nur in rot erhältlich (Standard wenn nichts ausgewählt wird)	<input type="checkbox"/> XM080 Tufo MS3 sport, schlauchlos 70.00 <input type="checkbox"/> XM090 Tufo WS3 sport, schlauchlos (nur 24") 70.00	
Schlauch		
<input type="checkbox"/> XY500 Schlauch mit Schraeder-Ventil (Standard wenn nichts gewählt wird)	<input type="checkbox"/> XY490 Schlauch mit Presta-Ventil (XM080 und XM090 nur mit Presta-Ventil)	


RAHMEN OBERFLÄCHE		
Rahmen	Anbauteile	
<input type="checkbox"/> XN010 Farbig pulverbeschichtet <input type="checkbox"/> RGK Farbcode <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> <input type="radio"/> GSAXN030 Oberfläche unbeschichtet, gebürstet 240.00 <input type="radio"/> GSAXN050 Oberfläche unbeschichtet, poliert 750.00	<input type="checkbox"/> XN150 Rahmenanbauteile farbig pulverbeschichtet <i>(Fussraste, Achse & Seitenteil)(Standard: schwarz 103 wenn keine Auswahl getroffen wird)</i> <input type="checkbox"/> RGK Farbcode <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> <input type="radio"/> XN160 Rahmenanbauteile, Oberfläche gebürstet 100.00 <i>(Fussraste, Achse & Seitenteil)</i> <input type="radio"/> XN170 Rahmenanbauteile, Oberfläche poliert 190.00 <i>(Fussraste, Achse & Seitenteil)</i>	
BESPANNUNG		
Sitzbespannung		
<input type="checkbox"/> XP040 Sitzbespannung, anpassbar	<input type="radio"/> XR040 Sitzplatte Aluminium mit Stützrohren <i>(Bitte Länge angeben)</i> 150.00 <input type="checkbox"/> RGK Farbcode <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> mm <i>(Standard XY020 - 20mm)</i> <input type="radio"/> XR050 Sitzplatte Carbon mit Stützrohren <i>(Bitte Länge angeben)</i> 390.00 <input type="checkbox"/> RGK Farbcode <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> mm <i>(Standard XY020 - 20mm)</i>	
Rückenbespannung		
<input type="checkbox"/> XP030 Rückenbespannung, anpassbar		
Rückenbespannung: Optionen		
<input type="radio"/> XP390 Rückenbespannung mit atmungsaktivem "Air Lite" Mittelteil 90.00 <input type="radio"/> XP070 Rückenbespannung, upgrade auf Lederecken auf den Seitenpolstern 100.00 <input type="checkbox"/> RGK Farbcode <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Lederfarbe schwarz	<input type="checkbox"/> Lederfarbe rot	<input type="checkbox"/> Lederfarbe grau
Rückenbespannung: Zubehör		
<input type="radio"/> XP170 Rückenbespannung mit individueller Stickerei 160.00 <i>(Bitte .jpeg- Datei als Vorlage liefern und Positionswunsch angeben)</i>		

SITZKISSEN

- XP080** Sitzkissen Schaumstoff mit Nylonbezug
100.00
 - i** weich
 (CMS040)
 - medium
 (CMS050)
 - hart
 (9lb recon)
 - Dicke 50mm
 - Dicke 75mm
 - Dicke 100mm
- XP340** Sitzkissen Plastazote (Hartschaum)
90.00 (Bitte die max. Höhe angeben)
- XP090** Sitzkissenbezug, upgrade auf "Air Lite"
80.00
- XP380** Sitzkissenbezug Neopren
110.00


GURTE

- XS010** Klettverschlussgurt, 100mm, anpassbar,
60.00 one-size-fits-all
- XS050** Klettverschlussgurt, 100mm "pro", verstärkt und
140.00 gepolstert, mit RGK-Stickerei



(Messmethode: Gurt unter der Sitzbespannung durchziehen und über die Schenkel des Nutzers führen bis die Enden sich berühren. Standard wenn kein Mass angegeben wird: 1000mm)

- XS020** Rastergurt "Basic"
70.00
- XS025** Rastergurt "Pelvi Loc 2DA"
240.00
- XS030** Rastergurt "Pelvi Loc 3DA", anatomisch geformt
260.00
- XS040** Befestigungspunkte zur Montage der
100.00 Rastergurte am Rahmen (Paar)



Bitte gewünschten Befestigungspunkt für XS040 angeben
 (gemessen ab der Vorderseite der Rückenrohre)



ZUBEHÖR

- XC330** Lenkradgabel und Schaft als Ersatzteil (zusätzlich, 1
140.00 Stück)
- XC340** Lenkradgabel und Schaft für die Kippschutzräder als
140.00 Ersatzteil (zusätzlich, 1 Stück)
- XR090** Werkzeugsatz
- XS060** Wadenband
- XS070** Fussband
- XP130** Rahmenschutz, Nylon, gepolstert, mit
110.00 RGK Stickerei
- XA030** Radtasche für 3 Räder
210.00

NOTIZEN- all comments/ specifications in english!

All comments / specifications in english please!