


Rechnungsadresse
Firma: _____
Kommission: _____
Strasse: _____
PLZ/Ort: _____
Datum: _____
Unterschrift: _____

Versandadresse:
Firma: _____
Strasse: _____
PLZ/Ort: _____

 Bitte senden Sie die Bestellung an:
cs@sunrisemedical.ch
MATCH POINT
Grundpreis = CHF 4460

Bei Ersatzteilbestellung bitte unbedingt Artikel-Nr. angeben, keine Code-Nr.

Alle Preise in CHF exkl. MWST

Masstoleranzen ± 1 cm, alle Massangaben in cm

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen

STD = Standard Option
n/c = Option ohne Aufpreis

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Quickie Modell			Sitzbreite (Fortsetzung)	
Modell			<input type="checkbox"/> 156S10	48.25cm (19") n/c
<input type="checkbox"/> 156WM15	Match Point Aluminium Sitzrahmen	4460	<input type="checkbox"/> 156S47	50.75cm (20") n/c
Rahmen			Optionale Sitzweite (nur mit Aluminium-Seitenschutz (Anbau aussen))	
Basisrahmen			<input type="checkbox"/> 156OW1	plus 1.25cm (1/2") n/c
<input type="checkbox"/> 156BF02	Basisrahmen mit integriertem Einzel-Antikippgrad	Std	Sitztiefe (siehe auch Matrix)	
Rahmenfarbe			<input type="checkbox"/> 156SD3	25.50cm (10") n/c
<input type="checkbox"/> 156C140	Aztec Gold	n/c	<input type="checkbox"/> 156SD4	28.00cm (11") n/c
<input type="checkbox"/> 156C2	Black	n/c	<input type="checkbox"/> 156SD5	30.50cm (12") n/c
<input type="checkbox"/> 156C141	Black Cherry	n/c	<input type="checkbox"/> 156SD6	33.00cm (13") n/c
<input type="checkbox"/> 156C10	Black Opal	n/c	<input type="checkbox"/> 156SD7	35.50cm (14") n/c
<input type="checkbox"/> 156C38	Blue Opal	n/c	<input type="checkbox"/> 156SD8	38.00cm (15") n/c
<input type="checkbox"/> 156C36	Candy Blue	n/c	<input type="checkbox"/> 156SD9	40.75cm (16") n/c
<input type="checkbox"/> 156C14	Candy Purple	n/c	<input type="checkbox"/> 156SD10	43.25cm (17") n/c
<input type="checkbox"/> 156C35	Candy Red	n/c	<input type="checkbox"/> 156SD11	45.75cm (18") n/c
<input type="checkbox"/> 156C142	Electric Blue	n/c	<input type="checkbox"/> 156SD12	48.25cm (19") n/c
<input type="checkbox"/> 156C143	Evergreen	n/c	<input type="checkbox"/> 156SD73	50.75cm (20") n/c
<input type="checkbox"/> 156C126	Glow	n/c	Sitzbespannung	
<input type="checkbox"/> 156C144	Green Apple	n/c	<input type="checkbox"/> 156SL1	Standard Sitzbespannung n/c
<input type="checkbox"/> 156C147	Hot Pink	n/c	Sitzplatte²	
<input type="checkbox"/> 156C148	Mauve Pink	n/c	<input type="checkbox"/> 156PN5	Sitzplatte auf halber Sitztiefe 95
<input type="checkbox"/> 156C103	Rootbeer	n/c	Kissen	
<input type="checkbox"/> 156C114	Sparkle Silver	n/c	<input type="checkbox"/> 156CU1	Quickie Standard 5cm Schaumstoff Kissen 125
<input type="checkbox"/> 156C145	Sunrise Orange	n/c	<input type="checkbox"/> 156CU2	ohne Sitzkissen
<input type="checkbox"/> 156C113	Titanium Color Paint	n/c	Sitzhöhen (Boden zu Sitzfläche)	
<input type="checkbox"/> 156C8	Yellow	n/c	Hintere Sitzhöhe	
<input type="checkbox"/> 156C116	Matte Black	n/c	<input type="checkbox"/> 156RH11	33.00cm (13") n/c
<input type="checkbox"/> 156C151	Matte Black Cherry	n/c	<input type="checkbox"/> 156RH13	35.50cm (14") n/c
<input type="checkbox"/> 156C150	Matte Electric Blue	n/c	<input type="checkbox"/> 156RH15	38.00cm (15") n/c
<input type="checkbox"/> 156C149	Matte Evergreen	n/c	<input type="checkbox"/> 156RH17	40.75cm (16") n/c
<input type="checkbox"/> 156C152	Matte Purple	n/c	<input type="checkbox"/> 156RH19	43.25cm (17") n/c
Rahmen-Sonderfarben			<input type="checkbox"/> 156RH20	45.75cm (18") n/c
<input type="checkbox"/> 154C42	Stars & Stripes	248	<input type="checkbox"/> 156RH21	48.25cm (19") n/c
<input type="checkbox"/> 154C108	Zebra (bitte Grundfarbe aus Std Farben wählen)	248	<input type="checkbox"/> 156RH22	50.75cm (20") n/c
			<input type="checkbox"/> 156RH23	53.25cm (21") n/c
Sitz und Optionen			Vordere Sitzhöhe	
Rahmenlänge			<input type="checkbox"/> 156SH14	40.75cm (16") n/c
<input type="checkbox"/> 156FL50	Basisrahmenlänge kurz	38.00cm (15") ³ n/c	<input type="checkbox"/> 156SH16	43.25cm (17") n/c
<input type="checkbox"/> 156FL51	Basisrahmenlänge STD	43.25cm (17") ^{2/4} n/c	<input type="checkbox"/> 156SH18	45.75cm (18") n/c
<input type="checkbox"/> 156FL52	Basisrahmenlänge lang	48.25cm (19") n/c	<input type="checkbox"/> 156SH21	48.25cm (19") n/c
Sitzbreite (siehe auch Matrix)			<input type="checkbox"/> 156SH24	50.75cm (20") n/c
<input type="checkbox"/> 156S3	30.50cm (12")	n/c	<input type="checkbox"/> 156SH27	53.25cm (21") n/c
<input type="checkbox"/> 156S4	33.00cm (13")	n/c		
<input type="checkbox"/> 156S5	35.50cm (14")	n/c	Fussnoten	
<input type="checkbox"/> 156S6	38.00cm (15")	n/c	2) Nicht möglich mit Sitztiefe 25.50 bis 28.00cm	
<input type="checkbox"/> 156S7	40.75cm (16")	n/c	3) Nicht möglich mit Sitztiefe 43.25 bis 50.75cm	
<input type="checkbox"/> 156S8	43.25cm (17")	n/c	4) Nicht möglich mit Sitztiefe 48.25 bis 50.75cm	
<input type="checkbox"/> 156S9	45.75cm (18")	n/c		

Rücken			Zubehör				
Rückenausführung			Speichen- und Fingerschutz				
<input type="checkbox"/>	156BT1	Rückenlehne vorklappbar	n/c	<input type="checkbox"/>	156A24	Transparent	176
<input type="checkbox"/>	156BT3	Rückenlehne starr	n/c	<input type="checkbox"/>	156A23	Schwarz	176
Rückenhöhe			Seitenschutz				
<input type="checkbox"/>	156B128	23.00cm (09")	n/c	<input type="checkbox"/>	156A25	Sport, hoch profiliert	176
<input type="checkbox"/>	156B133	Verstellbereich 25.50-33.00cm (10"-13")	n/c	<input type="checkbox"/>	156A26	Sport, tief profiliert	176
<input type="checkbox"/>	156B83	Verstellbereich 30.50-40.75cm (12"-16")	n/c	<input type="checkbox"/>	156SG4	Kleiderschutz Kunststoff steckbar, klein	126
<input type="checkbox"/>	156B134	Verstellbereich 38.00-45.75cm (15"-18")	n/c	<input type="checkbox"/>	156SG3	Kleiderschutz Kunststoff steckbar, gross	126
<input type="checkbox"/>	156B135	Verstellbereich 43.25-50.75cm (17"-20")	n/c	<input type="checkbox"/>	156SG5	Aluminium fest verschraubt ²	126
Rückenbespannung			Rückentasche				
<input type="checkbox"/>	156BU1	gepolstert, Standard	Std	<input type="checkbox"/>	156A1	Rückentasche gross	79
<input type="checkbox"/>	156BU13	gepolstert, Velcro anpassbar (Sportausführung)	195	<input type="checkbox"/>	156A2	Rückentasche klein	79
<input type="checkbox"/>	156BU14	ohne Bespannung	-15	Sitztasche			

Fussstütze			
Fussauflage			
<input type="checkbox"/>	156F234	Aluminium einteilig winkelverstellbar	n/c
<input type="checkbox"/>	156F39	Alu einteilig winkelverstellbar, Klemmen hochmontiert	n/c
Distanzstücke zum Hochmontierten der Fussauflage¹			
<input type="checkbox"/>	156AD1	plus 5cm (2")	143
<input type="checkbox"/>	156AD2	plus 10cm (4")	143
<input type="checkbox"/>	156AD3	plus 15cm (6")	143

Vorderrad			
Vorderrad			
<input type="checkbox"/>	156CW1	3" Micro	n/c
Achs-/Radsturz			
<input type="checkbox"/>	156CI10	16°	n/c
<input type="checkbox"/>	156CI11	20°	n/c

Hinterrad und Achse			
Achse			
<input type="checkbox"/>	156AX4	Schnellverschluss Steckachse	Std
<input type="checkbox"/>	156AX11	Steckachse mit Tetraentriegelung	135

Hinterrad (ab 559mm und Spineray-Rad mit Doppelprofilfelge)			
<input type="checkbox"/>	156RW53	24" (540mm) Speichen (gekreuzt eingespeicht)	Std
<input type="checkbox"/>	156RW69	25" (559mm) Hochflansch-Tennis-Nabe (gekreuzt gesp.)	316
<input type="checkbox"/>	156RW57	24" Spineray (540mm) schwarz	830
<input type="checkbox"/>	156RW59	25" Spineray (559mm) schwarz	830
<input type="checkbox"/>	156RW61	26" Spineray (590mm) schwarz	830
<input type="checkbox"/>	156RW63	Ohne Hinterrad und Achse 24" (540mm)	n/c
<input type="checkbox"/>	156RW64	Ohne Hinterrad und Achse 25" (559mm)	n/c
<input type="checkbox"/>	156RW65	Ohne Hinterrad und Achse 26" (590mm)	n/c

Hinterrad Bereifung			
<input type="checkbox"/>	156RT31	Hochdruckbereifung	Std
<input type="checkbox"/>	156RT5	Turbo Hochdruckbereifung	n/c
<input type="checkbox"/>	156RT7	Continental Schlauchreifen	149

Greifreifen			
<input type="checkbox"/>	156HR1	Aluminium eloxiert	n/c
<input type="checkbox"/>	156HR4	Aluminium plastifiziert	135
<input type="checkbox"/>	156HR7	ohne Greifreifen	-20

Greifreifen Stegabstand			
<input type="checkbox"/>	156TB1	Greifreifenmontage Standard	Std

Antikipp-Vorrichtung			
Antikipp			
<input type="checkbox"/>	156AT39	Antikippgrad fix	Std
<input type="checkbox"/>	156AT40	Antikippgrad mit Schnellverschluss Steckachse	127

<input type="checkbox"/>	156A8	Sitztasche	57
Positionierungsgurt			
<input type="checkbox"/>	156A17	Positionierungsgurt mit Velcroverschluss	68
<input type="checkbox"/>	156A18	Positionierungsgurt mit Schnallenverschluss	68
<input type="checkbox"/>	156A190	Positionierungsgurt, Ratschensystem, lang	98
<input type="checkbox"/>	156A191	Positionierungsgurt, Ratschensystem, X-lang	98
Diverses Zubehör			
<input type="checkbox"/>	156A103	Brustgurt 5cm breit, 120cm lang	38
<input type="checkbox"/>	156A106	Brustgurt 10cm breit, 120cm lang	38
<input type="checkbox"/>	156A90	Polsterung für Rückenbügel	28
<input type="checkbox"/>	156A96	Adapter Presta zu Autoventil	7
<input type="checkbox"/>	156A98	Luftpumpe	89
<input type="checkbox"/>	156IG20	Rahmenschutz aus Neoprene (für Vorderrahmenteil)	
<input type="checkbox"/>	156A180	Fussfixation	49
<input type="checkbox"/>	156A181	Supporter für Antikipp	103

Fussnoten
1) Nicht möglich mit hochmontierter Fussauflage
2) Aluminium Seitenteile für plus 1.25cm (1/2") nötig




Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle

Sitzmatrix

Sitze-Profondeur	25.50	28.00	30.50	33.00	35.50	38.00	40.75	43.25	45.75	48.25	50.75
Largueur											
30.50cm	X	X	X	X	X	X	X				
33.00cm		X	X	X	X	X	X	X			
35.50cm			X	X	X	X	X	X			
38.00cm				X	X	X	X	X	X		
40.75cm				X	X	X	X	X	X		
43.25cm					X	X	X	X	X	X	X
45.75cm					X	X	X	X	X	X	X
48.25cm					X	X	X	X	X	X	X
50.75cm					X	X	X	X	X	X	X



QUICKIE MATCH POINT	Grundpreis	CHF	4460
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	50
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	