



Stand: 01/22

**Rechnungsadresse:**

Firma: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Fon: \_\_\_\_\_



**Versandadresse:**

Firma: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_


PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Fon: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Sunrise Medical Auftragsnummer: \_\_\_\_\_

- Bestellung     Kostenvoranschlag     

Bitte senden Sie die Bestellung an: [cs@sunrisemedical.ch](mailto:cs@sunrisemedical.ch)

**Garantie**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Maximales Benutzergewicht**    **125 kg**  
**Benutzergewicht**     kg

**Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.**

Masstoleranz ± 1 cm, Massangaben in cm

**Grundpreis CHF 5350**


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

exkl. MWSt. / unverbindliche Preisempfehlung

**Grundmasse**


Sitzbreite in cm

38	40	42
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
W38	W40	W42




**Rücken**

<input checked="" type="checkbox"/> 030001	Standard Rücken, höhen- und tiefeinstellbar	Std
<input type="checkbox"/> 030005	Performance Rücken, inkl. Rückenbespannung	412
<b>Rückenposition</b>		
<input type="checkbox"/> 030007	<input type="checkbox"/> Hoch (35 - 44 cm) <input type="checkbox"/> 030008 <input type="checkbox"/> Tief (25 - 36 cm)	n/c
<input type="checkbox"/> 030002	Standard Nackenstütze, höhen- und tiefenverstellbar	123
<input type="checkbox"/> 030006	Komfort Nackenstütze, höhen- und tiefeinstellbar	182



Standard Rückenlehne




Performance Rückenlehne



Standard Nackenstütze



Komfort Nackenstütze




SRK030007 oder SRK030008

**Gabel**


<input checked="" type="checkbox"/> 070001	Gabel mit verstellbarem Kurbelgehäuse	(gewählte Masse sind +/- 2cm ohne Austausch von Teilen veränderbar; siehe Gebrauchsanweisung)	Std
<input type="checkbox"/> 070900	Built-4-Me (Sonderbau)		auf Anfrage

		Höhe in cm				
		41	43	45	47	49
Tiefe in cm	D65	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	D75	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	D85	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	D95	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	D105	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	D115	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	D125	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		H41	H43	H45	H47	H49


Kurbelgehäuse verstellbar



Tiefe



SOPUR Shark RT		CHF exkl.	
<b>Kurbel</b>			
<input checked="" type="radio"/>	080300 Standard V-Kurbel (17.5 cm lang, 47 cm breit - 22 / 32 / 44 Zähne)		Std
<input checked="" type="radio"/>	080301 Standard Griff		Std
<input type="checkbox"/>	080302 <input type="checkbox"/> Durchmesser 40 mm	<input type="checkbox"/> 080303 <input type="checkbox"/> Durchmesser 30 mm	
<b>Sitzbespannung</b>			
<input checked="" type="radio"/>	020001 Sitzbespannung Nylon		Std
<input type="checkbox"/>	020002 Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug, schwarz (Härte mittel, 3 cm)		135
<b>Fussstützen</b>			
<input checked="" type="radio"/>	Fussstützen längeneinstellbar		Std
<input type="checkbox"/>	050002 <input type="checkbox"/> für lange Beine (70 - 100 cm)	<input type="checkbox"/> 050003 <input type="checkbox"/> für kurze Beine (45 - 70 cm)	
<input type="checkbox"/>	050004 Performance Fussstützen (ausschliesslich Version für lange Beine)		111
<input type="checkbox"/>	050200 Kniepolster (Paar)		111
<input type="checkbox"/>	050900 Built-4-Me (Sonderbau)		auf Anfrage
<b>Schaltung</b>			
<input checked="" type="radio"/>	070101 GripShift Schaltung SRAM 3 x 9 (Umwerfer Kettenblätter an der Lenkgabel)		Std
<input type="checkbox"/>	070103 <input type="checkbox"/> am rechten Griff montiert	<input type="checkbox"/> 070104 <input type="checkbox"/> am linken Griff montiert	
<input type="checkbox"/>	BM2302 GripShift SRAM, 9-er Kassette Rad rechts am Griff, Umwerfer Kettenblätter links am Griff (nur mit Kurbelgehäuse verstellbar)		n/c
<input type="checkbox"/>	BM2302 GripShift SRAM, 9-er Kassette Rad links am Griff, Umwerfer Kettenblätter rechts am Griff (nur mit Kurbelgehäuse verstellbar)		n/c
<b>Vorderrad (inkl. Reifen)</b>			
<input checked="" type="radio"/>	070205 Vorderrad (Drahtreifen) 25" (559)		Std
<input type="checkbox"/>	070204 Ohne Lenkrad		-125
<b>Hinterräder</b>			
<input checked="" type="radio"/>	070305 Hinterräder (Drahtreifen) 25" (559)		Std
<input type="checkbox"/>	070304 Ohne Hinterräder		-226
<input checked="" type="radio"/>	070401 Steckachsen		Std
<b>Hinterradachsen</b>			
<input checked="" type="radio"/>	070801 Aluminium eloxiert		Std
<b>Auffahrschutz</b>			
<input type="checkbox"/>	070501 Auffahrschutz 559/571		265
<b>Bremsen</b>			
<input checked="" type="radio"/>	060006 Standard Bremshebel		Std
<input type="checkbox"/>	060002 <input type="checkbox"/> Griff links montiert	<input type="checkbox"/> 060003 <input type="checkbox"/> Griff rechts montiert	
<input type="checkbox"/>	060004 Rücktrittbremse		940
<input type="checkbox"/>	060005 Parkbremse (Bremshebel kann arretiert werden. Nicht mit Schaltung/Bremse rechts und links montiert)		n/c
<b>Zubehör</b>			
<input type="checkbox"/>	090001 Schutzblech vorne, mit Schnellanbindung		36
<input type="checkbox"/>	090004 Beckengurt		185
<input checked="" type="radio"/>	Fahrradcomputer		Std
<input checked="" type="radio"/>	090005 Signalfahne		Std
<input type="checkbox"/>	090006 Rückspiegel		69
<input type="checkbox"/>	090007 Flaschenhalter (am Rahmen verschraubt)		111
<input type="checkbox"/>	090008 Universalhalterung für Licht, Rückspiegel, Tachometer oder z.B. GPS		69
<input type="checkbox"/>	090009 Frontscheinwerfer / Rücklicht, Set inkl. Universalhalterung		98
<b>Rahmenfarben</b>			
<input type="checkbox"/>	15 Brillantmarin / Brillant Marine		
<input type="checkbox"/>	22 Brillantrot / Brillant Red		
<input type="checkbox"/>	31 Mattschwarz / Matt Black		
<input type="checkbox"/>	32 Signalweiss / Signal White		
<input type="checkbox"/>	46 Mambagrün / Mamba Green		
<input checked="" type="radio"/>	020401 <b>Bespannung schwarz</b>		
<b>Built-4-Me (für mich gebaut)</b>			



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Bikes

SOPUR Shark RT	Grundpreis	CHF	5350
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	90
MWSt 7.7%		CHF	
<b>Gesamtpreis</b>		CHF	