



Stand: 01/23

Rechnungsadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____



Versandadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____

Datum: _____

Kommission: _____

Sunrise Medical Auftragsnummer: _____

- Bestellung Kostenvoranschlag **built4me**

Bitte senden Sie die Bestellung an: cs@sunrisemedical.ch

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Maximales Benutzergewicht **125 / 140 kg**
Benutzergewicht kg

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm

Tarif Ziffer: Erwachsene 30.128.014 / Kinder 40.128.007

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Grundpreis CHF 3760

- = Standard n/c = ohne Aufpreis

exkl. MWSt. / unverbindliche Preisempfehlung

Grundmasse

<input checked="" type="checkbox"/> 010000	SOPUR Argon2	3760
<input type="checkbox"/> 090100	Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet	n/c

Sitzbreite in mm (gemessen von Aussenseite bis Aussenseite Rahmen)

	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
320	<input type="checkbox"/>									
340	<input type="checkbox"/>									
360	<input type="checkbox"/>									
380	<input type="checkbox"/>									
400	<input type="checkbox"/>									
420	<input type="checkbox"/>									
440	<input type="checkbox"/>									
460	<input type="checkbox"/>									
480	<input type="checkbox"/>									
500	<input type="checkbox"/>									
520	<input type="checkbox"/>									

Sitztiefe in mm

Bitte Messverfahren auf Seite 8 beachten
 Alle Masseinheiten in mm und ohne Sitzkissen

vordere Sitzhöhe in mm

	Gabel	450	460	470	480	490	500	510	520
3"	111 mm	<input type="checkbox"/>							
	123 mm	<input type="checkbox"/>							
4"	111 mm	<input type="checkbox"/>							
	123 mm	<input type="checkbox"/>							
5"	111 mm	<input type="checkbox"/>							
	123 mm	<input type="checkbox"/>							
6"	111 mm	<input type="checkbox"/>							
	123 mm	<input type="checkbox"/>							

Lenkräder

Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und minus 130 mm tiefer sein als die vordere Sitzhöhe!
 Die hintere Sitzhöhe kann nicht höher sein als die vordere.
 4" & 5" & 6" Soft nur verfügbar mit 45 mm Gabel.
 Weitere Messverfahren und Angaben siehe Folgeseiten!

hintere Sitzhöhe in mm

	Radgrösse	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
Antriebsräder	22" (489 mm)	<input type="checkbox"/>																		
	24" (540mm)	<input type="checkbox"/>																		
	25" (559mm)	<input type="checkbox"/>																		
	26" (590 mm)	<input type="checkbox"/>																		

Sitz

Sitzbespannung Standard						
<input checked="" type="checkbox"/>	020002	Sitzbespannung mit 1 Utensilientasche			30.507.000	Std
<input type="checkbox"/>	020003	Sitzbespannung mit 2 Utensilientaschen (ab Sitzbreite 340 mm)			70.362.000	59
<input type="checkbox"/>	020004	Sitzbespannung mit Utensilien- und Kathetertasche (ab Sitzbreite 340 mm)			70.362.000	59
<input type="checkbox"/>	020000	ohne Sitzbespannung				-50
Sitzkissen und Sitzauflagen						
<input type="checkbox"/>		Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz Härte mittel <input type="checkbox"/> 30 mm (020101) <input type="checkbox"/> 50 mm (020102)			70.141.000	139
<input type="checkbox"/>		Sitzkissen Latex mit Bezug schwarz Härte sehr weich <input type="checkbox"/> 50 mm (020103)			70.141.000	139
<input type="checkbox"/>	090018	Positionierungsgurt			70.112.000	81

siehe auch
JAY
Bestell-
formulare



Rücken

Standard Rücken (Rückenhöhe einstellbar). Rückenbügel Standard						Std
Verstellbereich eingestellt auf	250 - 300 mm		300 - 400 mm		400 - 450 mm	
	<input type="radio"/> 250 mm	<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 375 mm	<input type="radio"/> 400 mm		
	<input type="radio"/> 275 mm	<input type="radio"/> 325 mm	<input type="radio"/> 400 mm	<input type="radio"/> 425 mm		
	<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 350 mm		<input type="radio"/> 450 mm		
<input checked="" type="checkbox"/>	030015	Rücken winkelverstellbar vor-/abklappbar (-31° bis +15°, nur in schwarz eloxiert)				Std
<input type="checkbox"/>	030012	Rücken winkelverstellbar nicht vor-/abklappbar (-31° bis +15°, nur in schwarz eloxiert)				n/c
<input type="checkbox"/>	030102	Rücken winkelverstellbar vor-/abklappbar Verriegelung im geklappten Zustand (-31° bis +15°)				72
Schiebegriffe						
<input type="checkbox"/>	030200	ohne Schiebegriffe				n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	030201	Schiebegriffe Standard			30.510.000	Std
<input type="checkbox"/>	030203	Schiebegriffe abklappbar (nicht mit Schiebegriffe höhenverstellbar und erst ab RH 325 mm)			30.510.000	152
<input type="checkbox"/>	030204	Schiebegriffe höhenverstellbar Standard (erst ab RH 325 mm)			30.510.000	255
<input type="checkbox"/>	030205	Schiebegriffe höhenverstellbar für JAY-Rücken und andere Rückensysteme (erst ab RH 325 mm)			30.510.000	255
Rückenbespannung (bitte wählen Sie die entsprechende Farbe auf Seite 4)						
<input checked="" type="checkbox"/>	030316	EXO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & anpassbar - mit Rückentasche (neue EXO EVO Version) Farbe Einfassbänder: <input checked="" type="radio"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau			30.507.000	Std
<input type="checkbox"/>	030317	EXO PRO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert, anpassbar & atmungsaktiv - mit Rückentasche (neue EXO EVO Version) Farbe Einfassbänder: <input checked="" type="radio"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau			30.507.000	n/c
<input type="checkbox"/>	030000	ohne Rückenbespannung				-50

Seitenteile

<input checked="" type="checkbox"/>	040102	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe			30.508.000	Std
<input type="checkbox"/>	040103	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung (min. Sitzhöhe 390 mm)			30.508.000	n/c
<input type="checkbox"/>	040104	Seitenteile Karbon mit Radabdeckung (min. Sitzhöhe 390 mm, nicht mit Radstandsverlängerung Handbike)			30.508.000	n/c
<input type="checkbox"/>	040101	Seitenteile Leichtgewicht Karbon (mit 24" Antriebsrad min. Sitzhöhe hinten 410 mm; mit 25" Antriebsrad min. Sitzhöhe hinten 430 mm)			30.508.000	n/c
<input type="checkbox"/>	040107	Seitenteile Kunststoff steck-/wegnehmbar (Quickie Style)			30.508.000	n/c
<input type="checkbox"/>	040108	Bügelarmauflage gepolstert abschwenk-/abnehmbar (nicht mit Radstandsverlängerung Handbike)			30.508.000	136
<input type="checkbox"/>		Seitenteil einfach abgestützt höhenverstell-/abnehmbar <input type="checkbox"/> Armpolster 250 mm (040050) <input type="checkbox"/> Armpolster 350 mm (040051)			30.508.000	304
<input type="checkbox"/>	040052	Seitenteil einfach abgestützt mit Werkzeug höhen-/tiefeinstellbar. Armauflagen-Polster 330 mm lang			30.508.000	252
<input type="checkbox"/>	040000	ohne Seitenteile und Armauflagen				

Fussstützen / Fussauflage

<input checked="" type="checkbox"/>	050029	Fussraste durchgehend Bügel (Unterschenkelhöhe 360-500 mm)			30.505.000	Std
<input type="checkbox"/>	050030	Fussraste durchgehend Bügel mit Abdeckung (Unterschenkelhöhe 360-500 mm)			30.505.000	n/c
<input type="checkbox"/>	050025	Fussraste durchgehend, winkel- u. tiefeinstellbar, Fussauflage Kunststoff (Unterschenkelhöhe 360-500 mm)			30.505.000	98
<input type="checkbox"/>	050024	Fussraste durchgehend, winkel- u. tiefeinstellbar, Fussauflage Aluminium in Rahmenfarbe (Unterschenkelhöhe 360-500 mm)			30.505.000	98
<input type="checkbox"/>	050026	Fussraste durchgehend, winkel- u. tiefeinstellbar, Fussauflage Karbon (Unterschenkelhöhe 360-500 mm)			30.505.000	129
<input type="checkbox"/>	050125	Fussraste durchgehend "Performance", winkeleinstellbar (Unterschenkelhöhe 360-500 mm)			30.505.000	98
<input type="checkbox"/>	050034	Fussraste durchgehend hochmontiert, Aluminium (für kurze Unterschenkelhöhe 220-390 mm)			30.505.000	n/c
<input type="checkbox"/>	050020	Fussraste geteilt, Fussauflage Kunststoff (SB 380-500 mm, bei Rahmeneinzug 30 mm ab SB 400 mm, UL 380-500 mm)			30.505.000	98
<input type="checkbox"/>	050022	Fussraste geteilt, Fussauflage Aluminium (SB 340-500 mm, bei Rahmeneinzug 30 mm ab SB 360 mm, UL 380-500 mm)			30.505.000	98
<input type="checkbox"/>	050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung der Fussraste (nur in Kombination mit FS 050024/25/26, 050034, 050125)				52


Unterschenkelhöhe (UL) in mm

<input type="radio"/>	220	<input type="radio"/>	230	<input type="radio"/>	240	<input type="radio"/>	250	<input type="radio"/>	260	<input type="radio"/>	270	<input type="radio"/>	280	<input type="radio"/>	290	<input type="radio"/>	300	<input type="radio"/>	310
<input type="radio"/>	320	<input type="radio"/>	330	<input type="radio"/>	340	<input type="radio"/>	350	<input type="radio"/>	360	<input type="radio"/>	370	<input type="radio"/>	380	<input type="radio"/>	390	<input type="radio"/>	400	<input type="radio"/>	410
<input type="radio"/>	420	<input type="radio"/>	430	<input type="radio"/>	440	<input type="radio"/>	450	<input type="radio"/>	460	<input type="radio"/>	470	<input type="radio"/>	480	<input type="radio"/>	490	<input type="radio"/>	500		

Achtung: UL muss min. 30 mm kleiner sein als Sitzhöhe vorne
Unterschenkelhöhe 220 - 350 mm nur mit Fussrasten hochmontiert

Rahmen

<input checked="" type="checkbox"/>	010601	Max. Benutzergewicht bis 125 kg				Std
<input type="checkbox"/>	010602	Max. Benutzergewicht bis 140 kg				n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	010013	Rahmen Performance Kniewinkel 92°				Std
<input type="checkbox"/>	010012	Rahmen Standard Kniewinkel 100°				n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	010100	Rahmenkrüpfung nach innen 0 mm (siehe Tabelle Rahmeninnenmass Seite 8)				Std
<input type="checkbox"/>	010103	Rahmenkrüpfung nach innen 30 mm je Seite (siehe Tabelle Rahmeninnenmass Seite 8)				n/c
<input type="checkbox"/>	090015	Vorbereitung für Zusatzantriebe (max. 120 kg; nur 0° Sturz)				308




010013

010012

Schwerpunkteinstellungen

gemessen vom Rückenrohr bis Achsmittle in mm (nur 1 Auswahl!)

<input type="radio"/> 32	<input type="radio"/> 44	<input type="radio"/> 56	<input type="radio"/> 68	<input type="radio"/> 80	<input type="radio"/> 92	<input type="radio"/> 104
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------



<input type="checkbox"/> 010500	Radstandsverlängerung Handbike (max. 100 kg Nutzergewicht) (nicht in Komb. mit Radstandsverl. für Beinamputierte / Bügelarmauflage gepolstert)		308
<input type="checkbox"/> 070500	Radstandsverlängerung für Beinamputierte (nicht in Komb. mit Radstandsverl. Handbike / Bügelarmauflage gepolstert)		133

Rahmen Zubehör

<input type="checkbox"/>	Ankippbügel (nicht mit Radstandsverlängerung Handbike)	<input type="checkbox"/> Anbau links (090001) <input type="checkbox"/> Anbau rechts (090002)	30.506.000	50
		<input type="checkbox"/> Paar (090003)		100
<input type="checkbox"/> 090009	Stockhalter (nur in Kombination mit Ankippbügel)		30.512.000	50
<input type="checkbox"/>	Sicherheitsrad abschwenkbar	<input type="checkbox"/> Anbau links (090004) <input type="checkbox"/> Anbau rechts (090005)	30.501.000	118
		<input type="checkbox"/> Paar (090006) (Paar nicht mit Ankippbügel)	30.502.000	236
<input type="checkbox"/>	Sicherheitsrad abschwenk-, vom Nutzer bedienbar!	<input type="checkbox"/> Anbau links (090033) <input type="checkbox"/> Anbau rechts (090008)	30.501.000	152
<input type="checkbox"/> 090007	Sicherheitsrad, aufsteckbar. Quickie Style (Paar)		30.501.000	118
<input type="checkbox"/> 090035	Sport Antikippgrad mit 3" Rad, zentral montiert, abnehmbar		30.501.000	305
<input type="checkbox"/> 090010	Transitrollen mit 3" Räder			221
<input type="checkbox"/> 090016	Rahmenschutz			57

Lenkräder

Lenkradgabel (Wahl der Vorderradgabel siehe Seite 1, vordere Sitzhöhe)			
<input checked="" type="radio"/> 080013	Carbotecture® Gabel 111 mm (nicht für Zusatzantrieb; Farben: siehe Style-Pakete Seite 4)		Std
<input checked="" type="radio"/> 080029	Aluminium Gabel 123 mm (Farben: siehe Style-Pakete Seite 4)		Std
<input type="checkbox"/> 080007	Frog Leg Gabel (nicht mit 3" Vollgummi und allen Alu-Lenkrädern; Gabel schwarz, max. Benutzergewicht bis 125 kg)	70.374.000	402
Lenkrad			
<input checked="" type="radio"/> 080301	Vollgummi	30.511.000	Std
<input type="checkbox"/> 080302	Vollgummi Soft (nur für 5" und 6")	30.511.000	n/c
<input type="checkbox"/> 080304	Vollgummi mit Aluminiumfelge (nur für 4" und 5")	30.511.000	81
<input type="checkbox"/> 080306	Vollgummi Soft mit Aluminiumfelge, silbern (nur für 4" und 5")	30.511.000	123

Antriebsrad (bitte die möglichen Kombinationen Rad, Bereifung und Greifreifen beachten!)

		(bei Benutzern über 100 kg empfohlen wird gekreuzt gespeichte Räder)	
<input type="checkbox"/> 070001	Antriebsrad gekreuzt gespeicht (22", 24", 26")		n/c
<input type="checkbox"/> 070002	Design Rad (24", 26")		n/c
<input checked="" type="radio"/> 070003	Leichtgewichtsrad (22", 24", 25"; max. Benutzergewicht 125 kg)		Std
<input type="checkbox"/> 070004	Protonrad (Superleichtgewicht) (22", 24", 25"; max. Benutzergewicht 100 kg)		298
<input type="checkbox"/> 070005	Spinergy Rad mit 18 Speichen (24", 25", 26"; nur Greifreifen Alu Silber eloxiert. Speichen schwarz. Farbige Speichen möglich!)		545
<input type="checkbox"/> 070007	Spinergy Rad mit 12 Speichen (24", 25"; nur Greifreifen Alu Silber eloxiert. Speichen + Nabe schwarz. Farbige Speichen möglich!)		699
<input type="checkbox"/> 070009	Mountainbike Rad (nur 24", mit Mountainbike Reifen und Alu-Greifring, schwarz beschichtet)		308
<input type="checkbox"/> 070010	Mountainbike Rad Wechselsatz (nur 24" und mit Mountainbike Reifen)		411
Bereifung			
<input type="checkbox"/> 070101	Feinprofil Bereifung 1" Schwalbe RightRun mit Pannenschutzgürtel (nicht mit 25")	30.511.000	n/c
<input type="checkbox"/> 070107	Feinprofil Bereifung Schwalbe One mit Pannenschutzgürtel (nur 24" & 25")	30.511.000	n/c
<input type="checkbox"/> 070102	Pannensichere Bereifung Poly (Proton/Leichtgewicht nur 24" & 25"; Spinergy nur 24", nicht mit Mountainbike Rad, nicht mit 26")	30.511.000	45
<input type="checkbox"/> 070104	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1" mit pannensicherer Einlage (nicht mit 22")	30.511.000	56
Greifreifen			
<input type="checkbox"/> 070201	Aluminium Silber Klarlack (Leichtgewichts- und Protonrad nicht mit Greifreifenanbau weit, nicht mit 26", nicht bei Spinergyrad)		n/c
<input type="checkbox"/> 070202	Aluminium Silber eloxiert (Leichtgewichts- und Protonrad nicht mit Greifreifenanbau weit)		n/c
<input type="checkbox"/> 070203	Aluminium pulverbeschichtet in Farbe Farbe = _____ (siehe S. 4) (nicht bei Spinergyrad)		n/c
<input type="checkbox"/> 070204	Edelstahl poliert (nicht mit 25")		n/c
<input type="checkbox"/> 070205	Titanium blank (nur 24" & 26")		205
<input type="checkbox"/> 070206	Titanium Klarlack beschichtet (nur 24")		205
<input type="checkbox"/> 070212	Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch, mit Gummieinlage) (nur 24" & 25")	70.171.000	299
<input type="checkbox"/> 070207	Supergrip (nur Universal- und Designrad)	70.171.000	299
<input type="checkbox"/>	Gekko (FMG-MF06-3247-01 / 02) (nur 24" & 25")	70.171.000	433
<input type="checkbox"/> 070208	MaxGrepp (nur 22" & 24", nicht bei Spinergyrad)	70.171.000	361
<input type="checkbox"/> 070250	Greifreifen Überzug (nur 22" & 24")	70.170.000	123
Greifreifenanbau			
<input checked="" type="radio"/> 070317	Greifreifenanbau 17 mm eng (12.5 mm bei Leichtgewichts- & Protonrad)		Std
<input type="checkbox"/> 070327	Greifreifenanbau 27 mm weit (nicht bei Leichtgewichts- und Spinergyrad und Alu-Greifreifen)		n/c
<input type="checkbox"/> 070307	Greifreifenanbau 07 mm super eng (nur Edelstahl)		102
Radsturz			
<input type="checkbox"/> 070600	0°		n/c
<input checked="" type="radio"/> 070603	3°		Std
<input type="checkbox"/> 070606	6° (nicht für Zusatzantrieb)		n/c
<input type="checkbox"/> 070609	9° (nicht für Zusatzantrieb) (nicht als Std-Achse, wenn zusätzlich noch eine Handbike-Achse gewählt wird!)		n/c

Ellipse 3R



MaxGrepp



Speichenschutz (nur 22" und 24" Räder)

Bitte separaten Speichenschutzkatalog beachten und entsprechende Radgrösse und Sujet-Nummer auswählen

<input type="checkbox"/>	Speichenschutz 22" oder 24" (Auswahl Radgrößen: siehe S. 1 hintere Sitzhöhe)	(nicht bei Spinergräd)	30.509.000	235				
<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/> 5002	<input type="checkbox"/> 5003	<input type="checkbox"/> 5004	<input type="checkbox"/> 5007	<input type="checkbox"/> 5008	<input type="checkbox"/> 5009	<input type="checkbox"/> 5010
<input type="checkbox"/>	5013	<input type="checkbox"/> 5015	<input type="checkbox"/> 5016	<input type="checkbox"/> 5017	<input type="checkbox"/> 5018	<input type="checkbox"/> 5020	<input type="checkbox"/> 5021	<input type="checkbox"/> 5022
<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/> 5024	<input type="checkbox"/> 5025	<input type="checkbox"/> 5134				
<input type="checkbox"/>	5131 Speichenschutz transparent	(nicht bei Spinergräd)	30.509.000	204				

Bremsen

Bremsen				
<input checked="" type="radio"/>	060001	Standardbremse		Std
<input type="checkbox"/>	060002	Kniehebelbremse		n/c
<input type="checkbox"/>	060023	Kompaktbremse EVO	(nur bei 0° oder 3° Radsturz)	n/c
<input type="checkbox"/>	060006/07	Einhandbremse	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts (nur bei 0° oder 3° Radsturz)	307
Bremsen Zubehör				
<input type="checkbox"/>	060010	Bremshebelverlängerung	(nur möglich mit Kniehebelbremse)	30.504.000 40

Zubehör

RGK FrontWheel Zusatzrad: Siehe separates Bestellblatt				
<input checked="" type="radio"/>	090000	Werkzeug		Std
<input type="checkbox"/>	090024	Handluftkompressor		81
<input type="checkbox"/>	090025	Luftpumpe		19
<input type="checkbox"/>	090026	Handytasche		30
<input type="checkbox"/>	090030	Rucksack	70.362.000	71



Farben

Rahmenteile/Komponenten	Rahmen		Greifreifen	
	Rahmen	Greifreifen	Rahmen	Greifreifen
02 Brillantsilber / Brillant Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 60	29 Schwarz / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/> 60
03 Mattsilber / Matt Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 60	31 Mattschwarz / Matt Black	<input type="checkbox"/> 60
06 Sonnengelb / Sun Yellow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 60	32 Signalweiss / Signal White	<input type="checkbox"/> 60
14 Blau / Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 60	33 Pink	<input type="checkbox"/> 60
15 Brillantmarin / Brillant Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 60	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/> 60
16 Mattmarin / Matt Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 60	35 Himmelblau / Skyblue	<input type="checkbox"/> 60
19 Brillantviolett / Brillant Purple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 60	36 Cyanmetallic / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/> 60
21 Rubinrot / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 60	37 Marsrot / Mars red	<input type="checkbox"/> 60
22 Brillantrot / Brillant Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 60	40 Kiwi	<input type="checkbox"/> 60
23 Mattrot / Matt Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 60	41 Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/> 60
24 TuttiFrutti Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 60	42 Mattanthrazit / Anthrazit mat	<input type="checkbox"/> 60
27 Graphitmetallic / Graphite Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 60	46 Mambagrün / Mamba Green	<input type="checkbox"/> 60

<input checked="" type="radio"/>	100502	Style-Paket für Carbotecture Gabel, schwarz		Std
		Style-Paket für Carbotecture Gabel	<input type="checkbox"/> 100503 Silber matt <input type="checkbox"/> 100501 Orange	46

Built-4-Me (für mich gebaut)



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare

SOPUR ARGON²	Grundpreis	CHF	3760
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	50
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	

JAY Kissen und Rücken

Bitte beachten:

Die hier aufgeführten Preise gelten nur für Standard-Größen. Mehrpreis (netto) für JAY Sitzkissen in Sondergröße beträgt CHF 50.00.
Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, konsultieren Sie bitte das jeweilige Bestellformular oder unseren Kundendienst.

CHF exkl.

JAY Sitzkissen: Weitere JAY-Sitzkissen mit diversen Optionen erhältlich. Siehe das jeweilige Bestellformular!

<input type="checkbox"/>	Basic	Komfort	152
<input type="checkbox"/>	Soft Combi P	Komfort & Stabilität	295
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (gerundete Basisschale)	Komfort & Stabilität	420
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (flache Basisschale)	Komfort & Stabilität	420
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (gerundete Basisschale)	Dekubituschutz & Stabilität	540
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (flache Basisschale)	Dekubituschutz & Stabilität	540
<input type="checkbox"/>	Sondergröße	_____ x _____ mm	Mehrpri 50



Basic



Soft Combi P



Easy Visco



Easy Fluid

JAY J3 Rücken: Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular!



Masse in mm

Rückenbreite:

Flache Kontur (SC)					Mittlere Kontur (MC)					Tiefe Kontur (DC)				Tiefe Kontur Mitte (MDC)				
310	360	410	460	510	310	360	410	460	510	360	410	460	510	310	360	410	460	510

Rückenhöhe:

Tiefer	Kurz (S) - 170
Rücken	Mittel (M) - 200
(LT)	Hoch (T) - 240

CHF 1'155				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

CHF 1'255				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

CHF 1'380			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHF 1'380				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Mittlerer	Kurz (S) - 300
Rücken	Mittel (M) - 340
(MT)	Hoch (T) - 380
	Hoch (T) - 380**

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Hoher	Kurz (S) - 420
Rücken	Mittel (M) - 460
(UT)	Mittel (M) - 460**
	Hoch (T) - 500
Immer HD Ausführung	

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Schulterhoher	Kurz (S) - 530
Rücken	Mittel (M) - 570
(SH)	Hoch (T) - 610
Immer HD Ausführung	

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

* Auch mit verstärkter Halterung (HD)

** Konturtiefe 180 mm



080013
Lenkradgabel Carbotecture




080007
Lenkradgabel Frog Leg



080304 und 080306
Vollgummi Soft mit Alu-Felge



020002
Sitzbespannung mit
1 Utensilentasche



020003
Sitzbespannung mit
2 Utensilentaschen



030015
Rücken abklapp- und
winkelverstellbar



030201
Schiebgriffe Standard



030203
Schiebgriffe
abklappbar



030205
Schiebgriffe höhenverstellbar



030316
Exo Rückenbespannung
(neue EXO EVO Version)



030317
Exo PRO Rückenbespannung
(neue EXO EVO Version)



040101
Seitenteil Leichtgewicht
Karbon



040102
Seitenteile Aluminium in
Rahmenfarbe



040103
Seitenteile Aluminium mit
Radabdeckung



040104
Seitenteile Karbon mit
Radabdeckung



040107
Seitenteile Kunststoff
steck-/wegnehmbar



040108
Bügelarmauflage gepolstert



040050/040051
Seitenteil einfach abgestützt
Armpolster kurz oder lang



040052
Seitenteil einfach abgestützt,
mit Werkzeug höhen-/tiefen-
einstellbar



050029
Fussraste durchgehend Biegel



050030
Fussraste durchgehend Biegel und Abdeckung



050025
Fussraste winkel-/ tiefeinstellbar, Fussauflage Kunststoff



050026
Fussraste winkel-/ tiefeinstellbar Fussauflage Karbon



050125
Performance Fussraste winkeleinstellbar



050020
Fussraste geteilt Fussauflage Kunststoff



050022
Fussraste geteilt Fussauflage Aluminium



050034
Fussraste hochmontiert Aluminiumauflage



050127
Seitenschutz, einstellbar zur Abgrenzung der Fussraste



060001
Standardbremse



060002
Kniehebelbremse



060023
Kompaktbremse EVO



060006/060007
Einhandbremse links/rechts bedienbar



070001
Antriebsrad gekreuzt gespeicht



070002
Design Rad



070003
Leichtgewichtsrad



070004
Protonrad (Superleichtgewicht)



070005
Spinergyrad



070101
Right Run



070102
Pannensicher Poly



070104
Marathon Plus



070107
One



070009
Mountainbike Rad



090001 - 090003
Ankippbügel



090004 - 090006
Sicherheitsrad



090007
Sicherheitsrad aufsteckbar



090010
Transitrollen



090016
Rahmenschutz



090018
Positionierungsgurt



090008/090033
Sicherheitsrad abschwenk- und vom Nutzer bedienbar



090035
Sport Antikippgrad

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren
Abweichungen sind im Einzelfall möglich.


Die Sitzbreite: SB

a) Beim Benutzer:

Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrecht gestellte Handfläche Platz lassen.
(ca. 10-20 mm insgesamt).

b) Am Rollstuhl

Von Aussenseite bis Aussenseite Rahmen.




Die Sitztiefe: ST

a) Beim Benutzer

Bei 90° Sitzhaltung: zwischen Vorderkante Sitzbespannung und Kniekehle 2-3 Finger breit (ca. 30-60 mm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.

b) Am Rollstuhl

Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.



Die Rückenhöhe: RH

a) Beim Benutzer

Messungen einschliesslich Sitzunterlage (Sitzkissen) von der Sitzfläche **höchstens** bis eine Fingerbreite (10-20 mm) unterhalb des unteren Schulterblattes. **Achtung!** Die Rückhöhe richtet sich nach dem Schweregrad der Behinderung

b) Am Rollstuhl

Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung. **Bemerkung:** Die Sitzstabilität des Benutzers hat grossen Einfluss auf die Rückenhöhe und kann deshalb sehr unterschiedlich sein

Die Unterschenkelänge: UL


a) Beim Benutzer

Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterkante Schuhsohle (eventuell Stützapparate berücksichtigen)

b) Am Rollstuhl:

Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fussraste.

Zu beachten: Kissenstärke.



Rollstuhlabbmessungen

Max Gesamthöhe 900 mm
Max Gesamtlänge 910 mm

Gewicht

ab 11 kg

Gesamtbreite mit:

	24"	25"
Bei 0° Sturz:	SB+~200 mm	SB+~200 mm
Bei 3° Sturz:	SB+~220 mm	SB+~260 mm
Bei 6° Sturz:	SB+~280 mm	SB+~320 mm
Bei 9° Sturz:	SB+~340 mm	SB+~380 mm

jeweils mit Greifringanbau eng

Std Stuhl 400 x 400 mm, 3° Sturz, 56 mm Schwerpunkt

Sitzwinkel 8°

Alle Änderungen in der Konfiguration können die Sitzhöhe verändern.
Herstellungsbedingte Toleranzen von +/- 10 mm


ZUR BEACHTUNG:

Max. Sitzhöhendifferenz zw. hinterer und vorderer Sitzhöhe: 130 mm
Keine Negativ-Sitzwinkel möglich

Bitte beachten Sie: Matrix basiert auf einer Standard Konfiguration

Rahmeninnenmasse

Folgendes Beispiel anhand von Sitzbreite 340 mm:



Einzug \ Sitzbreite	Sitzbreite										
	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
0 mm Rahmenbreite innen	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
0 mm Rahmenbreite aussen	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610
30 mm Rahmenbreite innen	X	X	220	240	260	280	300	320	340	360	380
30 mm Rahmenbreite aussen	X	X	400	420	440	460	480	500	520	540	560