


Wir bitten Sie, ausschliesslich mit diesem Formular zu bestellen und die gewünschten Positionen auf der Rückseite anzukreuzen.

Ihre Notizen/Referenzen:

QUICKIE *REVOLUTION*

Falt-Rollstuhl mit Fahreigenschaften eines Festrahmen-Rollstuhls



MERKMALE

- ☒ Revolutionärer Faltmechanismus
- ☒ Fahreigenschaften eines Festrahmen-Rollstuhles
- ☒ Problemloses Transportieren dank idealem Faltsystem
- ☒ Verstellbare Starrachse

LIEFERFRIST

Lieferzeit Quickie Revolution **2 - 4 Wochen**
Alle mit ⁽¹⁾ gekennzeichneten Optionen haben eine Verlängerung der Lieferfrist um 1 Woche zur Folge.

GARANTIE

Garantie Quickie Revolution **1 Jahr**
Garantie auf Rahmen und Achsen **5 Jahre**
Garantierte Maximalbelastung **113 kg**


BEDINGUNGEN

Preise in CHF exkl. MwSt
Gültig ab 01.01.2012
Änderungen vorbehalten
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

MESSVERFAHREN


→ FUSSTÜTZENLÄNGE

Von Vorderkante Sitzbespannung bis Befestigungspunkt der Fussauflage




→ SITZBREITE

Von Aussenkante bis Aussenkante Rahmenrohr




→ SITZTIEFE

Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung (Sitzbespann immer 2 cm kürzer als effektive Sitztiefe)



→ RÜCKENHÖHE

Von Sitzfläche bis Oberkante Rückenbespannung



Bestellung für ☐ **Wiederverkauf**
☐ **Ausstellung**
Mehrpreis Optionen CHF _____

Händler:
Kommission:
Total exkl. MwSt CHF _____

MwSt 8% CHF _____

Unterschrift:
Ort, Datum:
Total inkl. MwSt CHF _____

RAHMEN
☒ **QUICKIE Revolution 75°** 3389

SITZ
→ SITZHOHE

- ☒ vorne 48 cm / Hinten 41.5 cm Std
- ☐ vorne 44-45.5 cm (bedingt 3" Vorderrad) _____ cm o.A.
- ☐ vorne 46-53 cm (mit 3-6" Vorderrad) _____ cm o.A.
- ☐ hinten 37.5-46.5 cm _____ cm o.A.

→ SITZBREITE

- ☐ Breite 36 cm o.A.
- ☐ Breite 38 cm o.A.
- ☒ Breite 41 cm Std
- ☐ Breite 43 cm o.A.
- ☐ Breite 45 cm o.A.
- ☐ Breite 48 cm o.A.
- ☐ Breite 50 cm o.A.

→ SITZTIEFE

Sitzbespann ist immer kürzer als effektive
Sitztiefe, bedingt durch Abstand zwischen
Rahmen- und Rückenrohr:

- ☐ Sitztiefe 38cm = Sitzbespann 36cm o.A.
- ☒ Sitztiefe 41cm = Sitzbespann 39cm Std
- ☐ Sitztiefe 43cm = Sitzbespann 41cm o.A.
- ☐ Sitztiefe 45cm = Sitzbespann 43cm o.A.
- ☐ Sitztiefe 48cm = Sitzbespann 46cm o.A.

→ SITZKISSEN

- ☐ Jay Basic 139
- ☐ weitere Jay Sitzkissen siehe Jay-Bestellformular

RÜCKEN

- ☒ Höhe ab Sitzfläche 30 - 41 cm Std
- ☐ Höhe ab Sitzfläche 41 - 50 cm o.A.
- ☒ vorklappbare Rückenlehne, winkelverstellbar Std
- ☐ mit Schiebegriffen, integriert 77
- ☒ ohne Schiebegriffe Std
- ☒ Rückenlehne ohne Knick Std
- ☐ Rückenlehne mit 8° Knick (nur ab Rückenhöhe 41cm) 77
- ☒ Rückenbespannung Standard Std
- ☐ Rückenbespannung Optima, regulierbar 238
- (Rückenhöhe 38 - 48 cm): _____ cm

FUSSSTÜTZEN

- ☒ Fussstützen rahmenintegriert Std
- ☒ Wadenband verstellbar, Velcroverschluss Std
- ☒ einteiliger Fussbügel, winkelverstellbare Fussplatte Std

→ FUSSSTÜTZENLÄNGEN

- ☐ kurz (36 - 44 cm), 2 cm Schrittweite o.A.
- ☒ lang (41 - 50 cm), 2 cm Schrittweite Std

ARMAUFLAGEN / KLEIDERSCHUTZ

- ☐ Bügelarmauflage abnehmbar / abschwenkbar 280
- ☐ Kleiderschutz abklappbar, Aluminium, schwarz o.A.

→ KLEIDERSCHUTZ KUNSTSTOFF

- ☐ aufsteckbar klein o.A.
- ☐ aufsteckbar gross o.A.
- ☐ aufsteck- und höhenverstellbar mit Abdeckung o.A.

VORDERRÄDER

- ☐ 3" (80mm) Micro o.A.
- ☐ 5" (125mm) SoftRoll o.A.
- ☒ 5" (125mm) Poly Std
- ☐ 6" (150mm) Green Tyre o.A.
- ☐ 6" (150mm) luftbereift, 6 x 1 1/4 o.A.
- ☐ 6" (150mm) Flexel, 6 x 1 1/4 132

- ☐ Schnellverschluss-Schwenkbolzen 242
- (nur mit Standard Bolzen)

ANTRIEBSRÄDER

- ☐ 22" (37-501mm) MAG (nicht mit Hochdruckbereifung) o.A.
- ☐ 22" (37-501mm) Speichen o.A.
- ☐ 24" (37-540mm) MAG (nicht mit Hochdruckbereifung) o.A.

- ☒ 24" (37-540mm) Speichen Std
- ☐ 26" (37-590mm) Speichen o.A.
- ☐ 559 mm HighPerformance Tennis * 448
- ☐ 559 mm HighPerformance Basket * 448
- *Sportnabe/Doppelprofilfelgen inkl.

- ☐ SUN HighPerformance 448
- (inkl. Doppelprofilfelge CR20 schwarz, SUN
- Hochflanschnabe und Hochdruckbereifung PR1MO)
- ☐ 540mm ☐ 559mm

→ BEREIFUNG

- ☒ Luftbereifung grau Std
- ☐ Polyurethan-Bereifung 98
- ☐ Hochdruckbereifung 24 + 26" o.A.
- ☐ Hochdruckbereifung Continental Indoor, 24 + 26" 138
- ☒ Steckachsen Std
- ☐ Fingerschutz transparent 176
- ☐ Fingerschutz Motiv Space Alien 278
- ☐ Fingerschutz Motiv PurpleTurtle 278
- ☐ Fingerschutz Motiv Get Out There 278
- ☐ Fingerschutz Motiv Leopard 278

RADHALTERUNG

- ☐ Starrachse positionierbar, 0° Sturz o.A.
- ☒ Starrachse positionierbar, 4° Sturz Std
- ☐ Starrachse positionierbar, 8° Sturz o.A.
- ☐ Starrachse positionierbar, 12° Sturz o.A.
- ☒ Distanzstück Achse/Rahmen 19mm Std
- (zur Veränderung der Sitzhöhe hinten)
- ☐ bei Lieferung bereits montiert
- ☐ Distanzstück Achse/Rahmen 38mm o.A.
- (zur Veränderung der Sitzhöhe hinten)
- ☐ bei Lieferung bereits montiert

GREIFREIFEN

- ☒ Aluminium harteloxiert, grau Std
- ☐ Chromstahl (INOX), 22 + 24" 69
- ☐ SuperGrip-beschichtet ** (nicht mit MAG Rad) 390
- ☐ kunststoffbeschichtet, grau ** 139
- ** : nicht möglich bei SUN HighPerformance

- ☒ Greifreifenabstand Standard (25mm) Std
- ☐ Greifreifenabstand gross (40mm) o.A.
- (nur bei Greifreifen Aluminium oder kunststoffbeschichtet)

BREMSEN

- ☒ Sport-Scherenbremsen oben Std

RAHMENFARBEN
→ STANDARD FARBEN

- | | |
|--|--|
| ☐ Weiss / White | ☐ Mystery |
| ☐ Brillantsilber | ☐ Mattmarin |
| ☐ Mattsilber | ☐ Blauerleffekt |
| ☐ Silber | ☐ Brillantviolett |
| ☐ Sonnengelb | ☐ Mattviolett |
| ☐ Brillantlimone | ☐ Rubinrot |
| ☐ Mattlimone | ☐ Brillantrot |
| ☐ Brillantlimone | ☐ Mattrot |
| ☐ Brillanttürkis | ☐ TuttiFrutti Orange |
| ☐ Matttürkis | ☐ Violettmetallic |
| ☐ Wald Grün | ☐ Silber Hammerschlag |
| ☐ FlipFlop Blaugrün | ☐ Graphitmetallic |
| ☐ Blau | ☐ Platinmetallic |
| ☐ Brillantmarin | ☐ Schwarz |

→ PREMIUM FARBEN

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| ☐ Mattsilber | ☐ Mattlimone | 248 |
| ☐ Mattmarin | ☐ Mattviolett | 248 |
| ☐ Matttürkis | ☐ Mattrot | 248 |

ZUBEHÖR

- ☐ Antikippstützen Paar 135
- ☐ Rückentasche QUICKIE ☐ gross ☐ klein 79
- ☐ ☐ schwarz ☐ rot ☐ teal
- ☐ Sitztasche QUICKIE 57
- ☐ ☐ schwarz ☐ rot ☐ teal
- ☐ Becken Fixierungsgurt, Gesamtlänge 160cm 99
- ☐ Becken Fixierungsgurt, Gesamtlänge 135cm 99
- ☐ Rahmenschutz Vorderrahmenteil aus Neoprene 55

- ☒ Werkzeugsatz Std

☒ Standardoption
☒ gewählte Option
 o.A. ohne Aufpreis

BEMERKUNGEN

.....

.....

.....

.....

.....