



Stand: 01/23

**Rechnungsadresse:**

Firma: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Fon: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:**

Firma: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Fon: \_\_\_\_\_



Datum: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Sunrise Medical Auftragsnummer: \_\_\_\_\_

- Bestellung     Kostenvoranschlag

Bitte senden Sie die Bestellung an: [cs@sunrisemedical.ch](mailto:cs@sunrisemedical.ch)

**Garantie**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.**

**Maximales Benutzergewicht**    110 / 140 kg  
**Benutzergewicht**     kg

Tarif Ziffer 30.128.001 / 40.128.008 (Pädiatrie)

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

- = Standard    n/c = ohne Aufpreis

**Grundpreis CHF 4050**

exkl. MWSt. / unverbindliche Preisempfehlung

**Grundmasse**

● SOPUR Xenon <sup>2</sup> fix, Grundpreis	4050
□ Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet	n/c

Sitzbreite in mm (gemessen von Aussenseite bis Aussenseite Rahmen)

	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Nur Hybrid-Rahmen


Alle Masseinheiten in mm und ohne Sitzkissen.

Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und minus 110 mm tiefer sein als die vordere Sitzhöhe!

Die hintere Sitzhöhe kann nicht höher als die vordere sein. 4" & 5" & 6" Soft nur verfügbar mit 45 mm Gabel. Unbedingt mit Lenkradgröße und -Ausführung auf Seite 3 vergleichen! Weitere Messverfahren & Angaben siehe Folgeseiten!

vordere Sitzhöhe in mm

	Gabellänge	Rahmen	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
3"	111 mm	Tief	○	○	○										
	123 mm	Tief			○	○	○								
	Frog Leg Gabel	Tief					○	○							
	111 mm	Hoch					○	○							
	123 mm	Hoch						○	○	○	○				
	Frog Leg Gabel	Hoch								○	○	○			
4"	111 mm	Tief		○	○	○	○								
	123 mm	Tief			○	○	○	○							
	Frog Leg Gabel	Tief					○	○	○						
	111 mm	Hoch						○	○	○	○				
	123 mm	Hoch							○	○	○	○			
	Frog Leg Gabel	Hoch									○	○	○		
5"	111 mm	Tief					○	○	○						
	123 mm	Tief						○	○	○					
	Frog Leg Gabel	Tief							○	○	○				
	111 mm	Hoch								○	○	○			
	123 mm	Hoch									○	○	○		
	Frog Leg Gabel	Hoch										○	○	○	
6"	123 mm	Tief						○	○	○					
	123 mm	Hoch										○	○	○	



<b>Frog Leg</b>	<b>Einarm-Gabel</b>	<b>Carbotecture</b>	<b>Alu</b>
149 x 41 mm	111 mm	111 x 32 mm	123 x 45 mm
Lenkradausführung auf Seite 3 wählen		111 x 45 mm	

**Grundmasse**

hintere Sitzhöhe in mm (hintere Sitzhöhe bei jedem Stuhl anpassbar)

Antriebsrad	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24" (540mm)	<input type="radio"/>													
25" (559mm)	<input type="radio"/>													

(1) Nur mit Leichtgewichts-Adapter

Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und minus 110 mm tiefer sein als die vordere Sitzhöhe!

Tarif Ziffer CHF inkl.

**Sitz**

Sitzbespannung Standard		Tarif Ziffer	CHF inkl.
<input checked="" type="checkbox"/>	020002 Sitzbespannung mit 1 Utensilentasche	30.507.000	Std
<input type="checkbox"/>	020003 Sitzbespannung mit 2 Utensilentaschen (ab Sitzbreite 340 mm)	70.362.000	59
<input type="checkbox"/>	020004 Sitzbespannung mit Utensilien- und Kathetertasche (ab Sitzbreite 340 mm)	70.362.000	59
<input type="checkbox"/>	020050 Zusätzliche Polsterung für Sitzbespannung		38
<input type="checkbox"/>	020000 Ohne Sitzbespannung		-50
Sitzkissen und Sitzauflagen		Tarif Ziffer	CHF inkl.
<input type="checkbox"/>	Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz Härte mittel <input type="checkbox"/> 30 mm (020101) <input type="checkbox"/> 50 mm (020102)		139
<input type="checkbox"/>	Sitzkissen Latex mit Bezug schwarz Härte sehr weich <input type="checkbox"/> 50 mm (020103)		139
<input type="checkbox"/>	090018 Positionierungsgurt	70.112.000	81

Siehe S. 6 &  
JAY  
Bestell-  
Formulare.



**Rücken**


<input checked="" type="checkbox"/>	030001 Standard Rücken (Rückenhöhe einstellbar) // auch für den JAY Rücken geeignet		Std																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verstellbereich</th> <th>250 - 300 mm</th> <th>300 - 350 mm</th> <th>350 - 400 mm</th> <th>400 - 450 mm</th> <th>450 - 475 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">eingestellt auf</td> <td><input type="radio"/> 250 mm</td> <td><input type="radio"/> 300 mm</td> <td><input type="radio"/> 350 mm</td> <td><input type="radio"/> 400 mm</td> <td><input type="radio"/> 450 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 275 mm</td> <td><input type="radio"/> 325 mm</td> <td><input type="radio"/> 375 mm</td> <td><input type="radio"/> 425 mm</td> <td><input type="radio"/> 475 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 300 mm</td> <td><input type="radio"/> 350 mm</td> <td><input type="radio"/> 400 mm</td> <td><input type="radio"/> 450 mm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Verstellbereich	250 - 300 mm	300 - 350 mm	350 - 400 mm	400 - 450 mm	450 - 475 mm	eingestellt auf	<input type="radio"/> 250 mm	<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 350 mm	<input type="radio"/> 400 mm	<input type="radio"/> 450 mm	<input type="radio"/> 275 mm	<input type="radio"/> 325 mm	<input type="radio"/> 375 mm	<input type="radio"/> 425 mm	<input type="radio"/> 475 mm	<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 350 mm	<input type="radio"/> 400 mm	<input type="radio"/> 450 mm			
Verstellbereich	250 - 300 mm	300 - 350 mm	350 - 400 mm	400 - 450 mm	450 - 475 mm																				
eingestellt auf	<input type="radio"/> 250 mm	<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 350 mm	<input type="radio"/> 400 mm	<input type="radio"/> 450 mm																				
	<input type="radio"/> 275 mm	<input type="radio"/> 325 mm	<input type="radio"/> 375 mm	<input type="radio"/> 425 mm	<input type="radio"/> 475 mm																				
	<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 350 mm	<input type="radio"/> 400 mm	<input type="radio"/> 450 mm																					
<input type="checkbox"/>	030002 Leichtgewicht Rücken (Karbon), Rückenhöhe fix nicht mit Jay3 Rücken, nicht mit Desk-Seitenteilen, und nicht in Kombination mit Andockbikes		255																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe</th> <th>250 mm</th> <th>300 mm</th> <th>350 mm</th> <th>400 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>	Höhe	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
Höhe	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm																					
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																					
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																					
<input checked="" type="checkbox"/>	030010 Rücken Standard, fix 90° nicht vor-/abklappbar		Std																						
<input type="checkbox"/>	030012 Rücken winkelverstellbar nicht vor-/abklappbar (-15° bis +13°)		n/c																						
<input checked="" type="checkbox"/>	030029 MIT Rahmenverlängerung zum Nachrüsten des Deskseitenteils (inkl. 030029 - Deskseitenteil kann nachgerüstet werden)		Std																						
<input type="checkbox"/>	030029 OHNE Rahmenverlängerung zum Nachrüsten des Deskseitenteils (ohne 030029 - kein Nachrüsten Desk-Seitenteil möglich)		n/c																						
<input type="checkbox"/>	030031 Rücken gegen vorne abklappbar (ab RH 325 mm. Nicht mit Schiebegriffe höhenverstellbar, Trommelbremse. Nicht mit jeder Konfiguration erhältlich.)		n/c																						
<input checked="" type="checkbox"/>	030317 EXO PRO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert, anpassbar & atmungsaktiv - mit Rückentasche (neue EXO EVO Version) Farbe Einfassbänder: <input checked="" type="radio"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau	30.507.000	Std																						
<input type="checkbox"/>	030316 EXO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & anpassbar - mit Rückentasche (neue EXO EVO Version) Farbe Einfassbänder: <input checked="" type="radio"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau	30.507.000	n/c																						
<input type="checkbox"/>	030300 Ohne Rückenbespannung		-50																						
Schiebegriffe																									
<input type="checkbox"/>	030200 Ohne Schiebegriffe		n/c																						
<input checked="" type="checkbox"/>	030201 Schiebegriffe Standard	30.510.000	Std																						
<input type="checkbox"/>	030203 Schiebegriffe abklappbar (ab RH 325 mm)	30.510.000	152																						
<input type="checkbox"/>	030204 Schiebegriffe höhenverstellbar, Standard (ab RH 300 mm)	30.510.000	255																						
<input type="checkbox"/>	030205 Schiebegriffe höhenverstellbar, für JAY- und andere Rückensysteme (ab RH 325 mm)	30.510.000	255																						
<input type="checkbox"/>	030402 Stabilisierungsstange mitfaltend (ab SB 380 mm und nicht in Kombination mit Leichtgewicht Rücken)		179																						


**Armauflagen / Seitenteile (Desk-Seitenteile erst ab RH 375 mm)**

<input type="checkbox"/>	040005 Desk-Seitenteil rückklapp-/abnehmbar, ohne Armauflage		201
<input type="checkbox"/>	040005 Desk-Seitenteil rückklapp-/abnehmbar <input type="checkbox"/> kurz 250mm (040001) <input type="checkbox"/> lang 310mm (040003)	30.508.000	201
<input type="checkbox"/>	040005 Desk-Seitenteil höhenverstellbar rückklapp-/abnehmbar <input type="checkbox"/> kurz 250mm (040002) <input type="checkbox"/> lang 310mm (040004)	30.508.000	304
<input type="checkbox"/>	040020 Entriegelungshilfe Desk-Seitenteil abschwenk-/abnehmbar (Tetra- oder Hemipatienten)		n/c
<input type="checkbox"/>	040052 Seitenteil einfach abgestützt mit Werkzeug höhen-/tiefeinstellbar. Armauflagen-Polster 330 mm lang	30.508.000	252
<input type="checkbox"/>	040117 Bügelarmauflage gepolstert (Alu), wegschwenkbar (zur Seite) & abnehmbar	30.508.000	136
Seitenteile			
<input type="checkbox"/>	040102 Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutz	30.508.000	n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	040103 Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung mit Kälteschutz	30.508.000	Std
<input type="checkbox"/>	040104 Seitenteile Karbon mit Radabdeckung mit Kälteschutz	30.508.000	n/c
<input type="checkbox"/>	040101 Seitenteile Leichtgewicht Karbon mit Kälteschutz	30.508.000	n/c
<input type="checkbox"/>	040107 Seitenteile Kunststoff steck-/wegnehmbar (Quickie Style)	30.508.000	n/c

**Rahmen**

Standard Rahmen (offene Version)		Max. Benutzergewicht: 110 kg		Tarif Ziffer	CHF inkl.
<input checked="" type="checkbox"/>	010013 Rahmen Performance Kniewinkel 88° Rahmenkröpfung nach innen 0 mm				Std
<input type="checkbox"/>	010012 Rahmen Standard Kniewinkel 80° Rahmenkröpfung nach innen 0 mm				n/c
<input type="checkbox"/>	010101 Rahmenkröpfung nach innen 10 mm je Seite				n/c



SOPUR <b>XENON<sup>2</sup></b>						Tarif Ziffer	CHF exkl.																	
<b>Rahmen (Fortsetzung)</b>																								
<b>Hybrid Rahmen</b>		<b>Max. Benutzergewicht: 140 kg</b>																						
<input type="checkbox"/>	010021	Hybrid Rahmen	Kniewinkel 88°				Std																	
<input type="checkbox"/>	010020	Hybrid Rahmen	Kniewinkel 80°				n/c																	
<b>Fussstützen / Fussaufflage</b>																								
● Fussraste durchgehend und seitlich hochklappbar mit Wadenband																								
	050059	● Fussaufflage Aluminium, winkeleinstellbar	(nicht bei SB 320 mm in Kombination mit Rahmenkröpfung 10 mm)			30.505.000	Std																	
	050131	<input type="checkbox"/> Fussaufflage Leichtgewicht Kunststoff, winkel-/tiefeinstellbar				30.505.000	n/c																	
	050132	<input type="checkbox"/> Fussaufflage Leichtgewicht Karbon, winkel-/tiefeinstellbar				30.505.000	129																	
<input type="checkbox"/>	050061	Fussraste durchgehend, hochmontiert und seitlich hochklappbar mit Wadenband																						
Fussaufflage Leichtgewicht Kunststoff						30.505.000	98																	
<input type="checkbox"/>	050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung der Fussraste	(nur Fussaufflagen 050059, 050131, 050132, 050061)				52																	
<input type="checkbox"/>		Fussraste automatisch mitfaltend, winkel-/tiefeinstellbar mit Wadenband																						
	050028	<input type="checkbox"/> Fussaufflage Leichtgewicht Kunststoff				30.505.000	Std																	
	050027	<input type="checkbox"/> Fussaufflage Leichtgewicht Karbon				30.505.000	129																	
<input type="checkbox"/>	050023	Fussraste durchgehend Aluminium, winkel-/tiefeinstellbar					98																	
<input type="checkbox"/>	050126	Abschwenkmechanismus für Fussaufflage	(nur in Kombination mit 050023; ab UL 400 mm)			30.505.000	46																	
<input type="checkbox"/>		Fussraste geteilt, winkeleinstell-/seitlich hochklappbar	(nur mit Hybrid Rahmen; ab UL 360 mm; max. Nutzergewicht 100 kg)				98																	
FMG-MB03-3196	<input type="checkbox"/>	Fussaufflage Kunststoff inkl. Fersenband, schwarz	<input type="checkbox"/>	SB 360-400	<input type="checkbox"/>	SB 420-440	<input type="checkbox"/>	SB 460	30.505.000	98														
FMG-MB03-3196	<input type="checkbox"/>	Fussaufflage Aluminium inkl. Fersenband (in Rahmenfarbe)				30.505.000	98																	
<b>Unterschenkellänge (UL) in mm</b>																								
	<input type="radio"/>	220	<input type="radio"/>	230	<input type="radio"/>	240	<input type="radio"/>	250	<input type="radio"/>	260	<input type="radio"/>	270	<input type="radio"/>	280	<input type="radio"/>	290	<input type="radio"/>	300	<input type="radio"/>	310	(Achtung: UL muss min. 25 mm kleiner sein als Sitzhöhe vorne)			
	<input type="radio"/>	320	<input type="radio"/>	330	<input type="radio"/>	340	<input type="radio"/>	350	<input type="radio"/>	360	<input type="radio"/>	370	<input type="radio"/>	380	<input type="radio"/>	390	<input type="radio"/>	400	<input type="radio"/>	410				
	<input type="radio"/>	420	<input type="radio"/>	430	<input type="radio"/>	440	<input type="radio"/>	450	<input type="radio"/>	460	<input type="radio"/>	470	<input type="radio"/>	480	<input type="radio"/>	490	<input type="radio"/>	500						
<b>Achs- und Schwerpunkteinstellungen</b>																								
(Bitte nur eine Auswahl treffen. Gemessen vom Rückenrohr bis Achsmittle in mm. 20 = sehr passiv / 110 = sehr aktiv)																								
●	070703	Standard-Radadapter	<input type="radio"/>	20	<input type="radio"/>	30	<input type="radio"/>	40	<input type="radio"/>	50	<input type="radio"/>	60								Std				
<input type="checkbox"/>	070701	Leichtgewicht-Radadapter	<input type="radio"/>	70	<input type="radio"/>	80	<input type="radio"/>	90	<input type="radio"/>	100										n/c				
<input type="checkbox"/>	010411	Achsaufnahme, Aluminium, lang	(volle Höhenanpassung)																	Std				
<input type="checkbox"/>	010412	Achsaufnahme, Aluminium, gekürzt	(maximale Höhenanpassung 10 mm)																	n/c				
<b>Rahmen Zubehör</b>																								
<input type="checkbox"/>		Ankippbügel	<input type="checkbox"/>	Anbau links (090001)	<input type="checkbox"/>	Anbau rechts (090002)														30.506.000	50			
			<input type="checkbox"/>	Anbau links und rechts (090003)																(Paar, nicht in Kombination mit Sicherheitsrad)	30.506.000	100		
<input type="checkbox"/>	090009	Stockhalter mit Velcro	(nur in Kombination mit Ankippbügel)																		30.512.000	50		
<input type="checkbox"/>		Sicherheitsrad abschwenkbar	<input type="checkbox"/>	Anbau links (090004)	<input type="checkbox"/>	Anbau rechts (090005)															30.501.000	118		
			<input type="checkbox"/>	Anbau links und rechts (090006)																	(Paar, nicht in Kombination mit Ankippbügel)	30.502.000	236	
<input type="checkbox"/>	090050	Sicherheitsrad aufsteckbar	(Paar)																		30.502.000	118		
<input type="checkbox"/>	090010	Transitrollen	(nicht mit Sicherheitsrad oder Ankippbügel)																			221		
<input type="checkbox"/>	090014	Rahmenverstärkung für den Handbike-Einsatz																				308		
<input type="checkbox"/>	090016	Rahmenschutz																				57		
<b>Vorbereitung für ATTITUDE Handbike</b>																								
<input type="checkbox"/>	090211	Andock-Pins für ATTITUDE Handbike - ohne Handbike Bestellung	(Andock-Pins montiert)																			98		
<input type="checkbox"/>	090212	Andock-Pins für ATTITUDE Handbike - mit Handbike Bestellung	(Andock-Pins montiert, ATTITUDE Bestellung separat)																					
<b>Lenkräder</b>																								
<b>Lenkradgabel</b>		(Wahl der Vorderradgabel siehe Seite 1, Sitzhöhen vorne)																						
●	080013	Carbotecture <sup>®</sup> - Farbe schwarz	(nicht für Zusatzantrieb)(nur Länge 111 mm)																		Std			
		Style-Paket	<input type="checkbox"/>	silber matt	<input type="checkbox"/>	orange	<input type="checkbox"/>	rot*	<input type="checkbox"/>	blau*	(*nur Lenkräder Soft)										46			
<input type="checkbox"/>	080008	Einarm-Gabel - Farbe schwarz	(nur Länge 111 mm. Nur mit 4" und 5" Alu Soft und Alu Vollgummi)																			153		
		Style-Paket	<input type="checkbox"/>	silber matt	<input type="checkbox"/>	orange	<input type="checkbox"/>	rot	<input type="checkbox"/>	blau											46			
<input type="checkbox"/>	080029	Aluminium-Gabel - Farbe schwarz	(nur Länge 123 mm)																			Std		
		Style-Paket	<input type="checkbox"/>	silber matt	<input type="checkbox"/>	orange																46		
<input type="checkbox"/>	080007	Vorderradgabel Frog Leg	(149 x 41 mm. Nur mit 4" & 5" Vollgummi und allen Alu-Lenkrädern. Gabel schwarz)																			70.374.000	402	
<b>Lenkrad</b>																								
●	080301	Vollgummi	Felge Kunststoff schwarz																			30.511.000	Std	
<input type="checkbox"/>	080302	Vollgummi Soft	Felge Kunststoff schwarz																			(nur für 5" und 6")	30.511.000	n/c
<input type="checkbox"/>	080304	Vollgummi	Felge Aluminium silbern																			(nur für 4" und 5")	30.511.000	n/c
<input type="checkbox"/>	080306	Vollgummi Soft	Felge Aluminium																			(nur für 4" und 5")	30.511.000	123
		Style-Paket	●	silber	<input type="checkbox"/>	schwarz	<input type="checkbox"/>	orange	<input type="checkbox"/>	rot	<input type="checkbox"/>	blau											n/c	
<b>Antriebsrad</b>																								
(bitte die möglichen Kombinationen Rad, Bereifung und Greifreifen beachten!)																								
<input type="checkbox"/>	070001	Universal	gekreuzt gespeicht		36 Speichen	silbern	(nur 24")															n/c		
<input type="checkbox"/>	070002	Design	gerade gespeicht		36 Speichen	silbern	(nur 24")															n/c		
●	070003	Leichtgewicht	gerade gespeicht		24 Speichen	silbern																Std		
		Style-Paket	<input type="checkbox"/>	orange	<input type="checkbox"/>	blau	<input type="checkbox"/>	rot	(eloxierte Farben, nur 24")													102		
<input type="checkbox"/>	070004	Proton (Superleichtgewicht)	gerade gespeicht		24 Speichen	schwarz	(max. Benutzergewicht 100 kg)															298		
<input type="checkbox"/>	070005	Spinerger	gerade gespeicht		18 Speichen	schwarz	Nabe silber															545		
<input type="checkbox"/>	070007	Spinerger	gerade gespeicht		12 Speichen	schwarz	Nabe schwarz															699		
<input type="checkbox"/>	070008	Trommelbremsrad	gekreuzt gespeicht		36 Speichen	(nur Std-Adapter & 24")																30.503.000	308	
<input type="checkbox"/>	070009	Mountainbike	gerade gespeicht		36 Speichen	silbern	(nur 24")															308		
<input type="checkbox"/>	070010	Mountainbike	Wechselsatz		(nur 24")																	411		

**Antriebsrad (Fortsetzung)**

(bitte die möglichen Kombinationen Rad, Bereifung und Greifreifen beachten!)

Bereifung						
<input type="checkbox"/>	070101	Feinprofil	Schwalbe RightRun mit Pannenschutzgürtel	(nur 24")	30.511.000	n/c
<input type="checkbox"/>	070107	Feinprofil	Schwalbe One mit Pannenschutzgürtel		30.511.000	n/c
<input type="checkbox"/>	070102	Poly	pannsicher	(nur 24")	30.511.000	45
<input type="checkbox"/>	070104	Profilbereifung	Schwalbe Marathon Evo Plus 1" mit pannensicherer Einlage		30.511.000	56
Greifreifen						
<input type="checkbox"/>	070202	Aluminium Silber eloxiert				n/c
<input type="checkbox"/>	070201	Aluminium Silber Klarlack				n/c
<input type="checkbox"/>	070203	Aluminium pulverbeschichtet in Farbe	Farbe = _____ (Farben und Auswahlbox siehe unten)			
<input type="checkbox"/>	070204	Edelstahl poliert				n/c
<input type="checkbox"/>	070205	Titanium blank				205
<input type="checkbox"/>	070206	Titanium Klarlack beschichtet				205
<input type="checkbox"/>	070212	Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch, mit Gummieinlage)		(nur 24" & 25")	70.171.000	299
<input type="checkbox"/>	070207	Supergrip			70.171.000	299
<input type="checkbox"/>		Gekko (FMG-MF06-3247-01 / 02)		(nur 24" & 25")	70.171.000	433
<input type="checkbox"/>	070208	MaxGrepp		(nur 24")	70.171.000	361
Greifreifenanbau						
<input type="checkbox"/>	070317	Greifreifenanbau	eng			Std
<input type="checkbox"/>	070327	Greifreifenanbau	weit	(nicht mit MaxGrepp und Ellipse 3R)		n/c
<input type="checkbox"/>	070307	Greifreifenanbau	supereng	(nur mit Edelstahl)		102
<input type="checkbox"/>	070250	Greifreifen Überzug		(nur 24")	70.170.000	123
Radsturz						
	Radsturz	● 0° (070600)	<input type="checkbox"/> 2° (070602)	<input type="checkbox"/> 4° (070604)	(2° und 4° nicht mit Leichtgewicht-Adapter)	n/c
Schnellverschluss-Steckachse						
		● Standard (070150)	<input type="checkbox"/> Tetra- oder Hemipatienten (070151)			n/c

Ellipse 3R



MaxGrepp



**Speichenschutz (bitte separaten Speichenschutzkatalog beachten und Sujet-Nummer auswählen)**

<input type="checkbox"/>	Speichenschutz 24"			(nicht mit Spinergräd)	30.509.000	235
<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/> 5002	<input type="checkbox"/> 5003	<input type="checkbox"/> 5004	<input type="checkbox"/> 5007	<input type="checkbox"/> 5008
<input type="checkbox"/>	5013	<input type="checkbox"/> 5015	<input type="checkbox"/> 5016	<input type="checkbox"/> 5017	<input type="checkbox"/> 5018	<input type="checkbox"/> 5020
<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/> 5024	<input type="checkbox"/> 5025	<input type="checkbox"/> 5134	<input type="checkbox"/> 5021	<input type="checkbox"/> 5022
<input type="checkbox"/>	5131	Speichenschutz transparent		(nicht mit Spinergräd)	30.509.000	204

**Bremsen**

Bremsen						
●	060001	Standard Bremse				Std
<input type="checkbox"/>	060002	Kniehebelbremse		(nur Schwerpunkteinstellung 40 bis 60 mm möglich)		n/c
<input type="checkbox"/>	060023	Kompaktbremse EVO				n/c
<input type="checkbox"/>	060024	Kompaktbremse EVO, Leichtgewicht		(nicht mit Handbike / Hybrid-Rahmen / 4° Radsturz / Sitztiefe 340 mm; max. ± 25 mm Schwerpunkteinstellung im Feld möglich)		50
Bremsen Zubehör						
<input type="checkbox"/>	060010	Bremshebelverlängerung		(nur möglich mit Kniehebelbremse 060002)	30.504.000	40

**Zubehör**

●	090000	Werkzeug				Std
<input type="checkbox"/>	090030	Rucksack			70.362.000	71
<input type="checkbox"/>	090024	Handluftkompressor				81
<input type="checkbox"/>	090025	Luftpumpe				19
<input type="checkbox"/>	090026	Handytasche				30

**Farben**

Rahmenteile/Komponenten (Kreuzstrebenfarben-Aufpreis nur, wenn die Farbe von Rahmen abweicht)

	Rahmen	Kreuzstrebe	Greifreifen		Rahmen	Kreuzstrebe	Greifreifen
02 Brillantsilber / Brilliant Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60	29 Schwarz / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60
03 Mattsilber / Matt Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60	31 Mattschwarz / Matt Black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60
06 Sonnengelb / Sun Yellow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60	32 Signalweiss / Signal White	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60
14 Blau / Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60	33 Pink	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60
15 Brillantmarin / Brilliant Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60
16 Mattmarin / Matt Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60	35 Himmelblau / Skyblue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60
19 Brillantviolett / Brilliant Purple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60	36 Cyanmetallic / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60
21 Rubinrot / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60	37 Marsrot (Orange) / Mars red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60
22 Brillantrot / Brilliant Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60	40 Kiwi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60
23 Mattrot / Matt Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60	41 Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60
24 TuttiFrutti Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60	42 Mattanthrazit / Anthrazit mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60
27 Graphitmetallic / Graphite Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60	46 Mambagrün / Mamba Green	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 60

Aufkleber Xenon<sup>2</sup> auf Rahmen und Sopur auf Seitenteilen     schwarz (100550)     silber (100551)     orange (100552)     rot (100553)     blau (100554)



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare

<b>SOPUR XENON<sup>2</sup></b>	Grundpreis	CHF	4050
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	50
MWSt 7.7%		CHF	
<b>Gesamtpreis</b>		CHF	

**Falt-Matrix für XFF 030031 Rücken auf halber Höhe abklappbar (gegen vorne)**

		Rückenhöhe in mm						
		325	350	375	400	425	450	475
Sitzbreite in mm	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400			✓	✓	✓	✓	✓
	420				✓	✓	✓	✓
	440				✓	✓	✓	✓
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓



Faltet 90° gegen vorne bei gefaltetem Stuhl



In Kombination mit abklappbaren Schiebegriffen: faltet nicht zu 90° gegen vorne bei gefaltetem Stuhl



Faltet nicht voll zu 90° gegen vorne bei gefaltetem Stuhl



Faltet weniger als 45° gegen vorne, faltet 90° auf nicht gefaltetem Stuhl





## JAY Kissen und Rücken

Bitte beachten:

Die hier aufgeführten Preise gelten nur für Standard-Größen. Mehrpreis (netto) für JAY Sitzkissen in Sondergröße beträgt CHF 50.00.  
Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, konsultieren Sie bitte das jeweilige Bestellformular oder unseren Kundendienst.

CHF exkl.

**JAY Sitzkissen:** Weitere JAY-Sitzkissen mit diversen Optionen erhältlich. Siehe das jeweilige Bestellformular!

<input type="checkbox"/>	Basic	Komfort	152
<input type="checkbox"/>	Soft Combi P	Komfort & Stabilität	295
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (gerundete Basisschale)	Komfort & Stabilität	420
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (flache Basisschale)	Komfort & Stabilität	420
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (gerundete Basisschale)	Dekubituschutz & Stabilität	540
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (flache Basisschale)	Dekubituschutz & Stabilität	540
<input type="checkbox"/>	Sondergröße	_____ x _____ mm	Mehrpri 50



Basic



Soft Combi P



Easy Visco



Easy Fluid

**JAY J3 Rücken:** Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular!



Masse in mm

Rückenbreite:

Flache Kontur (SC)					Mittlere Kontur (MC)					Tiefe Kontur (DC)				Tiefe Kontur Mitte (MDC)				
310	360	410	460	510	310	360	410	460	510	360	410	460	510	310	360	410	460	510

Rückenhöhe:

<b>Tiefer</b>	Kurz (S) - 170
<b>Rücken</b>	Mittel (M) - 200
<b>(LT)</b>	Hoch (T) - 240

CHF 1'155					CHF 1'255					CHF 1'380				CHF 1'380				
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		

<b>Mittlerer</b>	Kurz (S) - 300
<b>Rücken</b>	Mittel (M) - 340
<b>(MT)</b>	Hoch (T) - 380
	Hoch (T) - 380**

<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		

<b>Hoher</b>	Kurz (S) - 420
<b>Rücken</b>	Mittel (M) - 460
<b>(UT)</b>	Mittel (M) - 460**
	Hoch (T) - 500
<b>Immer HD Ausführung</b>	

<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		

<b>Schulterhoher</b>	Kurz (S) - 530
<b>Rücken</b>	Mittel (M) - 570
<b>(SH)</b>	Hoch (T) - 610
<b>Immer HD Ausführung</b>	

<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

\* Auch mit verstärkter Halterung (HD)

\*\* Konturtiefe 180 mm



080013  
Lenkradgabel Carbotecture



080008  
Einarm-Gabel




080007  
Lenkradgabel  
Frog Leg




080304 und 080306  
Vollgummi Soft mit  
Alu-Felge



020002  
Sitzbespannung mit  
1 Utensillentasche



020003  
Sitzbespannung mit  
2 Utensillentaschen



030316  
Exo Rückenbespannung  
(neue EXO EVO Version)



030317  
Exo PRO Rückenbespannung  
(neue EXO EVO Version)



030203  
Schiebegriffe abklappbar



030204  
Schiebegriffe



030201  
Schiebegriffe Standard



040001-040004  
Desk Seitenteil



040101  
Seitenteil Leichtgewicht  
Karbon



040102  
Seitenteile Aluminium in  
Rahmenfarbe



040103  
Seitenteile Aluminium mit  
Radabdeckung



040104  
Seitenteile Karbon mit Radabdeckung



040107  
Seitenteile Kunststoff  
steck-/wegnehmbar



040117  
Bügelarmauflage gepolstert



040052  
Seitenteil einfach abgestützt,  
mit Werkzeug höhen-/tiefen-einstellbar



090030  
Rucksack



070208  
Greifreifen MaxGrepp



070212  
Greifreifen Ellipse 3R



090024 Handluftkompressor



050132  
Leichtbau-Fussraste  
durchgehend  
Fussauflage Karbon



050059  
Performance Fussraste  
Fussauflage Alu



050027  
Fussraste automatisch  
mitfaltend  
Fussauflage Karbon



050127  
Seitenschutz, einstellbar zur  
Abgrenzung der Fussraste



060001  
Standardbremse



060002  
Kniehebelbremse



060023  
Kompaktbremse EVO



060024  
Kompaktbremse Leichtgewicht



070001  
Antriebsrad  
gekreuzt gespeicht



070002  
Design Rad



070003  
Leichtgewichtsrad



070004  
Protonrad  
(Superleichtgewicht)



070005  
Spinergyrad



070101  
Right Run



070102  
Pannensicher Poly



070104  
Marathon Plus



070107  
One



070009  
Mountainbike Rad



090001 - 090002  
Ankippbügel



090004 - 090006  
Sicherheitsrad



090050  
Sicherheitsrad aufsteckbar



090010  
Transitrollen



090016  
Rahmenschutz



090018  
Positionierungsgurt



010012 / 010013  
Offener Rahmen



010020 / 010021  
Hybrid Rahmen

## Bitte Messverfahren beachten:

**XENON<sup>2</sup>**

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren.  
Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

### Sitzbreite:

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm insgesamt).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr.

### Sitztiefe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung zwischen Vorderkante Sitzbespannung und Kniekehle, abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).  
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

### Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermass). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

### Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

**Hinweis:** Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

### Unterschenkellänge:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterkante Schuhsohle (evt. Stützapparate berücksichtigen)
- b) Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fussraste.

**Hinweis:** Ohne Sitzkissen messen!

### Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Finger breit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung.

**Hinweis:** Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

### Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zur Sitzfläche gemessen.  
Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

### Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Std. Stuhl 400 x 400 mm, 0° Sturz, Sitzwinkel 8°, Schwerpunkt 50 mm.  
Alle Änderungen in der Konfiguration können die Sitzhöhen verändern.  
Herstellungsbedingte Toleranzen von +/- 10 mm.

#### ZUR BEACHTUNG:

Max. Sitzhöhendifferenz zw. hinterer und vorderer Sitzhöhe: 110 mm.  
Keine Negativ-Sitzwinkel möglich.  
Nebenstehende Abbildung und Massangaben basieren auf einer Standard Konfiguration.




Abbildung: Masse bei Sitztiefe 400 mm und 24" Antriebsräder

## Technische Daten

Max. Gesamthöhe	1020 mm	<b>Gesamtbreite mit:</b>	<b>24" Antriebsrad</b>	<b>25" Antriebsrad</b>
Max. Gesamtlänge	1050 mm	0° Radsturz:	SB +160 mm	SB +160 mm
Max. Wendekreis	700 mm	2° Radsturz:	SB +210 mm	SB +220 mm
Max. sicheres Gefälle	10°	4° Radsturz:	SB +260 mm	SB +270 mm
		mit Trommelbremse +20 mm		
		<b>Gewicht:</b>		
		Gewicht	ab ca. 8,8 kg	
		Gewicht ohne Antriebsräder	ab ca. 6,3 kg	
		Gewicht schwerstes Teil	2,1 kg	

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19** und **ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option «Befestigungsösen für Transport im Auto» als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Masstoleranz ab Werk ± 10 mm.