

# Cirrus G5



## BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer		Versandadresse	
		entspricht der Rechnungsadresse	
KD.-Nr.		KD.-Nr.	
Name		Name	
Strasse		Strasse	
PLZ/Ort		PLZ/Ort	
E-Mail		E-Mail	
Fon		Fon	
Bestellinformation		Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	<b>Max. Zuladung: 135 kg</b>	
Kommission		<b>Nutzergewicht</b>	<b>kg</b>
<b>Art.-Nr.: 35001000</b>	<b>Tarif Ziffer 50.102.004</b>		
Stand: 01.01.2023, Preise gültig bis auf Widerruf			

# Grundpreis **CHF 4'520**

Alle Preise exkl. MWSt. / Unverbindliche Preisempfehlung

## Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

### Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr.

### Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).  
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

### Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermass). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

### Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden. **Hinweis:** Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

### Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
  - b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.
- Achtung:** Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

### Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Sitz gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

### Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

## Technische Daten

<b>Max. Gesamthöhe:</b>	1100 mm
<b>Max. Gesamtlänge:</b>	1150 mm
<b>Gewicht:</b>	ab 48 kg
<b>Max. Breite:</b>	SB + 240 mm

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19 und ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option „Befestigungsösen für Transport im Auto“ als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Masstoleranz ab Werk  $\pm 10$  mm.

Sitzbreite							CHF
	SW39	SW42	SW45	SW48	SW51	SW54	
mm	390	420	450	480	510	540	

Sitztiefe						
	SD44	SD47	SD50			
mm	440 (390-490)	470 (420-520)	500 (450-550)			

Vordere Sitzhöhe (1)							
	FSH375	FSH40	FSH425	FSH45	FSH475	FSH50	FSH525
mm	375	400	425	450	475	500	525
5" / 16" (2)			–	–	–	–	–
6" / 16" (2)	–	–				–	–
8" / 16" (2)	–	–	–			–	–
5" / 20"			–	–	–	–	–
6" / 20"	–	–					–
8" / 20"	–	–	–				
5" / 22"	–		–	–	–	–	–
6" / 22"	–	–					–
8" / 22"	–	–	–				
5" / 24"	–	–	–	–	–	–	–
6" / 24"	–	–					–
8" / 24"	–	–	–				

Sitz (1)			Tarif Ziffer	CHF
CIR020086	Sitz, Kantelung, Sitzneigung 0° - 33°		50.507.000	n/c
	CIR020088	Sperrmechanismus, Sitzkantelung		149
CIR020089	Sitz, fest, +/- 50 mm Sitztiefe		50.507.000	n/c
	CIR020091	Sitzplatte, ohne Beckenaussparung (3)		n/c
CIR020090	Sitz, gleitend, +/- 50 mm Sitztiefe (4)		50.507.000	n/c
	CIR020092	Sitzplatte, mit Beckenaussparung		n/c

Sitzkissen			Tarif Ziffer	CHF
CIR020093	Sitzkissen, Bezug, Trevira			n/c
CIR020094	Sitzkissen, Nylon, PU-Beschichtung			n/c
CIR020110	Ohne Sitzkissen			n/c

JAY Sitzkissen			CHF
JAY020006	JAY Easy Visco mit geradem Boden (5)		420
JAY020015	JAY Balance, Fluid, mikroklimatischer Bezug, mit Positionierungsset, bis Sitzbreite 500 mm (6)		955
JAY020020	JAY J2 Kissen, Tiefe Kontur, nur zu Sitzbreite 390, 450 und 510 mm (7)		975

- (1) Sitzhöhe wird 25 mm höher mit Option CIR020090 Sitz gleitend +/- 50 mm Sitztiefe  
(2) Nur in Kombination mit CIR070008 Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht  
(3) Nicht mit CIR020090 Sitz, gleitend, +/- 50 mm Sitztiefe möglich  
(4) Nicht mit CIR020089 Sitz, fest, +/- 50 mm Sitztiefe möglich  
(5) Mittlerer Hautschutz  
(6) Hoher Hautschutz  
(7) Sehr hoher Hautschutz

Zubehör Sitz			Tarif Ziffer	CHF
CIR020070	Inkontinenzüberzug (1)		70.145.000	103
CIR090202	Abduktionskeil, klein, 70 x 60 x 100 mm		70.134.000	149
CIR090302	Abduktionskeil, gross, 90 x 90 x 100 mm		70.134.000	160
Beckengurt				
CIR090135	Beckengurt mit Schnappverschluss		70.112.000	59
CIR090156	Beckengurtpolsterung, klein		70.112.000	21
CIR090136	Beckengurtpolsterung, gross		70.112.000	26
JAY Gurte				
JAY090071	2-Punkt Beckengurt 40 mm mit Druckknopf - Einfacher Zug 190 mm Polster		70.112.000	101
JAY090072	2-Punkt Beckengurt 40 mm mit Druckknopf - Einfacher Zug 240 mm Polster		70.112.000	101
JAY090077	4-Punkt Beckengurt, Schnalle mit Druckknopf, Polster 140 x 40 mm		70.112.000	152
JAY090078	4-Punkt Beckengurt, Schnalle mit Druckknopf, Polster 165 x 40 mm		70.112.000	152
JAY090102	V-Kontur Beckengurt, Seitenschnalle, Polster, mittel		70.112.000	152
JAY090103	V-Kontur Beckengurt, Seitenschnalle, Polster, gross		70.112.000	152
Rücken			Tarif Ziffer	CHF
Rücken				
CIR030123	Rücken, winkelverstellbar, 0° - 35°, Gasdruckfeder			n/c
	BH55	Rückenhöhe 550 mm		n/c
	BH65	Rückenhöhe 650 mm		n/c
CIR030134	Rücken, winkelverstellbar, 0° - 35°, Gasdruckfeder, für JAY und feste Rücken			n/c
CIR030124	Sperrmechanismus, Rückenwinkelverstellung			149
Schiebegriffe				
CIR030126	Schiebebügel		50.510.000	n/c
CIR030070	Schiebebügel winkelverstellbar (2)		50.510.000	410
CIR030204	Schiebegriffe, höhenverstellbar		50.510.000	n/c
Rückenkissen				
CIR030127	Rückenkissen, Trevira		50.507.000	132
CIR030128	Rückenkissen, Nylon, PU-Beschichtung		50.507.000	n/c
CIR030209	Ohne Rückenkissen			n/c
Kopfstütze			Tarif Ziffer	CHF
CIR030064	Kopfstütze, Standard, klein, 139 x 210 x 40			Std
	CIR030137	Halterung, vertikal und horizontal einstellbar		n/c
	CIR030138	Kopfstützenbezug, gepolstert		n/c
CIR030066	Kopfstütze mit Seitenführung, klein, 140 x 230 x 70			91
	CIR030137	Halterung, vertikal und horizontal einstellbar		n/c
	CIR030138	Kopfstützenbezug, gepolstert		n/c
CIR030135	Kopf-/Nackenstütze, Komfort, anpassbar, Trevira			149
	CIR030137	Halterung, vertikal und horizontal einstellbar		n/c
CIR030136	Kopf-/Nackenstütze, Komfort, anpassbar, PU beschichtet			129
	CIR030137	Halterung, vertikal und horizontal einstellbar		n/c
Whitmyer Kopfstützen (3)				
WHT030406	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Adjust-A-Plush, gross, (LxH) 460 x 127 mm		70.122.000	431
WHT030412	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Subokzipital, medium, (LxH) 250 x 158 mm		70.122.000	221
WHT030413	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Subokzipital, L (LxH) 330 x 190 mm		70.122.000	221
WHT030414	Whitmyer, Kopfstützenhalterung Cirrus G5, vertikal und horizontal einstellbar			98

(1) Nur zu CIR020094 Sitzkissen, Nylon, PU-Beschichtung erhältlich

(2) Nicht möglich mit CIR030134 Rücken, winkelverstellbar, 0° - 35°, Gasdruckfeder

(3) Kopfstützenpolster immer mit Halter WHT030414 bestellen

<b>JAY Rücken</b>							Tarif Ziffer 70.131.000	CHF
<b>J3 Rücken, flache Kontur (SC)</b>		<b>Kurz (S)</b>		<b>Mittel (M)</b>		<b>Hoch (T)</b>		
Mittelhoch (MT)				JAY030010	340 mm	JAY030033	380 mm	1155
Hoch (UT)	JAY030012	420 mm		JAY030019	460 mm	JAY030025	500 mm	1155
Schulterhoch (SH)	JAY030015	530 mm		JAY030022	570 mm	JAY030028	610 mm	1155
<b>J3 Rücken, mittlere Kontur (MC)</b>		<b>Kurz (S)</b>		<b>Mittel (M)</b>		<b>Hoch (T)</b>		
Mittelhoch (MT)				JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	1255
Hoch (UT)	JAY030013	420 mm		JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	1255
Schulterhoch (SH)	JAY030016	530 mm		JAY030023	570 mm	JAY030029	610 mm	1255
<b>J3 Rücken, mitteltiefe Kontur (MDC)</b>		<b>Kurz (S)</b>		<b>Mittel (M)</b>		<b>Hoch (T)</b>		
Mittelhoch (MT)	JAY030040	300 mm		JAY030044	340 mm	JAY030041	380 mm	1380
Hoch (UT)	JAY030045	420 mm		JAY030042	460 mm	JAY030046	500 mm	1380
Schulterhoch (SH)	JAY030043	530 mm		JAY030047	570 mm	JAY030048	610 mm	1380
<b>J3 Rücken, mitteltiefe Kontur, extra tief (XMDC)</b>		<b>Kurz (S)</b>		<b>Mittel (M)</b>		<b>Hoch (T)</b>		
Mittelhoch (MT)						JAY030049	380 mm	1380
Hoch (UT)				JAY030050	460 mm			1380
<b>J3 Rücken, tiefe Kontur (DC)</b>		<b>Kurz (S)</b>		<b>Mittel (M)</b>		<b>Hoch (T)</b>		
Hoch (UT)	JAY030014	420 mm		JAY030021	460 mm	JAY030027	500 mm	1380
Schulterhoch (SH)	JAY030017	530 mm		JAY030024	570 mm	JAY030030	610 mm	1380

<b>WHITMYER Kopfstütze – zu JAY J3 Rücken</b>			Tarif Ziffer	CHF
WHT030415	Whitmyer COBRA XTRA Kopfstützenhalterung inkl. Befestigung, abklappbar (mit Polster)		70.121.000	783
WHT030416	Whitmyer AXYS Kopfstützenhalterung inkl. Befestigung (mit Polster)		70.121.000	458

<b>JAY J3 Seitenpelotten</b>			Tarif Ziffer	CHF
JAY090024	JAY J3 Seitenpelotte, 152 x 127 mm, rechts		70.135.000	232
JAY090015	JAY J3 Seitenpelotte, 152 x 127 mm, links		70.135.000	232
JAY090025	JAY J3 Seitenpelotte, 152 x 152 mm, rechts		70.135.000	232
JAY090016	JAY J3 Seitenpelotte, 152 x 152 mm, links		70.135.000	232

<b>JAY J3 Seitenpelotten - Halterung</b>			Tarif Ziffer	CHF
JAY090028	JAY J3 Seitenpelotte, abschwenkbar, rechts		70.135.000	n/c
JAY090019	JAY J3 Seitenpelotte, abschwenkbar, links		70.135.000	n/c

<b>Zubehör Rücken</b>			Tarif Ziffer	CHF
CIR030139	Positionierungskeil Set			31
CIR030143	Seitenpelotte, höhen- und tiefeneinstellbar, abschwenkbar, rechts			152
CIR030142	Seitenpelotte, höhen- und tiefeneinstellbar, abschwenkbar, links			152
CIR030144	Seitenpelottenbezug, gepolstert			80
JAY090087	Brustgurt Classic - Dynamisch M		70.111.000	229
JAY090088	Brustgurt Classic - Dynamisch L		70.111.000	229
JAY090104	Brustgurt Kontour - Dynamisch M		70.111.000	229
JAY090105	Brustgurt Kontour - Dynamisch L		70.111.000	229

<b>Elektrische Verstellung Sitzneigung und Rückenwinkel</b>				CHF
CIR020071	Sitzneigungsverstellung, elektrisch		70.351.000	1028
CIR030145	Rückenwinkelverstellung, elektrisch		70.352.000	1028
CIR020072	Verriegelung für elektrische Verstellung			149

Armlehne			Tarif Ziffer	CHF
CIR040042	Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (400 mm), höheneinstellbar, abnehmbar		50.508.000	Std
	CIR040031	Armlagerungsschale für Hemiplegiker, Integralschaumstoff, rechts		225
	CIR040032	Armlagerungsschale, für Hemiplegiker, Integralschaumstoff, links		225
	CIR020095	Sitzbreitenerweiterung, 30 mm		46
CIR040043	Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (440 mm), höheneinstellbar, mitlaufend, hochklappbar, abnehmbar (1)		50.508.000	n/c
	CIR040031	Armlagerungsschale für Hemiplegiker, Integralschaumstoff, rechts		225
	CIR040032	Armlagerungsschale, für Hemiplegiker, Integralschaumstoff, links		225
CIR040000	Ohne Seitenteil			n/c
<b>Zubehör</b>				
CIR040044	Bezug Armauflage, gepolstert			133
CIR040045	Bezug Kleiderschutz, halb gepolstert (2)			205
CIR040046	Bezug Kleiderschutz, komplett gepolstert (2)			205
<b>Therapietisch</b>				
CIR090131	Therapietisch, transparent, aufschiebbar, breitenverstellbar, 390 - 540 mm		70.161.000	286
	CIR090125	Teilpolsterung für Therapietisch (3)		76
CIR090139	Halbseitentisch, aufschiebbar, rechts (4)		70.161.000	244
CIR090140	Halbseitentisch, aufschiebbar, links (5)		70.161.000	244
<b>Fussrastenhalter &amp; Fussplatten</b>				
<b>Fussrastenhalter, abschwengbar (70°/80°/90°)</b>				
CIR050117	Fussrastenhalter, Aluminium, winkelverstellbar 70°/80°/90°, abschwengbar, rechts		50.505.000	n/c
CIR050118	Fussrastenhalter, Aluminium, winkelverstellbar 70°/80°/90°, abschwengbar, links		50.505.000	n/c
<b>Fussrastenhalter hochschwengbar (0° - 90°)</b>				
CIR050010	Fussrastenhalter, Aluminium, hochschwengbar (0° - 90°), abschwengbar, rechts		50.505.000	n/c
CIR050009	Fussrastenhalter, Aluminium, hochschwengbar (0° - 90°), abschwengbar, links		50.505.000	n/c
<b>Stumpfauflage</b>				
CIR050013	Stumpfauflage, gepolstert, rechts		70.154.000	155
CIR050014	Stumpfauflage, gepolstert, links		70.154.000	155
<b>Gipsbeinstütze</b>				
CIR050094	Gipsbeinstütze, rechts			155
CIR050093	Gipsbeinstütze, links			155
<b>Ohne Halter und Fussraste</b>				
CIR050000	Ohne Fussraste und -halter			n/c
<b>Fussplatten</b>				
CIR050119	Fussplatte, geteilt, Kunststoff, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), schwarz		50.505.000	n/c
CIR050120	Fussplatte, geteilt, Kunststoff, tiefen und winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), schwarz		50.505.000	98
CIR050121	Fussplatte, durchgehend, Aluminium, winkelverstellbar, schwarz (6)		50.505.000	98
<b>Fusskasten (3)</b>				
CIR050122	Fusskasten, gepolstert, PU beschichtet		50.505.000	386
<b>Zubehör</b>				
CIR050144	Klinik Kit für Unterschenkelhöhenstellungen, ohne Werkzeug			n/c
CIR050123	Wadenpolster, durchgehend (6)			164
CIR050124	Knienpolster, PU beschichtet (6)			164
CIR050134	Universalpolster, PU beschichtet (7)			n/c
CIR050133	Fussplatte Verlängerung, Aluminium, schwarz (8)			164

(1) Nicht möglich mit CIR030134 Rücken, winkelverstellbar, 0° - 35°, Gasdruckfeder

(2) Nur möglich mit CIR040043 Seitenteil Zentralstütze, Armpolster höheneinstellbar, mitlaufend, hochklappbar, abnehmbar möglich

(3) Nicht möglich mit CIR040031/32 Armlagerungsschale für Hemiplegiker, Integralschaumstoff, links/rechts

(4) Nicht möglich mit CIR040031 Armlagerungsschale für Hemiplegiker, Integralschaumstoff, rechts

(5) Nicht möglich mit CIR040032 Armlagerungsschale für Hemiplegiker, Integralschaumstoff, links

(6) Nur möglich mit CIR050009 &amp; CIR050010 Fussrastenhalter, Aluminium, hochschwengbar (0° - 90°), abschwengbar, links/rechts

(7) Mitgeliefert zu CIR050009 &amp; CIR050010 Fussrastenhalter, Aluminium, hochschwengbar (0° - 90°), abschwengbar, links/rechts

Passend zu CIR050013/CIR050014 Stumpfauflage &amp; CIR050123 Wadenpolster

(8) Nur möglich mit CIR050119 Fussbrett, geteilt, Kunststoff, winkeleinstellbar, hochklappbar, schwarz &amp; CIR050120 Fussbrett, geteilt, Kunststoff, tiefen und winkeleinstellbar, hochklappbar, schwarz

**Schwerpunkt (COG)**

COG040	Schwerpunkt -40 mm	COG00	Schwerpunkt 0 mm	COG40	Schwerpunkt 40 mm
--------	--------------------	-------	------------------	-------	-------------------

**Zubehör Rahmen**

Tarif Ziffer CHF

**Ankippbügel**

CIR090003	Ankippbügel, Paar	50.506.000	n/c
-----------	-------------------	------------	-----

**Sicherheitsrad abschwenkbar**

CIR090006	Sicherheitsrad, abschwenkbar, Paar	50.502.000	n/c
CIR090060	Stockhalter, rechts	50.501.000	81
CIR090039	Stockhalter, links	50.501.000	81

**Lenkräder**

Tarif Ziffer CHF

CIR080301	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Kunststoff, schwarz	50.511.000	n/c
CIR080305	Lenkrad, Luft, Felge: Kunststoff, schwarz (1)	50.511.000	n/c

**Antriebsräder**

Tarif Ziffer CHF

CIR070073	Antriebsrad, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (2)		n/c
CIR070008	Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (3) (4)	50.503.000	236

**Reifen**

Tarif Ziffer CHF

CIR070076	Bereifung, 1" Luft, Grobprofil (5)	50.511.000	n/c
CIR070077	Bereifung, 1 3/8", Luft, Grobprofil (6)	50.511.000	n/c
CIR070074	Bereifung, 1", pannensicher, Grobprofil (5) (7)	50.511.000	n/c
CIR070075	Bereifung, 1 3/8", pannensicher, Grobprofil (8)	50.511.000	n/c

**Greifreifen**

Tarif Ziffer CHF

CIR070202	Greifreifen, Aluminium, eloxiert, silber (6)		n/c
CIR070204	Greifreifen, Edelstahl, silber (6)		n/c
CIR070207	Greifreifen, Supergrip® (6)	70.171.000	299
CIR070208	Greifreifen, Maxgripp® (6) (9)	70.171.000	361
CIR070251	Greifreifenüberzug, Silikon (6) (10)	70.170.000	84

**Speichenschutz** (verfügbar für 20", 22" & 24" Antriebsrad)

Tarif Ziffer CHF

CIR070831	Speichenschutz, transparent	50.509.000	204
-----------	-----------------------------	------------	-----

**Bremse**

Tarif Ziffer CHF

CIR060009	Zugbremse, Bremshebel, lang		n/c
-----------	-----------------------------	--	-----

**Einhandbremse**

CIR060021	Zugbremse, Einhand, Betätigung, rechts		307
CIR060022	Zugbremse, Einhand, Betätigung, links		307

**Zubehör**

Tarif Ziffer CHF

CIR090000	Werkzeugsatz		n/c
CIR090030	Rucksack	70.362.000	71
CIR090083	Infusionshalterung mit Multifunktionsklemme		173
CIR090107	Flaschenhalterung, Sauerstoff		98
CIR090148	Universalhalterung für Kopfstützen		23

**Farben**

CHF

CIR100134	Matt Anthrazit		n/c
-----------	----------------	--	-----

(1) Nur für 6" &amp; 8" Lenkradgabeln

(2) Nur für 20", 22" und 24" Antriebsrad

(3) 16" Antriebsrad nicht gespeicht, sondern Kunststoff

(4) Nur mit CIR070075 Bereifung, 1 3/8", pannensicher, Grobprofil

(5) Nicht mit Trommelbremsrad 16"

(6) Nicht mit 16" Antriebsrad

(7) Nicht mit CIR070008 Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht

(8) Nur mit CIR070008 Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht

(9) Nicht mit 20" Antriebsrad

(10) Nicht mit CIR070207 Greifreifen, Supergrip® und CIR070208 Greifreifen, Maxgripp®

Cirrus G5		CHF
<b>Grundpreis</b>		<b>4'520</b>
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		<b>90</b>
Preis ohne MwSt.		
MWSt. 7.7 %		
<b>Gesamtpreis inkl. MWSt.</b>		

Datum	Unterschrift
-------	--------------

Tag      Monat      Jahr



**Sunrise Medical AG**


Elenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 Fon: 031 958 3838  
 cs@sunrisemedical.ch  
 www.SunriseMedical.ch



## Sitzplatten



// CIR020092



// CIR020091

## Zubehör Sitz



// CIR090135/CIR090136/  
CIR090156



// JAY090071



// CIR090302



// JAY090077



// JAY090102

## Rücken



// CIR030127



// CIR030126



// CIR030070



// CIR030204

## Kopfstützen



// CIR030064



// CIR030066



// CIR030135



// WHT030412



// WHT030406



// WHT030414

## JAY J3 Rücken



// Flache Kontur (SC)



// Mittlere Kontur (MC)



// Deep Contour (DC)



// Mid Deep Contour (MDC)



## Zubehör Rücken



// CIR030143



// JAY090087



// JAY090104

Armlehne & Zubehör



// CIR090131



// CIR090140



// CIR040044



// CIR040045



// CIR040046



// CIR040042



// CIR040031

Fussrasten & Fussplatten



// CIR050117



// CIR050010



// CIR050013



// CIR050094



// CIR050119



// CIR050122



// CIR050124



// CIR050134



// CIR050123

## Zubehör Rahmen



// CIR090003



// CIR090006



// CIR090060

## Antriebsräder & Lenkräder



// CIR070008



// CIR070073



// CIR080301



// CIR070208



// CIR070207

## Bremsen



// CIR060009



// CIR060021

## Zubehör



// CIR090148



// CIR090083



// CIR090107