

Cirrus G5

(Express)



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer		Versandadresse
		entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.		KD.-Nr.
Name		Name
Strasse		Strasse
PLZ/Ort		PLZ/Ort
E-Mail		E-Mail
Fon		Fon
Bestellinformation		Nutzergewicht
Bestellung	Kostenvoranschlag	Max. Zuladung: 135 kg
Kommission		Nutzergewicht kg
Art.-Nr.: 35001000	Tarif Ziffer 50.102.004	
Stand: 01.01.2023, Preise gültig bis auf Widerruf		

Grundpreis **CHF 4'520**

Alle Preise exkl. MWSt. / Unverbindliche Preisempfehlung

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermass). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden. **Hinweis:** Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
 - b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.
- Achtung:** Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Sitz gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

Max. Gesamthöhe:	1100 mm
Max. Gesamtlänge:	1150 mm
Gewicht:	ab 48 kg
Max. Breite:	SB + 240 mm

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19 und ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option „Befestigungsösen für Transport im Auto“ als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Masstoleranz ab Werk ± 10 mm.

Sitzbreite

	SW45	SW48	
mm	450	480	

Sitztiefe

	SD50	
mm	500 (450-550)	

Vordere Sitzhöhe (1)

	FSH50	
mm	500	
8" / 24"		

Sitz (Sitzhöhe wird 25 mm höher mit Option CIR020090 Sitz gleitend +/- 50 mm Sitztiefe)

CHF

CIR020086	Sitz, Kanteleung, Sitzneigung 0° - 33°	50.507.000	
CIR020090	Sitz, gleitend,+/- 50 mm Sitztiefe	50.507.000	
	CIR020092 Sitzplatte, mit Beckenaussparung		

Sitzkissen

CIR020094	Sitzkissen, Nylon, PU-Beschichtung		
-----------	------------------------------------	--	--

Rücken**Rücken**

CIR030123	Rücken, winkelverstellbar, 0° - 35°, Gasdruckfeder		
	BH65 Rückenhöhe 650 mm		

Schiebegriffe

CIR030126	Schiebebügel	50.510.000	
-----------	--------------	------------	--

Rückenkissen

CIR030128	Rückenkissen, Nylon, PU-Beschichtung	50.507.000	
-----------	--------------------------------------	------------	--

Kopfstütze

CIR030064	Kopfstütze, Standard, klein, 139 x 210 x 40		
	CIR030137 Halterung, vertikal und horizontal einstellbar		

Arملهne

CIR040043	Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (440 mm), höheneinstellbar, mitlaufend, hochklappbar, abnehmbar	50.508.000	
-----------	--	------------	--

Fussrastenhalter & Fussplatten**Fussrastenhalter hochschwenkbar (0° - 90°)**

CIR050010	Fussrastenhalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts	50.505.000	
CIR050009	Fussrastenhalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links	50.505.000	

Fussplatten

CIR050119	Fussplatte, geteilt, Kunststoff, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), schwarz	50.505.000	
-----------	--	------------	--

Zubehör

CIR050144	Klinik Kit für Unterschenkelängeneinstellungen, ohne Werkzeug		
CIR050134	Universalpolster, PU beschichtet		

Schwerpunkt (COG)

COG00	Schwerpunkt 0 mm		
-------	------------------	--	--

Zubehör Rahmen**Ankipfbügel**

CIR090003	Ankipfbügel, Paar	50.506.000	
-----------	-------------------	------------	--

Sicherheitsrad abschwenkbar

CIR090006	Sicherheitsrad, abschwenkbar, Paar	50.502.000	
-----------	------------------------------------	------------	--

Lenkräder

CIR080301	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Kunststoff, schwarz	50.511.000	
-----------	---	------------	--

Antriebsräder

CHF

CIR070008	Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht	50.503.000	236
-----------	--	------------	-----

Reifen

CIR070075	Bereifung, 1 3/8", pannensicher, Grobprofil	50.511.000	
-----------	---	------------	--

Greifreifen

CIR070204	Greifreifen, Edelstahl, silber		
-----------	--------------------------------	--	--

Bremse

CIR060009	Zugbremse, Bremshebel, lang		
-----------	-----------------------------	--	--

Zubehör

CIR090000	Werkzeugsatz		
-----------	--------------	--	--

Farben

CIR100134	Matt Anthrazit		
-----------	----------------	--	--

Cirrus G5

CHF

Grundpreis

4'520

Summe der Mehrpreise

236

Verpackung und Frachtkostenanteil

90

Preis ohne MwSt.

4'756

MWSt. 7.7 %

366

Gesamtpreis inkl. MWSt.

5'122

Datum**Unterschrift**

Tag Monat Jahr

**Sunrise Medical AG**

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch