

Q50R



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer		Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.:		KD.-Nr.:	
Name:		Name:	
Strasse:		Strasse:	
PLZ/Ort:		PLZ/Ort:	
E-Mail:		E-Mail:	
Fon:		Fon:	
Bestellinformation		Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	Max. Zuladung: 136 kg	
Kommission:		Nutzergewicht:	kg
Art.-Nr. 23200000C		Tarif Ziffer 90.411.000	
Stand: 01.01.2023, Preise gültig bis auf Widerruf			

Grundpreis **CHF 3'750**

Alle Preise exkl. MWSt. / Unverbindliche Preisempfehlung

Technische Informationen – Hinterrad-Antriebsbasis RWD

Rollstuhlgewicht min.	ohne Batterie 32 kg	Sitzbreite	430 mm (Kissenbreite)
	mit Batterie 37,5 kg	Sitztiefe	450 mm (Kissentiefe)
Nutzergewicht max.	136 kg	Sitzhöhe	500 mm (ohne Kissen)
Gesamtbreite (gefaltet)	600 mm (600 mm)	Steigfähigkeit max.	8° (dynamische Stabilität)
Gesamtlänge (gefaltet)	min. 855 mm, max. 1090 mm (800 mm)	Kantensteigfähigkeit max.	50 mm
Gesamthöhe (gefaltet)	min. 905 mm, max. 1005 mm (400 mm)	Reichweite	bis zu 50 km
Rückenhöhe	450 oder 550 mm	Rahmenfarbe	Schwarz, matt
		Garantie	5 Jahre auf den Rahmen

Q50R – Standardausstattung

VSI Bedienpult, Anbauseite rechts	Zentrale, hochklappbare Fussraste aus Aluminium (höhenverstellbar in 2 Positionen)
30 Ah Lithium Batterie	Faltbare, feststellbare Armlehnen
Motoren: 2 x 200 Watt, bürstenlos	Verstellbare Sicherheitsräder (3 Positionen)
Geschwindigkeit: 6 km/h	Beckengurt
8" Lenkräder / 12" Antriebsräder, Vollgummi, schwarz	Radspritzschutz (Antriebsräder)
Federung der Antriebs- und Lenkräder	Sitzkissen, 50 mm und Rückenbespannung
Ladegerät 24 V, 5 Amp	Farbakzente in Rot, Grün oder Blau

Q50R Power Rollstuhl

		CHF/Stk.	Menge
QLE000079	Q50R (Hinterradantrieb)	3'750	
Farbakzente – bitte gewünschte Farbe wählen			
QLE140002	Rot (RAL 040 40 67)	n/c	
QLE140005	Apfelgrün (RAL 110 70 77)	n/c	
QLE140003	Blau (RAL 260 40 45)	n/c	
Optionen			
QLE110171	Bedienpult, linke Anbauseite	n/c	
QLE110170	Anbaukit Bedienpult für Begleitperson	172	
QLE090009	Stockhalter	81	

Q50R – Preis

		CHF
Grundpreis		3'750
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		90
Preis ohne MwSt.		
MWSt. 7.7 %		
Gesamtpreis inkl. MWSt.		

Datum

Unterschrift

Tag Monat Jahr



Sunrise Medical AG

Elenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
cs@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch