

# Frontier V6

Mit MPS Sitzsystem



## BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.


Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	
			entspricht der Rechnungsadresse	
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name:			Name:	
Strasse:			Strasse:	
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:	
E-Mail:			E-Mail:	
Fon:			Fon:	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvorschlag	B4M (für mich gebaut)	<b>Max. Zuladung:</b>	<b>182 kg</b> – ohne Sitzlift und Sitzneigung <b>155 kg</b> – mit Sitzlift und Sitzneigung
Kommission:			<b>Nutzergewicht:</b>	<b>kg</b>
<b>Art.-Nr.: 24100000</b>		<b>Tarif Ziffer: 90.421.000</b>		
Stand: 01.01.2023, Preise gültig bis auf Widerruf				

Grundpreis **CHF 20'300**

Alle Preise exkl. MWSt. / Unverbindliche Preisempfehlung

## Kundenmasse

a) Kopfhöhe	mm
b) Schulterhöhe	mm
c) Achselhöhe	mm
d) Ellenbogenhöhe	mm
e) Hüfthöhe	mm
f) Schulterbreite	mm
g) Rumpfbreite	mm
i) Taillenbreite	mm
j) Oberschenkellänge	mm
m) Fusssohlenlänge	mm
n) Unterschenkellänge	mm
o) Effektive Sitzbreite	mm



## Technische Informationen

Mittelrad-Antriebsbasis			
<b>Max. Nutzergewicht</b>	182 kg – ohne Sitzlift und Sitzneigung 155 kg – mit Sitzlift und Sitzneigung	<b>Bodenfreiheit</b>	100 mm (hängt von der Konfiguration ab)
<b>Breite Basis min.</b>	710 mm	<b>Antriebsräder (Allrad)</b>	14" (schwarz)
<b>Länge Basis min.</b>	1'050 mm	<b>Lenkräder</b>	9" (schwarz)
<b>Steuerung</b>	R-Net	<b>Ladegerät</b>	220V / 10 A
<b>Motor</b>	4-polig, 10 km/h, 2 x 800 W	<b>Batterien</b>	70 Ah Gel-Typ, wartungsfrei
<b>Sitzhöhe min.</b>	435 mm	<b>Wendekreis min.</b>	595 mm
<b>Bereifung</b>	Maximaler Reifendruck abhängig von Nutzergewicht von 0,25 bis 0,55 bar (siehe Tabelle Gebrauchsanweisung)		
<b>Crash-Test</b>	nach ISO7176-19 (inkl. Taxi-Befestigung)		

**ANTRIEBSEINHEIT****Elektrorollstuhl**

CHF

M-FV6AT	<b>Frontier V6 – Mittelradantrieb – All Terrain</b>	20'300
---------	---	--------

**Rahmenfarbe**

CHF

MAGRED	Rot (Flame red)	Std
MAGSBLUE	Dunkelblau (Space blue)	n/c
MAGBLACK	Schwarz (Black onyx)	n/c
MAGMGREEN	Waldgrün (Forest green)	209
MAGAGREEN	Armeegrün (Army green)	209
MAG	Neongrün (Lucent lime)	209
MAGYELLOW	Gelb (Sunrise yellow)	209
MAGORANGE	Orange (Burnt orange)	209
MAGPINK	Pink (Hot pink)	209
MAGSILVER	Silber (Silver streak)	209
MAGCOWLBL	Blau (Blaze blue)	209
MAGVIOLET	Dunkelviolet (Ultra violet)	209

**Option Fahrwerk**

CHF

MAGWC19X8TDK	Transportösen	Std
--------------	---------------	-----

**Antriebsräder – Grösse**

CHF

MAGWH14BSP-2	Antriebsrad, 14"	Std
--------------	------------------	-----

**Antriebsräder – Felgen**

CHF

MAGWH145BPS-PI-2	Felgen, silber	n/c
MAGWH145BPB-PI-2	Felgen, schwarz	Std

**Antriebsräder – Bereifung**

CHF

MAGDTPNEUMATIC	Antriebsradbereifung, Luft, Stollenprofil, schwarz	Std
MAG5981*4	Neverflat für X8 (pannengeschützte Bereifung)	179
MAG4707-4	Puncture Resistance Kit (pannengeschützte Bereifung, Einlage zwischen Reifen und Schlauch)	510

**Lenkräder**

CHF

MAGWH2XXX-2	Lenkräder 9", Luft, schwarz	Std
MAGWH2XXX-4	Lenkräder 9", Vollgummi, schwarz	n/c

**LED Licht**

CHF

MAG2855	LED Licht-Set an Rahmen montiert	Std
---------	----------------------------------	-----

**Radspritzschutz**

CHF

MAG3199	Radspritzschutz V6	Std
---------	--------------------	-----

## SITZFUNKTIONEN

### Sitzneigungsmodule

CHF

MAG2851-KIT	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 50°	Std
MAG2850-KIT	Kombimodul Lift (300 mm) und Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 45°	1'877

### Sitzhöhe

CHF

MAG2622-4	+ 0 mm (SH 435 mm)	Std
MAG3323-PI-2	+ 25 mm Sitzhöhen Kits werden für Unterschenkel­längen von 390 - 430 mm benötigt	n/c
MAG3323-PI-4	+ 50 mm Sitzhöhen Kits werden für Unterschenkel­längen von 390 - 430 mm benötigt	n/c

### Sitzsysteme

CHF

MAGMPSSEATVINYL	MPS-Sitz, Sitzkissenbezug, Vinyl	Std
MAGMPSSEATFABRIC	MPS-Sitz, Sitzkissenbezug, Stoff	n/c

### MPS Sitzgrößen

CHF

#### Sitzbreite

MAGSW405MM	405 mm (nur mit den Tiefen: 405, 430 und 455 mm) (empfohlen für Beckenbreite 350 mm)	n/c
MAGSW430MM	430 mm (nur mit den Tiefen: 405, 430 und 455 mm) (empfohlen für Beckenbreite 375 mm)	n/c
MAGSW455MM	455 mm (empfohlen für Beckenbreite 375 mm)	Std
MAGSW480MM	480 mm (empfohlen für Beckenbreite 400 mm)	n/c
MAGSW510MM	510 mm (empfohlen für Beckenbreite 425 mm)	316
MAGSW535MM	535 mm (empfohlen für Beckenbreite 480 mm)	316
MAGSW560MM	560 mm (empfohlen für Beckenbreite 505 mm)	316
MAGSW585MM	585 mm (empfohlen für Beckenbreite 530 mm)	316
MAGSW610MM	610 mm (empfohlen für Beckenbreite 555 mm)	316

#### Sitztiefe

MAGSD405MM	405 mm	n/c
MAGSD430MM	430 mm	n/c
MAGSD455MM	455 mm	Std
MAGSD480MM	480 mm	n/c
MAGSD510MM	510 mm	n/c
MAGSD535MM	535 mm	n/c
MAGSD560MM	560 mm	n/c

**RÜCKEN****Rückensystem für MPS-Sitz**

CHF

MAGMPSBACK	MPS Rücken	Std
------------	------------	-----

**MPS Rückenkissen – Bezüge**

CHF

MAGFABRICBR	MPS Rückenkissenbezug, Stoff	n/c
MAGVINYLBR	MPS Rückenkissenbezug, Vinyl	Std

**MPS Rücken – Grössen**

CHF

**Rückenbreite**

MAGBW405MM	405 mm (für Sitzbreiten 405, 430 und 455 mm)	n/c
MAGBW430MM	430 mm (für Sitzbreiten 405, 430, 455 und 480 mm)	n/c
MAGBW455MM	455 mm (für Sitzbreiten 405, 430, 455, 480 und 510 mm)	Std
MAGBW480MM	480 mm (für Sitzbreiten 430, 455, 480, 510 und 535 mm)	n/c
MAGBW510MM	510 mm (für Sitzbreiten 455, 480, 510, 535 und 560 mm)	316
MAGBW535MM	535 mm (für Sitzbreiten 480, 510, 535, 560 und 585 mm)	316
MAGBW560MM	560 mm (für Sitzbreiten 510, 535, 560, 585 und 610 mm)	316
MAGBW585MM	585 mm (für Sitzbreiten 535, 560, 585 und 610 mm)	316
MAGBW610MM	610 mm (für Sitzbreiten 560, 585 und 610 mm)	316

**Rückenhöhe (Rückenhöhe minus Rückenbreite muss mehr als 50 mm betragen)**

MAGBH430MM	430 mm	n/c
MAGBH480MM	480 mm	n/c
MAGBH535MM	535 mm	Std
MAGBH585MM	585 mm	n/c
MAGBH635MM	635 mm	n/c

**Rückenwinkelverstellung**

CHF

**Kombination MPS-Sitz & MPS Rücken**

MAG3900-S-3901-F	Rücken, manuell verstellbar, 0° - 170° (stufenlos)	Std
MAG3904-S-3905-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 0° - 150°	1'724

**Schiebegriffe**

CHF

MAG0056-WORKOR-2	Schiebegriffe	163
MAG0057-PI	Schiebebügel	163

**Zubehör Rücken**

CHF

MAG2040-LANDR	Haken für Rucksack, an Rücken montiert	66
MAGHOOKA2-KIT	Haken für Rucksack, an Schiebebügel montiert	66

## KOPFSTÜTZE

KOPFSTÜTZE		CHF
MAG1718-V-MPS	MPS Kopfstütze	367
MAGREHABSTD	Magic Rehab Standard Kopfstütze	316
MAG4405	MULTI AXIS Kopfstütze (verstellbar)	245

Kopfstütze – Bezug		CHF
MAGFABRICLHR	Stoff	n/c
MAGVINYLHR	Vinyl	Std

## ARMLEHNEN

Armlehnen – Typen		CHF
MAG3572	Armlehne, Standard	Std
MAGFLEXIARM	Armlehne, flexibel einstellbar, hochklappbar	928

Armlehnen – Höhe									
MAGAH220MM	220 mm	MAGAH260MM	260 mm	MAGAH300MM	300 mm	MAGAH340MM	340 mm	MAGAH380MM	380 mm
MAGAH230MM	230 mm	MAGAH270MM	270 mm	MAGAH310MM	310 mm	MAGAH350MM	350 mm	MAGAH390MM	390 mm
MAGAH240MM	240 mm	MAGAH280MM	280 mm	MAGAH320MM	320 mm	MAGAH360MM	360 mm		
MAGAH250MM	250 mm	MAGAH290MM	290 mm	MAGAH330MM	330 mm	MAGAH370MM	370 mm		

Armlehnen – Polster		CHF
MAGAP75-WOKOR-2	Armpolster, Standard, 75 mm breit	Std
MAG3971+3972	Armpolster, MPS, P-Form, 100 mm breit	79

Armlehnen – Bezüge		CHF
MAGAPVINYL	Armpolsterbezug, Vinyl	Std
MAGAPFABRIC	Armpolsterbezug, Stoff	n/c
MAGAPGEL	Armpolsterbezug, Gel und Dartex (Repol)	388

## POSITIONIERUNG & ZUBEHÖR

Beckengurt		CHF
MAG4730	Beckengurt, aufrollbar	275

**STEUERUNG / ELEKTRONIK****Bedienpult – R-Net**

		CHF
PG-JSMLEDL	Bedienpult, R-Net, LED	Std
PG-JSM-PI	Bedienpult, R-Net, LCD-Anzeige (Standard Farbdisplay)	n/c
PGJSM2IRBT-KIT	Bedienpult, R-Net, High Definition LCD, Infrarot (32 à 40 kHz) und Bluetoothfunktion (2 Geräte PC, Android und 2 Geräte IOS, iPhone, iPad)	1'326

**Bedienpult – Anbauseite**

		CHF
MAGJSRIGHT	Bedienpult, Anbauseite, rechts	Std
MAGJSLEFT	Bedienpult, Anbauseite, links	n/c

**Bedienpult – Anbau**

		CHF
MAG3083-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach innen (mit Magnet)	n/c
MAG3083-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach aussen (mit Magnet)	Std
MAG3083-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach innen (mit Verriegelung)	n/c
MAG3083-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach aussen (mit Verriegelung)	n/c

**FUSSRASTEN****Unterschenkellänge**

Bei UL 390–400 mm ist das Sitzhöhen Kit +25 mm nötig / Bei UL 410–430 mm ist das Sitzhöhen Kit +50 mm nötig

MAGLL300MM	300 mm	MAGLL340MM	340 mm	MAGLL380MM	380 mm	MAGLL420MM	420 mm
MAGLL310MM	310 mm	MAGLL350MM	350 mm	MAGLL390MM	390 mm	MAGLL430MM	430 mm
MAGLL320MM	320 mm	MAGLL360MM	360 mm	MAGLL400MM	400 mm		
MAGLL330MM	330 mm	MAGLL370MM	370 mm	MAGLL410MM	410 mm		

**Fussrasten – Typen**

		CHF
<b>Fussraste zentral montiert</b>		
MAG4053	Fussraste, manuell, zentral montiert mit Fersen Support, mit Wadenpolster	Std
MAG2260-KIT	Fussraste, elektrisch, zentral montiert, hochschwenkbar, mit Wadenpolster	3'019
<b>Fussraste geteilt, abschwenkbar</b>		
MAG3528-4168xx	Fussraste, manuell, abschwenkbar, mit Wadenpolster	561
MAG3526	Fussraste, elektrisch, abschwenkbar, mit Wadenpolster	3'019

**Fussplatten**

		CHF
MAG44172FFU	Fussplatte, geteilt, hochklappbar (für zentral montierte Fussraste)	n/c
MAGFLIPUPC	Fussplatte, einteilig, hochklappbar (für zentral montierte Fussraste)	n/c
MAG44172FF	Fussplatte, geteilt, fest (für abschwenkbare Fussraste)	n/c
MAG4312	Fussplatte, mit Verriegelung (für abschwenkbare Fussraste)	138
MAG4247	Kniepolster	525

**ZUBEHÖR**

		CHF
MAG3198	Gepäckträger (max. Nutzlast 10 kg)	236
MAG1595	Wagenheber	153
MAG4705	Ladebuchse (1x12 V + 2x USB) – montiert an Sitzschiene, gegenüber dem Joystick	314
MAG4799	Ladebuchse (2x USB) – montiert an Sitzschiene, gegenüber dem Joystick	291
MAG4801	Ladebuchse (2x USB) – montiert an Armauflage, gegenüber dem Bedienpult	291
MAG44801-CONT	Ladebuchse (2x USB) – montiert an Armauflage, gegenüber dem Bedienpult	291
MAG5360	Laute Hupe	94

**WEITERE OPTIONEN AUF ANFRAGE.**





**Kommentare für B4M** (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



<b>Frontier V6</b>		CHF
<b>Grundpreis</b>		<b>20'300</b>
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		<b>90</b>
Preis ohne MwSt.		
MWSt. 7.7 %		
<b>Gesamtpreis inkl. MWSt.</b>		

<b>Datum</b>		<b>Unterschrift</b>
Tag	Monat	Jahr



**Sunrise Medical AG**

Elenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 Fon: 031 958 3838  
 cs@sunrisemedical.ch  
 www.SunriseMedical.ch