

# Magic 360

Mit MPS Sitzsystem



## BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.


Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	
			entspricht der Rechnungsadresse	
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name			Name	
Strasse			Strasse	
PLZ/Ort			PLZ/Ort	
E-Mail			E-Mail	
Fon			Fon	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvorschlag	B4M (für mich gebaut)	<b>Max. Zuladung</b>	<b>160 kg</b> – mit Sitzlift und Sitzneigung
Kommission			<b>Nutzergewicht</b>	<b>kg</b>
<b>Art.-Nr.: 24300000</b>		<b>Tarif Ziffer: 90.421.000</b>		
Stand: 06.03.2023, Preise gültig bis auf Widerruf				

Grundpreis **CHF 22'300**

Alle Preise exkl. MWSt. / Unverbindliche Preisempfehlung

## Kundenmasse

a) Kopfhöhe	mm
b) Schulterhöhe	mm
c) Achselhöhe	mm
d) Ellenbogenhöhe	mm
e) Hüfthöhe	mm
f) Schulterbreite	mm
g) Rumpfbreite	mm
i) Taillenbreite	mm
j) Oberschenkellänge	mm
m) Fusssohlenlänge	mm
n) Unterschenkellänge	mm
o) Effektive Sitzbreite	mm



## Technische Daten

<b>Max. Zuladung</b>	160 kg mit Sitzlift und Sitzneigung	<b>Bodenfreiheit</b>	85 mm (hängt von der Konfiguration ab)
<b>Breite Fahrwerk</b>	610 - 660 mm	<b>Antriebsräder</b>	14" (355 mm)
<b>Länge Fahrbasis</b>	983 mm	<b>Lenkräder</b>	8" (200 mm)
<b>Elektronik</b>	R-Net	<b>Ladegerät</b>	220 V / 10 A
<b>Antriebsmotoren</b>	4-polig, 10 km/h, 2 x 800 W	<b>Batterien</b>	74 Ah Gel-Typ, wartungsfrei
<b>Geschätzte Reichweite max.</b>	35 km	<b>Spritzschutz für Antriebsrad</b>	Integriert für alle drei Reifentypen
<b>Sitzhöhe (Boden bis Sitzplatte vorne)</b>	435 mm	<b>Wenderadius</b>	615 - 665 mm
<b>Transportösen</b>	Integriert an der Fahrbasis (Crash getestet gemäss ISO 7176-19:2008)	<b>Bereifung</b>	Maximaler Reifendruck abhängig von Nutzergewicht und genutztem Reifentyp (Urban/Crossover/Off-Road). z. B. bei 80 kg Nutzergewicht: Urban 2,2 bar; Crossover: 1,1 bar; Off-Road: 0,62 bar
<b>Gesamtgewicht</b>	ca. 173 kg (inkl. 74 Ah Batterien, zentral montierter, elektrischer Beinstützen, elektrisch verstellbarem MPS Rücken, elektrischem Sitzlift, elektrischer Sitzneigungsverstellung)		
<b>Dahl Docking</b>	Erfolgreich getestet & Dahl Docking Adaptionkit ist direkt bei Dahl Engineering erhältlich		

## ANTRIEBSEINHEIT

Elektrollstuhl		CHF
MAG010011	<b>Magic 360</b>	22'300

Farbauswahl Fahrbasis		CHF
MAG5522	Sunset Red (Rot)	n/c
MAG5528	Rich Garnet (Granatrot)	n/c
MAG5525	Desert Orange (Orange)	n/c
MAG5523	Sunrise Yellow (Gelb)	n/c
MAG5524	Lucent Lime (Neongrün)	n/c
MAG5521	Horizon Blue (Hellblau)	n/c
MAG5527	Vivid Pink (Pink)	n/c
MAG5529	Dusk Purple (Lila)	n/c
MAG5526	Stormy Silver (Silber)	n/c
MAG5520	Midnight Black (Schwarz)	n/c
MAG5531	Flames Fury (Flammenmuster handgestaltet) (3)	n/c
MAG5530	Camo Forest (Camouflagemuster Wald handgestaltet) (4)	n/c
MAG5532	Carbon Fibre (Carbon Schwarz)	n/c

Antriebsräder und Lenkräder Kits (immer silbergraue Felgen)		CHF
MAG5930	Offroad Antriebsrad, Luft, schwarz / Lenkrad, pannensicher, schwarz	Std
MAG5928	Crossover Antriebsrad, Luft, schwarz / Lenkrad, pannensicher, schwarz	n/c
MAG5925	Urban Antriebsrad, Luft, schwarz / Lenkrad, pannensicher, schwarz	n/c
MAG5924	Urban Antriebsrad und Lenkrad, pannensicher, schwarz	n/c

Punkteller Pannenschutz für Bereifung (Antriebsrad)		CHF
MAGDTPNEUMATIC	Luft, Stollenprofil, schwarz	Std
MAGNFLAT-NEW	Neverflat für Urban / Crossover / Offroad (2)	89

LED Licht		CHF
MAG5729	LED Licht und Blinker, an der Fahrbasis montiert	Std

Dahl Docking		CHF
MAG6566	Magic 360 Dahl Docking Platte (max. 136 kg Nutzergewicht) (5)	663

## SITZ

Sitzneigungsmodule		CHF
MAG5127	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 50°	Std
MAG5126	Kombimodul, Sitzlift 300 mm / Sitzneigung 0° - 45°	1'877

Sitzhöhe		CHF
MAG6552	Sitzhöhe +0 mm (SH 435 mm)	Std
MAG6553	Sitzhöhe +25 mm vorne, +25 mm hinten (SH 460 mm) (1)	n/c
MAG6554	Sitzhöhe +50 mm vorne, +50 mm hinten (SH 485 mm) (1)	n/c
MAG5129	Sitzhöhe -25 mm vorne, +25 mm hinten	128

(1) Hinweis: Sitzhöhen Kits werden für Unterschenkelhöhen von 390 – 430 mm benötigt

(2) Nicht mit MAG5924 verfügbar

(3) Bitte berücksichtigen Sie, dass jede Abdeckung handgefertigt ist und somit in der Optik und Farbgebung (orange bis rot) unterschiedlich aussehen kann

(4) Bitte berücksichtigen Sie, dass jede Abdeckung handgefertigt ist und somit in der Optik und Farbgebung unterschiedlich aussehen kann

(5) Komplettes DAHL Adaptionkit #501798 bei DAHL Engineering erhältlich

Sitzsysteme		CHF
MAGMPSEATVINYL	MPS-Sitz, Sitzkissenbezug, Vinyl	Std
MAGMPSEATFABRIC	MPS-Sitz, Sitzkissenbezug, Stoff	n/c

MPS Sitzgrößen		CHF
<b>Sitzbreite</b>		
MAGSW405MM	405 mm (nur mit den Tiefen: 405, 430 und 455 mm) (empfohlen für Beckenbreite 350 mm)	n/c
MAGSW430MM	430 mm (nur mit den Tiefen: 405, 430 und 455 mm) (empfohlen für Beckenbreite 375 mm)	n/c
MAGSW455MM	455 mm (empfohlen für Beckenbreite 375 mm)	Std
MAGSW480MM	480 mm (empfohlen für Beckenbreite 400 mm)	n/c
MAGSW510MM	510 mm (empfohlen für Beckenbreite 425 mm)	316
MAGSW535MM	535 mm (empfohlen für Beckenbreite 480 mm)	316
MAGSW560MM	560 mm (empfohlen für Beckenbreite 505 mm)	316
MAGSW585MM	585 mm (empfohlen für Beckenbreite 530 mm)	316
MAGSW610MM	610 mm (empfohlen für Beckenbreite 555 mm)	316
<b>Sitztiefe</b>		
MAGSD405MM	405 mm	n/c
MAGSD430MM	430 mm	n/c
MAGSD455MM	455 mm	Std
MAGSD480MM	480 mm	n/c
MAGSD510MM	510 mm	n/c
MAGSD535MM	535 mm	n/c
MAGSD560MM	560 mm	n/c

RÜCKEN		
<b>Rückensystem für MPS-Sitz</b>		CHF
MAGMPSBACK	MPS Rücken	Std
<b>MPS Rückenkissen – Bezüge</b>		CHF
MAGFABRICBR	MPS Rückenkissenbezug, Stoff	n/c
MAGVINYLBR	MPS Rückenkissenbezug, Vinyl	Std

MPS Rücken – Größen		CHF
<b>Rückenbreite</b>		
MAGBW405MM	405 mm (für Sitzbreiten 405, 430 und 455 mm)	n/c
MAGBW430MM	430 mm (für Sitzbreiten 405, 430, 455 und 480 mm)	n/c
MAGBW455MM	455 mm (für Sitzbreiten 405, 430, 455, 480 und 510 mm)	Std
MAGBW480MM	480 mm (für Sitzbreiten 430, 455, 480, 510 und 535 mm)	n/c
MAGBW510MM	510 mm (für Sitzbreiten 455, 480, 510, 535 und 560 mm)	316
MAGBW535MM	535 mm (für Sitzbreiten 480, 510, 535, 560 und 585 mm)	316
MAGBW560MM	560 mm (für Sitzbreiten 510, 535, 560, 585 und 610 mm)	316
MAGBW585MM	585 mm (für Sitzbreiten 535, 560, 585 und 610 mm)	316
MAGBW610MM	610 mm (für Sitzbreiten 560, 585 und 610 mm)	316
<b>Rückenhöhe (1)</b>		
MAGBH430MM	430 mm	n/c
MAGBH480MM	480 mm	n/c
MAGBH535MM	535 mm	Std
MAGBH585MM	585 mm	n/c
MAGBH635MM	635 mm	n/c

(1) Rückenhöhe minus Rückenbreite muss mehr als 50 mm betragen

## Rückenwinkelverstellung CHF

Kombination MPS-Sitz & MPS Rücken		
MAG3900-S-3901-F	Rücken, manuell verstellbar, 0° - 170° (stufenlos)	Std
MAG3904-S-3905-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 0° - 150°	1'724

## Schiebegriffe CHF

MAG0056-WORKOR-2	MPS Schiebegriffe	163
MAG0057-PI	MPS Schiebebügel	163
MAGPRHA	MPS Schiebegriffe, höhenverstellbar	318

## Zubehör Rücken CHF

MAG5724	Haken für Rucksack (Paar), an Rücken montiert	66
---------	---	----

## KOPFSTÜTZE

### Kopfstütze CHF

Kopfstütze MPS		
MAG1718-V	MPS Kopfstütze, montiert mit Doppelstiften, 305 mm Aussenmass (1)	367

## ARMLEHNEN

### Armlehnen – Typen CHF

MAG3572	Armlehne, Standard	Std
MAGFLEXIARM	Armlehne, flexibel einstellbar, hochklappbar	928

### Armlehnen – Höhe

MAGAH220MM	220 mm	MAGAH260MM	260 mm	MAGAH300MM	300 mm	MAGAH340MM	340 mm	MAGAH380MM	380 mm
MAGAH230MM	230 mm	MAGAH270MM	270 mm	MAGAH310MM	310 mm	MAGAH350MM	350 mm	MAGAH390MM	390 mm
MAGAH240MM	240 mm	MAGAH280MM	280 mm	MAGAH320MM	320 mm	MAGAH360MM	360 mm		
MAGAH250MM	250 mm	MAGAH290MM	290 mm	MAGAH330MM	330 mm	MAGAH370MM	370 mm		

### Armlehnen – Polster CHF

MAGAP75-WOKOR-2	Armpolster, Standard, 75 mm breit	Std
MAG3971-3972	Armpolster, MPS, P-Form, 100 mm breit	79

### Armlehnen – Bezüge CHF

MAGAPVINYL	Armpolsterbezug, Vinyl	Std
MAGAPFABRIC	Armpolsterbezug, Stoff	n/c
MAGAPGEL	Armpolsterbezug, Gel und Dartex (Repol)	388

### Armlehnen – Zubehör CHF

MAGHOOKA2RH	Haken an Armlehne montiert, rechts	66
MAGHOOKA2LH	Haken an Armlehne montiert, links	66

## POSITIONIERUNG & ZUBEHÖR

### Beckengurt CHF

MAG4731	Beckengurt, aufrollbar	275
---------	------------------------	-----

(1) Montage wie bei Autositzkopfstützen, mit Stoffbezug

**STEUERUNG / ELEKTRONIK**

<b>Bedienpult – R-Net</b>		<b>CHF</b>
MAGPG-JSMLEDL	Bedienpult, R-Net, LED	Std
MAGPG-JSM-PI	Bedienpult, R-Net, LCD-Anzeige (Standard Farbdisplay)	n/c
MAGPG-JSM2IRBT	Bedienpult, R-Net, High Definition LCD, Infrarot (32 à 40 kHz) und Bluetoothfunktion (2 Geräte PC, Android und 2 Geräte IOS, iPhone, iPad)	1'326

<b>Bedienpult – Anbauseite</b>		<b>CHF</b>
MAGJSRIGHT	Bedienpult, Anbauseite, rechts	Std
MAGJSLEFT	Bedienpult, Anbauseite, links	n/c

<b>Bedienpult – Anbau</b>		<b>CHF</b>
MAG3083-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach innen (mit Magnet)	n/c
MAG3083-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach aussen (mit Magnet)	Std
MAG3082-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach innen (mit Verriegelung)	n/c
MAG3082-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach aussen (mit Verriegelung)	n/c

<b>Bedienpult – Halterung</b>		<b>CHF</b>
MAG3713	Bedienpulthalterung höhenverstellbar – für Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar	148

<b>Begleitsteuerung</b>		<b>CHF</b>
MAG3330AM-KIT	Begleitsteuerung für MPS Rücken	1'255
MAGACLH	Anbauseite, links	
MAGACRH	Anbauseite, rechts	n/c

## FUSSRASTEN

### Unterschenkelänge

MAGLL300MM	300 mm	MAGLL340MM	340 mm	MAGLL380MM	380 mm	MAGLL420MM	420 mm (2)
MAGLL310MM	310 mm	MAGLL350MM	350 mm	MAGLL390MM	390 mm (1)	MAGLL430MM	430 mm (2)
MAGLL320MM	320 mm	MAGLL360MM	360 mm	MAGLL400MM	400 mm (1)		
MAGLL330MM	330 mm	MAGLL370MM	370 mm	MAGLL410MM	410 mm (2)		

### Fussrasten – Typen

CHF

#### Fussraste zentral montiert

MAGCPLEGREST	Fussraste, manuell, zentral montiert mit Fersen Support, mit Wadenpolster	Std
MAGCPOWER	Fussraste, elektrisch, zentral montiert, hochschwenkbar, mit Wadenpolster	3'019

#### Fussraste geteilt, abschwenkbar

MAG3527-ME	Fussraste, manuell, abschwenkbar	561
MAG3526-ME	Fussraste, elektrisch, hochschwenkbar, mit Wadenpolster	3'019

### Fussplatten

CHF

MAG4055-2	Fussplatte, geteilt, hochklappbar (für zentral montierte Fussraste)	n/c
MAG4055	Fussplatte, einteilig, hochklappbar (für zentral montierte Fussraste)	n/c
MAG4312	Fussplatte, mit Verriegelung (für abschwenkbare Fussraste)	138

### Kniepolster

CHF

MAG4247	Kniepolster für zentralmontierte Fussraste (Paar, mit Halterungen)	525
MAG4660	Kniepolster für abschwenkbare Fussraste (Paar, mit Halterungen)	515
MAG4104	Kniepolster für ab- und hochschwenkbare Fussraste (Paar, mit Halterungen)	263

### ZUBEHÖR

CHF

MAG1595	Wheelchair Jack – Wagenheber	153
MAG5135	Gepäckträger (max. Nutzlast 10 kg) (3)	236
MAG4705	Ladebuchse für Zubehör (1x 12V + 2x USB) – an Sitzschiene montiert, gegenüber Bedienpult	314
MAG6629	Ladebuchse für Zubehör (2x USB) – an Sitzschiene montiert, gegenüber Bedienpult	291
MAG4801	Ladebuchse für Zubehör (2x USB) – an Armlehne montiert, gegenüber Bedienpult	291
MAG6594	Ladebuchse für Zubehör (2x USB) – an Armlehne montiert, gleiche Seite wie Bedienpult	291
MAG5360	Laute Hupe	94

## WEITERE OPTIONEN AUF ANFRAGE.

(1) Bei UL 390–400 mm ist das Sitzhöhen Kit +25 mm nötig

(2) Bei UL 410–430 mm ist das Sitzhöhen Kit +50 mm nötig





**Kommentare für B4M** (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



<b>Magic 360</b>		CHF
<b>Grundpreis</b>		<b>22'300</b>
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		<b>90</b>
Preis ohne MwSt.		
MWSt. 7.7 %		
<b>Gesamtpreis inkl. MWSt.</b>		

<b>Datum</b>		<b>Unterschrift</b>
Tag	Monat	Jahr



**Sunrise Medical AG**

Elenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 Fon: 031 958 3838  
 cs@sunrisemedical.ch  
 www.SunriseMedical.ch