

Magic 360

Mit Rehab Sitzsystem



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.


Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse		entspricht der Rechnungsadresse	
KD.-Nr.			KD.-Nr.			
Name			Name			
Strasse			Strasse			
PLZ/Ort			PLZ/Ort			
E-Mail			E-Mail			
Fon			Fon			
Bestellinformation			Nutzergewicht			
Bestellung	Kostenvoranschlag	B4M (für mich gebaut)	Max. Zuladung 160 kg – mit Sitzlift und Sitzneigung			
Kommission			Nutzergewicht kg			
Art.-Nr.: 24300000		Tarif Ziffer: 90.421.000				
Stand: 06.03.2023, Preise gültig bis auf Widerruf						

Grundpreis **CHF 22'300**

Alle Preise exkl. MWSt. / Unverbindliche Preisempfehlung

Kundenmasse

a) Kopfhöhe	mm
b) Schulterhöhe	mm
c) Achselhöhe	mm
d) Ellenbogenhöhe	mm
e) Hüfthöhe	mm
f) Schulterbreite	mm
g) Rumpfbreite	mm
i) Taillenbreite	mm
j) Oberschenkellänge	mm
m) Fusssohlenlänge	mm
n) Unterschenkellänge	mm
o) Effektive Sitzbreite	mm



Technische Daten

Max. Zuladung	160 kg mit Sitzlift und Sitzneigung	Bodenfreiheit	85 mm (hängt von der Konfiguration ab)
Breite Fahrwerk	610 - 660 mm	Antriebsräder	14" (355 mm)
Länge Fahrbasis	983 mm	Lenkräder	8" (200 mm)
Elektronik	R-Net	Ladegerät	220 V / 10 A
Antriebsmotoren	4-polig, 10 km/h, 2 x 800 W	Batterien	74 Ah Gel-Typ, wartungsfrei
Geschätzte Reichweite max.	35 km	Spritzschutz für Antriebsrad	Integriert für alle drei Reifentypen
Sitzhöhe (Boden bis Sitzplatte vorne)	435 mm	Wenderadius	615 - 665 mm
Transportösen	Integriert an der Fahrbasis (Crash getestet gemäss ISO 7176-19:2008)	Bereifung	Maximaler Reifendruck abhängig von Nutzergewicht und genutztem Reifentyp (Urban/Crossover/Off-Road). z. B. bei 80 kg Nutzergewicht: Urban 2,2 bar; Crossover: 1,1 bar; Off-Road: 0,62 bar
Gesamtgewicht	ca. 173 kg (inkl. 74 Ah Batterien, zentral montierter, elektrischer Beinstützen, Rehab Rücken mit Anti-Shear (Längenausgleich), elektrischem Sitzlift, elektrischer Sitzneigungsverstellung)		
Dahl Docking	Erfolgreich getestet & Dahl Docking Adaptionsskit ist direkt bei Dahl Engineering erhältlich		

ANTRIEBSEINHEIT

Elektrollstuhl

		CHF
MAG010011	Magic 360	22'300

Farbauswahl Fahrbasis

		CHF
MAG5522	Sunset Red (Rot)	n/c
MAG5528	Rich Garnet (Granatrot)	n/c
MAG5525	Desert Orange (Orange)	n/c
MAG5523	Sunrise Yellow (Gelb)	n/c
MAG5524	Lucent Lime (Neongrün)	n/c
MAG5521	Horizon Blue (Hellblau)	n/c
MAG5527	Vivid Pink (Pink)	n/c
MAG5529	Dusk Purple (Lila)	n/c
MAG5526	Stormy Silver (Silber)	n/c
MAG5520	Midnight Black (Schwarz)	n/c
MAG5531	Flames Fury (Flammenmuster handgestaltet) (3)	n/c
MAG5530	Camo Forest (Camouflagemuster Wald handgestaltet) (4)	n/c
MAG5532	Carbon Fibre (Carbon Schwarz)	n/c

Antriebsräder und Lenkräder Kits (immer silbergraue Felgen)

		CHF
MAG5930	Offroad Antriebsrad, Luft, schwarz / Lenkrad, pannensicher, schwarz	Std
MAG5928	Crossover Antriebsrad, Luft, schwarz / Lenkrad, pannensicher, schwarz	n/c
MAG5925	Urban Antriebsrad, Luft, schwarz / Lenkrad, pannensicher, schwarz	n/c
MAG5924	Urban Antriebsrad und Lenkrad, pannensicher, schwarz	n/c

Punktuelter Pannenschutz für Bereifung (Antriebsrad)

		CHF
MAGDTPNEUMATIC	Luft, Stollenprofil, schwarz	Std
MAG5981-2	Neverflat für Urban / Crossover / Offroad (2)	89

LED Licht

		CHF
MAG5729	LED Licht und Blinker, an der Fahrbasis montiert	Std

Dahl Docking

		CHF
MAG6566	Magic 360 Dahl Docking Platte (max. 136 kg Nutzergewicht) (5)	663

SITZ

Sitzneigungsmodule

		CHF
MAG5127	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 50°	Std
MAG5126	Kombimodul, Sitzlift 300 mm / Sitzneigung 0° - 45°	1'877

Sitzhöhe

		CHF
MAG6552	Sitzhöhe +0 mm (SH 435 mm)	Std
MAG6553	Sitzhöhe +25 mm vorne, +25 mm hinten (SH 460 mm) (1)	n/c
MAG6554	Sitzhöhe +50 mm vorne, +50 mm hinten (SH 485 mm) (1)	n/c
MAG5129	Sitzhöhe -25 mm vorne, +25 mm hinten	128

(1) Hinweis: Sitzhöhen Kits werden für Unterschenkelhöhen von 390 - 430 mm benötigt

(2) Nicht mit MAG5924 verfügbar

(3) Bitte berücksichtigen Sie, dass jede Abdeckung handgefertigt ist und somit in der Optik und Farbgebung (orange bis rot) unterschiedlich aussehen kann

(4) Bitte berücksichtigen Sie, dass jede Abdeckung handgefertigt ist und somit in der Optik und Farbgebung unterschiedlich aussehen kann

(5) Komplettes DAHL Adaptionsskit #501798 bei DAHL Engineering erhältlich

Sitzsystem							CHF
MAGREHABSEATPAN	Rehab-Sitz						Std
Rehab Sitzgrößen ⁽¹⁾							CHF
Sitzbreite							
MAGSW305MM	305 mm	MAGSW380MM	380 mm	MAGSW455MM	455 mm		n/c
MAGSW330MM	330 mm	MAGSW405MM	405 mm	MAGSW480MM	480 mm		n/c
MAGSW355MM	355 mm	MAGSW430MM	430 mm				n/c
MAGSW510MM	510 mm	MAGSW560MM	560 mm				316
MAGSW535MM	535 mm						316
Sitztiefe							
MAGSD405MM	405 mm	MAGSD510MM	510 mm				n/c
MAGSD430MM	430 mm	MAGSD535MM	535 mm				n/c
MAGSD455MM	455 mm	MAGSD560MM	560 mm				n/c
MAGSD480MM	480 mm						n/c
Rehab Sitzkissen							CHF
MAGWOSEATCUSHION	Ohne Sitzkissen						Std
MAGPADDEDSC	Sitzkissen, flach gepolstert						255
Rehab Sitzkissenbezüge (nur für MAGPADDEDSC Sitzkissen, flach gepolstert verfügbar)							CHF
MAGSUFABRIC	Sitzkissenbezug, Stoff						n/c
MAGSUVINYL	Sitzkissenbezug, Vinyl						n/c
RÜCKEN							
Rückensystem für Rehab-Sitz							CHF
MAGREHABFOLD	Rehab Rücken, abklappbar nach vorne						530
MAGREHABCANES	Rehab Rücken, fest montiert						Std
Rückenwinkelverstellung							CHF
Rückenwinkelverstellung für Rehab Sitz und Rehab Rücken, fest montiert							
MAG3920-S-3921-F	Rücken, fest, 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°)						Std
MAG3924-S-3925-F	Rücken, manuell verstellbar, 0° - 170° (stufenlos)						337
MAG3928-S-3929-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 0° - 160°						1'724
MAG3932-S-3933-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 0° - 155°, mit biomechanischem Längenausgleich						2'234
Rückenwinkelverstellung für Rehab Sitz und Rehab Rücken, abklappbar nach vorne							
MAG3922-S-3923-F	Rücken, fest, 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°)						n/c
MAG3926-S-3927-F	Rücken, manuell verstellbar, 0° - 170° (stufenlos)						337
MAG3930-S-3931-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 0° - 160°						1'724
MAG3934-S-3935-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 0° - 155°, mit biomechanischem Längenausgleich						2'234
Rückenkissen für Rehab Rücken							CHF
MAGBACKRESTINSERT	Rückenkissen, Magic Rehab						913

(1) Sitztiefe minus Sitzbreite darf 50 mm nicht überschreiten

Magic Rehab Rückenkissen – Grössen			CHF
MAGBRMRL	Gross	SB 330 mm - 470 mm; RH 480 mm	n/c
MAGBRMRM	Medium	SB 280 mm - 420 mm; RH 480 mm	n/c
MAGBRMRJ	Junior	SB 260 mm - 400 mm; RH 350 mm	n/c
MAGBRMRLXT	Gross (extra gross)	SB 330 mm - 470 mm; RH 530 mm	n/c
MAGBRMRLS	Gross (kurz)	SB 330 mm - 470 mm; RH 430 mm	n/c
MAGBRMRMXT	Medium (extra gross)	SB 280 mm - 420 mm; RH 530 mm	n/c
MAGBRMRMS	Medium (kurz)	SB 280 mm - 420 mm; RH 430 mm	n/c
MAGBRMRJXT	Junior (extra gross)	SB 260 mm - 400 mm; RH 410 mm	n/c

Magic Rehab Rückenkissen – Bezüge			CHF
MAGFABRICBR	Rückenkissenbezug, Stoff		n/c
MAGVINYLB	Rückenkissenbezug, Vinyl		n/c

Seitenpelotten		CHF
Für Magic Rehab Rückenkissen Gross/Medium		
MAGBOLSTERS	Seitenpelotten, flache Kontur, 110 mm tief	n/c
MAGBOLSTERSTD	Seitenpelotten, Standard Kontur, 160 mm tief	n/c
MAGBOLSTERD	Seitenpelotten, tiefe Kontur, 220 mm tief	n/c
MAGNOBOLSTER	Keine Seitenpelotten	Std
Für Magic Rehab Rückenkissen Junior		
MAGBOLSTEJRS	Seitenpelotten, flache Kontur, 60 mm tief	n/c
MAGBOLSTERJSTD	Seitenpelotten, Standard Kontur, 110 mm tief	n/c

Lumbalunterstützung			CHF
MAGLUMBARS	Lumbalunterstützung, flach, Polsterung 15 mm		n/c
MAGLUMBARSTD	Lumbalunterstützung, Standard, Polsterung 25 mm		n/c
MAGLUMBARD	Lumbalunterstützung, tief, Polsterung 35 mm		n/c
MAGNOLUMBAR	Ohne Lumbalunterstützung		Std

Optionen Rückenkissenhalterungen			CHF
MAG3495	Rückenkissen, fest montiert (nur mit festem Rücken möglich)		Std
MAG3492-PI	Rückenkissen, abnehmbar, mit Schnellverschluss		255

Schiebegriffe			CHF
MAG46354636	REHAB Schiebegriffe		163

Zubehör Rücken			CHF
MAG5725	Haken für Rucksack, an Rückenrohren montiert		163

KOPFSTÜTZE

Kopfstütze		CHF
Kopfstütze Magic Rehab – Polster		
MAGREHABSTD	Kopfstützenpolster, Magic Rehab, Standard, 220 mm Aussenmass	316
Kopfstütze Magic Rehab – Halterung		
MAG4415	Kopfstützenhalterung, verstellbar (Multi-Axis)	245

Kopfstütze – Bezug			CHF
MAGFABRICLHR	Stoff		n/c
MAGVINYLHR	Vinyl		Std

ARMLEHNEN

Armlehnen – Typen		CHF
MAG3572	Armlehne, Standard	Std
MAGFLEXIARM	Armlehne, flexibel einstellbar, hochklappbar	928

Armlehnen – Höhe

MAGAH220MM	220 mm	MAGAH260MM	260 mm	MAGAH300MM	300 mm	MAGAH340MM	340 mm	MAGAH380MM	380 mm
MAGAH230MM	230 mm	MAGAH270MM	270 mm	MAGAH310MM	310 mm	MAGAH350MM	350 mm	MAGAH390MM	390 mm
MAGAH240MM	240 mm	MAGAH280MM	280 mm	MAGAH320MM	320 mm	MAGAH360MM	360 mm		
MAGAH250MM	250 mm	MAGAH290MM	290 mm	MAGAH330MM	330 mm	MAGAH370MM	370 mm		

Armlehnen – Polster		CHF
MAGAP75-WOKOR-2	Armpolster, Standard, 75 mm breit	Std
MAG3971-3972	Armpolster, MPS, P-Form, 100 mm breit	79

Armlehnen – Bezüge		CHF
MAGAPVINYL	Armpolsterbezug, Vinyl	Std
MAGAPFABRIC	Armpolsterbezug, Stoff	n/c
MAGAPGEL	Armpolsterbezug, Gel und Dartex (Repol)	388

POSITIONIERUNG & ZUBEHÖR

Beckengurt		CHF
MAG4730	Beckengurt, aufrollbar	275

STEUERUNG / ELEKTRONIK

Bedienpult – R-Net		CHF
MAGPG-JSMLEDL	Bedienpult, R-Net, LED	Std
MAGPG-JSM-PI	Bedienpult, R-Net, LCD-Anzeige (Standard Farbdisplay)	n/c
MAGPG-JSM2IRBT	Bedienpult, R-Net, High Definition LCD, Infrarot (32 à 40 kHz) und Bluetoothfunktion (2 Geräte PC, Android und 2 Geräte IOS, iPhone, iPad)	1'326

Bedienpult – Anbauseite		CHF
MAGJSRIGHT	Bedienpult, Anbauseite, rechts	Std
MAGJSLEFT	Bedienpult, Anbauseite, links	n/c

Bedienpult – Anbau		CHF
MAG3083-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwengbar, nach innen (mit Magnet)	n/c
MAG3083-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwengbar, nach aussen (mit Magnet)	Std
MAG3082-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwengbar, nach innen (mit Verriegelung)	n/c
MAG3082-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwengbar, nach aussen (mit Verriegelung)	n/c

Bedienpult – Halterung		CHF
MAG3713	Bedienpulthalterung, höhenverstellbar – zu Anbau Bedienpult, parallel abschwengbar	148

Begleitsteuerung		CHF
MAG3329AM-KIT	Begleitsteuerung für Rehab Rücken	1'255
	MAGAC LH Anbauseite, links MAGAC RH Anbauseite, rechts	n/c

FUSSRASTEN

Unterschenkellänge

MAGLL300MM	300 mm	MAGLL340MM	340 mm	MAGLL380MM	380 mm	MAGLL420MM	420 mm (2)	
MAGLL310MM	310 mm	MAGLL350MM	350 mm	MAGLL390MM	390 mm (1)	MAGLL430MM	430 mm (2)	
MAGLL320MM	320 mm	MAGLL360MM	360 mm	MAGLL400MM	400 mm (1)			
MAGLL330MM	330 mm	MAGLL370MM	370 mm	MAGLL410MM	410 mm (2)			

Fussrasten – Typen

CHF

Fussraste zentral montiert

MAGCPLEGREST	Fussraste, manuell, zentral montiert mit Fersen Support, mit Wadenpolster	Std
MAGCPPOWER	Fussraste, elektrisch, zentral montiert, hochschwenkbar, mit Wadenpolster	3'019

Fussraste geteilt, abschwenkbar

MAG3527-ME	Fussraste, manuell, abschwenkbar	561
MAG3526-ME	Fussraste, elektrisch, hochschwenkbar, mit Wadenpolster	3'019

Fussplatten

CHF

MAG4055-2	Fussplatte, geteilt, hochklappbar (für zentral montierte Fussraste)	n/c
MAG4055	Fussplatte, einteilig, hochklappbar (für zentral montierte Fussraste)	n/c
MAG4312	Fussplatte, mit Verriegelung (für abschwenkbare Fussraste)	138

Abduktionskeil

CHF

MAG4260	Abduktionskeil	326
---------	----------------	-----

Kniepolster

CHF

MAG4247	Kniepolster für zentralmontierte Fussraste (Paar, mit Halterungen)	525
MAG4660	Kniepolster für abschwenkbare Fussraste (Paar, mit Halterungen)	515
MAG4104	Kniepolster für ab- und hochschwenkbare Fussraste (Paar, mit Halterungen)	263

ZUBEHÖR


CHF

MAG1595	Wheelchair Jack – Wagenheber	153
MAG5145	Gepäckträger (max. Nutzlast 10 kg) (3)	236
MAG4705	Ladebuchse für Zubehör (1x 12V + 2x USB) – an Sitzschiene montiert, gegenüber Bedienpult	314
MAG6629	Ladebuchse für Zubehör (2x USB) – an Sitzschiene montiert, gegenüber Bedienpult	291
MAG4801	Ladebuchse für Zubehör (2x USB) – an Armlehne montiert, gegenüber Bedienpult	291
MAG6594	Ladebuchse für Zubehör (2x USB) – an Armlehne montiert, gleiche Seite wie Bedienpult	291
MAG5360	Laute Hupe	94

WEITERE OPTIONEN AUF ANFRAGE.

(1) Bei UL 390–400 mm ist das Sitzhöhen Kit +25 mm nötig

(2) Bei UL 410–430 mm ist das Sitzhöhen Kit +50 mm nötig



Kommentare für B4M (bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



Magic 360		CHF
Grundpreis		22'300
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		90
Preis ohne MwSt.		
MWSt. 7.7 %		
Gesamtpreis inkl. MWSt.		

Datum		Unterschrift
Tag	Monat	Jahr



Sunrise Medical AG

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch