

WHEELDRIVE



Elektrischer Zusatzantrieb mit einzigartigem Konzept: Duales Greifreifen-System mit Zusatzantrieb und kontinuierlichem Elektroantrieb



Bild kann vom effektiven Produkt abweichen.

BESTELLFORMULAR

Rechnungsadresse:

Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:
E-Mail:

Versandadresse:

Lieferung an Rechnungsadresse

Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:
E-Mail:

Bestellinformationen:

Bestellung Kostenvoranschlag Built-4-Me

Datum:

Kommission:

Stand: 01.01.2023, Preise gültig bis auf Widerruf

E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch

CHF 11'200 (inkl. Anbauset, startklar)

exkl. MwSt. / unverbindliche Preisempfehlung

Tarifposition Sozialversicherung: 90.221.000

TECHNISCHE DATEN

WheelDrive // ROLLSTUHL ZUSATZANTRIEB

Max. Benutzergewicht	130 kg
Zusatzbreite im Vergleich zu man. Rollstuhl (Set)	43 mm
Gewicht der Batterien (Set)	3.6 kg
Totalgewicht inkl. Batterie (pro Rad)	11.5 kg
Totalgewicht exkl. Batterie (pro Rad)	9.7 kg
Radgrösse	24"
Max. Radsturz	3°

Max. Geschwindigkeit (Assistenz-Greifreifen)	10 km/h
Max. Geschwindigkeit (Fahr-Greifreifen)	6 km/h
Max. Reichweite (Assistenz-Greifreifen)	ca. 20 km
Max. Reichweite (Fahr-Greifreifen)	ca. 12 km
Max. Kantensteigfähigkeit (Rückwärtsfahrt)	50 mm
Ladezeit (volle Ladung)	ca. 2 Std.

Für Personen mit eingeschränkter Kraft, Selbstfahrer, Verwendung im Innen- und Aussenbereich.

Der Zusatzantrieb "WheelDrive" verbindet aktive Mobilität und therapeutischen Nutzen in optimaler Weise miteinander.

BESTELLFORMULAR ZUSATZANTRIEB WHEELDRIVE

ZUSATZANTRIEB WHEELDRIVE - EINZEL-RÄDER (inklusive Sicherheitsrad, Batterie & Ladegerät)		Preis CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	1019498 WheelDrive mit 24" Marathon Plus Evolution, Luftbereifung mit Pannenschutzgürtel, rechts	5'350
<input checked="" type="checkbox"/>	1019499 WheelDrive mit 24" Marathon Plus Evolution, Luftbereifung mit Pannenschutzgürtel, links	5'350

Anbau WheelDrive (Bitte wählen Sie **ein** entsprechendes Anbauset)

<input type="checkbox"/>	9012381 Anbauset, Schnellverschluss-Achse, Durchmesser 12 mm (für Achsadapter 25 - 65 mm)	500
<input type="checkbox"/>	9012380 Anbauset, Schnellverschluss-Achse, Durchmesser 12.7 mm (für Achsadapter 25 - 65 mm)	500
<input type="checkbox"/>	9011416 Anbauset, Schnellverschluss-Achse, Durchmesser 12 mm, kurz (für Achsadapter 37 mm)	500
<input type="checkbox"/>	9011417 Anbauset, Schnellverschluss-Achse, Durchmesser 12.7 mm, kurz (für Achsadapter 37 mm)	500

Anbau bei Sunrise Medical (in Kombination mit einer Bestellung eines neuen Sunrise Medical Rollstuhls = gratis!)

<input type="checkbox"/>	1017394 Anbau bei Sunrise Medical. Bitte Rollstuhl-Modell und Benutzergewicht angeben:	352
	Rollstuhl: Marke / Modell:	
	Benutzergewicht:	

ZUBEHÖR		Preis CHF
<input type="checkbox"/>	1019491 Speichenschutz 24", Set	278
<input type="checkbox"/>	1018562 Greifreifenüberzug 24", Set (für Assistenz-Greifreifen)	139
<input type="checkbox"/>	1019489 Zusatzbatterien 3.8 Ah, Set	1'700

BEMERKUNGEN

ZUSATZANTRIEB WHEELDRIVE			
Zusatzantrieb WheelDrive komplett inkl. Anbauset	Grundpreis	CHF	11'200
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	90
MwSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	



Sunrise Medical AG
 Erlenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon 031 958 3838
 cs@s 031 958 3848
 www.SunriseMedical.ch