



Stand: 01/23

Rechnungsadresse:

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Fon:

Versandadresse:

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Fon:



Datum:

Kommission:

Sunrise Medical Auftragsnummer:

- Bestellung **built4me**
- Kostenvoranschlag

E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch


Garantie
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Maximales Benutzergewicht **kg**
Benutzergewicht

Tarif Ziffer 40.132.001

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
STD = Standard NC = ohne Aufpreis

Grundpreis CHF 4030
exkl. MWSt. / unverbindliche Preisempfehlung

Modell						
<input type="checkbox"/>	188WM48	Festrahmen Zipie Iris mitwachsend Pflegerollstuhl und Sitzschalenuntergestell			4030	
<input type="checkbox"/>	188WM91	Faltrahmen Zipie Iris mitwachsend Pflegerollstuhl und Sitzschalenuntergestell	Nur bis Sitzbreite 400 mm		4030	
Rahmen						
<input checked="" type="checkbox"/>	188TO22	Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet	STD	<input type="checkbox"/> 188FS29 Batteriehalterung (z.B. für elektr. Zusatzgeräte) (nicht bei SB 255 - 280 mm und Fussbremse)	410	
Ankipmechanismus						
<input type="checkbox"/>	188TT8 188TT81/80	Kippmechanismus über Fusspedal, kabellos (nicht möglich mit Batteriehalterung) Pedal <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts (Sicht von hinten)	NC 70.147.000	<input type="checkbox"/> 188TT12 Kippmechanismus über Kabelzüge	70.147.000 NC	
Kipp- und Neigebereich						
55° Bereich (70.147.00) - nicht mit Reclining-Rücken			1427	40° Bereich (70.147.000)		
<input type="checkbox"/>	188TA5	- 5° bis 50° (nicht möglich mit Sitzhöhe 317.5 mm)	NC	<input type="checkbox"/> 188TA8	- 5° bis 35° (nicht möglich mit Sitzhöhe 317.5 mm) NC	
<input type="checkbox"/>	188TA6	0° bis 55°	STD	<input type="checkbox"/> 188TA9	0° bis 40° STD	
<input type="checkbox"/>	188TA7	+ 5° bis 60°	NC	<input type="checkbox"/> 188TA10	+ 5° bis 45° NC	
Rahmen- / Sitzbreite						
<input type="checkbox"/>	188W1	255 mm (10") - Sitzbreite mitwachsend bis 12"	NC	<input type="checkbox"/> 188W6	380.0 mm (15") - Sitzbreite mitwachsend bis 17" NC	
<input type="checkbox"/>	188W2	280 mm (11") - Sitzbreite mitwachsend bis 13"	NC	<input type="checkbox"/> 188W7	407.5 mm (16") - Sitzbreite mitwachsend bis 18" NC	
<input type="checkbox"/>	188W3	305 mm (12") - Sitzbreite mitwachsend bis 14"	NC	<input type="checkbox"/> 188W8	432.5 mm (17") - Sitzbreite mitwachsend bis 18" NC	
<input type="checkbox"/>	188W4	330 mm (13") - Sitzbreite mitwachsend bis 15"	NC	<input type="checkbox"/> 188W9	457.5 mm (18") NC	
<input type="checkbox"/>	188W5	355 mm (14") - Sitzbreite mitwachsend bis 16"	STD			
Sitzereinheit						
Sitzauflage			Zu Referenzzwecken			
<input type="checkbox"/>	188ST35	Sitzplatte verstellbar (Abb. 8.1) über dem Sitzrahmen montiert	118	Sitzbreite 255 - 407.5 mm	ST Bereich 285 - 387.5 mm	
<input type="checkbox"/>	188ST36	Sitzplatte verstellbar unter dem Sitzrahmen montiert (nicht möglich mit 255 mm Sitztiefe)	118	355 - 457.5 mm	150 - 482.5 mm	
<input type="checkbox"/>	188ST54	Ohne Sitzplatte	STD	Abbildung 8.1 Matrix zu Anpassmöglichkeiten		
						
Rahmen- / Sitztiefe						
Rahmenlänge			<input type="checkbox"/>	188FD3	305 mm (12") NC	
<input type="checkbox"/>	188SN01	Kurz 255 - 355 mm (10"-14")	NC	<input type="checkbox"/>	188FD4	330 mm (13") NC
<input type="checkbox"/>	188SN02	STD 305 - 407.5 mm (12"-16")	NC	<input type="checkbox"/>	188FD5	355 mm (14") STD
<input type="checkbox"/>	188SN03	Lang 355 - 457.5 mm (14"-18")	NC	<input type="checkbox"/>	188FD6	380 mm (15") NC
Rahmen- / Sitztiefe			<input type="checkbox"/>	188FD7	407.5 mm (16") NC	
<input type="checkbox"/>	188FD1	255 mm (10")	NC	<input type="checkbox"/>	188FD8	432.5 mm (17") NC
<input type="checkbox"/>	188FD2	280 mm (11")	NC	<input type="checkbox"/>	188FD9	457.5 mm (18") NC

Fussstütze/Fussauflage (Fortsetzung)

Fussauflage

<input type="checkbox"/>	188F1	2-teilig Kunststoff inkl. Fersenband (nicht bei SB 255.0-305.0 mm)	40.505.000	STD
<input type="checkbox"/>	188F3	2-teilig Alu winkeleinstellbar/gross inkl. Fersenband	40.505.000	98
<input type="checkbox"/>	188F4	2-teilig Alu winkeleinstellbar/klein - inkl. Wadenband (nicht bei SB 432.5-457.5 mm)	40.505.000	98
<input type="checkbox"/>	188F5	2-teilig Aluminium (Nur möglich mit FS einzeln hochstellbar)	40.505.000	NC
<input type="checkbox"/>	188F48	1-teilig Alu, winkeleinstellbar/hoch- klappbar inkl. Wadenband (nur möglich mit 60°, 70° und 80° FS, am Fussstützenrohr montiert)	40.505.000	98

Fussstützenmontage

<input type="checkbox"/>	188MZ02	Standard		STD
<input type="checkbox"/>	188MZ01	Abduktion über Rahmenrohr 25 mm pro Seite	70.134.000	195
Fussstützen Optionen				
<input type="checkbox"/>	188IG2	Rahmenschutz Neoprene (Erhältlich für 60°/70°/80° an Fussstützenrohr montierte Fussstütze)		57
<input type="checkbox"/>	188HL1	Fersenband		46
<input type="checkbox"/>	188HL5	Wadenband		46
<input type="checkbox"/>	188A54	Zusätzliches Wadenband		46
<input type="checkbox"/>	188A110	Fuss-Fixierungsband (Paar); Nur mit winkeleinstellbarer Fussauflage für Erwachsene		46
<input type="checkbox"/>	188H32	Ohne Fussstützen		NC
<input type="checkbox"/>	188F7	Ohne Fussstützenrohr/Fussauflage		NC
<input type="checkbox"/>	183DI48	Knieschutz, Gelbpadbezug, zu FR hochstellbar		201

Rücken


Rücken 1. oder 2. wählen (kein Optionsmix möglich!)

1. Rückenlehne höhenverstellbar/winkelveinstellbarem Stossbügel


<input type="checkbox"/>	188B170	Standard (Höhe 407.5 - 560.0 mm)		255
<input type="checkbox"/>	188PH8	Stossbügel Standard	40.510.000	NC
<input type="checkbox"/>	188PH9	Stossbügel lang	40.510.000	NC
<input type="checkbox"/>	188B171	Hoch (Höhe 482.5 - 635.0 mm)		255
<input type="checkbox"/>	188PH8	Stossbügel Standard	40.510.000	NC
<input type="checkbox"/>	188PH9	Stossbügel lang	40.510.000	NC

2. Reclining Rücken (nur mit 40° Kippbereich und nicht mit Faltrahmen)

<input type="checkbox"/>	188B172	Mittel (530 mm Rohrlänge)	70.133.000	1107
<input type="checkbox"/>	188B173	Hoch (610 mm Rohrlänge)	70.133.000	1107
<input type="checkbox"/>	188PH8	höhen-/winkelveinst. Stossbügel Standard	40.510.000	NC
<input type="checkbox"/>	188PH9	höhen-/winkelveinst. Stossbügel lang	40.510.000	NC



Höhendiagramm zu 1. Option



Höhendiagramm zu 2. Option

Seitenlehne / Armauflage

Seitenlehnen / Armauflagen

(2-fach abg. nicht möglich mit 255-330 mm Rahmentiefe oder 355-380 mm Rahmen-/Sitztiefe mit Sitzplatte)

<input type="checkbox"/>	188AA12	T-Stil Standardgrösse mit Foamüberzug	40.508.000	NC
<input type="checkbox"/>	188AA13	T-Stil gross mit Foamüberzug	40.508.000	NC
<input type="checkbox"/>	188AA3	Bügel rückklappbar mit Foamüberzug	40.508.000	STD
<input type="checkbox"/>	188AA1	Bügel winkelanpass-/rückklappbar	40.508.000	152
<input type="checkbox"/>	188AA7	Winkelanpass-/rückklapp-/längenverstellbar	40.508.000	304
<input type="checkbox"/>	188AA62	2-fach abgestützt	40.508.000	NC
<input type="checkbox"/>	188AA63	2-fach abgestützt, höhenverstellbar	40.508.000	201
<input type="checkbox"/>	188AA43	2-fach abgestützt, rückklappbar	40.508.000	201
<input type="checkbox"/>	188AA48	2-fach abgestützt, höhen-/rückklappbar	40.508.000	304
<input type="checkbox"/>	188AA11	1-fach abgestützt, höhenverstellbar, hoch	40.508.000	301
<input type="checkbox"/>	188AA29	1-fach abgestützt, höhenverstellbar, tief	40.508.000	301

Armauflagenpolster

<input type="checkbox"/>	188AM23	Armpolster 250 mm Classic	40.508.000	NC
<input type="checkbox"/>	188AM24	Armpolster 350 mm Classic	40.508.000	NC
<input type="checkbox"/>	188AM9	Foamüberzug kurz (nicht mit T-Stil)	40.508.000	NC
<input type="checkbox"/>	188AM10	Foamüberzug lang (nicht mit T-Stil)	40.508.000	NC
<input type="checkbox"/>	188AM27	Ergo Armpolster	40.508.000	NC

Seitenlehne/Armauflage, Montageklappen

<input type="checkbox"/>	188AR17	Tief	40.508.000	NC
<input type="checkbox"/>	188AR18	Hoch	40.508.000	NC

Unterarmschale JAY gepolstert mit Fixierungsband

<input type="checkbox"/>	188JL01	Armschale lang 350 mm - links	70.111.000	216
<input type="checkbox"/>	188JL04	Armschale lang 350 mm - rechts	70.111.000	216
<input type="checkbox"/>	188JL05	Armschale lang 350 mm - Paar	70.111.000	432
<input type="checkbox"/>	188JL02	Armschale lang 450 mm - links	70.111.000	216
<input type="checkbox"/>	188JL06	Armschale lang 450 mm - rechts	70.111.000	216
<input type="checkbox"/>	188JL07	Armschale lang 450 mm - Paar	70.111.000	432
<input type="checkbox"/>	188JL03	Armschale lang 550 mm - links	70.111.000	216
<input type="checkbox"/>	188JL08	Armschale lang 550 mm - rechts	70.111.000	216
<input type="checkbox"/>	188JL09	Armschale lang 550 mm - Paar	70.111.000	432

Montageeinheit Unterarmschale JAY gepolstert


<input type="checkbox"/>	188JN01	Fixe Montageeinheit Stück		NC
<input type="checkbox"/>	188JN03	Fixe Montageeinheit Paar		NC
<input type="checkbox"/>	188JN02	Abschwenkbare Montageeinheit Stück	70.111.000	216
<input type="checkbox"/>	188JN04	Abschwenkbare Montageeinheit Paar	70.111.000	432

Kleiderschutz (Nicht mit höhenverstellbarer Armauflage oder T-Stil)

<input type="checkbox"/>	188SG33	Kunststoff steck-/abnehmbar, klein	40.508.000	NC
<input type="checkbox"/>	188SG29	Kunststoff steck-/abnehmbar, gross	40.508.000	NC

Armauflagen-Matrix für 1-fach abgestützte Armauflagen

Armauflage Transferrohr	Montageklappen	Polster CLASSIC	Polster-Länge L
Länge D		Verstellbereich in der Höhe H	
gross	202.5 mm	hoch	272.5 - 400 mm
		tief	222.5 - 350 mm
klein	132.5 mm	hoch	227.5 - 330 mm
		tief	185.0 - 285 mm



Zubehör

Rückentasche

70.362.000

<input type="checkbox"/>	188A1	Farbe schwarz	71
<input type="checkbox"/>	188A7	Farbe schwarz/anthrazit, Kindergrösse	71

Sitztasche

<input type="checkbox"/>	188A8	Farbe schwarz	50
--------------------------	-------	---------------	----

Verschiedenes

<input type="checkbox"/>	188A83	Werkzeugsatz	NC
--------------------------	--------	--------------	----

Speichenschutz (Nicht mit 12" & 16" Hinterrad & Noppengreifreifen)

<input type="checkbox"/>	188A24	Transparent (nur für 22" und 24" Räder)	40.509.000	204
--------------------------	--------	---	------------	-----

Positionierungsgurt

70.112.000

<input type="checkbox"/>	188A112	25 mm breit, gepolstert, beidseitig einstellbar		102
<input type="checkbox"/>	188A117	50 mm breit, Klick-Verschluss		112
<input type="checkbox"/>	188A118	50 mm breit, gepolstert, Klick-Verschluss		112
<input type="checkbox"/>	188A141	37.5 mm breit, Klick-Verschluss		81

Rahmenfarben							
<input type="checkbox"/>	188C140	Aztec Gold	NC	<input type="checkbox"/>	188C148	Mauve Pink	NC
<input type="checkbox"/>	188C2	Black (nicht möglich in Kombination mit Zebra)	NC	<input type="checkbox"/>	188C103	Rootbeer	NC
<input type="checkbox"/>	188C141	Black Cherry	NC	<input type="checkbox"/>	188C114	Sparkle Silver	NC
<input type="checkbox"/>	188C10	Black Opal	NC	<input type="checkbox"/>	188C145	Sunrise Orange	NC
<input type="checkbox"/>	188C38	Blue Opal	NC	<input type="checkbox"/>	188C113	Titanium Color Paint	NC
<input type="checkbox"/>	188C36	Candy Blue	NC	<input type="checkbox"/>	188C8	Yellow	NC
<input type="checkbox"/>	188C14	Candy Purple	NC	<input type="checkbox"/>	188C116	Matte Black	NC
<input type="checkbox"/>	188C35	Candy Red	NC	<input type="checkbox"/>	188C151	Matte Black Cherry	NC
<input type="checkbox"/>	188C142	Electric Blue	NC	<input type="checkbox"/>	188C152	Matte Purple	NC
<input type="checkbox"/>	188C143	Evergreen	NC	<input type="checkbox"/>	188C150	Matte Elektrik Blue	NC
<input type="checkbox"/>	188C126	Glow	NC	<input type="checkbox"/>	188C149	Matte Evergreen	NC
<input type="checkbox"/>	188C144	Green Apple	NC	<input type="checkbox"/>	188C108	Zebra	255
<input type="checkbox"/>	188C147	Hot Sparkle Pink	NC			(bitte Grundfarbe aus Std Farben wählen)	

SwissOption										
Trommelbremse für Begleitperson				Fussstütze/Fussauflage SOPUR Version						
<input type="checkbox"/>	Schraubachse!	16" (Flexel)	40.503.000	710	Fussstützenausführung					
<input type="checkbox"/>		20" (Flexel)	40.503.000	710	<input type="checkbox"/>	60° abnehm-/abschwenkbar	40.505.000	NC		
<input type="checkbox"/>		22" (Pneu)	40.503.000	710	<input type="checkbox"/>	70° abnehm-/abschwenkbar	40.505.000	NC		
<input type="checkbox"/>		22" (Flexel)	40.503.000	846	Fussstützenrohr					
<input type="checkbox"/>		24" (Pneu)	40.503.000	710	<input type="checkbox"/>	Kurz	267.5 - 367.5 mm (10.5" - 14.5")	NC		
<input type="checkbox"/>		24" (Poly)	40.503.000	811	<input type="checkbox"/>	Mittel	305.0 - 407.5 mm (12.0" - 16.0")	NC		
<input type="checkbox"/>		24" (Flexel)	40.503.000	846	<input type="checkbox"/>	Lang	367.5 - 470.0 mm (14.5" - 18.5")	NC		
<input type="checkbox"/>		7 x 1 3/4" (178 x 25 mm; Pneu/Flexelfüll.)	40.503.000	136	Fussauflage 40.505.000					
<input type="checkbox"/>	Kleiderschutz				<input type="checkbox"/>	Fussraste durchgehend, Fussauflage Aluminium		201		
<input type="checkbox"/>		Kleiderschutz Kunststoff steck-/abnehmbar, mit Radabdeckung/Spritzschutz	40.508.000	196		winkel-/tiefeinstellb. (Sopur Version) ab SB 360 mm				
<input type="checkbox"/>		Kleiderschutz/Radabdeckung, fix, an Rad anpass- und höhenverstellbar. Nur mit Seitenlehne 1-fach abgest. 188AA11/188AA29. Nicht mit 12", 16" Rädern.	40.508.000	402	Ankippbügel / Antikippstütze					
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	Ankippbügel	<input type="checkbox"/>	Anbau rechts	40.506.000	50
							<input type="checkbox"/>	Anbau links	40.506.000	50
							<input type="checkbox"/>	Anbau rechts und links	40.506.000	100
					<input type="checkbox"/>	Antikippstütze	<input type="checkbox"/>	Anbau rechts	40.501.000	152
							<input type="checkbox"/>	Anbau links	40.501.000	152
<input type="checkbox"/>	(476314)	Montageplatte für Kopfstütze o. Kopfstütze		113		(Sopur Version)	<input type="checkbox"/>	Anbau rechts und links	40.502.000	304
<input type="checkbox"/>		Kopfstütze komplett inkl. Montageplatte	70.121.000	587	Therapietisch					
<input type="checkbox"/>		Kopfstütze komplett ohne Montageplatte	70.121.000	484	<input type="checkbox"/>	Therapietisch abschwenkbar		70.161.000		389
	(881907)	<input type="checkbox"/> Kopfauflage mittel								
	(881908)	<input type="checkbox"/> Kopfauflage breit								



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY-Bestellblätter

zippie IRIS	Grundpreis	CHF	4030
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	90
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	