

WheelDrive

Kombinationsübersicht

WheelDrive, der elektrische Zusatzantrieb der Marke Empulse, passt an fast alle manuellen Rollstühle – und das ohne zusätzliche Anbauteile oder Änderungen am Rollstuhl.

Bitte kontaktieren Sie Sunrise Medical, wenn Ihr Rollstuhlmodell nicht in dieser Liste aufgeführt ist.



Rollstuhlmarke / Modell	Rollstuhlmarke / Modell	Rollstuhlmarke / Modell	Rollstuhlmarke / Modell
Sunrise Medical	Invacare	Meyra	PRO ACTIV
Breezy BasiX ²	Action 1 / 2 / 3 / 4 / 5	Avanti / Avanti Pro	Buddy
Breezy Cirrus 4	Action XT	Eurochair 1.750	Speedy
Breezy Emineo	MyOn HC	Eurochair 1.850	Traveler
Breezy Exigo 20	Rea Focus	Eurochair ² 2.750	RGK
Breezy RubiX ²	SpinX	Eurochair ² 2.850	Hilite
Sopur Argon	Spirea 4 NG	Hurricane	Octane Sub4
Sopur Argon ²	Top End Terminator	Nano	Tiga
Sopur Easy 160 i	XLT	Service 3.600	Tiga FX
Sopur Easy 200	Ki Mobility	Smart ² /Smart ^S	Tiga Sub4
Sopur Easy 300	Little Wave Click	X1	SORG
Sopur Easy Life	Rogue	X-Star	Jump Alpha (ab SB 280 mm)
Sopur Easy Life R	Küschall	ZX1 / ZX3	Jump Beta Sport
Sopur Easy Life RT	Advance	O⁴	Vector (ab SB 280 mm)
Sopur Easy Life T	Champion	Multihopper	Vector BSA
Sopur Helium	Compact	OlympicHopper	Vassilli
Sopur Neon ²	Compact attract	SwayHopper	Hi-Lo M
Sopur Nitrum	K-Series	Otto Bock	Hi-Lo M Alu Line
Sopur Xenon ² / Xenon ² SA	K-Series attract	Avantgarde 4/CS/CV/T/VR	Evolution activa
Berollka	Ultra-Light	Motus	Evolution activa compact
Basic	LEVO	Motus CS/CV	Veldink4kids
Cobra Sport	LEVO active-easy LAE	Start4 M2	Adapt
Finess	LEVO compact-easy LCEV	Start M2 Effect	Kiddo Classic
Phoenix	LEVO Summit EL	Start M5 Comfort	Kiddo Tilt
Slade AR/SLT	LEVO Summit M	Ventus	Kiddo Xperienz
Sprint AR/SLT		Panthera	
DIETZ		S2 / S2 Swing	
AS 01		U2 / U2 Light	

Bitte beachten Sie: Diese Liste gibt Ihnen einen Anhaltspunkt, an welche Rollstühle der WheelDrive angebaut werden kann. Baujahr, Schwerpunkteinstellung und Radgrösse können die Kompatibilität jedoch beeinflussen. Eine wesentliche Voraussetzung ist, dass die Aufnahme für die Steckachse einen Durchmesser von 12 oder 12,7 mm hat.

Um 100% sicher zu sein, dass der WheelDrive an Ihren Rollstuhl angebaut werden kann ist es notwendig die Montage zu testen. Oder fragen Sie Ihren Fachhändler um Hilfe.

Achtung: Kombination mit Trommelbremse ist nicht möglich.