

BREEZY[®]

Transport einfach gemacht...

Moonlite



Einfacher Transport...

Kompaktes Transportmass und leichtes Gewicht.

Gepolsterter Komfort...

Konzipierte Sitzposition mit komfortabler Polsterung.



Technische Daten



Kompaktes Faltnass










Feststellbremse für Begleitperson (12" Rad)



Abschwenkbare Fussrasten

41 / 46 cm



Gesamtbreite:	SB + ca. 18 cm (I*) SB + ca. 21 cm (II*)	Gesamtgewicht:	11.8 kg (I*), 13.5 kg (II*)
Sitzbreite:	41 / 46 cm	Max. Zuladung:	115 kg
Sitztiefe:	41 cm	Rückenwinkel:	5°
Rückenhöhe:	43 cm		
Sitzhöhe:	48 cm		

*I = Begleitversion; II = Selbstfahrer

STEPSTM
Sunrise Training and Education Programmes
KNOWLEDGE FOR THE FUTURE



SUNRISE
MEDICAL

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon +41 (0)31 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.sunrisemedical.ch