

Sitzen und Positionieren – intelligente Rotation



Quickie IRIS



Die intelligente Rotation innerhalb des Schwerpunktes.

Die Sitzeinheit des Quickie Iris lässt sich bis zu 60° auf dem Rahmen kippen. Druckentlastung mit maximalem Komfort ist damit garantiert.

Mit der individuellen Sitzpositionierung bleibt der Schwerpunkt des Patienten im Zentrum. Das Fahrverhalten und das Handling werden einfacher und die Stabilität ist gewährleistet.

Sitz- und Rückenposition sind stufenlos und unabhängig voneinander verstellbar. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten auch in Kombination mit Sitzschalen oder als Komfort-/Pflegerollstuhl.

Der Quickie Iris, die intelligente Lösung in der Positionierung!



Einstellbarer Neigungsbereich
Standard: -5° bis +50° / 0° bis +55° / 5° bis +60°
Kurz: -5° bis +35° / 0° bis +40° / 5° bis +45°



Rückeneinheit einstellbar (Standard) oder
Recline Rücken (Option)



Stoßbügel winkelverstellbar (Option)



Intelligente Positionierung

Quickie Iris

Sitzbreite	350 - 560 mm
Sitztiefe	350 - 560 mm
Vordere Sitzhöhe	370 - 500 mm
Hintere Sitzhöhe	370 - 500 mm
Rückenhöhe	bis 800 mm
Rückenwinkeleinstellung	optional
Gesamtbreite	Sitzbreite + ca. 180 mm
Neigungsbereich Standard	-5° bis 50° / 0° bis 55° / 5° bis 60°
Neigungsbereich kurz	-5° bis 35° / 0° bis 40° / 5° bis 45°
Max. Benutzergewicht	113 kg / verstärkt 158 kg
Produktgewicht	ab 18 kg
Farbe Bespannung	schwarz
Rahmenfarben	26 Farben



Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

