



\*Erhältlich mit und ohne Sitzlift  
\*\*Erhältlich mit Sitzlift

# DIE VORTEILE DER QUICKIE ELEKTROLLSTÜHLE: Einfacher Service, hohes Mass an Wirtschaftlichkeit. Die Q Serie Produktfamilie.

MODELLE	Q50	Q100	Q200	Q300 MINI KIDS	Q300 MINI	Q400	Q500	Q700	Q700-UP
TECHNISCHE DATEN									
Klinische Anforderungen	● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
Erweiterbarkeit / Nachrüstmöglichkeiten		● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
Modularität		● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●

Steuerung	VSI (Curtiss & Wright)	VR2 (60 A)	VR2 (90 A)	R-Net (120 A)	R-Net (120 A) VR2 (90 A)	VR2 (90 A)	R-Net (120 A)	R-Net (120 A)	R-Net (120 A)
Motoren	2 x 200 Watt, bürstenlos	2-Pol	2-Pol	2-Pol und 4-Pol	2-Pol und 4-Pol; 2-Pol	2-Pol	4-Pol	4-Pol	4-Pol
Geschwindigkeit	6 km/h	6 km/h	10 km/h	10 km/h und 8 km/h	10 km/h und 8 km/h; 6 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Batterien	30 Ah	55 Ah	50 Ah / 55 Ah	56 Ah	41 Ah / 56 Ah	50 Ah / 60 Ah / 80 Ah	60 Ah / 80Ah	60 Ah / 80Ah	80 Ah
Max. Nutzergewicht	136 kg	125 kg	136 kg	76 kg	136 kg	136 kg	160 kg	160 kg	120 kg
Antriebsart	R	R	R	M	M	M, F, R	M, F, R, H	M, F, *R (SEDEO PRO HD nur mit M)	M, F
Sitzsystem	Sitz-/Rückenbesp. SLING SEAT	Sitz-/Rückenbesp. SLING SEAT	Sitz-/Rückenbesp. SLING SEAT	KIDS SEAT	SEDEO LITE	SEDEO LITE	SEDEO PRO	*SEDEO PRO / SEDEO PRO ADVANCED, SEDEO PRO HD	SEDEO PRO ADVANCED UP