

up! go!

C-ME



Q300



Q500



Q700

# MIT IHREM ELEKTROLLSTUHL AUF AUGENHÖHE

**Bei C-Me geht es darum, Ihnen die Möglichkeit zu bieten, Ihren Mitmenschen auf Augenhöhe zu begegnen.**

Stört es Sie, dass Sie Dinge nicht selbständig erreichen können? Würden Sie gerne mit Freunden und Familie spazieren gehen und sich auf gleicher Höhe unterhalten? Mit C-Me können Sie die Unabhängigkeit erreichen, die Sie sich wünschen.

**Fahren Sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4,8 km/h und einer Sitzhöhe von bis zu 300 mm Schulter an Schulter mit allen um Sie herum.**

Die C-Me-Funktion ermöglicht es Ihnen, aktiver am Leben teilzunehmen, ohne sich auf andere verlassen zu müssen und senkt das Risiko von Schulterschmerzen und -verletzungen durch ständige Belastung. C-Me ermöglicht Ihnen Bereiche zu erreichen, die bisher unerreichbar waren, erleichtert die Kommunikation mit anderen Menschen und steigert so Ihre Unabhängigkeit und Ihr Selbstvertrauen.



# FÜR MEHR UNABHÄNGIGKEIT UND VERBESSERTE MOBILITÄT

## Schulter an Schulter

Fahren Sie mit hochgefahrenem Sitz mit Schrittgeschwindigkeit, wenn Sie mit Ihren Freunden unterwegs sind. C-Me nimmt Ihnen frustrierende Geschwindigkeitsbeschränkungen ab. Und Sie müssen sich nicht mehr anstrengen – weder um nach oben zu greifen noch um ständig nach oben zu schauen, um mit anderen zu kommunizieren.

## Komfortable Fahrt

Unsere Federung sorgt für eine sanfte und komfortable Fahrt. Sie können sogar auf Knopfdruck den Sitzlift hoch- und runterfahren, ohne dass Sie anhalten müssen!

## Erleichtert das Umsteigen

Zusammen mit dem höhenverstellbaren Sitz unterstützt Sie die C-Me-Technologie beim Transfer zu höher gelegenen Flächen.



## Neue Höhen erreichen

Mehr Sicherheit im Strassenverkehr, insbesondere beim Überqueren belebter Strassen, durch verbesserten Überblick und Zugang zu schwer zugänglichen Bereichen wie Schränken, Regalen und Türklingeln.



Scannen Sie den QR Code um  
mehr Informationen zu erhalten.

# VERFÜGBARKEIT VON C-ME

C-Me ist mit der R-Net-Steuerung, allen vier Antriebsarten und mit unseren Sitzsystemen SEDEO LITE, SEDEO PRO und SEDEO ERGO der QUICKIE Q-Serie erhältlich.

KLINISCHE ANFORDERUNGEN



**Q50**

**SITZSYSTEM**  
SLING SEAT | **ANTRIEB**  
RWD



**Q100**

**SITZSYSTEM**  
SLING SEAT | **ANTRIEB**  
RWD



**Q200**

**SITZSYSTEM**  
SLING SEAT | **ANTRIEB**  
RWD



**Q300**

**SITZSYSTEM**  
SEDEO LITE | **ANTRIEB**  
KIDS SEAT | MWD



**Q400**

**SITZSYSTEM**  
SEDEO LITE | **ANTRIEB**  
MWD | FWD | RWD



**Q500**

**SITZSYSTEM**  
SEDEO PRO | **ANTRIEB**  
MWD | RWD | HWD



**Q700**

**SITZSYSTEM**  
SEDEO ERGO | **ANTRIEB**  
SEDEO PRO | MWD | FWD | RWD



**Q700-UP**

**SITZSYSTEM**  
SEDEO ERGO | **ANTRIEB**  
MWD | FWD

◀ C-ME VERFÜGBARKEIT (NUR MIT R-NET) ▶

FAHREIGENSCHAFTEN ▶

□ RWD: Heckantrieb □ MWD: Mittelradantrieb □ FWD: Frontantrieb □ HWD: Hybridantrieb



## Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17  
3110 Münsingen  
Fon: 031 958 3838  
info@sunrisemedical.ch  
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical ist Ihre Sicherheit wichtig. Bitte lesen Sie für die sichere Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Wartungsrichtlinien.

Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich Sunrise Medical das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Die neuesten Informationen finden Sie unter [www.SunriseMedical.ch](http://www.SunriseMedical.ch). Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf [www.SunriseMedical.ch](http://www.SunriseMedical.ch) zur Verfügung.