

Magic 360

# GEHEN SIE IHREN EIGENEN WEG



BUILT  
TO LAST

TAILORED FOR  
YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN  
MADE

**360** magic™



# URBANE MANÖVRIERBARKEIT TRIFFT OFF-ROAD PERFORMANCE

## 610-660 mm breite, kompakte Fahrbasis

Der erste Elektrorollstuhl, der kompakt genug ist, um sich problemlos in Innenräumen zu bewegen und sich gleichzeitig mit allem ausstatten lässt, was Sie in der Natur und abseits gewohnter Wege brauchen.

## NOCH MEHR FAHRKOMFORT

### Verbesserte Allradfederung

Entwickelt von den All-Terrain-Experten und mit vollständig unabhängiger Allradfederung, um Sie und Ihren Körper zu unterstützen.



## AUF AUGENHÖHE

### 5km/h in der Sitzliftfunktion

Auch mit aktiviertem Sitzlift (300 mm) können Sie auf Augenhöhe Schritt halten, ob im Berufsumfeld, mit Freunden unterwegs oder bei anderen Aktivitäten.

## PASSEND FÜR JEDEN UNTERGRUND

### Wählen Sie aus drei austauschbaren Radoptionen.

Fahren Sie wohin Sie möchten, von engen Innenräumen und Büros bis hin zu Parks, Gärten und im Gelände.



**Urban 14" Antriebsräder**  
für ultimative urbane Manövrierfähigkeit  
(610 mm Gesamtbreite)



**Crossover 14" Antriebsräder**  
für zusätzliche Federung und Komfort  
(635 mm Gesamtbreite)



**Off-Road 14" Antriebsräder**  
für ultimative Traktion im Freien  
(660 mm Gesamtbreite)

PASSEN SIE IHREN WEGBEGLEITER AN IHRE BEDÜRFNISSE AN UND ERLEBEN SIE

MEHR UNABHÄNGIGKEIT

# 360° Freedom

Der Magic 360 ist der vielseitigste und kompakteste Elektrorollstuhl mit Off-Road Performance. Konzipiert für die Welt, in der Sie leben, unterstützt Sie der Magic 360 in allem, was Sie vorhaben. Konfigurieren Sie Ihren Wegbegleiter ganz nach Ihrem Geschmack. Wählen Sie die Räder und Optionen passend für Ihre persönlichen Abenteuer. Ihr Magic 360. Ihre Wahl.

Because the world's not flat™

VON ENGEN

INNENRÄUMEN ÜBER URBANE STRASSEN LANDSCHAFTEN BIS HIN ZU OFF-ROAD



## 2X POWER FÜR MEHR LEISTUNG

### 800 Watt-Motoren

Nur die stärksten Motoren ermöglichen es Ihnen, mit absolutem Vertrauen mehr im Leben anzugehen.

# ANPASSUNG AN IHREN LEBENSSTIL

Es ist Ihr Leben und Ihre Reise. Wählen Sie, wie Sie es sich wünschen.

## WÄHLEN SIE IHR > ANTRIEBSRAD

Flexibilität ist der Schlüssel – und drei verschiedene Radoptionen eröffnen Ihnen Möglichkeiten wie nie zuvor. Leicht zu wechseln und alle sind robuste Performer.



AUSWECHSELBARE RÄDER	URBAN 14"	CROSSOVER 14"	OFF-ROAD 14"
BREITE DER FAHRBASIS	610 mm	635 mm	660 mm
UNTERGRUND	Für enge Innenräume und das Leben in der Stadt	Für alles, was dazwischen liegt	Für Fahrten abseits der Strasse

## WÄHLEN SIE IHREN > FARBSTIL

Unter 13 attraktiven Farb-Styles finden Sie garantiert auch Ihren persönlichen Lieblingslook – eine Abrundung der vollkommenen Anpassung des Magic 360 an Ihren individuellen Lebensstil!



## MAGIC 360 TECHNISCHE DATEN

NUTZERGEWICHT (max.)	160 kg		
GESCHWINDIGKEIT (max.)	10 km/h		
	mit aktiviertem 300 mm Sitzlift		
GESAMTLÄNGE	983 mm		
BREITE DER FAHRBASIS	610 mm	635 mm	660 mm
SITZHÖHE (Boden zu Sitzfläche)	435 mm		
BODENFREIHEIT	90 mm		
LENKRÄDER (vorne & hinten)	Ø200 mm / 8" pannensicher		
WENDERADIUS	615–665 mm		
MOTOREN	2 x 800 Watt		
GEWICHT ROLLSTUHL (min.)	149 kg		
	(Standard) 168 kg		
ELEKTRONIK	R-Net 120A		
BATTERIEGRÖSSE	74 Ah Gel		
SITZ (Tiefe & Breite)	305–560 mm		

## STANDARD ELEKTRISCHE FUNKTIONEN



**magic**  
Mobility™

Because the world's not flat

Bitte denken Sie daran, dass Ihr Rollstuhl mit Elektromotoren ausgestattet ist und NIEMALS durch Wasser, in Flüssen, Bächen und Meer gefahren werden darf. Informieren Sie sich online über die aktuelle Version. Technische Änderungen, Anpassungen und Druckfehler vorbehalten.  
©Magic Mobility. Produkt aus Australien.



**SUNRISE**  
MEDICAL.

Sunrise Medical AG  
Erlenauweg 17  
3110 Münsingen  
Fon 031 958 3838

info@sunrisemedical.ch  
www.SunriseMedical.ch

