

zippie®
Explore your world!

Simba™

Generation 2015



Der mitwachsende Roll-
stuhl für aktive Kids





Simba™

Generation 2015



Innovativ und anpassbar,
der mitwachsende Star-
rahmen-Rollstuhl...

Eines ist sicher: Kinder werden von
Jahr zu Jahr grösser! Aus diesem
Grund verfügt der Simba sowohl über
ein integriertes Sitztiefenwachstum
von 4 cm als auch über ein Sitzbrei-
tenwachstum von 2 cm – ohne Ein-
satz zusätzlicher Teile.

Simba – Dein loyaler Kumpel!



Bezug in 6 Farben



SPEZIFISCH FÜR KIDS ENTWICKELT

Freiheit - Mobilität - Unabhängigkeit! Jeder Zentimeter des Simbas wurde darauf ausgelegt, dem Kind eine bestmögliche Position zum Antriebsrad zu ermöglichen und so ein effizientes Fahren zu erlauben. Dank Optionen wie Abduktionsrahmen, hochklappbare & winkeleinstellbare Fussauflage sowie im Seitenteil integrierte Safari-Bremse ist das Kind unabhängig und ohne Einschränkungen in der Lage, den Rollstuhl effizient anzutreiben, in und aus dem Rollstuhl zu transferieren sowie die Bremse schnell und sicher zu betätigen.



ERGONOMISCHER SCHIEBEGRIFF

Zur Einstellung der optimalen ergonomischen Position lässt sich der Schiebegriff einfach in Höhe und Winkel einstellen. In Kombination mit der neuen Stabi-Stange entsteht damit ein stabiles Konstrukt.



ÜBERARBEITETE SAFARI BREMSE

Dank der verbesserten im Seitenteil integrierten Safari Bremse lässt sich der Rollstuhl schnell & sicher stoppen.

FARBIGE OPTIONEN

Der Simba möchte die einzigartige Persönlichkeit Ihres Kindes bewusst unterstreichen. Neben seinem aktiven Rahmendesign kann der Simba in 28 hellen Rahmenfarben, 6 Bezugsfarben, mit farbiger Lenkradgabel & mit einer Vielzahl von Speichenschutz-Motiven bestellt werden. Simba – mehr Freiheit für Ihr Kind.



VOLLSTÄNDIG ANPASSBARER ACHS-ADAPTER

Der optimierte Achsadapter ermöglicht eine punktgenaue Anpassung der hinteren Sitzhöhe, des Schwerpunkts und des Radsturzes ohne dabei die Rollstuhl-Performance einzuschränken.



SIMBA - EIN INNOVATIVES DESIGN

Die formschöne Lenkradanbindung in Kombination mit der innovativen Carbotecture-Gabel (ein extrem leichtes & festes Hightech-Material) verleiht dem Simba einen frischen & jungen Look und ermöglicht gleichzeitig eine Gewichtsoptimierung.

28 Rahmenfarben



TECHNISCHE DATEN

Max. Benutzergewicht:	65 kg
Sitzbreite:	22 – 36 cm (+2 cm Sitzbreitenwachstum)
Sitztiefe:	24 – 38 cm (+4 cm Sitztiefenwachstum)
Vordere Sitzhöhe:	36 – 48 cm
Hintere Sitzhöhe:	29 – 46 cm
Rückenhöhe:	20 – 40 cm
Rückenwinkel:	-16° bis +20°
Rahmenversionen:	gerader oder Abduktions-Rahmen (3 cm pro Seite)
Rahmenwinkel:	95°
Lenkräder:	3"/4"/5"/6"
Antriebsräder:	20"/22"/24"
Gewicht:	ab 8 kg
Rahmenfarben:	24
Crash getestet:	ja



Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte das Bestellformular auf unserer Website. Zusätzliche Fragen beantwortet Ihnen gerne auch unser Sunrise Medical Kundendienst. www.SunriseMedical.ch



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch