



WHERE YOU WANT TO BE.

HINAUS INS LEBEN

S-SERIES
— PREMIUM SCOOTER RANGE —

S425 **S700**

DIE INNOVATIVEN ELEKTROMOBILE **DER MARKE STERLING**

Freunde im Park treffen, eine Shopping-tour im Einkaufszentrum oder einen längeren Tagesausflug mit der Familie – die neuen, zuverlässigen Elektromobile der S-Serie von Sterling bringen Sie hinaus ins Leben! Mit vielen praktischen Funktionen, maximaler Sicherheit, erstklassigen Fahreigenschaften und moderner Optik – wählen Sie selbst, welches Elektromobil der ideale Partner für Ihre Anforderungen ist!

S425





S425

KOMPAKT. KLASSE. MOBIL. DER KOMPAKTE OUTDOOR-EXPERTE

Das S425 Elektromobil mit umfangreichen Funktionen ist sehr wendig und leicht zu steuern, z. B. in Einkaufszentren oder belebten Innenstädten. Mit seiner komfortablen Vollfederung als Standardausstattung wird jede Fahrt zu einem Vergnügen.

Mit der Kombination aus hellen LED Lichtern und einer Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h ist der S425 bestens für die Fahrt auf der Strasse geeignet.

Dank der grossen Räder lassen sich Bordsteinkanten und übliche Hindernisse im Freien einfacher überwinden. Längere Fahrten können durch die grossen 55 Ah Batterien leichter bewältigt werden.





Höchstgeschwindigkeit: **10 km/h**



Farbe: **Urban grau**



Batterien: **55 Ah**



Radgrösse: **31 cm**



Max. Nutzergewicht: **150 kg**

S700

WELT. STAR. PERFORMANCE. DER LEISTUNGSSTARKE AUSFLUGSPARTNER

Das luxuriöse S700 Elektromobil mit hervorragender Leistung ist der perfekte Begleiter für Ihr Abenteuer im Freien und bringt Sie sicher ans Ziel. Die hohe Batteriekapazität von 75 Ah liefert ausreichend Leistung für grössere Reichweiten und ermöglicht eine beachtliche Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h.

Durch die extrem leistungsstarken Fahreigenschaften des S700 können Steigungen/Gefälle und höhere Bordsteine problemlos befahren werden. Die grossen Reifen und die hochentwickelte 4-Rad-Federung sorgen für angenehmen, ruhigen Fahrspass.





Höchstgeschwindigkeit: **10 km/h**



Farbe: **Timeless Black Metallic**



Batterien: **75 Ah**



Radgrösse: **33 cm**



Max. Nutzergewicht: **160 kg**

SEHEN. SICHTBAR. SICHER. DIE LED BELEUCHTUNG

Helle, leistungsstarke LED Beleuchtung, für den Straßenverkehr zugelassen. Durch die lange Lebensdauer der LED Beleuchtung müssen Sie keine Glühlampen mehr auswechseln.



INNOVATIVES DESIGN

Mit der hochentwickelten LED Beleuchtungstechnologie sind die Elektromobile der S-Serie 400 mal energieeffizienter als herkömmliche Glühlampen. Für Sie bedeutet dies eine höhere Batterieleistung und eine grössere Reichweite bei jeder Fahrt.

Sicherheit als Standard: Alle Modelle der S-Serie sind mit gut sichtbaren LED Blinkern, Schlussleuchten und Bremslichtern ausgestattet.



- **Innovative, aktive Sicherheitsräder**
Werden bei der Fahrt über Hindernisse angehoben und sorgen für mehr Sicherheit an Steigungen/Gefällen.





Wasserfeste Soft Touch-Bedienelemente mit einfacher Geschwindigkeitseinstellung, LED Batterieanzeige und leistungsstarker Hupe.

Die Wig-Wag-Steuerung mittels Daumen oder Finger für eine einfache Bedienung des Elektromobiles.

STILVOLL STEUERN

Die einzigartige Konstruktion der Wig-Wag-Steuerung, eine einfach zu bedienende Steuerung mit Finger- oder Daumenschalter, gibt hohe Sicherheit durch die einfache Bedienungsweise. Mit dem grossen, ergonomisch gestalteten Delta-Lenker inklusive Handablagefläche wird jede Fahrt zum Vergnügen.




Sicherheit und Stil als Standard – alle Elektromobile der S-Serie sind mit zwei Spiegeln im Carbon-Design ausgestattet.

Der abnehmbare Korb mit Tragegriff ist praktisch zum Einkaufen.

LUXURIÖSE SITZEINHEIT

Die mehrfach verstellbare Sitzeinheit garantiert ein komfortables Fahren.



SITZVERGNÜGEN KOMFORT BEI JEDER FAHRT

Die ausgereifte Sitzlösung der Elektromobile S425 und S700 bietet Komfort auf höchstem Niveau: von der Verstellung von Sitzhöhe und Sitztiefe sowie dem Rückenwinkel bis hin zu den hochklappbaren, breiten-, winkel- und tiefenverstellbaren Armlehnen. Das Wohlfühlen beginnt bereits vor Fahrtantritt. Der luxuriöse Komfort-Sitz bietet selbst gross gewachsenen Personen ein überaus bequemes Sitzerlebnis. Auch der Härtegrad des Komfort-Sitzes lässt Vorfreude auf die Fahrt aufkommen. Eine gute Passform, eine höhenverstellbare Kopfstütze und die serienmässig vielseitig verstellbaren Armlehnen vermitteln ein sicheres Gefühl.



→ Stufenlose, verstellbare Sitztiefe



→ Schnelle und einfache Verstellung
des Rückenwinkels



→ Sitzdrehung zur Seite ermöglicht einen
besonders bequemen Einstieg

S-SERIE ELEKTROMOBIL ZUBEHÖR



// LAGERSCHUTZHÜLLE

Passend für alle Modelle.

Bestellnummer 22219098



// SITZ WETTERÜBERZUG

Passend für alle Modelle.

Bestellnummer 22219097



// WETTER BEINSCHUTZ

Wetterfest, mit hoher Wärmefunktion durch Innenfütterung.

Bestellnummer 22219099



// WETTERSCHUTZANZUG

Seitlicher Reißverschluss zum leichten An- und Ausziehen.

Passend für alle Modelle.

Bestellnummer 22219100



// KRÜCKEN- ODER GEHSTOCKHALTER

An der Rückseite des Sitzes befestigbar.

Passend für alle Modelle.

Bestellnummer 22219094



// KRÜCKEN- ODER GEHSTOCKHALTER

Hinter dem Sitz (niedrig/links).

Passend für alle Modelle.

Bestellnummer 22219095



// ROLLSTUHL- ODER ROLLATOR-HALTERUNG

Passend für alle Modelle.

Bestellnummer 22219096



// EINKAUFSTASCHE

Set enthält eine Tasche für die Rückenlehne mit Handgriffen und eine separate, kleinere Tasche für die Armlehne. Beide werden mit Trägern befestigt.

Bestellnummer 22219092



// RÄDER-SET FÜR S425

Pannensichere Bereifung mit komplettem Montagezubehör und Bremsscheibe.

Bestellnummer 22219108



// RÄDER-SET FÜR S700

Pannensichere Bereifung mit komplettem Montagezubehör und Bremsscheibe.

Bestellnummer 22219102



// EXTERNES LADEKIT

Ermöglicht das Laden eines 2. Batteriesets ausserhalb des Scooters.

Bestellnummer 22219103

TECHNISCHE DATEN

S-SERIES	S425	S700
Höchstgeschwindigkeit	10 km/h	10 km/h
Max. Nutzergewicht	150 kg	160 kg
Batteriekapazität	55 Ah x 2	75 Ah x 2
Ladegerät	8 A	8 A
Max. potenzielle Reichweite*	42 km	55 km
Max. Leistung (Spitze)	1200 W	2700 W
LED-Beleuchtung	Ja	Ja
Verstellbare Lenksäule & Wig-Wag-Steuerung	Ja	Ja
Vollfederung	Ja	Ja - erweitert
Luft-Bereifung	31 cm	33 cm
Gesamtbreite/-länge	66 cm / 135 cm	67 cm / 150 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	49 cm x 49 cm	49 cm x 49 cm
Sitzhöhenbereich	45 cm - 50 cm	45 cm - 50 cm
Mindestwendekreis	2.0 m	2.2 m
Farbe	Urban grau	Timeless Black Metallic
Elektromobilgewicht inkl. Batterien	117 kg	146 kg

* Max. potenzielle Reichweite basiert auf Branchenvergleichswerten für ähnliche Produkte und Batteriekapazitäten



In ganz Europa haben sich Tausende von Menschen mit Hilfe eines STERLING Elektromobils von Sunrise Medical den Alltag vereinfacht. Seit über 30 Jahren steht die Marke Sterling für Elektromobile mit höchster Qualität, maximaler Sicherheit und grösstmöglichem Komfort. Weitere Informationen zu den Produktoptionen entnehmen Sie bitte dem Bestellformular auf unserer Webseite.



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon +41 (0)31 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

