

Faltbare Schiebehilfe

R20



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer		Versandadresse
		entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.		KD.-Nr.
Name:		Name:
Strasse:		Strasse:
PLZ/Ort:		PLZ/Ort:
E-Mail:		E-Mail:
Fon:		Fon:
Bestellinformation		Nutzergewicht
Bestellung	Kostenvoranschlag	Max. zulässige Gesamtgewicht: 190 kg
Kommission:		Nutzergewicht: kg
Art.-Nr. 075 000 00		
Tarif Ziffer 90.361.000		
Stand: 01.01.2023, Preise gültig bis auf Widerruf		

Grundpreis **CHF 2'680**

Alle Preise exkl. MWSt. / Unverbindliche Preisempfehlung

Technische Daten


Max. zulässige Gesamtgewicht	190 kg	Max. Geschwindigkeit	5 km/h (2 / 3,7 / 5) *
Motor	250 W / 30 Nm	Max. Reichweite	15 km**
Schutzklasse Motor / Display	IP54 / IP65	Max. Steigung	10° / 18%
Gewicht der Batterie	1,4 kg	Max. Nutzergewicht	170 kg
Gewicht Motor und Halterung	3 kg	Max. Stufenhöhe	50 mm***
Gesamtgewicht inkl. Batterie	4,5 kg	Max. Motorgeräusch	50 +/-5 dBa in 1 m Abstand
Gesamtgewicht exkl. Batterie	3 kg	Ladezeit (Vollladung)	ca. 4,5 - 5 Stunden
Sitzhöhenbereich Rollstuhl	410 - 510 mm	Lithium Ionen Batterie	5,8 Ah / 36 V (209 Wh)
Sitzbreitenbereich Rollstuhl	320 - 600 mm	Ladegerät 100-240 V AC	36 V / 1,35 A

Anwendungsgebiet: Für Begleitpersonen die den Rollstuhlfahrer schieben; nutzbar im Innen- und Aussenbereich.

* Die max. Geschwindigkeit ist abhängig vom Nutzergewicht, der Topographie, Luftdruck, Beschaffenheit des Untergrundes

** Abhängig vom Nutzergewicht, Topographie, Untergrund, Fahrstufe

*** Abhängig vom Rollstuhl, Untergrund, Bedienung



Montage Empulse R20 an Breezy X-Family Rollstühle

		Sitzbreite (mm)																																		
		A	B	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600				
A: Hintere Sitzhöhe (mm)	B: Abstand Unterkante Rahmen - Boden (mm)	380	115																																	
		390	125																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		400	135																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		410	145																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		420	155			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		430	165	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		440	175	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		450	185	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		460	195	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		470	205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		480	215	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		490	225	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		500	235	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
510	245	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
520	255	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
540	275	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
560	295	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

R20		CHF
07500000	R20 inkl. Batterie, Controller, Bedieneinheit und Ladegerät	2'680

R20 Anbindung – beigelegt (1) (2) n/c

EMR000036	BasiX ²	EMR000049	Exigo	Andere Rollstuhlmodelle		
EMR000050	Cirrus G5	EMR000076	IRIS	EMR010039	22–28 mm Rahmenrohr-Durchmesser	
EMR000051	Cirrus G5 Untergestell	EMR000146	Neon ² (ab RSH 390 mm)	EMR010043	29–32 mm Rahmenrohr-Durchmesser	
EMR000129	Easy 200 / 300			EMR000077	Life & Mobility Canto, Roxx	
EMR000108	Easy Life, R, T, RT	EMR000047	RelaX ²	EMR000078	Etac Cross	
EMR000048	Emineo	EMR000037	RubiX ²			

IRIS : Anbindung mit Vorbehalt, je nach Konfiguration des Rollstuhls sind Einschränkungen möglich.

R20 Anbindung – angebaut (1) CHF

EMR000129	Easy 200 / 300	EMR000108	Easy Life		102
-----------	----------------	-----------	-----------	--	-----

Sitzbreite

SW32	320 mm	SW40	400 mm	SW48	480 mm	SW56	560 mm
SW33	330 mm	SW41	410 mm	SW49	490 mm	SW57	570 mm
SW34	340 mm	SW42	420 mm	SW50	500 mm	SW58	580 mm
SW35	350 mm	SW43	430 mm	SW51	510 mm	SW59	590 mm
SW36	360 mm	SW44	440 mm	SW52	520 mm	SW60	600 mm
SW37	370 mm	SW45	450 mm	SW53	530 mm		
SW38	380 mm	SW46	460 mm	SW54	540 mm		
SW39	390 mm	SW47	470 mm	SW55	550 mm		

Hintere Sitzhöhe

RSH39	390 mm	RSH43	430 mm	RSH47	470 mm	RSH51	510 mm
RSH40	400 mm	RSH44	440 mm	RSH48	480 mm	RSH52	520 mm
RSH41	410 mm	RSH45	450 mm	RSH49	490 mm	RSH54	540 mm
RSH42	420 mm	RSH46	460 mm	RSH50	500 mm	RSH56	560 mm

Bestellprozess CHF

EMR090214	Mit Rollstuhlbestellung	n/c
EMR090213	Ohne Rollstuhlbestellung	n/c

Zubehör CHF

EMR090074	Front- & Rückscheinwerfer	66
EMR090162	Zusätzlicher Akku, Lithium Ionen, 5,8 Ah	806

(1) Wählen Sie das passende Rollstuhlmodell, die Sitzhöhe hinten und die Sitzbreite.
Boxrahmen (mit Rahmenrohrdurchmesser 22–28 mm) und Standard Schiebegriffe notwendig.

(2) Die Auflistung ist ein Hinweis auf Rollstuhlmodelle, an denen der R20 montiert werden kann.
Baujahr, Rahmenform, Rückenzubehör, Verbindungsstangen zwischen Seitenrahmen und
Rahmenezubehör sind jedoch von Einfluss. Deshalb ist es wichtig, dass Sie es testen um 100%
sicher zu sein! Bei Zweifeln wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Kommentare

--

R20

CHF

Grundpreis	2'680
Summe der Mehrpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil	13
Preis ohne MWST	
MWST 7.7 %	
Gesamtpreis inkl. MWSt.	

Datum

Unterschrift

Tag Monat Jahr

**Sunrise Medical AG**

Erlenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch