



Stand: 01/2023

Rechnungsadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

E-Mail: _____

Fon: _____



Versandadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

E-Mail: _____

Fon: _____

Datum: _____

Kommission: _____

Sunrise Medical Auftragsnummer: _____

Bestellung Kostenvoranschlag

Bitte senden Sie die Bestellung an: cs@sunrisemedical.ch

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

● = Standard

Maximales Benutzergewicht 150 kg
Benutzergewicht kg

Grundpreis CHF 5220
 exkl. MWSt. / unverbindliche Preisempfehlung

S-SERIES SCOOTER S425 - 10 km/h

Geschwindigkeit	Farbe	Räder
● 10 km/h	● Urban grau metallic	● 12" / 310 mm schwarz, luftbereift
LED Licht	Lenksäule	Kontrolleinheit
● Hauptlicht, Blinker hinten/vorne, Bremslicht, Warnblinkanlage	● Über Gasdruckfederung winkelverstellbar, Delta Lenkereinheit	● Berührungsfreundliche Kontrolleinheit mit LED Batterie-Füllanzeige
Steuerung	Bremse	Federung
● WigWag, Finger Kontrolle beidseitig	● Scheibenbremse, Handgriff mit Verriegelung	● Hinten und vorne, einzeln einstellbar
Batterie	Ladegerät	Ablage
● 55 Ah x 2 wartungsfrei	● 8 Ah, an der Lenksäule Ladebuchse	● Einkaufskorb vorne, Sitztasche
Sitzeinheit - 490 x 490 mm		
● Komfort Sitz mit Sport Bespannung	● Armauflagen breiten-, tiefen- und winkelverstellb.	● Kopfstütze
● Einfach regulierbarer Rückenwinkel	● Komfort Pads rückklappbar	● Sitztiefenverstellung, Sitz drehbar
● Höhenverst. 450 - 500 mm, 3 Positionen	● Sicherheitsgurt	● Zubehörhalterung
Sicherheit		
● Auffahrschutz hinten und vorne	● Seitliche Reflektoren	● Anti-Kipprad
● Rückspiegel rechts und links	● Schlüssel	

ACCESSORIES

Artikel-Nummer und Beschreibung	Anzahl	Optionspreise
<input type="checkbox"/> 22219092 Einkaufstasche (hinten am Sitz montiert)	(1)	101
<input type="checkbox"/> 22219094 Stockhalter (hinten am Sitz montiert)	(1)	101
<input type="checkbox"/> 22219095 Stockhalter (hinten am Auffahrschutz montiert)	(1)	70
<input type="checkbox"/> 22219096 Rollatorhalterung (am Sitz montiert)	(1)	234
<input type="checkbox"/> 22219097 Sitz-Wetterüberzug	(1)	38
<input type="checkbox"/> 22219098 Allwetter-Lagerschutzhülle für Scooter	(1)	104
<input type="checkbox"/> 22219099 Wetter Beinschutz FahrerIn	(1)	104
<input type="checkbox"/> 22219100 Wetterschutzanzug für FahrerIn	(1)	137
<input type="checkbox"/> 22219103 Externes Ladekit (für externe Ersatzbatterien)	(1)	70

(1) von den Händlern zu montieren

Sterling S425	Grundpreis	CHF 5220
Summe der Mehrpreise		
Verpackung und Frachtkostenanteil		90
MWSt 7.7%		
Gesamtpreis		