

AI

ALUMINIUM 7020

Stand: 13.03.2023



CE

Rechnungsadresse oder Kundennummer

Kd-Nr. _____

Kontaktperson _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

E-Mail _____

Fon _____

Versandadresse (falls von Rechnungsadresse abweichend)

Kd-Nr. _____

Kontaktperson _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

E-Mail _____

Fon _____

Zusätzliche Informationen

Kostenvoranschlag Bestellung

Datum _____

Kommission _____

Sunrise Medical Auftrags-Nr. _____

Nutzername _____

Nutzergewicht (kg) _____

Nutzergrösse _____

E-Mail _____

Wichtige Hinweise

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
**Alle Preise in CHF exkl. MWST.
Unverbindliche Preisempfehlung.**

Nach der Auftragsbestätigung erhalten Sie eine CAD-Zeichnung des Rollstuhls. Mit Ihrer Unterschrift, unter dieser Zeichnung, geben Sie die Produktion des massgefertigten RGK Rollstuhls frei. **Nur mit einer unterschriebenen Zeichnung wird Ihr Rollstuhl gebaut. Die erste CAD-Zeichnung, inkl. zwei Anpassungen ist kostenlos. Ab der dritten Anpassung wird einmalig CHF 195.00 netto, exkl. MWST verrechnet.**
Bitte beachten Sie, dass massgefertigte RGK Rollstühle vom Umtausch ausgeschlossen sind.

Anleitung:



Standard



Standard Optionen



Zusätzliche Optionen



Benötigte Informationen


RAHMENDESIGN



GSAXZ010 GRANDSLAM
CHF 5'300

Max. Zuladung: 125 kg

BITTE BEACHTEN: ALLE RGK ROLLSTÜHLE SIND HANDGEFERTIGT UND HABEN EINE HERSTELLUNGS-MASSTOLERANZ VON +/- 5 MM



GRUNDMASSE



XY010 Sitzbreite *(gemessen zwischen den Seitenteilen)*



(max. 500 mm)
(min. 250 mm)



XY020 Sitztiefe



(max. 500 mm)
(min. 250 mm)



XY030 Zusätzliche Rahmenlänge *(für zusätzliche Beinführung und Griff z. B. bei / für Transfers)*



(Nicht mit XA200)



XY050 Vordere Rahmenhöhe



(max. 630 mm)
(min. 360 mm)



XY060 Hintere Rahmenhöhe



(max. 630 mm)
(min. 360 mm)



XY070 Rahmenlänge *(beeinflusst auch den Rahmenwinkel)*



(min. XY020 + XY030 + 110 mm)




XA020 Ergositz *(angewinkeltes Sitzrohr für verbesserte Beckenpositionierung)*

CHF 86

Länge



(Standard = 120 mm)




FRONTRAHMEN

Verjüngung Frontrahmen

- XY080 Frontrahmen: Einzug oben;
Biegung Vorderkante der Sitzbespannung
(Breite des Frontrahmens oben, gemessen von
Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)

i Breite mm


(Optional für Frontrahmenbreite
(oben) kleiner als Sitzbreite:
verbesserte Unterschenkel-
positionierung und -führung.)



- XA130 Frontrahmen: V-förmig, nach unten verjüngt
CHF 229
(Breite des Frontrahmens unten, gemessen von
Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)

i Breite mm

(Die Verjüngung der
Rahmenrohre beginnt am
hinteren Ende der Sitzfläche,
d.h. die Sitzbreite wird nach
vorne schmaler.)




Verjüngung Frontrahmen: Weitere Optionen

- XA136 Paralleles Frontrahmen-Design
CHF 90 (nicht mit Frontrahmen XY080)

i Breite Frontrahmen mm


(Der Einzug beginnt erst sehr spät und
unterhalb des Kniewinkels. Dadurch
ist der Frontrahmen im oberen Bereich
noch breit (Sitzbreite) und verjüngt
sich erst weiter unten.)



- XA131 V-förmig nach vorne zulaufende Sitzrohre in
CHF 308 Kombination mit Rahmeneinzug

i Breite Sitzfläche vorne (A) mm

i Breite Frontrahmen (B) mm




Knieschutz

- XA200 Knieschutz mit Rastergurt
(Rohre an der **Aussenseite**)

i Länge mm

- Optimierte Masse (am kürzesten)



- XA202 Schienbeinschoner, Kunststoff
(inkl. Polsterung, 5 mm, hart)

- XA203 Schienbeinschoner, Karbon
CHF 368 (inkl. Polsterung, 7 mm, hart)

- XA204 Extra Polsterung + Überzug für Schienbeinschoner
CHF 90

i Dicke der Polsterung mm

Härte der Polsterung angeben

- Medium Hart

Sitzfläche

- XR040 Sitzplatte Alu, mit Stützrohren
CHF 143 (an Rahmen genietet)

i Länge der Sitzplatte mm (Std. XY020 = 20 mm)

- XR050 Sitzplatte Karbon, mit Stützrohren
CHF 359 (an Rahmen genietet)

i Länge der Sitzplatte mm (Std. XY020 = 20 mm)

FUSSRASTE

Fussraste fix

- GSAXB080 Fussraste fest verschweisst
(keine Höhenverstellung möglich)

Höhe und Position

- Fussrastenhöhe vorne
 mm (min. 35 mm)
- Fussrastenhöhe hinten
 mm (min. 35 mm)
- Abstand Fussraste zur Lenkradaufnahme
 mm

Grösse Fussbrett (nicht für Fussbrett ABS Kunststoff)

- Fussbrett Breite
 mm (Std. = 200 mm)
- Fussbrett Tiefe
 mm (Std. = 250 mm)

Fussraste

- XB180 Fussraste, Alu (2.5 mm)
- XB100 Fussraste geformt, ABS Kunststoff
CHF 139
 Länge mm (max. 380 mm) (Std. = 330 mm)
- XB190 Fussraste, Karbon
CHF 237
- GSAXB140 Distanz-Kit (+25 mm Höhenverstellung)
CHF 19

Fussraste einstellbar

- GSAXB130 Fussraste höhen- und winkleinstellbar, an den Rahmen geklemmt, Fussbrett Alu
CHF 229

Höhe und Position

- Fussrastenhöhe vorne
 mm (min. 40 mm)
- Fussrastenhöhe hinten
 mm (min. 40 mm)
- Abstand Fussraste zur Lenkradaufnahme
 mm

Grösse Fussbrett (nicht für Fussbrett ABS Kunststoff)

- Fussbrett Breite
 mm (Std. = 200 mm)
- Fussbrett Tiefe
 mm (Std. = 250 mm)

Fussraste

- XB180 Fussraste, Alu (5 mm)
- XB100 Fussraste geformt, ABS Kunststoff
CHF 139
 Länge mm (max. 380 mm) (Std. = 330 mm)


Fussrastenabdeckung

- XB240 Erhöhte Kanten, Alu (Kosten pro Kante)
CHF 81
 Vorne Hinten Links Rechts
 Höhe mm (max. 60 mm)

- XB250 Erhöhte Kanten, Karbon (nur eine Seite)
CHF 556
 Vorne Hinten
 Höhe mm (max. 45 mm)

Abstand Lenkräder

- XY330 Abstand Lenkräder (gemessen von Lenkradgabelbolzen zu Lenkradgabelbolzen)
 mm (max. 320 mm)
- Optimierte Masse (Fussbrettbreite +50 mm)




RAMMSCHUTZBÜGEL & KIPPSCHUTZ

Schwerpunkt

GSAXY510 Fixer Schwerpunkt, fest verschweisst


Masse angeben
 mm

(**Notiz:** Gemessen wird von der Vorderseite Rückenrohr bis Achsmittle)




GSAXY515 Schwerpunkt über Rückenposition verstellbar (**nicht mit GSAXE240**) (+/-20 mm)

Masse angeben
 mm



GSAXY560 Schwerpunkt verstellbar

Masse angeben
 mm




Radsturz & Kippschutz

XY390 Radsturz in Grad

18 20 22

GSAXJ040 Sport-Kippschutz, fest verschweisst

Abstand zum Hinterrad
 mm (Std. = 100 mm)



SEITENTEILE

GSAXE240 Seitenteil, verschweisst, Sport CHF 403


XE030 Seitenteil, verschraubt, Alu CHF 190

XE050 Seitenteil, verschraubt, Karbon CHF 257

Abmessungen Seitenteil


Seitenteil Länge

mm



Seitenteil Höhe

mm




25 mm über dem Reifen (dem Radverlauf folgend)

Individuell über dem Reifen (dem Radverlauf folgend)

mm

Bündig mit dem Reifen (dem Radverlauf folgend)




RÜCKEN

Rückenhöhe


XY230 Rückenhöhe fix (fest verschweisst)

Höhe
 mm



XY245 Rückenhöhe verstellbar CHF 139 (+/-25 mm)

Höhe
 mm




Rückenwinkel / Lumbalnicken / Verjüngung oder Aufweitung der Rückenbreite

XY360 Rückenwinkel

-5 -3 0 +3 +5


Individuell (max. -10 / +10 Grad)
 Grad



XG100 Lumbalnicken CHF 86


Höhe bis zum Knick
 mm

Tiefe des Knicks
 mm




XG110 Verjüngung der Rückenbreite CHF 86 (nicht mit XY245)

Breite oben (Innenseite zu Innenseite)
 mm



XG120 Aufweitung der Rückenbreite CHF 86 (nicht mit XY245)

Breite oben (Innenseite zu Innenseite)
 mm



LENKRÄDER UND ANTRIEBSRÄDER

Lenkräder und Lenkradgabeln

- XC160 Lenkrad, Sport, 61 mm (Schwarz)
- XC170 Lenkradgabel Sport, 72 mm (Schwarz)


- XC181 "Bones Reds" Lager (alle Lager der Lenkräder)
- XC182 "Bones Swiss Ceramic" Lager (alle Lager der Lenkräder) CHF 300

Antriebsräder Radgrösse

- XY420 Radgrösse 24"
- XY430 Radgrösse 25"
- XY440 Radgrösse 26"
- XY450 Radgrösse 700c

Abstand Antriebsrad / Seitenteil

- XY460 Abstand Rad zu Seitenteil / Rahmer
- i** 15 20 25
- Individuell mm



ODER

- XY470 Abstand Rad zu Rad (Wird zu XA130, XA131 benötigt)
- i** mm
-

Antriebsräder

- XK030 Equalizer 36 (24") / 48 (25", 26") Speichen (Nabe und Speichen schwarz)
- XK080 Spinergy SLX 24 Speichen CHF 749

- XK100 Spinergy XSLX 24 Speichen CHF 789

Auswahl Farbe Spinergy Speichen **i**

- Schwarz
- Weiss
- Gelb
- Rot
- Blau
- Pink
- Lila
- Orange
- Grün

- XK180 Individuelle Speichenfarbe (bitte hier angeben) CHF 176

Innen: _____

Aussen: _____

Auswahl Farbe Spinergy Nabe/Felge, eloxiert

- XK190 Nabe/Felge Schwarz
- XK200 Nabe/Felge Silber CHF 92
- XK201 Nabe/Felge Rot CHF 371
- XK202 Nabe/Felge Lila CHF 371
- XK203 Nabe/Felge Blau CHF 371
- XK204 Nabe/Felge Gold CHF 371

- XK205 Individuelle Farbe Nabe/Felge: _____ CHF 381

Greifreifenanbau

- XY480 Anbau eng
- XL090 Entfernen des Überstands der Befestigungslaschen (nur bei Greifringanbau eng möglich) (empfohlen für engen Abstand Seitenteil / Rad) CHF 110

- XY485 Anbau weit
- XL080 Greifreifenanbau supereng und Entfernen des Überstands der Befestigungslaschen (nur mit XL040) CHF 219

Greifreifen

- XL010 Greifreifen, Alu, eloxiert, 6 Befestigungslaschen
- XL070 Greifreifen, Alu, eloxiert, 12 Befestigungslaschen (nicht mit 24") CHF 110

- XL040 Greifreifen, Titan, 6 Befestigungslaschen (nicht mit 700c) CHF 259
- XL100 Greifreifen, Para grip, 6 Befestigungslaschen (nicht mit 700c) CHF 306
- XL020 Greifreifen, Tetra Grip, 6 Befestigungslaschen CHF 306

Bereifung

- XM070 Kenda Kaliente Rot Blau
- XM150 IRC Exeracer Pro (nur in Rot) CHF 89
- XM080 Tufo MS3, schlauchlos (nur in Blau) CHF 90

- XM095 Kenda Wide (nur in Grau) CHF 44

Schlauch

- XY500 Schlauch mit Schraeder-Ventil

- XY490 Schlauch mit Presta-Ventil (Standard wenn nichts gewählt wird)

RAHMEN OBERFLÄCHE

Rahmen / Anbauteile

XN010 Rahmenfarbe pulverbeschichtet

XN150 Anbauteile pulverbeschichtet (in Rahmenfarbe, wenn keine Angabe)

Rahmen Anbauteile

Glänzend

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Black gloss 103 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | White gloss 100 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Grey gloss 132 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Cream gloss 135 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Red gloss 108 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Yellow gloss 120 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Forest green gloss 143 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Green gloss 107 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dark blue gloss 151 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Royal blue gloss 154 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Blue gloss 174 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Duckegg blue gloss 141 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pink gloss 188 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Orange gloss 180 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Purple gloss 157 |

Rahmen Anbauteile

Matt

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Black matt 105 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | White matt 101 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Grey matt 131 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Light grey matt 133 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Navy blue matt 152 |

Rahmen Anbauteile

Spezial

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Chrome Mirror 300 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sparkle silver 170 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Metallic black matt 104 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Metallic grey matt 130 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Black sandpaper 201 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Grey sandpaper 202 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | White sandpaper 200 |

XN200
CHF 199

Individuelle Lackfarbe (RAL-Code):

Rahmen

Anbauteile

GSAXN030
CHF 255

Oberfläche unbeschichtet, gebürstet
(Alle Anbauteile schwarz, ausser XN160 wird gewählt)

GSAXN050
CHF 499

Oberfläche unbeschichtet, poliert
(Alle Anbauteile schwarz, ausser XN170 wird gewählt)

XN160
CHF 109

Anbauteile unbeschichtet, gebürstet
(nicht erforderlich bei GSAXB080 und XY230)

XN170
CHF 169

Anbauteile unbeschichtet, poliert
(nicht erforderlich bei GSAXB080 und XY230)

Akzentfarbe

Lenkradgabeln, Kappe der Lenkradanbindung und Aufkleber

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Schwarz | <input type="checkbox"/> | Silber |
| <input type="checkbox"/> | Rot | <input type="checkbox"/> | Blau |
| <input type="checkbox"/> | Lila | | |

XN250
CHF 199

Individuelle Akzentfarbe:

BESPANNUNG

Sitzbespannung

XP040 Sitzbespannung, anpassbar

Rückenbespannung

XP055 Rückenbespannung "Airtech Sport", anpassbar, atmungsaktiv, schwarz

XP070 Rückenbespannung, Ecken Leder verstärkt, schwarz
CHF 129

Rückenbespannung (Farbe der Nähte)

- | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|---------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Silber | <input type="checkbox"/> | Schwarz | <input type="checkbox"/> | Blau | <input type="checkbox"/> | Individuelle Farbe: |
| <input type="checkbox"/> | Rot | <input type="checkbox"/> | Orange | <input type="checkbox"/> | Lila | | _____ |

Rückenbespannung (Farbe des RGK-Schriftzugs)

- | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Weiss (Std.) | <input type="checkbox"/> | Grün | <input type="checkbox"/> | Blau | <input type="checkbox"/> | Individuelle Farbe: |
| <input type="checkbox"/> | Rot | <input type="checkbox"/> | Orange | <input type="checkbox"/> | Lila | | _____ |

SITZKISSEN

- | | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> XP080 CHF 90 | Sitzkissen, Schaumstoff <i>(wählen Sie die Härte und Höhe des Kissens)</i> | <input type="checkbox"/> Weich (CMS040) <input type="checkbox"/> 50 mm | <input type="checkbox"/> Medium (CMS050) <input type="checkbox"/> 75 mm | <input type="checkbox"/> 100 mm <input type="checkbox"/> Andere <input type="text" value="mm"/> |
| <input type="checkbox"/> XP340 CHF 84 | Sitzkissen Plastazote (Hartschaum) <i>(bitte die max. Höhe angeben)</i> | <input type="checkbox"/> 58 mm | <input type="checkbox"/> 63 mm | |

Sitzkissenbezug

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> XP085 | Nylonbezug, schwarz | <input type="checkbox"/> XP380 | Neoprenbezug, schwarz |
| <input type="checkbox"/> XP090 CHF 70 | Sitzkissenbezug "Air Lite", schwarz | <input type="checkbox"/> CHF 96 | |



GURTE

Klettverschlussgurte

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> XS050 CHF 129 | Klettverschlussgurt "pro", 100 mm, verstärkt und gepolstert, mit RGK-Stickerei |
| <input type="checkbox"/> XS055 CHF 129 | Klettverschlussgurt "pro", 50 mm, verstärkt und gepolstert |
| <input type="checkbox"/> XS057 CHF 130 | Knieklettverschlussgurt "pro", 50 mm <i>(von Rohr zu Rohr, über den Knien, gemessen)</i> |



Position Klettverschlussgurte

Gurt 1

Gurtlänge Abstand von der Vorderseite des Rückenrohrs

Gurt 2





Gurtlänge Abstand von der Vorderseite des Rückenrohrs

Rastergurte


- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> XS020 CHF 88 | Rastergurt "Sport" <i>(11" x 2" Polster)</i> |
| <input type="checkbox"/> XS021 CHF 89 | Rastergurt "Sport" <i>(Polster durchgehend)</i> |
| <input type="checkbox"/> XS025 CHF 229 | Rastergurt "Pelvi Loc 2DA" <i>(für Oberschenkel und Knie)</i> |
| | Grösse: <input type="checkbox"/> M (12") <input type="checkbox"/> L (14") |
| <input type="checkbox"/> XS030 CHF 245 | Rastergurt "Pelvi Loc 3DA" <i>(für die Hüften)</i> |
| | Grösse: <input type="checkbox"/> S (8") <input type="checkbox"/> M (12") <input type="checkbox"/> L (14") <input type="checkbox"/> XL (17") |
| <input type="checkbox"/> XS035 CHF 146 | Rastergurt "M2" <i>(für Oberschenkel und Knie)</i> |
| | Grösse: <input type="checkbox"/> 8" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 12" |
| <input type="checkbox"/> XS036 CHF 145 | Rastergurt "M2" <i>(für die Füsse, Polsterung durchgehend)</i> |
| | Grösse: <input type="checkbox"/> 8" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 12" |

Gurt 1



Abstand von der Vorderseite des Rückenrohrs

Gurt 2



Abstand von der Vorderseite des Rückenrohrs

- | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> XS040 CHF 92 | Befestigungspunkte zur Montage der Rastergurte am Rahmen <i>(ein Paar)</i> | <input type="checkbox"/> x1 | <input type="checkbox"/> x2 | <input type="checkbox"/> x3 |
| <input type="checkbox"/> XS045 CHF 92 | Montageklammern für Rastergurte <i>(ein Set pro Rastergurt)</i> | <input type="checkbox"/> x1 | <input type="checkbox"/> x2 | <input type="checkbox"/> x3 |

OPTIONEN

- | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> XR060 CHF 110 | Angeschweisste Ösen zur Wadenbandmontage |  | <input type="checkbox"/> XR065 CHF 110 | Angeschweisste Ösen zur Gurtmontage |  |
|---|--|---|---|-------------------------------------|---|

ZUBEHÖR

- | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> XR030 CHF 198 | Tasche für 3 Antriebsräder, schwarz | <input type="checkbox"/> XS070 | Fussband |
| <input type="checkbox"/> XP130 CHF 98 | Rahmenschutz, Nylon, gepolstert, mit Logo | <input type="checkbox"/> XS060 | Wadenband |
| <input type="checkbox"/> XS100 CHF 98 | Brustgurt <input type="checkbox"/> Kurz <input type="checkbox"/> Lang | <input type="checkbox"/> XP400 | Schutz für das Rückenquerrohr, gepolstert, Klettverschluss |
| | | <input type="checkbox"/> XR090 | Werkzeugsatz |

NOTIZEN – bitte Kommentare und Spezifikationen angeben!

Blank space for notes and specifications.

Grid area for detailed notes and specifications.