



Edition: 01/22

Easy 160 i

Adresse de facturation:

Société:

Rue:

NPA/Lieu:

Fon:

Date:

Commission:



Adresse de livraison:

Société:

Rue:

NPA/Lieu:

Fon:

No de commande de Sunrise Medical:

☐ Commande ☐ Devis ☐ 

Garantie

Selon nos conditions générales.

Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

● = Standard n/c = option sans supplément

Prière d'envoyer les commandes à: cs@sunrisemedical.ch

Charge tolérée jusqu'à **140 kg**
Poids de l'utilisateur kg

Position tarifaire de l'assurance sociale: 30.128.011

Prix de base CHF 3970

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions		
● SOPUR Easy 160 i	Repose-pieds amovibles et pivotants vers l'intérieur et l'extérieur	3970
● Fixations	pour le transport handicapés montées/marquées	Std

Profondeur du siège en mm	Largeur du siège en mm									
	380	400	420	440	460	480	500	520	540	
	360 - 440	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	420 - 480	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	480 - 540	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Profondeur d'assise

départ d'usine :

400 mm

440 mm

500 mm

Toutes les mesures en mm et sans coussin. Veuillez prendre en considération les instructions de mesure sur page 6 et 7.

Roues avant	Hauteur du siège avant en mm																	
		370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	
	4"	Pneus pleins	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5"	Pneus pleins	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Roues arrière	6"	Pneus pleins				○	○	○		○	○	○	○		○	○		
		Pneus pleins soft				○	○	○		○	○	○	○		○	○		
		Pneumatique					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	7"	Pneus pleins							○	○		○	○	○	○	○	○	○
		Pneumatique							○	○		○	○	○	○	○	○	○

- la hauteur d'assise ne peut pas être plus élevée à l'arrière qu'à l'avant
- différence max. entre assise avant et arrière : 60 mm

Roues arrière	Hauteur du siège arrière en mm																	
		350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	
	20" (406 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	22" (489 mm)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24" (540 mm)						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

IMPORTANT : mesurer la hauteur d'assise sans coussin d'assise !

Siège			
Toile de siège standard			
●	Toile de siège adaptable avec 1 pochette à outils et augmentation de la profondeur d'assise	30.507.000	Std
☐ 3001	Sans toile de siège		-50
Coussin et revêtement			
☐ 3026	Coussin en mousse avec revêtement noir fermeté medium ☐ 30 mm ☐ 50 mm	70.141.000	135
Dossier			
● Dossier standard (hauteur du dossier réglable)			Std
		ajusté à	
Hauteur du dossier ajustable de/à	300 - 400 mm	○ 300 mm	○ 325 mm
Hauteur du dossier ajustable de/à	400 - 500 mm	○ 400 mm	○ 425 mm
☐	Dossier standard, fixe 90° non rabattable ou angle non réglable	○ 350 mm	○ 375 mm
● 1236	Dossier réglable en angle fixe de - 5° à + 15° par pas de 5°; avec protège vêtements Desk 0° à + 10° possible (roulette de sécurité recommandée)	○ 450 mm	○ 475 mm
● 1237	Dossier régl. en angle variable (ressort de pression à gaz), dom. de régl. -3° à +20° (barre de stabilisation et roulette de sécurité recommandée)	○ 500 mm	○ 525 mm

Coussins et dossiers JAY voir page 4 ou les bon de commande JAY!



Dossier												
Toile de dossier												
● 4032	Toile de dossier adaptable, rembourrée								30.507.000		Std	 4034
□ 4031	Sans toile de dossier										-50	
Poignées												
● 4022	Poignées standard								30.510.000		Std	
□ 4034	Poignées réglables en hauteur	□ standard	□ pour dossier JAY	(pas possible avec barre de stabilisation pliable)					30.510.000		248	
□ 4027	Appui-tête moyen avec barre de stabilisation								70.121.000 + 70.123.000		644	
□ 4044	Appui-tête grand avec barre de stabilisation								70.121.000 + 70.123.000		644	
□ 4037	Barre de stabilisation swing away (avec LS 520 + 540 mm seulement en combinaison avec poignées réglable en hauteur)										174	
□ 4041	Barre de stabilisation pliable (pas possible à LS 300 - 380 mm. Pas possible en combinaison avec poignées réglable en hauteur)										174	
Appui-tête Whitmyer (avec coussin), fixation incluse - seulement pour dossier JAY J3												
□ WHT030415	Whitmyer COBRA XTRA, rabattable								70.121.000		760	
□ WHT030416	Whitmyer AXYS, standard								70.121.000		445	
□ 4035	Coussin de dossier en mousse avec revêtement noir				fermeté medium	30 mm épaisseur					135	
□ 4036	Coussin de dossier en latex avec revêtement noir					50 mm épaisseur					135	
Protège vêtements/accoudoirs												
Accoudoirs												
□ 4213	Protège vêtements Desk, hauteur fixe				relevable/amovible, sans capitonnage				30.508.000		195	 4214 et 4215 4216 et 4217
□ 4214	Protège vêtements Desk, hauteur fixe				relevable/amovible, capitonnage court (250 mm)				30.508.000		195	
□ 4215	Protège vêtements Desk, hauteur fixe				relevable/amovible, capitonnage long (300 mm)				30.508.000		195	
□ 4216	Protège vêtements Desk, réglable en hauteur				relevable/amovible, capitonnage court (250 mm)				30.508.000		295	
□ 4217	Protège vêtements Desk, réglable en hauteur				relevable/amovible, capitonnage long (300 mm)				30.508.000		295	 4222 et 4223
□ 4222	Protège vêtements Desk, réglable en hauteur				relevable/amovible, capitonnage court (250 mm) pour dossier flexible à angle régl.				30.508.000		295	
□ 4223	Protège vêtements Desk, réglable en hauteur				relevable/amovible, capitonnage long (300 mm) pour dossier flexible à angle régl.				30.508.000		295	
● 4246	Dispositif de déverrouillage tétra sur protège vêtements Desk pour hemi discale et tetraplegique										Std	
□ 4212	Coque préformée	Fixation	□ à droite (4212)	□ à gauche (4212)	incomp. avec table de thérapie						448	
Protège-vêtements												
□ 4224	Protège vêtements en alu, avec protection contre le froid				pour dossier rigide à angle réglable 1236				30.508.000		n/c	
□ 4228	Garde-boue en plastique, riveté				seulement en combinaison avec 4224				30.508.000		n/c	
□ 4227	Accoudoirs réglables en hauteur, vissés				seulement en combinaison avec 4224				30.508.000		n/c	
Therapeutisch												
□ 4209	Table de thérapie coulissante				pour LS 380 - 480 mm. Seulement pour protège-vêtements avec accoudoirs				70.161.000		278	
□ 4225	Table de thérapie repliable				pour LS 340 - 500 mm. Seulement pour protège-vêtements avec accoudoirs □ droite □ gauche				70.161.000		378	
Repose-pieds												
● 2100	Palettes séparées en plastique				LS 380 - 460 mm				30.505.000		Std	 2120 2119
□ 2122	Palettes séparées en plastique, réglable en angle				longueur d. jambes 370 - 490 mm				30.505.000		n/c	
□ 2120	Palettes séparées en aluminium, réglables en angle/profondeur				longueur d. jambes 330 - 510 mm				30.505.000		95	
□ 2119	Palette monobloc en aluminium, réglable en angle/profondeur				longueur d. jambes 330 - 510 mm				30.505.000		95	
□ 2102	Palettes en aluminium pour longueur des jambes courts				□ séparées	□ monobloc	longueur d. jambes 210 - 330 mm			30.505.000		195
Palettes séparées, montage haut, standard								à partir LS 360, PS 400, LJ 360 mm				
□	Palettes séparées rel. en hauteur				□ à droite (2129)	□ à gauche (2130)	partie adverse standard			Pce 30.505.000		195
□ 2128	Palettes séparées rel. en hauteur				paire					30.505.000		390
Longueur des jambes (LJ) en mm												
	○ 210	○ 220	○ 230	○ 240	○ 250	○ 260	○ 270	○ 280	○ 290	○ 300	Attention: LJ doit être au min. 25 mm plus petite que la hauteur du siège avant. LJ 210 - 330 mm seulement avec palettes Alu pour longueur des jambes courts.	
	○ 320	○ 330	○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	○ 380	○ 390	○ 400	○ 410		
	○ 420	○ 430	○ 440	○ 450	○ 460	○ 470	○ 480	○ 490				
Accessoires châssis												
□ 1247	Roulette de transit (incomp. avec roulette de sécurité)										215	 1230 1244
□ 1230	Levier de basculement				□ montage à droite	□ montage à gauche				30.506.000		
					□ montage à droite et à gauche (paire)				30.506.000		49	
□ 1205	Porte canne (uniq. en combinaison avec levier de basculement)								30.512.000		49	
□ 1244	Roulette de sécurité pivotante				□ montage à droite	□ montage à gauche	Stückpreis			30.501.000		115
					□ montage à droite et à gauche (paire)				30.502.000		230	
Roues avant												
□	4"	□ Pneus pleins (5820)							30.511.000		n/c	(hauteur du siège voir page 1)
□	5"	□ Pneus pleins (5822)							30.511.000		n/c	
●	6"	● Pneus pleins (5821)		□ Pneus pleins soft (5823)		□ Pneumatique (5839)			30.511.000		n/c	
□	7"	□ Pneus pleins (5838)		□ Pneumatique (5825)					30.511.000		n/c	
Roues arrières												
Roues arrières (veuillez tenir compte des possibilités de combinaison!)								(hauteur du siège voir page 1)				5137
● 5172	Roues Universal rayons croisés										Std	
□ 5137	Roues Design (uniquement 24")										n/c	
□ 5154	Freins à tambours pour accompagnateur (22" et 24" rayons croisés)								30.503.000		299	
□ 5176	Commande unilatérale				□ montage à droite	□ montage à gauche	(22" et 24" rayons croisés, avec mains courantes Inox)			90.101.000		

Roues arrières				
Pneus				
● 5125	Profil fin 1" Schwalbe Right Run	contenu anti-crevaison	30.511.000	Std
☐	Pneu anti crevaison	☐ 22x1 3/8" (5233) ☐ 24x1" (5168)	30.511.000	n/c
Mains courantes				
● 5142	Aluminium argenté, anodisé			Std
☐ 5144	Aluminium argenté, vernis clair			n/c
☐ 5174	Inox poli			n/c
☐ 5120	Supergrip	(uniquement 24")	70.171.000	390
☐	Montage des mains courantes	● 17 mm étroit ☐ 27 mm espacé		n/c
☐ 5178	Revêtement pour mains courantes	(uniquement 22" et 24")	70.170.000	119
Carrossage des roues				
☐	Inclinaison variable	☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4° (en combinaison avec protège vêtem. Desk seulement 1°!)		n/c
☐ 5235	Rallonge de l'empattement pour unijambiste			129
Protège rayons				
☐ 5131	Protège rayons transparent	(pas de roue 20")	30.509.000	198
Freins et accessoires				
Bremsen				
● 6009	Freins standard			Std
☐ 6008	Freins à débattement court			n/c
☐ 6016	Rallonges des freins	seulement avec freins à débattement court	30.504.000	39
☐ 6005	Freins à débattement court anti recul			98
☐ 6010	Frein unilatéral avec rallonge	☐ à droite ☐ à gauche		298
Accessoires				
☐ 1402	Pompe à air 0 - 14 bar			79
☐ 1403	Pompe à air			18
☐ 4006	Sac à dos		70.362.000	69
☐ 4049	Ceinture de sécurité avec boucle		70.112.000	79
●	Trousse à outils			Std
Couleurs				
Couleurs du châssis				
☐ 02	Argent brillant / Brilliant Silver			
☐ 14	Bleu / Blue			
☐ 22	Rouge Brillant / Brilliant Red			
☐ 27	Graphite Métallisé / Graphite Metalic			
☐ 29	Noir / Black (RAL 9005)			
☐ 34	Dark Chocolate Metallic			
☐ 40	Kiwi			
Toiles				
●	Noir			



Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures

SOPUR Easy 160 i	Prix de base	CHF	3970
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	50
TVA 7.7%		CHF	
Prix T.T.C		CHF	



Coussins et dossiers JAY

Veuillez noter :

Les prix indiqués ici ne sont valables que pour les tailles standard. Le supplément (net) pour les coussins JAY de tailles spéciales est de CHF 50.00.
Si vous avez des demandes spéciales, veuillez consulter le bon de commande spécifique ou alors notre service clients.

CHF excl.

Coussins JAY : d'autres coussins JAY avec différentes options sont disponibles. Veuillez consulter le bon de commande correspondant !

☐	Basic	confort	147
☐	Soft Combi P	confort & stabilité	285
☐	Easy Visco (base arrondie)	confort & stabilité	410
☐	Easy Visco (base plate)	confort & stabilité	410
☐	Easy Fluid (base arrondie)	intégrité de la peau & stabilité	525
☐	Easy Fluid (base plate)	intégrité de la peau & stabilité	525
☐	Taille spéciale	_____ x _____ mm	supplément 50



Basic



Soft Combi P



Easy Visco



Easy Fluid

Dossier JAY J3 : veuillez prendre en considération le bon de commande pour des informations détaillées !

Mesure en mm		Galbe peu profond (SC)					Galbe moyen (MC)					Galbe profond (DC)				Galbe profond central (MDC)				
Largeur du dossier :		310	360	410	460	510	310	360	410	460	510	360	410	460	510	310	360	410	460	510
Hauteur du dossier :		CHF 1'120					CHF 1'220					CHF 1'340				CHF 1'340				
Thoracique	court (S) - 170		☐	☐	☐															
inférieur	moyen (M) - 200	☐	☐	☐	☐												☐	☐	☐	
(LT)	grand (T) - 240	☐	☐	☐	☐	☐											☐	☐	☐	☐
Thoracique	court (S) - 300	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					☐	☐	☐	☐	☐
moyen	moyen (M) - 340	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					☐	☐	☐	☐	☐
(MT)	grand (T) - 380	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					☐	☐	☐	☐	☐
	grand (T) - 380**																☐	☐	☐	☐
Thoracique	court (S) - 420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
supérieur	moyen (M) - 460		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
(UT)	moyen (M) - 460**											☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐
	grand (T) - 500		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)																				
Hauteur	court (S) - 530		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
d'épaule	moyen (M) - 570			☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐
(SH)	grand (T) - 610				☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐	☐
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)																				

** Profondeur de galbe 180 mm

* Commande possible avec fixation renforcée (HD) (225 kg); pas de supplément

Options

Réglage gradué de la hauteur d'assise avant



Réglage gradué de la hauteur d'assise arrière



Angle d'assise gradué de -5° à +15°




Réglage de la profondeur d'assise




Freins à débattement court



Dossier réglable en angle
- 5° à + 15° par pas de 5°



Dossier régl. en angle variable (ressort de pression à gaz),
dom. de régl. -3° à +20



Veillez respecter la procédure de mesure :

Forts de notre expérience pratique depuis de longues années, nous recommandons la procédure de mesure suivante.
Dans certains cas, il est possible de s'en écarter.

Largeur d'assise

- a) Sur l'utilisateur : laisser un espace d'une paume de main à la verticale entre le bassin et la partie latérale (ensemble environ 10 - 20 mm).
- b) Au fauteuil : mesuré du bord extérieur tube de l'assise au bord extérieur tube de l'assise.

Profondeur d'assise

- a) Sur l'utilisateur : pour position assise 90° - du dossier jusqu'au creux du genou moins 2 - 3 doigts (environ 30 - 60 mm).
Attention en cas d'habillage adaptable.
- b) Au fauteuil : du tube du dossier jusqu'au bord avant de la toile d'assise.

Remarque : en cas d'utilisation pour trotter, choisissez une profondeur d'assise plus courte.

Hauteur avant de l'assise

- a) Sur l'utilisateur : pour position assise 90° - du creux du genou jusqu'au sol.
- b) Au fauteuil : du tube avant de l'assise jusqu'au sol (au moins 30 mm plus long que la mesure utilisateur).
Veillez ne pas oublier la hauteur du coussin d'assise.

Hauteur arrière de l'assise

Au fauteuil : du tube d'assise arrière (au niveau du dos) jusqu'au sol.

Remarque : la différence maximale possible entre la hauteur avant et arrière de l'assise est de 110 mm.

La longueur des jambes

- a) Sur l'utilisateur : pour un genou à angle 90° : depuis le creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).
- b) Sur la chaise : de la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

Remarque : prendre les mesures sans le coussin d'assise !

Hauteur dos

- a) Sur l'utilisateur : de l'assise jusqu'à un doigt (10 - 20 mm) en-dessous de l'omoplate.
- b) Au fauteuil : Du bord supérieur du tube d'assise à celui de la toile de dossier.

Remarque : la hauteur du dossier dépend aussi du degré du handicap.


Angle du dossier

Au fauteuil : 0° correspond à l'angle de 90° mesuré par rapport à l'assise. Angles négatifs < 90° et angles positifs > 90°.

Centre de gravité

Au fauteuil : faire tomber un fil d'aplomb du tube arrière de l'assise (au niveau du dos) et mesurer la distance par rapport au milieu du logement d'axe.

Illustration : dimensions pour profondeur d'assise 420 - 480 mm, hauteur dos 400 mm, roues motrices 24"

**Données techniques**

Hauteur max. 800 mm
Longueur max. 970 mm

Largeur horst-tout avec**carrossage****roues arrières 24"**

0° : LS +200 mm
2° : LS +220 mm
4° : LS +280 mm

freins à tambours : +20 mm

Poids :

à partir de 13 kg

Dimensions fauteuil plié :

avec roues arrière env. 300 mm
sans roues arrière env. 250 mm

Le produit a subi les crash-tests **ISO 7176-19** et **ISO 16840-4** et, en combinaison avec l'option „Anneaux de fixation pour le transport en voiture“, peut servir de siège à l'utilisateur dans le véhicule de transport. Tout changement dans la configuration peut influencer la hauteur d'assise. Tolérance ± 10 mm liée à la fabrication.

Hauteur assise en mm	position de la fourche-position	position de la plaque de fixation	Hauteur assise arrière en mm (position de la plaque de fixation)		
----------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---	--	--

4" pneus pleins			roues 20"	roues 22"	roues 24"
370	3	9	350 (9) - 360 (8)		
380	2	9	350 (9) - 380 (7)	370 (9) - 380 (8)	
390	1	9	350 (9) - 390 (6)	370 (9) - 380 (8)	
410	1	8	350 (9) - 410 (4)	370 (9) - 380 (8)	400 (9) - 410 (8)
420	1	7	360 (8) - 410 (4)	370 (9) - 420 (5)	400 (9) - 410 (8)
430	1	6	380 (7) - 430 (2)	370 (9) - 430 (4)	400 (9) - 430 (6)
440	1	5	390 (6) - 430 (2)	380 (8) - 430 (3)	400 (9) - 440 (5)
460	1	4	400 (5) - 450 (1)	400 (7) - 450 (2)	400 (9) - 450 (4)
470	1	3	410 (4) - 450 (1)	410 (6) - 470 (1)	410 (8) - 450 (4)
480	1	2	420 (3) - 450 (1)	420 (5) - 470 (1)	420 (7) - 480 (2)

5" pneus pleins			roues 20"	roues 22"	roues 24"
370	4	9	350 (9) - 360 (8)		
380	3	9	350 (9) - 380 (7)	370 (9) - 385 (8)	
390	2	9	350 (9) - 390 (6)	370 (9) - 385 (8)	
410	1	9	350 (9) - 410 (4)	370 (9) - 410 (6)	400 (9)
420	1	8	360 (8) - 410 (4)	370 (9) - 420 (5)	400 (9) - 410 (8)
430	1	7	380 (7) - 430 (2)	380 (9) - 430 (3)	400 (9) - 430 (6)
440	1	6	390 (6) - 430 (2)	380 (9) - 430 (3)	400 (9) - 440 (5)
460	1	5	400 (5) - 450 (1)	400 (7) - 450 (2)	400 (9) - 450 (4)
470	1	4	410 (4) - 450 (1)	410 (6) - 470 (1)	410 (8) - 450 (4)
480	1	3	420 (3) - 450 (1)	430 (4) - 470 (1)	430 (6) - 480 (2)
490	1	2	430 (2) - 450 (1)	440 (3) - 470 (1)	430 (6) - 480 (2)

6" pneus pleins soft			roues 20"	roues 22"	roues 24"
400	2	9	350 (9) - 400 (5)	370 (9) - 400 (7)	400 (9)
410	1	9	360 (8) - 410 (4)	370 (9) - 410 (6)	400 (9) - 410 (8)
420	1	8	380 (7) - 420 (3)	370 (9) - 430 (4)	400 (9) - 420 (7)
440	1	7	390 (6) - 430 (2)	380 (8) - 430 (3)	400 (9) - 430 (6)
450	1	6	400 (5) - 450 (1)	400 (7) - 430 (3)	400 (9) - 440 (5)
460	1	5	410 (4) - 450 (1)	410 (6) - 450 (2)	410 (8) - 450 (4)
470	1	4	420 (4) - 450 (1)	420 (5) - 470 (1)	420 (7) - 470 (3)
490	1	3	430 (2) - 450 (1)	430 (3) - 470 (1)	430 (6) - 480 (2)
500	1	2	450 (1)	450 (2) - 470 (1)	440 (5) - 500 (1)

6" pneus pneumatiques			roues 20"	roues 22"	roues 24"
420	1	9	360 (8) - 410 (4)	370 (9) - 420 (5)	400 (9) - 410 (8)
430	1	8	380 (7) - 420 (3)	370 (9) - 430 (4)	400 (9) - 420 (7)
440	1	7	390 (6) - 430 (3)	380 (8) - 430 (3)	400 (9) - 440 (5)
450	1	6	400 (5) - 450 (1)	400 (7) - 450 (2)	400 (9) - 450 (4)
470	1	5	410 (4) - 450 (1)	410 (6) - 470 (1)	410 (8) - 450 (4)
480	1	4	420 (3) - 450 (1)	420 (5) - 470 (1)	420 (7) - 470 (3)
490	1	3	430 (2) - 450 (1)	430 (5) - 470 (1)	430 (6) - 480 (2)
500	1	2	450 (1)	450 (2) - 470 (1)	440 (5) - 500 (1)

7" pneus pleins			roues 24"
440	1	8	400 (9) - 440 (5)
450	1	7	400 (9) - 450 (4)
470	1	6	410 (8) - 450 (4)
480	1	5	420 (7) - 470 (3)
490	1	4	430 (6) - 480 (2)
500	1	3	440 (5) - 500 (1)
520	1	2	470 (3) - 500 (1)



Plaque de fixation avant



Plaque de fixation arrière

