



Edition: 04/23

Easy 200

Adresse de facturation:

Société:

Rue:

NPA/Lieu:

Fon:

Date:

Commission:



Adresse de livraison:

Société:

Rue:

NPA/Lieu:

Fon:

No de commande de Sunrise Medical:

☐ Commande ☐ Devis ☐ 

Garantie

Selon nos conditions générales.

Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

● = Standard n/c = Option sans supplément

Prière d'envoyer les commandes à: cs@sunrisemedical.ch

Charge tolérée jusqu'à **140 kg**

Poids de l'utilisateur

kg

Position tarifaire de l'assurance sociale: 30.128.010

Prix de base CHF 3540

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions	
● SOPUR Easy 200, Prix de base	3540
☐ Fixations pour le transport handicapés montées/marquées	n/c

Largeur du siège en mm		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
Profondeur du siège en mm	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profondeur spéciale 480 & 500 mm = supplément CHF 88												Largeur spéciale supplément CHF 397	

Toutes les mesures en mm et sans coussin.
Veuillez prendre en considération les instructions de mesure sur page 6.

		Hauteur du siège avant en mm																
		Fourche (longueur x largeur)	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	
Roues avant	4"	111 mm x 32 mm (3 trous)	○	○		○	○											
		111 mm x 45 mm (3 trous)	○	○		○	○											
		123 mm x 32 mm (3 trous)		○		○	○	○										
		123 mm x 45 mm (3 trous) ¹		○		○	○	○										
		138 mm x 45 mm (3 trous) ¹				○	○	○	○									
	5"	111 mm x 32 mm (3 trous)				○	○	○										
		111 mm x 45 mm (3 trous)				○	○	○										
		123 mm x 32 mm (3 trous)				○	○	○	○									
		123 mm x 45 mm (3 trous) ¹				○	○	○	○									
		138 mm x 45 mm (3 trous) ¹					○	○			○	○						
	6"	174 mm x 45 mm (4 trous) ¹								○		○	○	○	○			
		111 mm x 45 mm (3 trous)							○	○								
		123 mm x 45 mm (3 trous) ¹							○	○	○	○						
		138 mm x 45 mm (3 trous) ¹							○	○		○	○					
		174 mm x 45 mm (4 trous) ¹										○	○	○	○	○		
	7"	174 mm x 45 mm (4 trous) ¹											○	○	○	○	○	○

¹ compatible avec pince pour le handbike version "Power" (incomp. avec fourche Carbotecture)

Incompatibilités:

- 7" roues avant incomp. avec profondeur siège 340 - 400 mm

- inclinaison d'assise négative impossible


- différence max. entre la hauteur avant et arrière: 110 mm

Carbotecture



111 x 32 mm
111 x 45 mm

Aluminium




123 x 45 mm
138 x 45 mm
174 x 45 mm






Hauteur du siège en arrière en mm		Roues arrières	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
		22" (489 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		24" (540 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		25" (559 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		26" (590 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

CHF excl.


B4M	
☐ 0762	Châssis avec abduction fixe
☐ 0508	Châssis avec abduction variable
indiquez les degrés désirés 10°, 15°, ...	
Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle par rapport aux NoGo's	
Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle ou service externe pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures	



SOPUR Easy 200						Position t.	CHF excl.		
Siège									
☒	020001	Toile de siège standard avec 1 pochette à outils				30.507.000	Std	voir page 5 & bons de commande 	
☐	020004	Sans toile de siège					-50		
Coussin et revêtement									
☐	020008/09	Coussin en mousse avec revêtement noir	fermeté medium	☐ 30 mm	☐ 50 mm	70.141.000	139		
☐	020010	Coussin en latex avec revêtement noir	fermeté très souple	☐ 50 mm		70.141.000	139		
☐	020016	Ceinture de sécurité avec boucle				70.112.000	81		
☐	020020-22	Revêtement médical	☐ 350 x 380 mm	☐ 400 x 850 mm	☐ 450 x 850 mm		338		
Dossier									
☒	Dossier standard (dossier réglable en hauteur)						Std	 030010 030011  030316  030317  030014  030017 030018 & 21	
Domaine de réglage, de/à ajusté à		275 - 300 mm	300 - 350 mm	350 - 400 mm	400 - 450 mm	450 - 475 mm			
			☐ 300 mm	☐ 350 mm	☐ 400 mm	☐ 450 mm			
		☐ 275 mm	☐ 325 mm	☐ 375 mm	☐ 425 mm	☐ 475 mm			
		☐ 300 mm	☐ 350 mm	☐ 400 mm	☐ 450 mm				
☒	030031	Dossier standard, fixe 90° pas rabattable					Std		
☐	030112	Dossier réglable en angle fixe (seul. protège vêtements Desk ou Alu)					304		
		☐ 80°	☐ 85°	☐ 90°	☐ 95°	☐ 100°	☐ 105°		
☐	030011	Dossier réglable en angle variable (ressort de pression à gaz) (seul. protège vêtements Desk / Dom. de réglage -3° à +20°)				70.133.000	407		
☐	030012/13	Appui lombaire	☐ 5° contre l'avant	☐ 5° contre l'arrière	(à partir HD 350 mm)		101		
Toile de dossier									
☒	030316	EXO toile de dossier noir, polyester, rembourrée & adaptable - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO) Coloris bandes latérales: ☒ noir ☐ orange ☐ argent ☐ rouge ☐ bleu				30.507.000	Std		
☐	030317	EXO PRO toile de dossier noir, polyester, rembourrée, adaptable & respirante - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO) Coloris bandes latérales: ☒ noir ☐ orange ☐ argent ☐ rouge ☐ bleu				30.507.000	n/c		
☐	030027	Sans toile de dossier					-50		
☐	030028	Coussin de dossier en mousse avec revêtement noir (30 mm)					139		
Poignées									
☐	030016	Sans poignées (incomp. avec freins à tambours, R20)					n/c		
☒	030014	Poignées standard				30.510.000	Std		
☐	030017	Poignées rabattables (dès HD 350 mm; incomp. avec : barre de stab., poignées régl. en hauteur, freins à tamb., R20)				30.510.000	152		
☐	030018	Poignées réglables en hauteur				30.510.000	255		
☐	030021	Poignées réglables en hauteur, pour dossier JAY ou d'autres systèmes				30.510.000	255		
☐	030022/23	Appui-tête & barre de stab.	☐ medium ☐ grand	(seul. en combinaison avec poignées 030018)		70.121.000 + 70.123.000	663		
☐	030019	Barre de stabilisation (incomp. avec poignées rabattables et régl. en hauteur et dossier variable)					179		
☐	030020	Barre de stabilisation pliable (dès LS 360 - 500 mm, incomp. avec poignées 030017-21, dossier 030011, appui-tête 030022/23)					179		
Appui-tête Whitmyer (avec coussin), fixation incluse - seulement pour dossier JAY J3									
☐	WHT030415	Whitmyer COBRA XTRA, rabattable				70.121.000	783		
☐	WHT030416	Whitmyer AXYS, standard				70.121.000	458		
Accoudoirs									
☐	040001	Protège vêtements simple, réglable en hauteur/amovible (Q Style)		Capitonnage court (250 mm)		30.508.000	301		
☐	040002	Protège vêtements simple, réglable en hauteur/amovible (Q Style)		Capitonnage long (350 mm)		30.508.000	301		
☐	040003	Protège vêtements Desk, régl. en hauteur/relevable/amovible		Capitonnage court (250 mm)	(seul. avec CR 0°/1°)	30.508.000	304		
☐	040004	Protège vêtements Desk, régl. en hauteur/relevable/amovible		Capitonnage long (310 mm)	(seul. avec CR 0°/1°)	30.508.000	304		
☐	040005	Protège vêtements Desk, hauteur fixe, relevable/amovible		Capitonnage court (250 mm)		30.508.000	201		
☐	040006	Protège vêtements Desk, hauteur fixe, relevable/amovible		Capitonnage long (310 mm)		30.508.000	201		
☐	040007	Protège vêtements Desk, hauteur fixe, sans capitonnage				30.508.000	201		
☐	040008	Dispositif de déverrouillage pour tétraplégique (uniquement sur protège vêtements Desk)					n/c		
Protège vêtements									
☒	040009	Protège vêtements en plastique noir, amovible, à fixer (Quickie Style)				30.508.000	Std		
☐	040010	Protège vêtements en alu (harmonisés à la couleur du châssis) - (Easy Style)				30.508.000	n/c		
☐	040012	Garde-boue en plastique, riveté (uniq. en comb. avec 040010)				30.508.000	96		
☐	040013	Protège vêtements en alu (harmonisés à la couleur du châssis) - sans garde-boue (Xenon Style)				30.508.000	n/c		
☐	040014	Protège vêtements en alu (harmonisés à la couleur du châssis) - avec garde-boue (Xenon Style)				30.508.000	n/c		
☐	040104	Protège vêtements en carbone - avec garde-boue				30.508.000	n/c		
☐	040015	Accoudoirs réglables en hauteur, vissés (uniq. en comb. avec 040010, incomp. avec dossier régl. en angle)				30.508.000	96		
Table de thérapie									
☐	040016	Table de thérapie coulissante	pour LS 380 - 480 mm		(uniquement avec accoudoirs)		70.161.000	286	
☐	040017/18	Table de thérapie rabattable	pour LS 340 - 500 mm		☐ à droite ☐ à gauche	(uniquement avec accoudoirs)		70.161.000	389
Repose-pieds / Palettes									
☒	050006	Palettes séparées en plastique, réglables en angle/profondeur (dès LS 360 mm, LJ 320 - 500 mm)				30.505.000	Std		
☐	050007	Palettes séparées en aluminium, réglables en angle/profondeur (dès LS 340 mm, LJ 220 - 400 mm)				30.505.000	98		
☐	050008	Palette monobloc en aluminium, réglable en angle/profondeur (dès LS 340 mm, LJ 220 - 400 mm)				30.505.000	98		
☐	050009	Mécanisme de pivotage pour palette (uniquement en comb. avec palette monobloc en alu, dès LJ 390 mm)				30.505.000	46		
☐	050062	Verrou de palette monobloc (uniq. avec palette monobloc LFE050102)				30.505.000	61		
☐	Palette monobloc construction légère, réglable en angle/profondeur (uniquement avec LS 320 - 500 mm)								
	050010	☐ Palette en aluminium	(LJ 320 - 480 mm)		30.505.000		98		
	050011	☐ Palette en plastique	(LJ 320 - 480 mm)		30.505.000		98		
	050033	☐ Palette en carbone	(LJ 320 - 480 mm)		30.505.000		129		
☐	050012	Cales latérales réglables pour encadrer les pieds (uniq. avec palette monobloc construction légère)					52		
☐	Palette repliable automatiquement, réglable en angle/profondeur (LJ châssis haut 350 - 490 mm, châssis bas 310 - 460 mm)						n/c		
	050013	☐ Palette en plastique	(uniquement LS 320 - 500 mm)		30.505.000		n/c		
	050028	☐ Palette en carbone	(uniquement LS 320 - 500 mm)		30.505.000		129		



SOPUR Easy 200										Position t.	CHF excl.	
Longueur des jambes (LJ) en mm												
	☐ 220	☐ 230	☐ 240	☐ 250	☐ 260	☐ 270	☐ 280	☐ 290	☐ 300	☐ 310	(Attention: LJ doit être au min. 25 mm plus petite que la hauteur du siège avant)	
	☐ 320	☐ 330	☐ 340	☐ 350	☐ 360	☐ 370	☐ 380	☐ 390	☐ 400	☐ 410		
	☐ 420	☐ 430	☐ 440	☐ 450	☐ 460	☐ 470	☐ 480	☐ 490	☐ 500	☐ 510		
Châssis												
☒ 010001	Châssis standard fixe (70°)		☐ court 540 mm (PS 340 - 420 mm)	☐ moyen 580 mm (PS 440 - 460 mm)		☐ long 620 mm (PS 480 - 500 mm)				Std		
Centre de gravité / adaptation de l'axe (COG)												
Mesuré depuis l'avant du tube de dossier jusqu'à la moitié de l'axe en mm (seulement un choix!)								☐ 25	☐ 45	☐ 65	☐ 85	
☐ 070851	Rallonge de l'empattement pour unijambiste									n/c		
Empulse R20 - veuillez remplir le bon de commande séparé !												
Accessoires châssis												
☐ 090001/02	Lever de basculement		☐ Montage à gauche	☐ Montage à droite				30.506.000	50	 090001 090002  090003 090006 090007		
090004			☐ Montage à gauche et à droite	(paire, incomp. avec roulette de sécurité)				30.506.000	100			
☐ 090003	Porte canne		(uniq. en combinaison avec levier de basculement ou roues avant 6")				30.512.000	50				
☐ 090006/07	Roulette de sécurité pivotante		☐ Montage à gauche	☐ Montage à droite				30.501.000	118			
090008			☐ Montage à gauche et à droite	(paire, incomp. avec levier de basculement)				30.502.000	236			
☐ 090005	Roulette de transit								221			
Préparation pour Handbike ATTITUDE												
☐ 090211	Pince pour le Handbike ATTITUDE - sans commande d'un Handbike (pinces déjà montées)									98		
☐ 090212	Pince pour le Handbike ATTITUDE - avec commande d'un Handbike (pinces déjà montées, commande ATTITUDE séparée)											
Roues avant (choix de la fourche avant voir page 1)												
☒ 080001	Fourche de roue avant (Carbotecture: 111 mm / Aluminium: 123, 138, 174 mm) (Carbotecture : pas pour assistance électrique auxiliaire)									Std	   	
☐ 080002	Fourches à déverrouillage rapide									193		
Roues avant												
☒ 080003	Pneus pleins (uniquement pour 4" & 5" avec fourche avant 45 mm)							30.511.000	Std			
☐ 080004	Pneus pleins Soft (uniquement pour 5" & 6" avec fourche avant 45 mm)							30.511.000	n/c			
☐ 080006	Pneus pleins avec jantes en alu (uniquement pour 4" & 5")							30.511.000	81			
☐ 080007	Pneus pleins Soft avec jantes en alu (uniquement pour 4" & 5" avec fourche avant 45 mm)							30.511.000	123			
☐ 080008	Pneumatique (uniquement 6" & 7")							30.511.000	n/c			
Roues arrières (veuillez tenir compte des possibilités de combinaison avec des roues, pneus et mains courantes!)												
☒ 070001	Roues Universal rayons croisés (nous recommandons des roues à rayons croisés pour des clients excédés un poids de 100 kg; uniquem. 22", 24" & 26")									n/c	         	
☐ 070002	Roues Design (uniquement 24" & 26")									n/c		
☐ 070003	Roues à rayons légers (uniquement 22", 24" & 25")									Std		
☐ 070004	Roues Proton ultra légères (uniquement 22", 24" & 25")									298		
☐ 070005	Roues Spinerger (uniquement 24" & 25" et avec mains-courantes en alu anodisé)									545		
☐ 070006	Roues arrières avec freins à tambours pour accompagnateur (uniquement 22" & 24", avec axe à déverrouillage rapide)							30.503.000	308			
☐ 070007	Roues Mountainbike (uniquement 24", avec pneus Mountainbike et mains-courantes en alu, noir)									308		
☐ 070008	Roues Mountainbike set de rechange (uniquement 24" et avec pneus Mountainbike)									411		
☐ 070009/10	Commande unilatérale, déverrouillage rapide; frein unilatérale non inclus ☐ à gauche ☐ à droite (uniq. avec CR 0"/1°, uniq. avec 22"/24" rayons croisés & MC Inox, pas d'anodisation, incomp. avec freins à tambours)							90.101.000	1421			
☐ 070011	Sans roues arrières									-225		
Pneus												
☐ 070015	Profil fin 1" Schwalbe Right Run		contenu anti-crevaisson		(incomp. avec 25")		30.511.000	n/c				
☐ 070107	Profil fin Schwalbe One		contenu anti-crevaisson		(incomp. avec 22")		30.511.000	n/c				
☐ 070018	Pneu anti crevaisson poly		(incomp. avec 25" & roues à rayons légers)				30.511.000	45				
☐ 070019	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1"		contenu anti-crevaisson		(incomp. avec 22")		30.511.000	56				
Mains courantes												
☐ 070030	Aluminium argenté, anodisé									Std		Ellipse 3R
☐ 070031	Aluminium argenté, vernis clair (incomp. avec 26")									n/c		
☐ 070032	Aluminium brossé, coloré		Coloris = _____ (cf. p. 4)		(incomp. avec 26" & roues à rayons légers)							
☐ 070033	Inox poli (uniquement 24" & 26")									n/c	MaxGrepp	
☐ 070034	Titane brillant (uniquement 24")									205		
☐ 070035	Titane vernis clair (uniquement 24")									205		
☐ 070212	Ellipse 3R, noire (ergonomiques, avec inserts en caoutchouc) (uniquement 24" & 25")							70.171.000	299			
☐ 070036	Antidérapantes (uniquement 24")							70.171.000	299			
☐ 070037	MaxGrepp (uniquement 24", incomp. avec roues Spinerger)							70.171.000	361			
☐ 070050/51	Montage des mains courantes		☒ 17 mm étroit ☐ 27 mm espacé	(27 mm: incomp. avec roues à rayons légers/Spinerger & MC alu)					n/c			
☐ 070052	Montage des mains courantes		7 mm très étroit		(uniquement inox, uniq. 24" roues Universal et roues Design)				102			
☐ 070038	Revêtement pour mains courantes (uniquement 22" & 24")							70.170.000	123			
Carrossage des roues												
☐ 070053-57	Carrossage des roues ☐ 0° ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°									n/c		

SOPUR Easy 200						Position t.		CHF excl.								
Protège rayons (veuillez considérer le catalogue correspondant et choisissez le numéro du sujet)																
☐	Protège rayons 22" ou 24" (choix de la dimension des roues : voir p. 1 hauteur du siège arrière)					(incomp. avec roues Spinergy)		30.509.000	235							
☐	5000	☐	5002	☐	5003	☐	5004	☐	5007		☐	5008	☐	5009	☐	5010
☐	5013	☐	5015	☐	5016	☐	5017	☐	5018		☐	5020	☐	5021	☐	5022
☐	5023	☐	5024	☐	5025	☐	5134									
☐	5131	Protège rayons transparent					(incompatible avec roues Spinergy)		30.509.000	204						
Freins																
Freins												 060001  060002  060023				
☒	060001	Freins standard					(incompatible avec rallonge de l'empattement)				Std					
☐	060002	Freins à débattement court									n/c					
☐	060023	Freins compacts EVO									n/c					
Accessoires de freins																
☐	060004	Rallonges des freins					(uniquement avec freins à débattement)			30.504.000	40					
☐	060005/06	Frein unilatéral avec rallonge		☐	gauche		☐	droite			307					
Accessoires																
☒	090010	Trousse à outils									Std	 090016  090011  090013				
☐	090011	Pompe à air									81					
☐	090012	Pompe à air vélo									19					
☐	090013	Sac à dos					70.362.000			71						
☐	090016	Sac à portable									30					
Couleurs																
Parties du châssis/composants																
Châssis						Mains cour.		Châssis				Mains cour.				
02 Argent brillant / Brilliant Silver						☐	☐	60	29 Noir / Black (RAL 9005)				☐	☐	60	
03 Argent mat / Matt Silver						☐	☐	60	31 Noir mat / Matt Black				☐	☐	60	
06 Jaune soleil / Sun Yellow						☐	☐	60	32 Blanc de sécurité / Signal White				☐	☐	60	
14 Bleu / Blue						☐	☐	60	33 Pink				☐	☐	60	
15 Marine brillant / Brilliant Marine						☐	☐	60	34 Dark Chocolate Metallic				☐	☐	60	
16 Marine mat / Matt Marine						☐	☐	60	35 Bleu ciel / Skyblue				☐	☐	60	
19 Violet brillant / Brilliant Purple						☐	☐	60	36 Cyan métallisé / Cyan Metallic				☐	☐	60	
21 Rouge Rubis / Red Ruby (RAL 3003)						☐	☐	60	37 Mars rouge / Mars red				☐	☐	60	
22 Rouge brillant / Brilliant Red						☐	☐	60	40 Kiwi				☐	☐	60	
23 Rouge mat / Matt Red						☐	☐	60	41 Flamant Glitter / Flamingo Glitter				☐	☐	60	
24 TuttiFrutti Orange						☐	☐	60	42 Anthracite mat / Matt Anthrazit				☐	☐	60	
27 Graphite métallisé / Graphite Metalic						☐	☐	60	46 Vert mamba / Mamba Green				☐	☐	60	
Set style pour fourche avant																
☒	noir (100107)		☐	argent mat (100105)		46	☐	orange (100106)		46						



Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY

SOPUR Easy 200	Prix de base	CHF	3540
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	50
TVA 7.7%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	



Coussins et dossiers JAY

Veuillez noter :

Les prix indiqués ici ne sont valables que pour les tailles standard. Le supplément (net) pour les coussins JAY de tailles spéciales est de CHF 50.00.
Si vous avez des demandes spéciales, veuillez consulter le bon de commande spécifique ou alors notre service clients.

CHF excl.

Coussins JAY : d'autres coussins JAY avec différentes options sont disponibles. Veuillez consulter le bon de commande correspondant !

☐	Basic	confort	152
☐	Soft Combi P	confort & stabilité	295
☐	Easy Visco (base arrondie)	confort & stabilité	420
☐	Easy Visco (base plate)	confort & stabilité	420
☐	Easy Fluid (base arrondie)	intégrité de la peau & stabilité	540
☐	Easy Fluid (base plate)	intégrité de la peau & stabilité	540
☐	Taille spéciale	_____ x _____ mm	supplément 50



Basic



Soft Combi P



Easy Visco



Easy Fluid

Dossier JAY J3 : veuillez prendre en considération le bon de commande pour des informations détaillées !



Mesure en mm

Largeur du dossier :

Galbe peu profond (SC)
310 360 410 460 510

Galbe moyen (MC)
310 360 410 460 510

Galbe profond (DC)
360 410 460 510

Galbe profond central (MDC)
310 360 410 460 510

Hauteur du dossier :

Thoracique	court (S) - 170
inférieur	moyen (M) - 200
(LT)	grand (T) - 240

CHF 1'155
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CHF 1'255
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CHF 1'380
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

CHF 1'380
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

Thoracique	court (S) - 300
moyen	moyen (M) - 340
(MT)	grand (T) - 380
	grand (T) - 380**

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

Thoracique	court (S) - 420
supérieur	moyen (M) - 460
(UT)	moyen (M) - 460**
	grand (T) - 500

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

Toujours avec fixation HD (Heave Duty)

Hauteur	court (S) - 530
d'épaule	moyen (M) - 570
(SH)	grand (T) - 610
	Toujours avec fixation HD (Heave Duty)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

** Profondeur de galbe 180 mm

* Commande possible avec fixation renforcée (HD) (225 kg); pas de supplément

Veillez respecter la procédure de mesure :

Forts de notre expérience pratique depuis de longues années, nous recommandons la procédure de mesure suivante. Danscertains cas, il est possible de s'en écarter cas.

Largeur d’assise

- a) Sur l'utilisateur : laisser un espace d'une paume de main à la verticale entre le bassin et la partie latérale (ensemble environ 10 - 20 mm).
b) Au fauteuil : mesuré du bord extérieur tube de l'assise au bord extérieur tube de l'assise.

Profondeur d’assise

- a) Sur l'utilisateur : pour position assise 90° - du dossier jusqu'au creux du genou moins 2 - 3 doigts (environ 30 - 60 mm). Attention en cas d'habillement adaptable.
b) Au fauteuil : du tube du dossier jusqu'au bord avant de la toile d'assise.

Remarque : en cas d'utilisation pour trotter, choisissez une profondeur d'assise plus courte.

Hauteur avant de l’assise

- a) Sur l'utilisateur : pour position assise 90° - du creux du genou jusqu'au sol.
b) Au fauteuil : du tube avant de l'assise jusqu'au sol (au moins 30 mm plus long que la mesure utilisateur). Veuillez ne pasoublier la hauteur du coussin d'assise.

Hauteur arrière de l’assise

Au fauteuil : du tube d'assise arrière (au niveau du dos) jusqu'au sol.

Remarque : la différence maximale possible entre la hauteur avant et arrière de l'assise est de 110 mm.

La longueur des jambes

- a) Sur l'utilisateur : pour un genou à angle 90°: depuis le creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).
b) Sur la chaise : de la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

Remarque : prendre les mesures sans le coussin d'assise !

Hauteur dos

- a) Sur l'utilisateur : de l'assise jusqu'à un doigt (10 - 20 mm) en-dessous de l'omoplate.
b) Au fauteuil : Du bord supérieur du tube d'assise à celui de la toile de dossier.

Remarque : la hauteur du dossier dépend aussi du degré du handicap.

Angle du dossier

Au fauteuil : 0° correspond à l'angle de 90° mesuré par rapport à l'assise. Angles négatifs < 90° et angles positifs > 90°.

Centre de gravité

Au fauteuil : faire tomber un fil d'aplomb du tube arrière de l'assise (au niveau du dos) et mesurer la distance par rapportau milieu du logement d'axe.

Données techniques

		Largeur horst-tout avec	roues arrières 24"
		carrossage 0° :	largeur d'assise +200 mm
		carrossage 2° :	largeur d'assise +200 mm
		carrossage 4° :	largeur d'assise +280 mm
		freins à tambours :	+20 mm

Dimensions fauteuil plié

		Poids
avec roues arrière	env. 300 mm	à partir de 13 kg
sans roues arrière	env. 250 mm	

Réglage d'assise possible. IMPORTANT: mesuré sans coussin!

Roues	Fourche	Hauteur avant assise (mm)	Hauteur arrière de l’assise (mm)			
4"	98x32 (2 trous)	410	- 410	430		
	111x32 (2 trous)	430	400 410	430		
	111x45 (3 trous)	430	400 410	430		
	123x45 (3 trous)	440	400 410	430 440		
	138x45 (3 trous)	450	400 410	430 440		
5"	Hemi	400	400			
	Hemi	410	400 410			
	Hemi	420	400 410			
	98x32 (2 trous)	430	400 410	430		
	111x32 (2 trous)	440	400 410	430 440		
	111x45 (3 trous)	440	400 410	430 440		
	123x45 (3 trous)	450	400 410	430 440		
6"	138x45 (3 trous)	470	400 410	430 440 460 470		
	174x45 (4 trous)	500	400 410	430 440 460 470 480	490 500	
	Hemi	430	400 410	430		
	Hemi	440	400 410	430 440		
	111x45 (3 trous)	450	400 410	430 440		
7"	123x45 (3 trous)	460	400 410	430 440 460		
	138x45 (3 trous)	480	400 410	430 440 460 470 480		
	174x45 (4 trous)	510	400 410	430 440 460 470 480	490 500	510 520
		480	400 410	430 440 460 470 480	490	
7"		490	- 410	430 440 460 470 480	490	
		530	- -	430 440 460 470 480	490 500	510 520

Hauteurs uniquement avec roues arrières 22"						
Hauteurs uniquement avec roues arrières 22" & 24"						
Hauteurs uniquement avec roues arrières 24"						
Hauteurs uniquement avec roues arrières 25"						
Hauteurs uniquement avec roues arrières 26"						




Illustration : dimensions pour profondeur d'assise 400 mm et roues motrices 24"

Le produit a subi les crah-tests ISO 7176-19 et ISO 16840-4 et, en combinaison avec l'option «Anneaux de fixation pour le transport en voiture», peut servir de siège à l'utilisateur dans le véhicule de transport. Tout changement dans la configuration peut influencer la hauteur d'assise. Tolérance ± 10 mm liée à la fabrication.