



Bon de commande

SOPUR Easy max.



charge tolérée
jusqu'à 120 kg



Adresse de facturation

Société:

Commission:

Rue:

NPA/Lieu:

Date:

Adresse de livraison

Société:

Rue:

NPA/Lieu:

Prière d'envoyer les commandes à: cs@sunrisemedical.ch

Signature:

SOPUR Easy max.

Prix de base = CHF 3760

prix de vente recommandé

Lors de commande de pièces détachées, prière de donner le numéro d'article, pas de numéro de code

Edition: 01/23

Tous les prix en CHF, hors TVA

Toutes les mesures en 0 mm, mesures arrondies ± 10 mm

■ Std = Options standard

Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande

n/c = Options sans supplément

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Dimension


Indications de base				
<input type="checkbox"/>	765 900 000	Châssis à l'avant fixe		3760
<input type="checkbox"/>	765 900 000	Châssis à l'avant swing-away		3760
<input type="checkbox"/>		Fixations pour le transport handicapés montées/marquées		n/c
Largeur du siège	Profondeur du siège	Hauteur du dossier ajusté à		Longueur des jambes (L) sans coussin
<input type="checkbox"/> 340 mm	<input type="checkbox"/> 360 mm cadre fix	<input type="checkbox"/> 275-325 mm	<input type="checkbox"/> 275 mm	Attention: L = 25 mm de moins que la hauteur de siège avant!
<input type="checkbox"/> 360 mm	<input type="checkbox"/> 380 mm		<input type="checkbox"/> 300 mm	
<input type="checkbox"/> 380 mm	<input type="checkbox"/> 400 mm		<input type="checkbox"/> 325 mm	Châssis avant fix et SwingAway
<input type="checkbox"/> 400 mm	<input type="checkbox"/> 420 mm	<input type="checkbox"/> 325-375 mm	<input type="checkbox"/> 325 mm	<input type="checkbox"/> 360 mm <input type="checkbox"/> 440 mm
<input type="checkbox"/> 420 mm	<input type="checkbox"/> 440 mm		<input type="checkbox"/> 350 mm	<input type="checkbox"/> 370 mm <input type="checkbox"/> 450 mm
<input type="checkbox"/> 440 mm	<input type="checkbox"/> 460 mm		<input type="checkbox"/> 375 mm	<input type="checkbox"/> 380 mm <input type="checkbox"/> 460 mm
<input type="checkbox"/> 460 mm		<input type="checkbox"/> 375-425 mm	<input type="checkbox"/> 375 mm	<input type="checkbox"/> 390 mm <input type="checkbox"/> 470 mm
			<input type="checkbox"/> 400 mm	<input type="checkbox"/> 400 mm <input type="checkbox"/> 480 mm
			<input type="checkbox"/> 425 mm	<input type="checkbox"/> 410 mm <input type="checkbox"/> 490 mm
	Profondeur spéciale	<input type="checkbox"/> 425-475 mm	<input type="checkbox"/> 425 mm	<input type="checkbox"/> 420 mm <input type="checkbox"/> 500 mm
	<input type="checkbox"/> 480 mm		<input type="checkbox"/> 450 mm	<input type="checkbox"/> 430 mm <input type="checkbox"/> 510 mm
	<input type="checkbox"/> 500 mm		<input type="checkbox"/> 475 mm	

■ SOPUR

Coloris

Coloris	Châssis	Mains cour. (Alu 24")	Toiles
02 Argent brillant / Brillant Silver	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	(pas les couleurs à droite)
03 Argent mat / Matt Silver	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> Nylon Noir
06 Jaune soleil / Sun Yellow (RAL 1018)	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> Nylon Rouge
14 Bleu / Blue	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> Nylon Bleu Marine
15 Marine Brillant / Brillant Marine	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> Nylon Violet
16 Marine Mat / Matt Marine	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> Nylon Bleu
19 Violet brillant / Brilliant Purple	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> Nylon Rose Fluo
21 Rouge Rubis / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	
22 Rouge Brillant / Brillant Red	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	
23 Rouge Mat / Matt Red	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	
24 TuttiFrutti Orange	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	
27 Graphite métallisé / Graphite Metallic	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	
29 Noir / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	
35 Bleu ciel / Skyblue	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	
36 Cyan métallisé / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	
37 Mars rouge / Mars red	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	
40 Kiwi	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	
41 Flamant Glitter / Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	
42 Anthracite mat / Matt Anthrazit	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	
46 Vert mamba / Mamba Green	<input type="checkbox"/> n/c	<input type="checkbox"/> 60	

Châssis à l'avant								
Châssis à l'avant fixe								
<input checked="" type="checkbox"/>	1235	fix	Cadre 560 mm court	pour profondeur du siège à 360-440 mm		Std		
<input type="checkbox"/>	1235	fix	Cadre 610 mm long	pour profondeur du siège à 460-500 mm		n/c		
Châssis à l'avant avec repose-pieds swing away								
<input checked="" type="checkbox"/>	1234	s/a	Cadre 480 mm court	pour profondeur du siège à 380-420 mm		Std		
<input type="checkbox"/>	1234	s/a	Cadre 520 mm moyen	pour profondeur du siège à 440-460 mm Palette monobloc légère (2131) seul. jusque LS à 440 mm		n/c		
<input type="checkbox"/>	1234	s/a	Cadre 560 mm long	pour profondeur du siège à 480-500 mm		n/c		
Accessoires châssis								
<input type="checkbox"/>	1247	Roulettes de transit	incomatible avec roulettes de sécurité			221		
<input type="checkbox"/>	1230	Levier de basculement	<input type="checkbox"/> Montage à droite	<input type="checkbox"/> Montage à gauche	Prix par pièce	50		
			<input type="checkbox"/> Montage à droite et à gauche			100		
<input type="checkbox"/>	1205	Porte canne	seulement avec levier de basculement			50		
<input type="checkbox"/>	1244	Roulette de sécurité pivotane	<input type="checkbox"/> Montage à droite	<input type="checkbox"/> Montage à gauche	Prix par pièce	118		
			<input type="checkbox"/> Montage à droite et à gauche			236		
Repose-pieds								
<input type="checkbox"/>	2120	Palettes séparées,	aluminium, réglables en angle et en profondeur			n/c		
<input type="checkbox"/>	2119	Palette monobloc	aluminium, réglable en angle et en profondeur			n/c		
<input type="checkbox"/>	2117	Mécanisme pivotant pour monobloc	longueur des jambes minimum 360 mm			46		
<input type="checkbox"/>	2131	Palette monobloc construction légère, réglable en angle	incomp. avec mécanisme pivotant pour monobloc			n/c		
		<input type="checkbox"/> Palette en plastique noir	longueur des jambes minimum 360 mm			n/c		
		<input type="checkbox"/> Palette en aluminium	longueur des jambes minimum 360 mm			n/c		
		<input type="checkbox"/> Palette en carbone	longueur des jambes minimum 360 mm			129		
<input type="checkbox"/>	2133	Cales latérales réglables pour encadrer les pieds	incompatible avec palette auto pliante			52		
Siège								
Toile de siège								
<input checked="" type="checkbox"/>	3002	Toile de siège avec pochette à outils				Std		
<input type="checkbox"/>	3001	Sans toile de siège				-50		
Coussin et revêtement								
<input type="checkbox"/>	3026	Coussin en mousse avec revêtement noir, fermé médium	<input type="checkbox"/> 30 mm	<input type="checkbox"/> 50 mm		139		
<input type="checkbox"/>	3027	Coussin en latex avec revêtement noir, fermé très souple	<input type="checkbox"/> 50 mm			139		
Dossier								
Dossier								
<input checked="" type="checkbox"/>	030316	EXO toile de dossier noir; polyester; rembourrée, adaptable & respirante - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO) Coloris bandes latérales: ● noir <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu				Std		
<input type="checkbox"/>	030317	EXO PRO toile de dossier noir; polyester; rembourrée & adaptable - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO) Coloris bandes latérales: ● noir <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu				n/c		
<input type="checkbox"/>	4031	Sans toile de dossier				-30		
Poignées								
<input checked="" type="checkbox"/>	4022	Poignées standard				Std		
<input type="checkbox"/>	4034	Poignées réglables en hauteur	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Pour dossier Jay		255		
<input type="checkbox"/>	4023	Dossier escamotable	incom. avec poignées escamotable, appui lombaire, dossier réglab. en angle			132		
<input type="checkbox"/>	4024	Poignées escamotables	incomp. avec toile de dossier std., dossier escamotable et dossier régl. en angle			152		
Accessoires pour dossier								
<input type="checkbox"/>	4040	Appui lombaire	<input type="checkbox"/> 5° contre l'avant	<input type="checkbox"/> 5° contre l'arrière	<input type="checkbox"/> 10° contre l'arrière	101		
<input type="checkbox"/>	1236	Dossier réglable en angle de +9° à -9°	incomp. avec toile de dossier std. 4005, 4229, 4262, dossier escamotable 4023			338		
<input type="checkbox"/>	4035	Coussin de dossier en mousse avec revêtement,	fermé médium		30 mm épaisseur	139		
<input type="checkbox"/>	4036	Coussin de dossier en latex avec revêtement, noir	50 mm épaisseur			139		
<input type="checkbox"/>	4011	Ceinture pour le bassin avec boucle				81		
Protège vêtements/accoudoirs								
Protège-vêtements								
<input checked="" type="checkbox"/>	040102	Protège-vêtements en alu, en couleur du châssis		avec protection contre le froid		Std		
<input type="checkbox"/>	040103	Protège vêtements en alu avec garde-boue, en couleur du châssis		avec protection contre le froid		n/c		
<input type="checkbox"/>	040104	Protège vêtement en carbone, avec garde-boue		avec protection contre le froid		n/c		
<input type="checkbox"/>	040120	Protège vêtements en plastique, avec garde-boue, noir				n/c		
<input type="checkbox"/>	040128	Protège vêtements en plastique, vissé		uniquement en combinaison avec 040102		96		
<input type="checkbox"/>	040129	Garde-boue en plastique, riveté		pour protège vêtements en alu 040102		96		
Accoudoirs								
<input type="checkbox"/>	040002	Protège vêtements Desk, régl. en hauteur/relevable/amovible		Capitonnage court (250 mm)		304		
<input type="checkbox"/>	040004	Protège vêtements Desk, régl. en hauteur/relevable/amovible		Capitonnage long (350 mm)		304		
<input type="checkbox"/>	040001	Protège vêtements Desk, hauteur fixe, relevable/amovible		Capitonnage court (250 mm)		201		
<input type="checkbox"/>	040003	Protège vêtements Desk, hauteur fixe, relevable/amovible		Capitonnage long (350 mm)		201		
<input type="checkbox"/>	040104	Protège vêtements Desk, hauteur fixe		sans capitonnage		201		
Roues arrières								
Roues arrières (veuillez tenir compte des possibilités de combinaison!)								
<input checked="" type="checkbox"/>	5137	Roues Design		seulement 24"		Std		
<input type="checkbox"/>	5140	Roues à rayons légers		seulement 24"		307		
<input type="checkbox"/>	5159	Roues Spinergy		24" seulement mains courantes alu		545		
<input type="checkbox"/>	5162	Roues Mountainbike		avec mains courantes alu noir et seulement pneu Mountainbike 24"		401		
<input type="checkbox"/>	5162	Roues Mountainbike set de rechange		avec mains courantes alu noir et seulement pneu Mountainbike 24"		504		
<input type="checkbox"/>	FMG2058	Freins à tambours pour accompagnateur		roues 24", rayons croisés, avec mains courantes alu		308		
Carrossage des roues								
<input type="checkbox"/>	5161	carrossage des roues variable		<input type="checkbox"/> 1°	<input type="checkbox"/> 2°	<input type="checkbox"/> 3°	<input type="checkbox"/> 4°	n/c
Pneus								
<input checked="" type="checkbox"/>	5125	Profil fin 1" Schwalbe Right Run				Std		
<input type="checkbox"/>	5180	Profil fin Schwalbe One		seulement 24"		n/c		
<input type="checkbox"/>	5168	Pneus anti-crevaion		24x1"		45		
<input type="checkbox"/>	5164	Marathon Evolution 24" contenu anti crevaion		seulement 24"		56		



Roues arrières continuation							Haut. assise arrière mesure indicative								
Grandeurs des roues							min	fix	max	min	sa	max			
<input checked="" type="checkbox"/>	Grandeurs des roues 24"						Std	420	mm	500	420	mm	480		
<input type="checkbox"/>	FMG2091 Grandeurs des roues 26"						408	450	mm	530	450	mm	510		
Mains courantes															
<input type="checkbox"/>	5142 Aluminium argenté, anodisé incompatible avec roues Spinergy et roues Montainbike						n/c								
<input type="checkbox"/>	5144 Aluminium argenté, vernis clair incompatible avec roues Spinergy et roues Montainbike						n/c								
<input type="checkbox"/>	5183 Aluminium brossé, coloré Prix: voir le choix de couleur														
<input type="checkbox"/>	5174 Inox poli roues 24" jusqu'à 26"						n/c								
<input type="checkbox"/>	5122 Titane brillant seulement 24" et 26"						308								
<input type="checkbox"/>	5121 Titane vernis clair seulement 24" et 26"						308								
<input type="checkbox"/>	Surge avec inserts en caout.						299								
<input type="checkbox"/>	5120 Antidérapantes seulement 24"						361								
<input type="checkbox"/>	Montage des mains courantes <input checked="" type="checkbox"/> 17 mm étroit <input type="checkbox"/> 27 mm espacé						n/c								
<input type="checkbox"/>	Montage des mains courantes <input type="checkbox"/> 07 mm très rapproché seulement inox 24"						102								
<input type="checkbox"/>	5178 Revêtement pour mains courantes incompatible avec mains courantes titane						123								
Protège rayons															
Veuillez prendre en considération le catalogue protège rayons correspondant et choisissez la grandeur des roues et le numéro du sujet															
<input type="checkbox"/>	Protège rayons 24" incompatible avec roues Spinergy						235								
<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/>	5002	<input type="checkbox"/>	5003	<input type="checkbox"/>	5004	<input type="checkbox"/>	5007	<input type="checkbox"/>	5008	<input type="checkbox"/>	5009	<input type="checkbox"/>	5010
<input type="checkbox"/>	5013	<input type="checkbox"/>	5015	<input type="checkbox"/>	5016	<input type="checkbox"/>	5017	<input type="checkbox"/>	5018	<input type="checkbox"/>	5020	<input type="checkbox"/>	5021	<input type="checkbox"/>	5022
<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/>	5024	<input type="checkbox"/>	5025	<input type="checkbox"/>	5134								
<input type="checkbox"/>	5131 Protège rayons transparent incompatible avec roues Spinergy						204								
Roues avant							Haut. assise avant mesure indicative								
Roues avant							min	fix	max	min	sa	max			
<input type="checkbox"/>	4" <input type="checkbox"/> Pneus pleins (5820) <input type="checkbox"/> 99 - Jantes aluminium (5852)						n/c	460	mm	500	460	mm	480		
<input checked="" type="checkbox"/>	5" <input checked="" type="checkbox"/> Pneus pleins (5822) <input type="checkbox"/> 99 - Jantes aluminium (5853)						n/c	480	mm	510	470	mm	490		
<input type="checkbox"/>	6" <input type="checkbox"/> Pneus pleins soft (5823)						n/c	500	mm	530	480	mm	500		
Fourche de roue avant															
<input checked="" type="checkbox"/>	5824 Fourche de roue avec axe vissage						Std								
<input type="checkbox"/>	5849 Set de rechange pour assise avant						80								
Hauteur du siège															
Cadre à l'avant fix				Cadre à l'avant swing away											
Siège avant		Siège arrière		Siège avant		Siège arrière									
En tournant les plaques de fixation on arrive à un réglage des hauteurs plus bas				En tournant les plaques de fixation on arrive à un réglage des hauteurs plus bas											
<input type="checkbox"/>	460 mm	<input type="checkbox"/>	420 mm	<input type="checkbox"/>	460 mm	<input type="checkbox"/>	420 mm								
<input type="checkbox"/>	470 mm	<input type="checkbox"/>	430 mm	<input type="checkbox"/>	470 mm	<input type="checkbox"/>	430 mm								
<input type="checkbox"/>	480 mm	<input type="checkbox"/>	440 mm	<input type="checkbox"/>	480 mm	<input type="checkbox"/>	440 mm								
<input type="checkbox"/>	490 mm	<input type="checkbox"/>	450 mm	<input type="checkbox"/>	490 mm	<input type="checkbox"/>	450 mm								
<input type="checkbox"/>	500 mm	<input type="checkbox"/>	460 mm	<input type="checkbox"/>	500 mm	<input type="checkbox"/>	460 mm								
<input type="checkbox"/>	510 mm	<input type="checkbox"/>	470 mm			<input type="checkbox"/>	470 mm								
<input type="checkbox"/>	520 mm	<input type="checkbox"/>	480 mm			<input type="checkbox"/>	480 mm								
<input type="checkbox"/>	530 mm	<input type="checkbox"/>	490 mm												
		<input type="checkbox"/>	500 mm												
Freins et accessoires															
Freins															
<input checked="" type="checkbox"/>	060001 Freins standard						Std								
<input type="checkbox"/>	060002 Freins à débattement court						n/c								
<input type="checkbox"/>	060023 Freins compacts EVO						n/c								
<input type="checkbox"/>	060010 Rallonges des freins seulement avec freins à débattement court						40								
Accessoires															
<input type="checkbox"/>	090024 Pompe à air 0-14 bar						81								
<input type="checkbox"/>	090025 Pompe à air vélo						19								
<input checked="" type="checkbox"/>	090000 Trousse à outils						Std								
Préparation pour Handbike ATTITUDE															
<input type="checkbox"/>	090211 Pince pour le Handbike ATTITUDE - sans commande d'un Handbike (pinces déjà montées)						98								
<input type="checkbox"/>	090212 Pince pour le Handbike ATTITUDE - avec commande d'un Handbike (pinces déjà montées, commande ATTITUDE séparée)														



060023

Les informations suivantes sont le résultat de plusieurs années de pratique. Des différences peuvent toutefois survenir dans certains cas!

largeur du siège	a) pour l'usager:	entre le bassin et les protège vêtements, laissez la place pour une main tenue à la verticale (env. 10-20 mm en tout)
	b) sur la chaise:	d'un bord extérieur à l'autre du croisillon
profondeur du siège	a) pour l'usager:	pour une position à angle droit: depuis l'avant de la toile au creux du genou, laissez la place pour 2-3 largeurs de doigts (env. 30-60 mm). Attention aux toiles adaptables
	b) sur la chaise:	du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile Remarque: si la chaise est utilisée par une personne hémiplégique, la profondeur du siège devrait être réduite
hauteur du dossier	a) pour l'usager:	mesure (coussin inclus) depuis la surface du siège jusqu'à la partie inférieure de l'omoplate (avec un intervalle max. d'une largeur de pouce (10-20 mm)) Attention! La hauteur du dossier est définie en fonction du degré de gravité du handicap
	b) sur la chaise:	de la partie supérieure du croisillon à la partie supérieure de la toile de dossier Remarque: la stabilité d'assise de l'usager a une grande influence sur la hauteur du dossier et peut donc être très variable
longueur des jambes	a) pour l'usager:	pour un genou à angle droit: depuis le creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien)
	b) sur la chaise:	de la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds Observation: fermé du coussin

Largeur hors-tout

24"

Carrossage des roues 1°: SB+~180 mm
Carrossage des roues 2°: SB+~200 mm
Carrossage des roues 3°: SB+~260 mm
Carrossage des roues 4°: SB+~320 mm
avec freins à tambours +20 mm

Dimensions de la chaise:

fix

SwingAway

- Longueur du cadre

maximal	620 mm	690 mm
minimal	570 mm	610 mm

- Longueur totale

maximal	920 mm	980 mm
minimal	840 mm	890 mm

- dimensions de la chaise pliée

environ 290 mm avec roues arrières
environ 220 mm sans roues arrières

Crash Test

Le fauteuil roulant est testé selon la norme ISO 7176-19 (Crash Test) et donc homologué pour le transport de personnes handicapées dans un véhicule.

Hauteurs du siège réglables avant et arrières avec 24" roue arrière

Châssis à l'avant fixe

	HS avant	HS arrière (en mm)
Roues avant 4"	460	430, 450
	470	430, 440, 460
	480	420, 440, 450, 460, 470
	490	420, 440, 450, 470, 480
	500	420, 440, 450, 470, 480, 490, 500
Roues avant 5"	480	420, 440, 460, 470
	490	420, 440, 450, 470, 480
	500	500, 430, 440, 460, 470, 480, 490
	510	430, 450, 460, 480, 490
Roues avant 6"	500	430, 450, 470, 480
	510	430, 450, 460, 480, 490
	520	450, 460, 480, 490
	530	470, 480, 490, 500

Châssis à l'avant swing-away

	HS avant	HS arrière (en mm)
Roues avant 4"	460	430, 450
	470	430, 440, 460
	480	420, 440, 460
Roues avant 5"	470	420, 430, 440, 460
	480	420, 440, 460, 470
	490	420, 430, 450, 460, 480
Roues avant 6"	480	420, 430, 440, 450
	490	420, 430, 440, 450, 470
	500	430, 450, 470, 480



Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY

SOPUR Easy max.	Prix de base	CHF	3760
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	50
TVA 7.7%		CHF	
Prix T.T.C		CHF	