



Adresse de facturation:

Société: _____

Rue: _____

Lieu: _____ NPA: _____

E-Mail: _____

Fon: _____ Fax: _____



Adresse de livraison

Société: _____

Rue: _____

Lieu: _____ NPA: _____

E-Mail: _____

Fon: _____ Fax: _____

Date de commande: _____

Commission: _____

No de commande de Sunrise Medical: _____

- ☐ Commande
- ☐ Devis
- ☐ 

Garantie

Selon nos conditions générales

Délai de livraison au revendeur

15 jours ouvrables (pas valable pour B4M)

Toutes les mesures en cm, mesures arrondies ± 1 cm

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

- ☐ = Standard ☐ = Option avec supplément
- ☐ = Option sans supplément

Fax service clientèle: 031 958 3848

Charge tolérée jusqu'à: **113 kg**

Poids de l'utilisateur: **kg**

Position tarifaire de l'assurance sociale: **540000**

Prix de base CHF 3389 sans TVA

prix de vente recommandé

Dimensions

☐ QUICKIE GP / GPv, Prix de base	3389
☐ Fixations pour le transport handicapés montées/marquées	n/c

Largeur du siège		35	37.5	40	42.5	45	47.5	50
Profondeur du siège en cm	35.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	37.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	40.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	42.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	45.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Prrière de tenir compte des procédés de mesures: voir au verso

Toutes les mesures en cm, sans coussin
mesures arrondies ± 1cm

Hauteur du siège avant, valeur indicative			44.5	46.0	47.5	48.0	48.5	49.5	50.5	51.0	51.5	52.0	53.0	53.5	54.5	55.5	57.0
roues avant dans la fourche en bas			42.0	43.5	45.0	45.5	45.5	47.0	47.5	48.5	49.0	49.0	50.5	51.0	52.0	53.0	54.5
Fourche de roue																	
Roues avant	3"	5 1/4"	Standard	☐													
			3/4" Goujons pivotants		☐												
			1 1/2" Goujons pivotants			☐											
		6"	Standard	☐													
			3/4" Goujons pivotants			☐			☐								
			1 1/2" Goujons pivotants					☐									
	5"	5 1/4"	Standard		☐												
			3/4" Goujons pivotants			☐			☐								
			1 1/2" Goujons pivotants					☐									
		6"	Standard				☐		☐								
			3/4" Goujons pivotants							☐							
			1 1/2" Goujons pivotants								☐				☐		
	6"	5 1/4"	Standard				☐			☐							
			3/4" Goujons pivotants					☐									
			1 1/2" Goujons pivotants						☐				☐				
		6"	Standard					☐			☐						
			3/4" Goujons pivotants							☐			☐				
			1 1/2" Goujons pivotants									☐			☐		

Depuis l'usine, la fourche est placée en position haute

Hauteur du siège arrière avec plaque de fixation		42	44	47
Roues arrières	en bas	40	42	45
	moyen	38	40	43
	en haut			
	22"	☐		
	24"		☐	
	26"			☐

Depuis l'usine, la fourche est placée en position basse

Valeurs indicatives: les hauteurs de siège peuvent légèrement varier selon les pneus

Les hauteurs de siège ne sont pas seulement dépendantes des composants (roue avant, fourche, goujon pivotant) mais également du choix de la hauteur du châssis. Ces informations sont relatives à une hauteur de châssis standard (25 cm à l'avant, 22.5 à l'arrière)

Prière de tenir compte des procédés de mesures

Les informations suivantes sont le résultat de plusieurs années de pratique.

Des différences peuvent toutefois survenir dans certains cas!


La largeur du siège (LS)

a) pour l'utilisateur:

entre le bassin et les protège vêtements, laissez la place pour une main tenue à la verticale (env. 1-2 cm en tout).

b) sur la chaise:

d'un bord extérieur à l'autre du croisillon




La profondeur du siège (PS)

a) pour l'utilisateur:

pour une position à angle droit: depuis l'avant de la toile au creux du genou, laissez la place pour 2-3 largeurs de doigts (env. 3-6 cm). Attention aux toiles adaptables.

b) sur la chaise:

du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile




La hauteur du dossier (HD)

a) pour l'utilisateur:

mesure (coussin inclus) depuis la surface du siège jusqu'à la partie inférieure de l'omoplate (avec un intervalle **max.** d'une largeur de pouce (1-2 cm)). **Attention!** La hauteur du dossier est définie en fonction du degré de gravité du handicap.

b) sur la chaise:

de la partie supérieure du croisillon à la partie supérieure de la toile de dossier.
Remarque: la stabilité d'assise de l'utilisateur a une grande influence sur la hauteur




La longueur des jambes (LI)

a) pour l'utilisateur:

pour un genou à angle 90°: depuis le creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).

b) sur la chaise:

de la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds
Observation: fermeté du coussin



Hauteur du siège avant

Longueur de fourche	5 1/4" Fourche de roue		6" Fourche de roue		7" Fourche de roue	
Position de roue avant	en bas	en haut	en bas	en haut	en bas	en haut
Grandeurs de roues avant						
3" micro	44.5	42.0	46.0	43.5	48.5	45.5
5" polyuréthane	47.5	45.0	48.5	45.5	51.5	49.0
6" polyuréthane	48.5	45.5	49.5	47.0	53.0	50.5

Hauteur du siège arrière

Roues arrières	Position de plaque de fixation		
	en bas	moyen	en haut
22"	42	40	38
24"	44	42	40
26"	47	45	43

Tous les mesures arrondies +/- 1cm
Les données concernées sont mesurées avec une plaque de fixation et un cadre standard.

QUICKIE GPv

☐ = Standard ☐ = Option sans supplément ☐ = Option avec supplément

Siège			
Toile de siège			
☐ Toile de siège réglable			Std
☐ Sans toile de siège			-50
Coussin avec revêtement noir			
☐ Mousse 5 cm	500209		125
☐ Sans coussin			
Coussin Jay			
☐ Coussin Jay Basic	500209		139
Accessoires de siège			
☐ Ceinture de positionnement (137 cm)	500111		99
☐ Ceinture de positionnement (163 cm)	500111		99



Pour plus de coussins et de dossiers JAY voir aussi les bons de commande JAY



Dossier			
Hauteur de dossier			
☐ Hauteur de dossier fixe, non rabattable, sans étrier de dossier			
ajusté à	☐ 20 cm	☐ 27,5 cm	☐ 35 cm
	☐ 22,5 cm	☐ 30 cm	☐ 37,5 cm
	☐ 25 cm	☐ 32,5 cm	☐ 40 cm
☐ Hauteur de dossier réglable/rabattable, sans poignées intégrées. Angle de dossier réglable			
ajusté à	27,5 - 37,5	32,5 - 42,5	37,5 - 47,5
	☐ 27,5 cm	☐ 32,5 cm	☐ 37,5 cm
	☐ 30 cm	☐ 35 cm	☐ 40 cm
	☐ 32,5 cm	☐ 37,5 cm	☐ 42,5 cm
	☐ 35 cm	☐ 40 cm	☐ 45 cm
	☐ 37,5 cm	☐ 42,5 cm	☐ 47,5 cm
☐ Hauteur de dossier réglable/rabattable, avec poignées intégrées. Angle de dossier réglable			
ajusté à	32,5 - 42,5	37,5 - 47,5	42,5 - 52,5
	☐ 32,5 cm	☐ 37,5 cm	☐ 42,5 cm
	☐ 35,5 cm	☐ 40 cm	☐ 45 cm
	☐ 37,5 cm	☐ 42,5 cm	☐ 47,5 cm
	☐ 40 cm	☐ 45 cm	☐ 50 cm
	☐ 42,5 cm	☐ 47,5 cm	☐ 52,5 cm



Dossier fixe, non rabattable




Dossier réglable/rabattable

Poignées			
☐ Poignées fixées à l'étrier du dossier	(1)		129
☐ Poignées spéciales	(1)		158



Poignées fixées à l'étrier du dossier

Toile de dossier			
☐ Toile de dossier standard	(2)		Std
☐ Toile de dossier velcro réglable	(3)	500116	195
Dossier JAY			
voir bons de commande JAY			
☐ Sans toile de dossier			-50



Toile réglable

Protège vêtements / accoudoirs			
Accoudoirs			
☐ Accoudoir grand. Garniture d'accoudoir 25cm, démontable/régl. en haut.		500120	292
☐ Accoudoir grand. Garniture d'accoudoir 35cm, démontable/régl. en haut.		500120	292
☐ Accoudoir courbé amovible/rabattable			
☐ Sans accoudoir/garniture d'accoudoir			
Protège vêtements			
☐ Protège vêtements en plastique, amovible, à fixer	(4)		Std
☐ Protège-habits en plastique, amovible et à fixer. Avec garde-boue	(4)	500132	149

(1): *seulement avec dossier rabattable*
 (2): *incompatible avec dossier à poignées intégrées,*
 (3): *seulement avec dossier à poignées intégrées*
 (4): *seulement avec accoudoir courbé*

Pour plus d'informations
visitez notre site internet
www.sunrisemedical.ch

QUICKIE GPv

● = Standard ○ = Option sans supplément □ = Option avec supplément

[illegible]

Pour plus d'informations
visitez notre site internet
www.sunrisemedical.ch

QUICKIE GPv

☒ = Standard
 ☐ = Option sans supplément
 ☐ = Option avec supplément

☒	= Standard	☐	= Option sans supplément	☐	= Option avec supplément		CHF	
Accessoires cadres								
Levier de basculement pour accompagnateur								 Levier de basculement Roulette anti bascule
☐	gauche						49	
☐	droite						49	
☐	Porte-canne						97	
Roulette anti bascule à l'arrière								
☐	paire						135	
Roue avant								(voir les hauteurs de siège possibles en page 1)
☐	3" Micro						85	
☒	5" Pneus pleins						Std	
☐	5" Polyuréthane en forme de V							
☐	6" Pneus pleins							
Fourche avant								
☐	5 1/4" (133mm)							
☒	6" (150mm)						Std	
☐	7" (177mm)							
Goujons pivotants								
☒	Goujons pivotants standard						Std	
☐	3/4" (20.0 mm) Goujons pivotants							
☐	1 1/2" (37.5 mm) Goujons pivotants							
Roue arrière								(voir les hauteurs de siège possibles en page 1)
☐	22"							
☐	24"							
☐	26" incompatible avec roue arrière MAG							
☐	MAG matière plastique							
☐	Rayonnage croisé							
Protège rayons								
☐	Transparent incompatible ave roue arrière MAG						248	
☐	Noir incompatible avec roue arrière MAG						248	
☐	Space Alien incompatible avec roue arrière MAG, seul. avec roues arrières 22" et 24"						278	
☐	Get Out There incompatible avec roue arrière MAG, seul. avec roues arrières 22" et 24"						278	
☐	Purple Turtle incompatible avec roue arrière MAG, seul. avec roues arrières 22" et 24"						278	
☐	Leopard incompatible avec roue arrière MAG, seul. avec roues arrières 22" et 24"						278	
Pneus								
☐	Polyuréthane						98	
☐	Pneumatique 1 3/8"							
☒	Haute pression seulement avec roue arrières 22" et pas avec roue arrière MAG						Std	
Mains courantes								
☐	Aluminium						Std	
☐	Plastifiée incompatible avec roue arrière MAG	500110					139	
☐	Acier chromé incompatible avec roue arrière MAG, pas possible av. roues 22"	500110					69	
☐	Antidérapantes FoamGrip incompatible avec roue arrière MAG, pas possible av. roues 22"	500110					390	
☐	Sans mains courantes						-50	
Espacement mains courantes								
☒	Espacement étroit						Std	
☐	Espacement long							

Pour plus d'informations
 visitez notre site internet
www.sunrisemedical.ch

QUICKIE GPv

☐ = Standard ☐ = Option sans supplément ☐ = Option avec supplément

		CHF
Freins		
☐ Freins à debatement		Std
☐ Freins à ciseaux fixés à la partie inférieure du châssis		
☐ Freins à ciseaux fixés à la partie supérieure du châssis		
☐ Sans freins		
Accessoires freins		
☐ Rallonge de freins		55
Accessoires		
☐ Trousse à outils		
☐ Soutien mollets		
☐ Pompe à air		18
☐ Protège cadre Neoprene		55
☐ Sac pour siège	500206	57
☐ Sac à dos	500206	79
☐ Porte-bagages		141
 		
Couleur du cadre		
Set de couleur (Fourche de roue/set de fixation, plaque de fixation, mains courantes)		
1	☐ Blanc / White (RAL 9010)	
2	☐ Argent Brillant / Brillant Silver	
3	☐ Argent Mat / Matt Silver ☐ 248	
4	☐ Argent / Silver	
6	☐ Jaune soleil / Sun Yellow (RAL 1018)	
7	☐ Limone Brillant / Brillant Lime	
8	☐ Limone Mat / Matt Lime	
14	☐ Bleu / Blue	
15	☐ Marine Brillant / Brillant Marine	
16	☐ Marine Mat / Matt Marine	
21	☐ Rouge Rubis / Red Ruby (RAL 3003) ☐ 248	
22	☐ Rouge Brillant / Brillant Red	
23	☐ Rouge Mat / Matt Red	
24	☐ TuttiFrutti Orange ☐ 248	
26	☐ Coup de Marteau Argent / Silver Texture	
27	☐ Graphite Métallisé / Graphite Metalic	
28	☐ Platin Métallisé / Platinum Metalic	
29	☐ Noir / Black (RAL 9005)	
Swiss Optionen		
☐ 5" (125mm) SoftRoll		59
☐ Remplissage Flexel pour roues avant 7x1 3/4"	500202	132
Les freins ne sont pas fixés à cause des marques de pression laissées par un ajustage précis		



Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY



QUICKIE GP/GPv	Prix de base	CHF	3389
Total des options avec supplément		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	45
TVA 8%		CHF	
Prix T.T.C		CHF	