



Adresse de facturation:

Société:

Rue:

NPA/Lieu:

Fon:

Date:

Commission:

☐ Commande ☐ Devis ☐ 

Garantie

Selon nos conditions générales.

Prrière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

● = Standard n/c = option sans supplément



Adresse de livraison:

Société:

Rue:

NPA/Lieu:

Fon:

No de commande de Sunrise Medical:

Prrière d'envoyer les commandes à: cs@sunrisemedical.ch

Charge tolérée jusqu'à: **125 kg**

Poids de l'utilisateur: kg

Position tarifaire de l'assurance sociale: 30.128.002

Prix de base CHF 3990

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions						
●	SOPUR Helium	Dossier réglable en angle et ajustage du centre de gravité possible				3990
☐	030016	SOPUR Helium PRO	Dossier et support d'axe soudés. Centre de gravité moins réglable (-/+ 10' mm)		(charge tolérée max. 100 kg)	70.391.000 800
			Angle du dossier fixe		☐ -4° (86°) ☐ -2° (88°) ☐ 0° (90°) ☐ +2° (92°) ☐ +4° (94°)	
☐	030017	SOPUR Helium PRO	Dossier réglable en angle et rabattable. Support d'axe soudé. Centre de gravité moins réglable (-/+ 10 mm)			70.391.000 600
☐	090100	Fixations pour le transport handicapés montées/marquées (sauf Helium Pro et dossier Freestyle!)				n/c

Largeur du siège en mm (mesuré d'un bord extérieur à l'autre du châssis)

	320	340	360	380	400	420	440	460
340	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
360	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
380	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

		Hauteur du siège avant en mm																
		Fourche (long. x largeur)	Châssis	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
Roues avant	3"	111 mm x 32 mm	Bas	☐	☐	☐												
		111 mm x 32 mm	Haut					☐	☐	☐								
	4"	(1) 111 mm x 45 mm	Bas		☐	☐	☐	☐										
		(2) 123 mm x 45 mm	Bas			☐	☐	☐	☐									
		(2) Fourche Frog Leg	Bas					☐	☐	☐								
		111 mm x 32 mm	Bas		☐	☐	☐	☐										
		123 mm x 32 mm	Bas			☐	☐	☐	☐									
		(1) 111 mm x 45 mm	Haut						☐	☐	☐	☐						
	5"	(2) 123 mm x 45 mm	Haut							☐	☐	☐	☐					
		(2) Fourche Frog Leg	Haut								☐	☐	☐	☐				
		(1) 111 mm x 32 mm	Haut					☐	☐	☐	☐	☐						
		123 mm x 32 mm	Haut						☐	☐	☐	☐	☐					
		(1) 111 mm x 45 mm	Bas				☐	☐	☐									
		(2) 123 mm x 45 mm	Bas					☐	☐	☐								
6"		(2) Fourche Frog Leg	Bas						☐	☐	☐							
		(2) 123 mm x 45 mm	Haut							☐	☐	☐	☐					
		(2) Fourche Frog Leg	Haut									☐	☐	☐				
		(2) 123 mm x 45 mm	Haut										☐	☐	☐			
		(2) Fourche Frog Leg	Haut											☐	☐	☐		
		(2) 123 mm x 45 mm	Haut												☐	☐	☐	

(1) ces variantes sont disponibles aussi avec la fourche monobras, choix de la fourche voir p. 3

(2) compatible avec pince pour le handbike version "Power"

Frog Leg



149 x 41 mm

Fourche monobras




111 mm

Carbotecture


111 x 32 mm
111 x 45 mm

Aluminium




123 x 45 mm

La différence de l'hauteur entre l'arrière et l'avant du siège doit se situer entre 0 et moins 130 mm!

Pas d'inclinaison d'assise négative possible.
Prenez en considération les diff. versions de fourches sur page 3!

Plus d'informations sur les procédés de mesure voir pages suivantes!


Le châssis haut est de 40 mm plus élevé que le châssis bas.
Il est possible de choisir différentes fourches, qui influence le poids du fauteuil roulant.

Veuillez prendre en considération les instructions de mesure: voir page 8 "procédé de mesure"

Toutes les mesures en mm et sans coussin

Dimensions
Hauteur du siège arrière en mm

(la hauteur arrière du siège est ajustable chez tous les fauteuils +/- 10 mm. Sauf Helium Pro)

Roues arrière	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24" (540 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25" (559 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Toile de siège std incompatible avec hauteur d'assise arrière 370 mm (24") et 380 mm (25")

Roues 24": possibilités de réglage hauteur d'assise 370 et 490 mm limitées

Roues 25": possibilités de réglage hauteur d'assise 380 et 500 mm limitées

Attention: à partir hauteur d'assise arrière 460 mm et plus, la distance entre les accoudoirs augmente de 35 mm.

Tarif-Pos.

CHF excl.


Siège

Toile de siège standard			
● 020002	Toile de siège avec 1 pochette à outils	30.507.000	Std
□ 020003	Toile de siège avec 2 pochettes à outils (dès largeur du siège 360 mm)	70.362.000	57
□ 020004	Toile de siège avec pochette à outils et pochette de cathéter (dès largeur du siège 360 mm)	70.362.000	57
Toile de siège à poids léger Air Flow (Clip Style) (charge tolérée max. 100 kg)			
□ 020010	Toile de siège Air Flow (changement de Air Flow à Standard et vice versa n'est plus possible après avoir choisi)		148
□ 020005	Toile de siège Air Flow avec 1 pochette à outils	70.362.000	205
□ 020006	Toile de siège Air Flow avec 2 pochettes à outils (dès largeur du siège 360 mm)	70.362.000	205
□ 020007	Toile de siège Air Flow avec pochette à outils et de cathéter (dès largeur du siège 360 mm)	70.362.000	205
□ 020000	Sans toile de siège		-50
Coussin et revêtement			
□	Coussin en mousse avec revêtement noir fermeté medium □ 30 mm (020101) □ 50 mm (020102)	70.141.000	135
□	Coussin en latex avec revêtement noir fermeté très souple □ 50 mm (020103) □ 80 mm (020104)	70.141.000	135
□	Coussin en mousse avec revêtement Gore-Tex noir fermeté medium □ 30 mm (020105) □ 50 mm (020106)	70.141.000	235
□	Coussin en latex avec revêtement Gore-Tex noir fermeté très souple □ 50 mm (020107) □ 80 mm (020108)	70.141.000	235
□ 090018	Ceinture de sécurité avec boucle	70.112.000	79
□ 020150	Revêtement de rechange avec fermeture-éclair		65

Voir aussi les bons de commande JAY


Dossier

● 030001	Dossier standard (dossier réglable en hauteur). Barre de dossier standard.									Std		
Domaine de réglage ajusté à		250 - 300 mm	300 - 350 mm	350 - 400 mm	400 - 450 mm							
		○ 250 mm	○ 300 mm	○ 350 mm	○ 400 mm							
		○ 275 mm	○ 325 mm	○ 375 mm	○ 425 mm							
		○ 300 mm	○ 350 mm	○ 400 mm	○ 450 mm							
□ 030003	Dossier poids léger avec barre de dossier ovale (hauteur du dossier fixe, uniquement +/- 10 mm)									248		
ajusté à		250 mm	○ 300 mm	○ 350 mm	○ 400 mm							
		275 mm	○ 325 mm	○ 375 mm	○ 425 mm						○ 450 mm	
Barre de dossier ovale		□ étroite, écartement 93 mm (030403)		□ large, écartement 123 mm (030404)		(uniq. pour dossier poids léger)				n/c		
● 030015	Dossier réglable en angle	rabattable (-31° à +15°, uniquement en noir anodisé)									Std	
□ 030012	Dossier réglable en angle	pas rabattable (-31° à +15°)									n/c	
□ 030102	Dossier réglable en angle	rabattable verrouillage lorsque la chaise est pliée (-31° à +15°)					70.133.000				70	
Set style		● noir	□ orange	□ argent	□ rouge	□ bleu					n/c	
□ 030103	Dossier 20 mm plus étroit que la largeur du siège							70.131.000				228
Poignées												
□ 030200	Sans poignées											n/c
● 030201	Poignées standard long											Std
□ 030203	Poignées escamotables (incomp. avec poignées régl. en hauteur et uniquement à partir haut. du dossier 325 mm)											148
□ 030204	Poignées réglables en hauteur (incomp. avec dossier poids léger 030003 et uniq. à partir haut. du dossier 325 mm)							30.510.000				248
Toile de dossier												
● 030317	EXO PRO toile de dossier noir; polyester; rembourrée, adaptable & respirante - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO)							30.507.000				Std
Coloris bandes latérales:		● noir	□ orange	□ argent	□ rouge	□ bleu						
□ 030316	EXO toile de dossier noir; polyester; rembourrée & adaptable - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO)							30.507.000				n/c
Coloris bandes latérales:		● noir	□ orange	□ argent	□ rouge	□ bleu						
□ 030000	Sans toile de dossier											-50


Dossier Freestyle (non crash-testé - voir page 6)

☐ 030089	Dossier Freestyle, J3 coquille en alu, peu profond (SC); réglable en angle et rabattable (coloris du châssis)					70.131.000	1070
	☐ Hauteur du dossier 310 mm	(hauteur du dossier 325 - 425 mm)					
	☐ Largeur coquille dossier 320 mm - utilisable à partir de largeur siège 320 mm						
	☐ Largeur coquille dossier 370 mm - utilisable à partir de largeur siège 380 mm						
☐ 030090	Dossier Freestyle, J3 coquille en carbone, peu profond (SC); réglable en angle et rabattable					70.131.000	1170
	☐ Hauteur du dossier 240 mm	(hauteur du dossier 275 - 350 mm)					
	☐ Largeur coquille dossier 320 mm - utilisable à partir de largeur siège 320 mm						
	☐ Largeur coquille dossier 370 mm - utilisable à partir de largeur siège 380 mm						
	☐ Largeur coquille dossier 420 mm - utilisable à partir de largeur siège 440 mm						
	☐ Hauteur du dossier 310 mm	(Hauteur du dossier 325 - 425 mm)					
	☐ Largeur coquille dossier 320 mm - utilisable à partir de largeur siège 320 mm						
	☐ Largeur coquille dossier 370 mm - utilisable à partir de largeur siège 380 mm						
	☐ Largeur coquille dossier 420 mm - utilisable à partir de largeur siège 440 mm						
☒ 030015	Dossier réglable en angle	rabattable	(-31° à +15°, uniquement en noir anodisé)				Std
☐ 030012	Dossier réglable en angle	pas rabattable		(-31° à +15°)			n/c
☐ 030102	Dossier réglable en angle	rabattable	verrouillage lorsque la chaise est pliée		(-31° à +15°)		n/c
	Set style	☒ noir	☐ orange	☐ argent	☐ rouge	☐ bleu	n/c
☐ 030211	Poignées amovibles, uniquement pour dossier Freestyle					70.131.000	148


SOPUR HELIUM											Tarif-Pos.	CHF excl.									
Protège vêtements / accoudoirs																					
●	040102	Protège vêtements - alu (harmonisés à la couleur du châssis)											Std								
□	040103	Protège vêtements - alu (harmonisés à la couleur du châssis) - avec garde-boue (hauteur du siège min. 390 mm)											n/c								
□	040104	Protège vêtements - carbone - avec garde-boue (hauteur du siège min. 390 mm)											n/c								
□	040101	Protège vêtements - léger - carbone (avec roues 24" hauteur du siège arr. min. 410 mm; avec roues 25" hauteur du siège arr. min. 430 mm)											n/c								
□	040107	Protège vêtements en plastique, amovible, à fixer (Quickie Style) (incomp. avec centre de gravité 92 et 104 en comb. avec toile de siège poids léger)											n/c								
□		Protège vêtements simple réglable en hauteur, amovible □ capitonnage court 250mm (040050) □ capitonnage long 350mm (040051)									30.508.000		295								
□	040052	Protège vêtements simple régl. en hauteur par outil. Capitonnage long 330 mm (incomp. avec accoudoirs courbés)									30.508.000		245								
□	040108	Accoudoirs courbés (alu), à pivoter (vers le côté) & amovible (uniqu. avec acc. alu/carbone sans garde-boue. Incomp. avec toile siège poids léger)											132								
□	040000	Sans protège vêtements et accoudoirs																			
Repose-pieds poids léger / Palettes																					
●	050029	Repose-pieds étrier en aluminium (pour longueur des jambes 360-520 mm)											Std								
□	050030	Repose-pieds étrier en alu avec palette (pour longueur des jambes 360-520 mm)											n/c								
□	050025	Repose-pieds, réglable en angle, palette en plastique (pour longueur des jambes 360-520 mm)									30.505.000		95								
□	050024	Repose-pieds, réglable en angle, palette en alu en couleur du châssis (pour longueur des jambes 360-520 mm)									30.505.000		95								
□	050026	Repose-pieds, réglable en angle, palette en carbone (pour longueur des jambes 360-520 mm)									30.505.000		125								
□	050125	Palette monobloc "Performance", réglable en angle (pour longueur des jambes 360-520 mm)									30.505.000		95								
□	050128	Palette monobloc en plastique, réglable en angle, relevable vers l'arrière (Poids max. 75kg, LJ à partir 330 mm, inc. avec roues avant 4")									30.505.000		95								
□	050034	Palette monobloc en alu, réglable en angle, montage haut (pour longueur des jambes courte 220-390 mm)									30.505.000		n/c								
□	050022	Palettes sép. en aluminium, régl. en angle, relevable, en coul. du châssis (LJ de 420 mm, inc. avec roues avant 4" & 6")									30.505.000		95								
□	050127	Cales latérales réglables pour encadrer les pieds (uniquement en combinaison avec RP 050024, 050025, 050034, 050125)											50								
Longueur des jambes (LJ) en mm																					
○	220	○	230	○	240	○	250	○	260	○	270	○	280	○	290	○	300	○	310	Attention: LJ doit être au min. 25 mm plus petite que la hauteur du siège avant Châssis bas: RP montage haute 220-350 mm/RP montage normale 360-500 mm Châssis haut: RP montage haute 220-390 mm/RP montage normale 400-520 mm	
○	320	○	330	○	340	○	350	○	360	○	370	○	380	○	390	○	400	○	410		
○	420	○	430	○	440	○	450	○	460	○	470	○	480	○	490	○	500	○	510		○
Châssis																					
●	010206	Longueur du châssis standard											Std	 Angle du châssis 100°, 92° ou 88°							
□	010207	Longueur du châssis, version longue (plus 20 mm) (incomp. avec prof. de siège 480 mm. Position étroite du support de fourche recommandée)											n/c								
●	010013	Châssis Performance		angle du châssis 92°		(changement de roues avant de 3" & 4" à 5" & 6" n'est plus possible après avoir choisi)							Std								
□	010009	Châssis Performance		angle du châssis 88°		(uniqu. avec rétrécissement 0 & 30 mm, pas de choix par rapport au position de la fourche)							n/c								
□	010012	Châssis standard		angle du châssis 100°		(changement de roues avant de 3" & 4" à 5" & 6" n'est plus possible après avoir choisi)							n/c								
●	010100	Rétrécissement du châssis vers l'intérieur		0 mm par côté		(voir tableau mesures intérieures page 8)							Std								
□	010101	Rétrécissement du châssis vers l'intérieur		10 mm par côté		(incomp. avec angle du châssis 88°, voir tableau mesures intérieures page 8)							n/c								
□	010103	Rétrécissement du châssis vers l'intérieur		30 mm par côté		(incomp. avec LS 320 mm. Voir tableau mesures intérieures page 8)							n/c								
□	010301	Position standard du support de fourche											n/c								
□	010302	Position étroite du support de fourche (uniquement avec rétrécissement 30 mm)											n/c								
□	010500	Rallonge de l'empattement Handbike (charge max. 100 kg, 3" supérieur que l'axe std nécessaire, uniquem. garde-boue en alu, toile de siège std)											299								
Accessoires châssis																					
□	Système de suspension □ jusqu'à 70 kg (090031) □ jusqu'à 120 kg (090032)											389	 (Positionneur roue centre de gravité →) (Positionneur roue centre de								
	(Incomp. avec centre de gravité 68 à 104 mm. Incomp. avec HS 370-420 mm (24") et 370-430 mm (25"))																				
□	Levier de basculement □ Montage à gauche (090001) □ Montage à droite (090002)									30.506.000		49									
	□ Paire (090003) (Paire, incomp. avec roulette de sécurité)									30.506.000		98									
□	090009	Porte canne (uniquem. en combinaison avec levier de basculement)									30.512.000			49							
□	Roulette de sécurité pivotante □ Montage à gauche (090004) □ Montage à droite (090005)									30.501.000		115									
	□ Paire, à droite/à gauche (090006) (incomp. avec levier de basc.)									30.502.000		230									
□	Roulette de sécurité pivotante (actionnée par l'utilisateur) □ Montage à gauche (090033) □ Montage à droite (090008)									30.501.000		148									
□	090007	Roulette de sécurité relevable, Quickie Style (paire)									30.502.000			115							
□	090035	Roulette de sécurité Sport, roue 3", montage centrale, relevable												230							
□	090010	Roulette de transit, roue 3"											215								
□	090016	Protection du cadre											55								
Préparation pour Handbike ATTITUDE																					
□	090211	Pince pour le Handbike ATTITUDE - sans commande d'un Handbike (pinces déjà montées)											95								
□	090212	Pince pour le Handbike ATTITUDE - avec commande d'un Handbike (pinces déjà montées, commande ATTITUDE séparée)																			
Roues avant																					
	Fourche de roue avant (choix de la fourche avant voir page 1, hauteur du siège avant)																				
●	080013	Fourche Carbotecture® - noir (pas pour assistance électrique auxiliaire; uniquement longueur 111 mm)											Std								
	Set style	□ argent mat	□ orange	□ rouge*	□ bleu*	(*uniqu. roues soft)						45									
□	080029	Fourche Alu - noir (uniquement longueur 123 mm)											n/c								
	Set style	□ argent mat	□ orange									45									
□	080008	Fourche monobras - noir (uniquement longueur 111 mm. Uniquement avec roues 4" et 5" alu soft et alu pneus pleins!)											149								
	Set style	□ argent mat	□ orange	□ rouge	□ bleu							45									
□	080007	Fourche Frog Leg (149 mm x 41 mm. Uniquem. avec 4" & 5" pneus pleins et avec toutes les roues alu. Fourche en noir)									70.374.000		390								




Mesuré depuis l'avant du tube de dossier jusqu'à la moitié de l'axe (seulement un choix!)

○ 20	○ 32	○ 44	○ 56
○ 68	○ 80	○ 92	○ 104

(Positionneur roue centre de gravité




(Positionneur roue centre de



SOPUR HELIUM [®]						Tarif-Pos.	CHF excl.		
Roues avant									
●	080301	Pneus pleins	jantes en plastique, noir					Std	
□	080302	Pneus pleins soft	jantes en plastique, noir	(uniquement avec 5" et 6" avec fourche av. large 45 mm)				n/c	
□	080303	Pneus pleins lumineux	jantes en plastique, noir	(incomp. avec 6")				59	
□	080304	Pneus pleins	jantes en alu, argent	(uniquement avec 4" et 5")				n/c	
□	080306	Pneus pleins soft	jantes en alu	(uniquement avec 4" et 5" avec fourche av. large 45 mm)				119	
	Set style		● argent □ noir □ orange □ rouge □ bleu					n/c	
Roues arrières (veuillez tenir compte des possibilités de combinaison avec des roues, pneus et mains courantes!)									
(Nous recommandons des roues à rayons croisés pour des clients excédés un poids de 100 kg)									
□	070001	Roues universel rayons croisés	rayons croisés	36 rayons	argent	(uniquement 24")		n/c	
□	070002	Roues Design	rayons droits	36 rayons	argent	(uniquement 24")		n/c	
●	070003	Roues à rayons légers	rayons droits	24 rayons	argent	(incomp. avec 26")		Std	
	Set style		□ orange □ bleu □ rouge	(coloris anodisé, uniquement 24")				99	
□	070004	Roues Proton ultra légères	rayons droits	24 rayons	noir	(charge tolérée max. 100 kg)		289	
□	070005	Roues Spinerger	rayons droits	18 rayons	noir	Moyeux: argent		529	
□	070006	Roues Spinerger	rayons droits	12 rayons	noir	Moyeux: argent		679	
□	070007	Roues Spinerger	rayons droits	12 rayons	noir	Moyeux: noir		679	
□	070009	Roues Mountainbike	rayons droits	36 rayons	argent	(uniquement 24")		299	
□	070010	Roues Mountainbike	set de rechange	(uniquement 24")				399	
□	070000	Sans roues arrières						-225	
Pneus									
□	070101	Profil fin 1" Schwalbe RightRun	contenu anti crevaison		(uniquement 24")			n/c	
□	070107	Profil fin Schwalbe One	contenu anti crevaison					n/c	
□	070106	Profil Schwalbe TwoGrip DownTown	contenu anti crevaison		(uniquement 24")	30.511.000		44	
□	070102	Pneu anti-crevaison Poly	(uniquement 24" et avec 070001 ou 070002)			30.511.000		44	
□	070104	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1"	contenu anti crevaison			30.511.000		54	
Mains courantes									
□	070201	Aluminium argenté, vernis clair	(roues à rayons légers et roues Proton: incomp. avec montage des mains courantes espacées)					n/c	
□	070202	Aluminium argenté, anodisé	(roues à rayons légers et roues Proton: incomp. avec montage des mains courantes espacées)					n/c	
□	070203	Aluminium brossé, coloré	Coloris = _____ (cf. Page 5)						
□	070204	Inox poli	(uniquement 24")					n/c	
□	070205	Titane brillant	(uniquement 24")					199	
□	070206	Titane vernis clair	(uniquement 24")					199	
□	070212	Ellipse 3R, noire (ergonomiques, avec inserts en caoutchouc)	(uniquement 24" & 25")			70.171.000		290	
□	070207	Antidérapantes (Supergrip)	(uniquement 24", incomp. avec MTB)			70.171.000		290	
□		Gekko (FMG-MF06-3247-01 / 02)	(uniquement 24" & 25")			70.171.000		420	
□	070208	MaxGrepp	(uniquement 24", incomp. avec MTB)			70.171.000		350	
□	070250	Revêtement pour mains courantes	(uniquement 24")			70.171.000		119	
Montage des mains courantes									
●	070317	Montage des mains courantes	17 mm étroit					Std	
□	070327	Montage des mains courantes	27 mm espacé					n/c	
□	070307	Montage des mains courantes	07 mm très rapproché		(uniquement inox 24")			99	
Essieu roues arrières									
●	010401	Essieu standard en alu						Std	
□	010402	Essieu en carbone		(uniquement avec carrossage des roues 0° et 3°)				198	
Carrossage des roues									
□	070600	Carrossage des roues	0°					n/c	
●	070603	Carrossage des roues	3°					Std	
□	070606	Carrossage des roues	6°		(incompatible avec essieu en carbone)			n/c	
□	070609	Carrossage des roues	9°		(incomp. avec essieu en carbone & avec essieu additionnel Handbike)			n/c	
Protège rayons									
Veuillez prendre en considération le catalogue protège rayons correspondant et choisissez la grandeur des roues et le numéro du sujet									
□	Protège rayons 24"					(incompatible avec roues Spinerger)	30.509.000		228
□	5000	□ 5001	□ 5002	□ 5004	□ 5005	□ 5006	□ 5007	□ 5008	
□	5015	□ 5025	□ 5012	□ 5014	□ 5003	□ 5018	□ 5017	□ 5016	
□	5023	□ 5024	□ 5013	□ 5022	□ 5021	□ 5020	□ 5011	□ 5019	
□	5009	□ 5010	□ 5135	□ 5134	□ 5129	□ 5127	□ 5130	□ 5128	
□	5131	Protège rayons transparent				(incompatible avec roues Spinerger)	30.509.000		198
Freins									
Freins									
●	060001	Freins standard					30.503.000		Std
□	060002	Freins à débattement court							n/c
□	060023	Freins compacts EVO				(uniquement avec carrossage des roues 0° et 3°, voir matrice page 9)			n/c
□	060004	Freins compacts - poids léger				(centre de grav. +/- 20 mm, incomp. avec Handbike, uniq. avec carr. des roues 0° et 3°, voir matrice page 9)			49
□	060006	Frein unilatéral, utilisation à gauche							298
□	060007	Frein unilatéral, utilisation à droite							298
Accessoires de freins									
□	060010	Rallonges des freins				(uniquement avec freins à debatement court)	30.504.000		39



080306




Ellipse 3R



MaxGrepp

Ellipse 3R



MaxGrepp




Accessoires

RGK FrontWheel roue avant tout-terrain : voir bon de commande séparé			RGK FrontWheel
● 090000	Trousse à outils		Std
☐ 090024	Pompe à air (0 - 11 Bar)		79
☐ 090025	Pompe à air vélo		18
☐ 090020	Filet à provision		29
☐ 090026	Sac à portable		29
☐ 090019	Porte-bagages		99
☐ 090030	Sac à dos	70.362.000	69
☐ 090014	Châssis renforcé pour l'utilisation avec le Handbike		299


Couleurs

Autocollant Helium sur le châssis et Sopur sur les protèges vêtements			
☐ noir (100550)	☐ argent (100551)	☐ orange (100552)	☐ rouge (100553) ☐ bleu (100554)
Coloris serrage de l'axe			n/c
☐ argent (100560)	☐ orange (100561)	☐ rouge (100562)	☐ bleu (100563)
Châssis décorations "Floating Dots"			n/c
☐ noir (100570)	☐ argent (100571)	☐ orange (100572)	☐ rouge (100573) ☐ bleu (100574)
☐ noir mat (100575)			142



Parties du châssis/composants					
	Châssis	Mains courantes		Châssis	Mains courantes
01 Blanc / White RAL 9010	☐	☐ 58	26 Argent coup de marteau / Silver Texture	☐	☐ 58
02 Argent brillant / Brillant Silver	☐	☐ 58	27 Graphite métallisé / Graphite Metalic	☐	☐ 58
03 Argent mat / Matt Silver	☐	☐ 58	28 Platin métallisé / Platinum Metalic	☐	☐ 58
04 Argent / Silver	☐	☐ 58	29 Noir / Black (RAL 9005)	☐	☐ 58
06 Jaune soleil / Sun Yellow	☐	☐ 58	31 Noir mat / Matt Black	☐	☐ 58
07 Limone brillant / Brillant Lime	☐	☐ 58	32 Blanc de sécurité / Signal White	☐	☐ 58
10 Turquoise mat / Matt Candy	☐	☐ 58	33 Pink	☐	☐ 58
14 Bleu / Blue	☐	☐ 58	34 Dark Chocolate Metallic	☐	☐ 58
15 Marine brillant / Brillant Marine	☐	☐ 58	35 Bleu ciel / Skyblue	☐	☐ 58
16 Marine mat / Matt Marine	☐	☐ 58	36 Cyan métallisé / Cyan Metallic	☐	☐ 58
19 Violet brillant / Brilliant Purple	☐	☐ 58	37 Rouge Mars / Mars red	☐	☐ 58
20 Violet mat / Matt Purple	☐	☐ 58	39 Cappuccino	☐	☐ 58
21 Rouge Rubis / Red Ruby (RAL 3003)	☐	☐ 58	40 Kiwi	☐	☐ 58
22 Rouge brillant / Brillant Red	☐	☐ 58	41 Flamant Glitter / Flamingo Glitter	☐	☐ 58
23 Rouge mat / Matt Red	☐	☐ 58	42 Anthracite mat / Matt Anthracite	☐	☐ 58
24 TuttiFrutti Orange	☐	☐ 58	43 Bleu Azure / Azure Blue	☐	☐ 58

Built-4-Me (Bâti sur mesures)


Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY


SOPUR HELIUM®	Prix de base	CHF	3990
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	50
TVA 7.7%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	




010401
Essieu standard en aluminium




010402
Essieu en carbone



080013
Fourche Carbotecture



080008
Fourche monobras



030403 & 030404
Barre de dossier ovale étroite ou large



020002
Toile de siège standard avec une pochette à outils



020005 - 020007
Toile de siège à poids léger Air Flow (Clip-Style)



030102
Dossier régl. en angle & rabattable, verrouillage lorsque la chaise est pliée



030003
Dossier poids léger avec barre de dossier ovale



030201
Poignées longues




030203
Poignées escamotables



030204
Poignées réglables en hauteur



030316
EXO toile de dossier, adaptable (nouveau version EXO EVO)



030317
EXO PRO toile de dossier, adaptable & respirante (nouveau version EXO)




030090
Dossier Freestyle, J3 Carbone, peu profond (SC)



030211
Poignées amovibles pour dossier Freestyle

	avec mousse	sans mousse
Haut. du dossier	240 mm	165 mm
	310 mm	240 mm
Larg. du dossier	320 mm	280 mm
	370 mm	330 mm
	420 mm	380 mm
Contour		



040101
Protège vêtements en carbone



040104
Protège vêtements en carbone avec garde-boue



040108
Accoudoirs courbés



100336 / 100337 / 100338
Set style des roues à rayons légers 24"



040050 et 040051
Protège vêtements simple, réglable en hauteur/



040052
Protège vêtements simple, réglable en hauteur/profondeur avec outil



040107
Protège vêtements en plastique, amovible



080013 & 080306
Fourche Carbotecture avec roues avant pneus pleins soft, jante en alu



050029
Repose-pieds étrier en aluminium



050030
Repose-pieds étrier en alu avec palette



050025
Repose-pieds, régl. en angle, palette en plastique



050026
Palette en carbone



050125
Palette Performance, réglable en angle



050127
Cales latérales réglables pour encadrer les pieds



060001
Freins standard



060002
Freins à débattement court



060023
Freins compacts EVO



060004
Freins compacts poids léger



070001
Roue universel rayons croisés



070002
Roue Design



070003
Roue à rayons légers



070004
Roue Proton (ultra léger)



070005
Roue Spinergy



070010
Roue Mountainbike



070101
Right Run



070102
Pneu anti-crevaison Poly



070104
Marathon Plus



70107
One



070106
Down town two grip



090001
Lever de basculement



090004
Roulette de sécurité pivotante



090007
Roulette de sécurité relevable



090032
Système de suspension



090010

Roulette de transit



090016

Protection du cadre



090018

Ceinture de sécurité avec boucle



090033

Roulette de sécurité pivotante (actionnée par l'utilisateur)



090035


Roulette de sécurité Sport

Prière de tenir compte des mesures:
Les informations suivantes sont le résultat de plusieurs années de pratique. Des différences peuvent toutefois survenir dans certains cas.

La largeur du siège: LS

a) Pour l'utilisateur:
Entre le bassin et les protège vêtements, laissez la place pour une main tenue à la verticale (env. 10-20 mm en tout).


b) Sur la chaise:
Les mesures sont prises d'un bord extérieur à l'autre du châssis.



La profondeur du siège: PS

a) Pour l'utilisateur:
Avec une position à angle 90° depuis l'avant de la toile au creux de genou, laissez la place pour 2-3 largeurs de doigts (env. 30-60 mm). Attention aux toiles adaptables.

b) Sur la chaise:
Du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile.



La hauteur du dossier: HD


a) Pour l'utilisateur:
Mesure (coussin inclus) depuis la surface du siège jusqu'à la partie inférieure de l'omoplate avec un intervalle max. d'une largeur de pouce (10-20 mm). La hauteur dépend du degré de gravité du handicap.

b) Sur la chaise:
De la partie supérieure du croisillon à la partie supérieure de la toile de dossier.
Remarque: la stabilité d'assise de l'utilisateur a une grande influence sur la hauteur du dossier et peut être très variable.

La longueur des jambes: LJ

a) Pour l'utilisateur:
Pour un genou à angle 90°: depuis le creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).

b) Sur la chaise:
De la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds
Observation: fermeté du coussin



Dimension de la chaise

Hauteur maximale 1120 mm
Longueur maximale 910 mm

Largeur hors-tout avec:

Carrossage des roues 0°: LS+~170 mm
Carrossage des roues 3°: LS+~230 mm
Carrossage des roues 6°: LS+~290 mm
montage des mains courantes très rapproché

24"

25"

LS+~170 mm
LS+~240 mm
LS+~300 mm

Poids

à partir de 6.8 kg (Helium) resp. 6.4 kg (Helium Pro)

Chaise std 400 x 400 mm, carrossage 3°, centre de gravité 56 mm

Angle du siège 8°


Tous les changements dans la configuration peuvent changer la hauteur du siège.
Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm (selon fabrication)

A CONSIDÉRER:


Diff. d'inclinaison d'assise max. entre la HS avant et arrière: 130 mm
Pas d'inclinaison d'assise négative possible

A noter: la matrice se base sur une configuration standard



Châssis haut contre châssis bas



Châssis long contre châssis standard



Position de support fourche



Mesures intérieures du châssis

Largueur	320	340	360	380	400	420	440	460
Rétrécissement								
0 mm	270	290	310	330	350	370	390	410
10 mm par côté	250	270	290	310	330	350	370	390
30 mm par côté	X	230	250	270	290	310	330	350

Matrice NoGo freins compact - poids léger (060004)

Les indications de la hauteur du siège se rapportent aux ajustages en bas avec angle du siège 8°

Tube de l'axe avec une pièce de distance

CoG = Centre de gravité

Profondeur du siège 420 à 480 mm															
24"	Hauteur du siège avant en mm														
CoG	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
20															
32															
44															
56															
68															
80															
92															
104															

Profondeur du siège 420 à 480 mm															
25"	Hauteur du siège avant en mm														
CoG	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
20															
32															
44															
56															
68															
80															
92															
104															

Profondeur du siège 400 mm															
24"	Hauteur du siège avant en mm														
CoG	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
20															
32															
44															
56															
68															
80															
92															
104															

Profondeur du siège 400 mm															
25"	Hauteur du siège avant en mm														
CoG	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
20															
32															
44															
56															
68															
80															
92															
104															

Profondeur du siège 340 à 380 mm															
24"	Hauteur du siège avant en mm														
CoG	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
20															
32															
44															
56															
68															
80															
92															
104															

Profondeur du siège 340 à 380 mm															
25"	Hauteur du siège avant en mm														
CoG	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
20															
32															
44															
56															
68															
80															
92															
104															

 compatible

 incompatible