

Cirrus G5

(Châssis pour coques)



BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client		Adresse de livraison
		correspond à l'adresse de facturation
N° client		N° client
Nom		Nom
Rue		Rue
NPA/Lieu		NPA/Lieu
E-mail		E-mail
Tél.		Tél.
Informations relatives à la commande		Poids de l'utilisateur
Commande	Devis	Charge utile max. : 135 kg
Commission		Poids de l'utilisateur :
N° art. : 35001000	Position tarifaire : 90.401.000	
Dernière mise à jour : 01.01.2024, prix valables jusqu'à nouvel avis		

Prix de base **CHF 4'180**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Prière de tenir compte des mesures

Les informations suivantes sont le résultat de plusieurs années de pratique. Des différences peuvent toutefois survenir dans certains cas.

La largeur du siège (LS)

- a) Pour l'utilisateur: laissez la place pour une main tenue à la verticale entre le bassin et les protège-vêtements (env. 10 - 20 mm en tout).
- b) Sur le fauteuil: les mesures sont prises d'un bord extérieur du châssis à l'autre.

La profondeur du siège (PS)

- a) Pour l'utilisateur: en position assise à 90°, depuis l'avant de la toile au creux de genou, laissez la place pour 2 - 3 largeurs de doigts (env. 30 - 60 mm). Attention aux toiles adaptables.
- b) Sur le fauteuil: du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile.

Hauteur d'assise avant

- a) Pour l'utilisateur: en position assise à 90°: du sol au creux du genou.
- b) Sur le fauteuil: du sol au tube d'assise avant (30 mm min. de plus que la mesure utilisateur). Ne pas oublier de compter l'épaisseur du coussin.

Hauteur d'assise arrière

Sur le fauteuil: du sol au tube d'assise arrière (au dossier). Remarque: la différence entre les hauteurs avant et arrière ne doit pas dépasser 110 mm.

La hauteur du dossier (HD)

- a) Pour l'utilisateur: de la surface de l'assise jusqu'à une largeur de pouce (10 - 20 mm) sous l'omoplate.
- b) Sur le fauteuil: du tube d'assise arrière à l'extrémité supérieure de la toile de dossier.

Attention: la hauteur du dossier dépend du degré de gravité du handicap.

Angle du dossier

Sur le fauteuil: 0° représente l'angle de 90° mesuré sur le siège. Les angles négatifs sont < 90° et les angles positifs sont > 90°.

Centre de gravité

Sur le fauteuil: faire tomber le fil à plomb du tube d'assise arrière (au dossier) et mesurer la distance jusqu'au milieu de l'axe.

Données techniques

Hauteur maximale:	1100 mm
Longueur maximale:	1150 mm
Poids:	à partir de 48 kg
Largeur maximale:	LS +240 mm

Le produit a passé les crash-tests des normes **ISO 7176-19 et ISO 16840-4** et en combinaison avec l'option «Anneaux de fixation pour le transport en auto», il est approprié pour être utilisé comme siège dans un véhicule pour le transport de fauteuils roulants. Toutes les modifications de la configuration peuvent influencer la hauteur d'assise. Tolérance dimensionnelle départ d'usine ± 10 mm.

Largeur d'assise							CHF
	SW39	SW42	SW45	SW48	SW51	SW54	
mm	390	420	450	480	510	540	

Profondeur d'assise						
	SD44	SD47	SD50			
mm	440 (390-490)	470 (420-520)	500 (450-550)			

Hauteur d'assise avant							
	FSH375	FSH40	FSH425	FSH45	FSH475	FSH50	FSH525
mm	375	400	425	450	475	500	525
5" / 16"			-	-	-	-	-
6" / 16"	-	-				-	-
8" / 16"	-	-	-			-	-
5" / 20"			-	-	-	-	-
6" / 20"	-	-					-
8" / 20"	-	-	-				
5" / 22"	-		-	-	-	-	-
6" / 22"	-	-					-
8" / 22"	-	-	-				
5" / 24"	-	-	-	-	-	-	-
6" / 24"	-	-					-
8" / 24"	-	-	-				

Siège			Position tarifaire	CHF
CIR020086	Siège, angle d'assise, inclinaison d'assise 0° - 33°		80.507.000	Std
	CIR020088	Mécanisme de verrouillage, bascule d'assise		149
CIR020089	Siège, fixe, profondeur d'assise +/- 50 mm		80.507.000	n/c
	CIR020091	Plaque d'assise, sans renforcement pour le bassin (3)		n/c
	CIR020151	Adapteur trapèze (L: 300 mm, l (avant): 280 mm, l (arrière): 140 mm)		473

Accessoires d'assise			Position tarifaire	CHF
CIR090202	Cale d'abduction, petite, 70 x 60 x 100 mm		80.634.000	149
CIR090302	Cale d'abduction, grande, 90 x 90 x 100 mm		80.634.000	160
Sangle abdominale				
CIR090135	Sangle abdominale à fermeture encliquetée		80.612.000	59
CIR090156	Capitonnage de sangle abdominale, petit		80.612.000	21
CIR090136	Capitonnage de sangle abdominale, grand		80.612.000	26
Sangles JAY				
JAY090071	Sangle de bassin 2-points 40 mm avec bouton - utilisation facile capitonnage 190 mm		80.612.000	101
JAY090072	Sangle de bassin 2-points 40 mm avec bouton- utilisation facile capitonnage 240 mm		80.612.000	101
JAY090077	Sangle de bassin 4-points, boucle avec bouton, capitonnage 140 x 40 mm		80.612.000	152
JAY090078	Sangle de bassin 4-points, boucle avec bouton, capitonnage 165 x 40 mm		80.612.000	152
JAY090102	Sangle de bassin V-Contour, boucle latérale, capitonnage, moyenne		80.612.000	152
JAY090103	Sangle de bassin V-Contour, boucle latérale, capitonnage, grande		80.612.000	152

Dossier		Position tarifaire	CHF
Dossier			
CIR030134	Dossier réglable en angle, 0° - 35°, ressort pneumatique, pour JAY et dossier fixe	80.633.000	Std
Poignées			
CIR030126	Poignées	80.510.000	n/c
CIR030204	Poignées réglables en hauteur	80.510.000	n/c
Appui-tête		Position tarifaire	CHF
CIR030064	Appui-tête standard, petit, 139 x 210 x 40	80.550.100	Std
	CIR030137 Fixation, réglage horizontal et vertical		n/c
	CIR030138 Housse d'appui-tête, capitonnée		n/c
CIR030066	Appui-tête avec guidage latéral, petite, 140 x 230 x 70	80.550.100	91
	CIR030137 Fixation, réglage horizontal et vertical		n/c
	CIR030138 Housse d'appui-tête, capitonnée		n/c
CIR030135	Appui-tête et nuque, confort, adaptable, trévira	80.550.100	149
	CIR030137 Fixation, réglage horizontal et vertical		n/c
CIR030136	Appui-tête et nuque, confort, adaptable, revêtement PU	80.550.100	129
	CIR030137 Fixation, réglage horizontal et vertical		n/c
Capitonnage d'appui-tête Whitmyer (2)			
WHT030406	Coussin Whitmyer adjust-a-plush, grand, (l x h) 460 x 127 mm	80.622.000	431
WHT030412	Coussin Whitmyer, sous-occipital, medium, (l x h) 250 x 158 mm	80.622.000	221
WHT030413	Coussin Whitmyer, sous-occipital, L (l x h) 330 x 190 mm	80.622.000	221
WHT030414	Whitmyer, fixation d'appui-tête Cirrus G5, réglage horizontal et vertical		98
Accessoires dossier		Position tarifaire	CHF
CIR030143	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur et profondeur, droite	80.635.000	152
CIR030142	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur et profondeur, gauche	80.635.000	152
CIR030144	Housse de pelote latérale, rembourrée		80
JAY090087	Sangle de thorax Classic - Dynamique M	80.611.000	229
JAY090088	Sangle de thorax Classic - Dynamique L	80.611.000	229
JAY090104	Sangle de thorax Contour - Dynamique M	80.611.000	229
JAY090105	Sangle de thorax Contour - Dynamique L	80.611.000	229
Réglage électrique d'inclinaison d'assise et d'angle de dossier			CHF
CIR020071	Inclinaison d'assise électrique		1028
CIR030145	Réglage de l'angle du dossier, électrique		1028
CIR020072	Verrouillage du réglage électrique		149

Accoudoir		Position tarifaire	CHF
CIR040042	Partie latérale avec support central, capitonnage (400 mm), réglables en hauteur, amovible	80.508.000	Std
	CIR040031 Coque pour support du bras, pour hémiplegiques, mousse à peau intégrale, droite		225
	CIR040032 Coque pour support du bras, pour hémiplegiques, mousse à peau intégrale, gauche		225
	CIR020095 Élargissement de l'assise, 30 mm		46
CIR040000	Sans partie latérale		n/c
Accessoires			
CIR040044	Housse d'accoudoir, rembourrée		133
Table de thérapie			
CIR090131	Table de thérapie, transparente, escamotable, largeur réglable, 390 - 540 mm	80.661.000	286
	CIR090125 Rembourrage partiel pour table de thérapie (1)		76
CIR090139	Demi-table, escamotable, à droite (2)	80.661.000	244
CIR090140	Demi-table, escamotable, à gauche (3)	80.661.000	244
Support pour repose-pieds et palette monobloc		Position tarifaire	CHF
Support pour repose-pieds, pivotant (70°/80°/90°)			
CIR050117	Support pour repose-pieds, aluminium, réglable en angle 70°/80°/90°, pivotant, droite	80.505.000	n/c
CIR050118	Support pour repose-pieds, aluminium, réglable en angle 70°/80°/90°, pivotant, gauche	80.505.000	n/c
Support pour repose-pieds, pivotable vers le haut (0° - 90°)			
CIR050010	Support pour repose-pieds, aluminium, pivotable vers le haut (0° - 90°), pivotant, droite	80.505.000	n/c
CIR050009	Support pour repose-pieds, aluminium, pivotable vers le haut (0° - 90°), pivotant, gauche	80.505.000	n/c
Repose-moignon			
CIR050013	Repose-moignon, capitonné, droit	80.654.000	155
CIR050014	Repose-moignon, capitonné, gauche	80.654.000	155
Repose-jambe plâtrée			
CIR050094	Repose-jambe plâtrée, droit		155
CIR050093	Repose-jambe plâtrée, gauche		155
Sans support ni repose-pieds			
CIR050000	Sans support ni repose-pieds		n/c
Palettes			
CIR050119	Palette, séparée, plastique, réglable en angle, relevable (sur le coté), noire	80.505.000	n/c
CIR050120	Palette, séparée, plastique, réglable en angle et en profondeur, relevable (sur le coté), noire	80.505.000	98
CIR050121	Palette monobloc, aluminium, réglable en angle, noire (4)	80.505.000	98
Caisse repose-pieds (1)			
CIR050122	Caisse repose-pieds, rembourrée, revêtement PU	80.505.000	386
Accessoires			
CIR050144	Kit clinique pour régler la longueur de jambes, sans outils		n/c
CIR050123	Coussin de mollet, continu (4)		164
CIR050124	Coussin de genou, revêtement PU (4)		164
CIR050134	Coussin universel, revêtement PU (5)		n/c
CIR050133	Prolongement de palette, aluminium, noir (6)		164

(1) Non disponible avec coque pour support du bras, pour hémiplegiques, mousse à peau intégrale, droite/gauche CIR040031/32

(2) Non disponible avec coque pour support du bras, pour hémiplegiques, mousse à peau intégrale, droite CIR040031

(3) Non disponible avec coque pour support du bras, pour hémiplegiques, mousse à peau intégrale, gauche CIR040032

(4) Exclusivement pour support de repose-pieds CIR050009 & CIR050010, aluminium, pivotant vers le haut (0° - 90°), pivotant, gauche

(5) Livré avec support de repose-pieds CIR050009 & CIR050010, aluminium, pivotant vers le haut (0° - 90°), pivotant, droite/gauche

Pour repose-moignon droit/gauche CIR050013/CIR050014 & coussin de mollet CIR050123
(6) Exclusivement pour palette séparée CIR050119, plastique, réglable en angle, relevable (sur le coté), noire

Centre de gravité (COG)						
COG040	Centre de gravité -40 mm	COG00	Centre de gravité 0 mm	COG40	Centre de gravité 40 mm	
Accessoires du cadre					Position tarifaire	CHF
Levier de bascule						
CIR090003	Levier de bascule, paire			80.506.000	n/c	
Roulette anti-basculage, escamotable						
CIR090006	Roulette anti-basculage, escamotable, paire			80.502.000	n/c	
CIR090060	Porte-canne, droit			80.512.000	81	
CIR090039	Porte-canne, gauche			80.512.000	81	
Roues directrices					Position tarifaire	CHF
CIR080301	Roues directrices, bandage plein (dur), jante plastique, noire			80.511.000	n/c	
CIR080305	Roues directrices, pneumatiques, jante plastique, noire (1)			80.511.000	n/c	
Roues motrices					Position tarifaire	CHF
CIR070073	Roue motrice, 36 rayons (argent), croisés (2)				n/c	
CIR070008	Roue motrice, frein à tambour, 36 rayons (argent), croisés (3) (4)			80.503.000	236	
Pneus					Position tarifaire	CHF
CIR070076	Pneu, 1" air, profil grossier (5)			80.511.000	n/c	
CIR070077	Pneu, 1 3/8", air, profil grossier (6)			80.511.000	n/c	
CIR070074	Pneu, 1", increvable, profil grossier (5) (7)			80.511.000	n/c	
CIR070075	Pneu, 1 3/8", increvable, profil grossier (8)			80.511.000	n/c	
Mains courantes					Position tarifaire	CHF
CIR070202	Main courante, aluminium, anodisé, argent (6)				n/c	
CIR070204	Main courante, inox, argent (6)				n/c	
CIR070207	Main courante, Supergrip® (6)			80.671.000	299	
CIR070208	Main courante, Maxgrepp® (6) (9)			80.671.000	361	
CIR070251	Protection pour main courante, silicone (6) (10)			80.670.000	84	
Protège rayons (uniquement avec roue motrice 20", 22" & 24" roue motrice)					Position tarifaire	CHF
CIR070831	Protège rayons, transparent			80.509.000	204	
Freins					Position tarifaire	CHF
CIR060009	Frein, levier, long				n/c	
Frein à une main						
CIR060021	Frein, à une main, à droite				307	
CIR060022	Frein, à une main, à gauche				307	
Accessoires					Position tarifaire	CHF
CIR090000	Tousse à outils				n/c	
CIR090030	Sac à dos			80.662.000	71	
CIR090083	Porte-perfusion avec pince multifonction				173	
CIR090107	Support pour flacon, oxygène				98	
CIR090148	Support universel pour appui-tête				23	
Couleurs						CHF
CIR100134	Anthracite mat				n/c	

(1) Exclusivement avec fourche de roue directrice 6" & 8"

(2) Exclusivement pour roue motrice 20", 22" et 24"

(3) 16" roue motrice en plastique

(4) Exclusivement avec CIR070075 Pneu, 1 3/8", increvable, profil grossier

(5) Incompatible avec frein à tambour, 16"

(6) Incompatible avec roue motrice 16"

(7) Incompatible avec CIR070008 Roue motrice, frein à tambour, 36 rayons (argent), croisés

(8) Exclusivement avec CIR070008 Roue motrice, frein à tambour, 36 rayons (argent), croisés

(9) Incompatible avec roue motrice 20"

(10) Incompatible avec main courante CIR070207, Supergrip® et main courante CIR070208, Maxgrepp®

Cirrus G5		CHF
Prix de base		4'180
Total des suppléments	(veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition		90
Prix hors TVA		
TVA 8.1%		
Prix T.T.C.		


Date	Signature
------	-----------

Jour Mois Année



Sunrise Medical SA

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch

Coussins anti-escarres et plaque d'assise

// CIR020091



// CIR020151

Accoudoir et accessoires



// CIR090131



// CIR090140



// CIR040044



// CIR040042



// CIR040031

Support pour repose-pieds et palette monobloc



// CIR050117



// CIR050010



// CIR050013



// CIR050094



// CIR050119



// CIR050122



// CIR050124



// CIR050134



// CIR050123

Accessoires du cadre



// CIR090003



// CIR090006



// CIR090060

Roues motrices et roues directrices



// CIR070008



// CIR070073



// CIR080301



// CIR070208



// CIR070207

Bremsen



// CIR060009



// CIR060021

Zubehör



// CIR090148



// CIR090083



// CIR090107