

Cirrus G5

(Express)



BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client		Adresse de livraison	correspond à l'adresse de facturation
N° client		N° client	
Nom		Nom	
Rue		Rue	
NPA/Lieu		NPA/Lieu	
E-mail		E-mail	
Tél.		Tél.	
Informations relatives à la commande		Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	Charge utile max. : 135 kg	
Commission		Poids de l'utilisateur :	
N° art. : 35001000		Position tarifaire : 50.102.004	
Dernière mise à jour : 01.01.2024, prix valables jusqu'à nouvel avis			

Prix de base **CHF 4'520**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Prière de tenir compte des mesures

Les informations suivantes sont le résultat de plusieurs années de pratique. Des différences peuvent toutefois survenir dans certains cas.

La largeur du siège (LS)

- a) Pour l'utilisateur : laissez la place pour une main tenue à la verticale entre le bassin et les protège-vêtements (env. 10 - 20 mm en tout).
- b) Sur le fauteuil : les mesures sont prises d'un bord extérieur du châssis à l'autre.

La profondeur du siège (PS)

- a) Pour l'utilisateur : en position assise à 90°, depuis l'avant de la toile au creux de genou, laissez la place pour 2 - 3 largeurs de doigts (env. 30 - 60 mm). Attention aux toiles adaptables.
- b) Sur le fauteuil : du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile.

Hauteur d'assise avant

- a) Pour l'utilisateur : en position assise à 90° : du sol au creux du genou.
- b) Sur le fauteuil : du sol au tube d'assise avant (30 mm min. de plus que la mesure utilisateur). Ne pas oublier de compter l'épaisseur du coussin.

Hauteur d'assise arrière

Sur le fauteuil : du sol au tube d'assise arrière (au dossier). Remarque: la différence entre les hauteurs avant et arrière ne doit pas dépasser 110 mm.

La hauteur du dossier (HD)

- a) Pour l'utilisateur : de la surface de l'assise jusqu'à une largeur de pouce (10 - 20 mm) sous l'omoplate.
- b) Sur le fauteuil : du tube d'assise arrière à l'extrémité supérieure de la toile de dossier.

Attention : la hauteur du dossier dépend du degré de gravité du handicap.

Angle du dossier

Sur le fauteuil : 0° représente l'angle de 90° mesuré sur le siège. Les angles négatifs sont < 90° et les angles positifs sont > 90°.

Centre de gravité

Sur le fauteuil : faire tomber le fil à plomb du tube d'assise arrière (au dossier) et mesurer la distance jusqu'au milieu de l'axe.

Données techniques

Hauteur maximale :	1100 mm
Longueur maximale :	1150 mm
Poids :	à partir de 48 kg
Largeur maximale :	LS +240 mm

Le produit a passé les crash-tests des normes **ISO 7176-19 et ISO 16840-4** et en combinaison avec l'option « Anneaux de fixation pour le transport en auto », il est approprié pour être utilisé comme siège dans un véhicule pour le transport de fauteuils roulants. Toutes les modifications de la configuration peuvent influencer la hauteur d'assise. Tolérance dimensionnelle le départ d'usine ± 10 mm.

Largeur d'assise

	SW45	SW48	
mm	450	480	

Profondeur d'assise

	SD50	
mm	500 (450-550)	

Hauteur d'assise avant (1)

	FSH50	
mm	500	
8" / 24"		

Siège (avec l'option CIR020090 siège, coulissant, profondeur d'assise +/- 50 mm, la hauteur d'assise augmente de 25mm)

CHF

CIR020086	Siège, angle d'assise, inclinaison d'assise 0° - 33°	50.507.000	
CIR020090	Siège, coulissant, profondeur d'assise +/- 50 mm (4)	50.507.000	
	CIR020092 Plaque d'assise, avec renforcement pour le bassin		

Coussin anti-escarres

CIR020094	Coussin, nylon, revêtement PU		
-----------	-------------------------------	--	--

Dossier**Dossier**

CIR030123	Dossier réglable en angle, 0° - 35°, ressort pneumatique		
	BH65 Hauteur du dossier 650 mm		

Poignées

CIR030126	Poignées	50.510.000	
-----------	----------	------------	--

Coussin dossier

CIR030128	Coussin de dossier, nylon, revêtement PU	50.507.000	
-----------	--	------------	--

Appui-tête

CIR030064	Appui-tête standard, petit, 139 x 210 x 40		
	CIR030137 Fixation, réglage horizontal et vertical		

Accoudoir

CIR040043	Partie latérale avec support central, capitonnage (400 mm), réglables en hauteur, associé au dossier, relevable, amovible (1)	50.508.000	
-----------	---	------------	--

Support pour repose-pieds et palette séparée**Support pour repose-pieds, pivotable vers le haut (0° - 90°)**

CIR050010	Support pour repose-pieds, aluminium, pivotable vers le haut (0° - 90°), pivotant, droite	50.505.000	
CIR050009	Support pour repose-pieds, aluminium, pivotable vers le haut (0° - 90°), pivotant, gauche	50.505.000	

Palettes

CIR050119	Palette, séparée, plastique, réglable en angle, relevable (sur le coté), noire	50.505.000	
-----------	--	------------	--

Accessoires

CIR050144	Kit clinique pour régler la longueur de jambes, sans outils		
CIR050134	Coussin universel, revêtement PU (4)		

Centre de gravité (COG)

COG00	Centre de gravité 0 mm		
-------	------------------------	--	--

Accessoires du cadre**Levier de bascule**

CIR090003	Levier de bascule, paire	50.506.000	
-----------	--------------------------	------------	--

Roulette anti-basculé, escamotable

CIR090006	Roulette anti-basculé, escamotable, paire	50.502.000	
-----------	---	------------	--

Roues directrices

CIR080301	Roues directrices, bandage plein (dur), jante plastique, noire	50.511.000	
-----------	--	------------	--

Roues motrices

CHF

CIR070008	Roue motrice, frein à tambour, 36 rayons (argent), croisés	50.503.000	236
-----------	--	------------	-----

Pneus

CIR070075	Pneu, 1 3/8", increvable, profil grossier	50.511.000	
-----------	---	------------	--

Mains courantes

CIR070204	Main courante, inox, argent		
-----------	-----------------------------	--	--

Freins

CIR060009	Frein, levier, long		
-----------	---------------------	--	--

Accessoires

CIR090000	Tousse à outils		
-----------	-----------------	--	--

Couleurs

CIR100134	Anthracite mat		
-----------	----------------	--	--

Cirrus G5

CHF

Prix de base

4'520

Total des suppléments

236

Emballage et participation aux frais d'expédition

90

Prix hors TVA

4'756

TVA 8.1%

385

Prix T.T.C.

5'141

Date**Signature**

Jour

Mois

Année

**Sunrise Medical SA**

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch